

Rea® Azalea® S Visco et Azalea® S



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Rea® Azalea® S Visco et Azalea® S

Fauteuil de confort manuel en acier à châssis pliant



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Assise à translation (+1°/+25°) et de dossier (0°/30°) par vérins pneumatiques.
- Assise réglable en largeur et en profondeur (430 à 500 mm).
- Gouttières concaves réglables en profondeur avec système de rotation latérale indexée.
- Hauteur d'assise sol-siège avant 450 mm
- Poids : à partir de 34 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :





- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- * Coussin de dossier : 9325590 = 34,90 €
- * Coussin de siège : 9325590 = 34,90 € ou 1204839 = 81,00 €
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € x 2
- * Gouttières Droite et Gauche : 9325554 = 119,39 € x 2

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

CODE	Quantité	DESIGNATION	Euros			
			HT	Prix Public	LPPR*	
			TTC			
Rea® Azalea® S Visco - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit						
Coussin de dossier Latéral hauteur 540 mm + coussin d'assise Matrx Contour Visco NG . Hauteur sol/siège avant 450 mm. Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir .						
1572609		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
1572610		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
1572611		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
Rea® Azalea® S - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit						
Coussin de dossier Latéral hauteur 540 mm + coussin d'assise Mistral . Hauteur sol/siège avant 450 mm. Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir .						
1572657		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
1572658		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
1572659		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
Rea® Azalea® S Visco - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris						
Coussin de dossier Laguna + coussin d'assise Matrx Contour Visco NG . Hauteur sol/siège avant 450 mm. Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir .						
1572606		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
1572607		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
1572608		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
Rea® Azalea® S - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris						
Coussin de dossier Laguna + coussin d'assise Mistral . Hauteur sol/siège avant 450 mm. Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir .						
1572654		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
1572655		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
1572656		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
ACCESSOIRES (livrés séparément)						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
SP1561641		Cale-tronc gauche, amov., escam., multi-réglable, pour dossier régl. en tension Flex 3 - Revêtement PU bi-extensible noir	126,07	133,00		
SP1561642		Cale-tronc droit, amov., escam., multi-réglable, pour dossier réglable en tension Flex 3 - Revêtement PU bi-extensible noir	126,07	133,00		
AP1552651		Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur et en profondeur, pour dossier rigide Laguna 2 - Revêtement PU bi-extensible noir	107,11	113,00		
AP1552652		Cale-tronc droit amovible, réglable en largeur et en profondeur, pour dossier rigide Laguna 2 - Revêtement PU bi-extensible noir	107,11	113,00		
1491368		Tige porte-sérum avec support	84,36	89,00		
AP1663114		Plot d'abduction, Revêtement PU bi-extensible noir	200,95	212,00		

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2022 Invacare International Sarl

Rea® Azalea® S Visco et Azalea® S			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC	
Rampes en accessoire					
1440530		Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	1440530 
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	1654128 
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00	1654129 
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	1654130 