

# Rea® Azalea® Assist Minor



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



Livraison sous 3 à 5 jours



Yes, you can.®

## Rea® Azalea® Assist Minor

Fauteuil manuel en acier pliant - pour utilisateurs de petite taille



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Descriptif :

- Freins tambour.
- Inclinaison assise (+1°/24°) et dossier (0°/30°) par vérins pneumatiques.
- Inclinaison assise avec translation.
- Repose-jambes/potences réglables en largeur.
- Sangles talonnières.
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 32 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 75 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

### Désignations et codes LPPR (1) :

- \* Poussette multi-réglable et évolutive < 16 ans : 9225663 = 962,20 €
- \* Dispositif d'immobilisation par freins tambour : 9325850 = 28,71 €
- \* Accoudoirs réglables verticalement, la paire : 9325867 = 38,80 €
- \* Appui-tête: 9325732 = 108,64 €

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 6226337 : 838,47€ ) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

\* Codes LPPR (2) Fauteuil > 16 ans 4263950 = 403,50 €

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
BNI0013	<input type="checkbox"/> Rea® Azalea® Assist Minor (< 16 ans) Code LPPR 9225663		1 709,00	1 803,00	1138,35 <sup>(1)</sup>
BNI0013	<input type="checkbox"/> Rea® Azalea® Assist Minor (> 16 ans) Code LPPR 9225657		1 709,00	1 803,00	403,50 <sup>(2)</sup>
<b>ASSISE</b>					
Largeur d'assise					
BNI0038	<input type="checkbox"/> 340 mm - réglable de 340 à 440 mm		◆	◆	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BNI0065	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (à 390 mm)		○	○	
BNI0075	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 100 mm (à 440 mm)	NC : 0110	○	○	
Profondeur d'assise					
BNI0095	<input type="checkbox"/> Réglable de 380 à 450 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège					
BNI0110	<input type="checkbox"/> 400 mm		○	○	
BNI0120	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆	
Inclinaison d'assise					
BNI0127	<input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○	
Type d'assise					
BNI0130	<input type="checkbox"/> Plane, réglable en profondeur		◆	◆	
Coussin d'assise					
BNI0165	<input type="checkbox"/> Coussin <i>Flo-Shape</i>		◆	◆	
Coloris de garniture de coussin					
BNI0191	<input type="checkbox"/> Velours noir (TR35)		72,99	77,00	
BNI0201	<input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNI0202	<input type="checkbox"/> Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
<b>DOSSIER</b>					
Type de dossier					
BNI0217	<input type="checkbox"/> Dossier <i>Flex 2</i> - réglable en tension		◆	◆	
BNI0218	<input type="checkbox"/> Plaque dossier, <i>Flex 2</i> - réglable en hauteur	NC : 0240, 0905	○	○	
Coussin de dossier					
BNI0250	<input type="checkbox"/> <i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux		◆	◆	
BNI0260	<input type="checkbox"/> <i>Mistral 2</i> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322	146,92	155,00	




0165



0217



0218




0250



0260


Rea® Azalea® Assist Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Garniture de dossier</b>						
BNI0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNI0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNI0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
BNI0340	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNI0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00	
<b>Inclinaison de l'assise et du dossier</b>						
BNI0350	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNI1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
<b>POTENCES</b>						
<b>Ajustement des potences et repose-jambes</b>						
BNI0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00	
<b>Potence gauche</b>						
BNI0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0490, 0942	100,03	105,53	105,53 <sup>(1)</sup>
BNI0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BNI0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0490, 0510, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00	
<b>Potence droite</b>						
BNI0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0550, 0942	100,03	105,53	105,53 <sup>(1)</sup>
BNI0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BNI0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0550, 0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00	
<b>PALETTES</b>						
<b>Palette monobloc</b>						
BNI0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, <b>non réglable en largeur</b> - tube court	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0954, 0956	203,79	215,00	
BNI0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, <b>non réglable en largeur</b> - tube long	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0954, 0956	249,29	263,00	
<b>Palette gauche</b>						
BNI0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNI0510	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○	
BNI0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> ), sangle talonnière		◆	◆	
<b>Palette droite</b>						
BNI0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNI0570	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○	
BNI0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> ), sangle talonnière		◆	◆	
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)</b>						
BNI0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233, 1240	○	○	
BNI0605	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1233	○	○	
BNI0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1232	113,17	119,39	114,84 <sup>(3)</sup>
BNI0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233	◆	◆	
BNI0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240	113,17	119,39	114,84 <sup>(3)</sup>
BNI0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0690, 1230, 1231, 1240	○	○	



0340




0345




0380 / 0430




0390 / 0440




0410 / 0460




0475 / 0476




0510 / 0570



0520 / 0580 si potence 80°



0520 / 0580 si repose-jambe



0600 / 0630




0610 / 0640


Rea® Azalea® Assist Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)						
BNI0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232,1240	○	○	
BNI0635	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1232	○	○	
BNI0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1233	113,17	119,39	114,84 <sup>(3)</sup>
BNI0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231,1232, 1240	◆	◆	
BNI0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240	113,17	119,39	114,84 <sup>(3)</sup>
BNI0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0690, 1230, 1231, 1240	○	○	
<sup>(3)</sup> Codes LPPR 9325904 (accoudoirs réglables et orientables) = 114,84 € la paire						
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
<b>Options d'accoudoir</b>						
BNI0680	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		69,19	73,00	
BNI0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements (uniquement avec 0680)		15,17	16,00	
<b>Options d'assise</b>						
BNI0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00	
BNI0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00	69,84
<b>Options de dossier</b>						
<b>Appuis-tête</b>						
BNI0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770	○	○	
BNI0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue demi-lune avec réglage latéral et oreillettes réglables longues	NC : 0742, 0744, 0746, 0740, 0770, 0780	225,59	238,00	
BNI0735	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrix</b> Elan 4 Points M (L229xH177 mm/L9"xH7") housse respirante	NC : 0740, 0770	408,53	431,00	
<b>Autres options appuis-tête</b>						
BNI0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		54,03	57,00	
BNI0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆	
BNI0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		69,19	73,00	
BNI0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	
<b>Cale-tronc gauche</b>						
BNI0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 <sup>(1)</sup>
BNI0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 <sup>(1)</sup>
<b>Cale-tronc droit</b>						
BNI0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 <sup>(1)</sup>
BNI0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		156,40	165,00	34,92 <sup>(1)</sup>
<b>Autres options de dossier</b>						
BNI0905	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	34,92 <sup>(1)</sup> x 2
BNI0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00	
BNI0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00	
BNI0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BNI0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
<b>Options de potences/palettes</b>						
BNI0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		102,37	108,00	
BNI0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		119,43	126,00	



0615 / 0645




0720




0730 0750




0736




0770



0782



0800 / 0810



0880 / 0890





















0905



0915



0954/0956

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Assist Minor				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
<b>CHASSIS</b>								
<b>Coloris de châssis</b>								
BNI0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆		 0944	 0946
BNI0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○			
BNI0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○		 0947	 0948
BNI0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○			
BNI0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○		 0949	
<b>Fixations de roues avant</b>								
BNI0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆			
<b>Roues avant</b>								
BNI0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir		36,02	38,00			
BNI0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 - Bandage noir souple		◆	◆			
<b>ROUES ARRIERE</b>								
<b>Diamètre des roues arrière</b>								
BNI1047	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆			
<b>Type de roues arrière</b>								
BNI1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu et jante en composite noir)		◆	◆			
<b>Roues arrière</b>								
BNI1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir		◆	◆			
<b>SECURITE</b>								
BNI1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		205,69	217,00			1200
<b>Ceintures</b>								
BNI1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		◆	◆			
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b> <span style="float: right;">NOUVEAU</span>								
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>								
								
<b>AUTRES OPTIONS</b>								
<b>Tablettes</b>								
BNI1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur <b>100% LPPR</b>	NC : 1237	72,82	76,82	76,82 (1)		
BNI1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,82 (1)	1230	1231
BNI1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)		
BNI1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)	1232 / 1233	
BNI1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1235, 1237	300,47	317,00	76,82(1)		1240
<b>Coussins de tablette</b>								
BNI1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00			
BNI1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00			1237
<b>Autres options</b>								
BNI1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00			1300
BNI1305	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches		336,49	355,00			
BNI1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00			
<b>Rampes en accessoire</b>								
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00			1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00			1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00			1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00			1654130