

Invacare® Bora® AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

ARRÊT DE COMMERCIALISATION AU 31/08/2020

Pensez aux nouveaux fauteuils roulants électriques AVIVA RX20 & RX40 !



Invacare® Bora® AA2

Fauteuil électrique à châssis rigide d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :

- Electronique LiNX évolutive en standard
- Poids : à partir de 98 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 130 kg
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Nouveautés :

- Coussin d'assise **Matrx Contour Visco_{NG}**



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **7876,02 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
ASK0076	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora AA2 - Code LPPR 9125996		3 732,71	3 938,01	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASK0084	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora AA2 - Option Pack Dualight - Codes LPPR 9125996 et 9326022 Incluant la double commande utilisateur LiNX REM050 montée sur le fauteuil et l'équipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position	NC : 1254, 1437, 2108, 2203, 2205, 2206, 2227, 2228, 2136+1092	4 409,73	4 652,27	4 652,27
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASK0085	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora AA2 - Option Pack Dualelec - Codes LPPR 9125996 et 9326022 Incluant la double commande utilisateur LiNX REM050 montée sur le fauteuil et repose-jambes ergonomiques électriques	NC : 2108, 2203, 2205, 2206, 2219, 2245, 2227, 2228, 0533	4 409,73	4 652,27	4 652,27
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASK0058	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora AA2 - Option Pack Dualtech - Codes LPPR 9125996 et 9326022 Incluant une double commande utilisateur LiNX Compact montée sur le fauteuil et le manipulateur REM400	NC : 2220, 2245, 2203, 2204, 2206, 2227, 2228, 2108, 2128	5 348,12	5 642,27	4 652,27
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		

ASSISE MODULITE MODULABLE


Type d'assise

ASK2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆		 2111
ASK2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		98,58	104,00		 2112

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2020 Invacare International Sarl

Tous droits réservés
1/8

Invacare® Bora® AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143			
ASK2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ASK2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ASK2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ASK2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	98,58	104,00	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ASK2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
ASK2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
ASK2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ASK2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530 mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ASK2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco_{NG} 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155 	76,78	81,00	81,00
ASK2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ASK2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ASK2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ASK2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ASK2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ASK2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	138,39	146,00	
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ASK2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ASK2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	162,09	171,00	
ASK2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ASK2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASK2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASK2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASK2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASK2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ASK2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ASK2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir		57,82	61,00	
ASK2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00	
ASK2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		72,04	76,00	



DOSSIER RABATTABLE



2171



2173

Invacare® Bora® AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accoudoirs						
ASK2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191
ASK2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00	 2198
ASK2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	
ASK2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00	
ASK2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	○	○	
ASK2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
ASK2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
Manchettes						
ASK2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ASK2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
ASK2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
Gouttières hémiplegiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		 Gouttière concave hémiplegique
Cale-cuisses						
ASK2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASK2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASK2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASK2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASK2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASK2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	 Cale-cuisse
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ASK2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ASK2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ASK1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement Dartex réglable en profondeur	NC : 2229	◆	◆	 1350
ASK1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	○	○	 1432
ASK1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00	 1427
ASK2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASK2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00	 2323, 2324, 2322
ASK2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229 + 1288/1289	369,67	390,00	
ASK2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	 2325, 2326
ASK2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASK2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00	 2327
ASK1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		36,02	38,00	
ASK1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrix	276,78	292,00	 1445
ASK1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrix	251,18	265,00	 1446

Invacare® Bora® AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ASK1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 2136+1367	◆	◆	
ASK1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1244, 1264	649,29	685,00	
ASK1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 450 à 750 mm	NC : 1264	1 845,50	1 947,00	
Inclinaison de dossier						
ASK0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆	
REPOSE-PIEDS & REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences / Repose-pieds (la paire)						
ASK0529	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type <i>Azalea</i> ®	NC : 0504, 0522	○	○	
ASK0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type <i>Storm</i> ®3	NC : 0512	◆	◆	0533 0529
ASK0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522	724,17	764,00	
Palettes (la paire)						
ASK0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○	
ASK0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆	
ASK0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		○	○	0513 0522
ASK0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 1244	96,68	102,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
ASK2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	◆	◆	
ASK2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○	REM211 REM21
ASK2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	938,39	990,00	
ASK2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 412,32	1 490,00	REM400 Bluetooth
Option REM400						
ASK2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00	2270
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ASK1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ASK1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ASK1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ASK1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ASK2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASK2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	563,98	595,00	
ASK2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1287, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASK2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1286, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ASK2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 1404	◆	◆	
ASK2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 1405	○	○	
ASK2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASK2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	563,98	595,00	
ASZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



0977



0533



0529



0513



0522

LiNX



REM211



REM21



REM400

Bluetooth



2270



Bluetooth

REM500

Invacare® Bora® AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)							
ASK2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <i>LiNX</i> (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26	 REM050
ASK2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	900,47	950,00	714,26	 2219
ASK2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26	 2245
ASK1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆		
ASK1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○		
ASK1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		◆	◆		
ASK1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
ASK2231	<input type="checkbox"/>	Joystick Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00		 2231 2232
ASK2232	<input type="checkbox"/>	Joystick Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 090,00		
ASK2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆		
ASK2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
ASK2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00		
ASK2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00		
ASZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500							
ASK2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 2128	2 369,67	2 500,00		 1288 1286 1289 1287
ASK1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)		◆	◆		
ASK1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)		○	○		
ASK1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2125, 2227, 1404, 1415, 1312	1 137,44	1 200,00		
ASK1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2125, 2228, 1405, 1339, 1363	1 137,44	1 200,00		
Options complémentaires LiNX							
ASK2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs		417,06	440,00		 2251
ASK2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415	○	○		
ASK2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339	○	○		
ASK2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○		
ASK2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○		
ASK2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○		
ASK2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur et/ou clavier multifonctions) - défilement des fonctions et activation des vérins		68,25	72,00		
Accessoires LiNX							
ASK2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB (2 prises USB)	NC : 2110, Bodypoint	184,83	195,00		 2253
ASK2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○		
ASK2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
Autres accessoires et contacteurs							
ASK2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○		
ASZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis			
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)							
ASK1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		102,37	108,00		
ASK1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		102,37	108,00		
ASK1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		102,37	108,00		
ASK1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		102,37	108,00		

Invacare® Bora® AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ASK2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ASK1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
ASK1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
ASK1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
ASK1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
ASK1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
ASK1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint						
ASK2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	83,35	 2721 2722
ASK2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	83,35	
ASK2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	 2723
ASK2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	 2724
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
ASK0228	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ASK0252	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique		○	○	
Coloris du carénage arrière						
ASK0242	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Brillant		○	○	
ASK0243	<input type="checkbox"/>	Gris Métallique		○	○	
ASK0224	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ASK0204	<input type="checkbox"/>	Rouge Cerise Transparent		○	○	
ASK0222	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique		○	○	
ASK0248	<input type="checkbox"/>	Vert		○	○	
ASK0279	<input type="checkbox"/>	Jaune		○	○	
Coloris des jantes						
ASK0290	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique	NC : 0828	41,71	44,00	
ASK0292	<input type="checkbox"/>	Gris Métallique		○	○	
ASK0291	<input type="checkbox"/>	Noir	NC : 0828	◆	◆	
Roues avant						
ASK0835	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 9" Pneumatique noir		○	○	
ASK0836	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 9" Bandage plein noir		◆	◆	
ASK0828	<input type="checkbox"/>	200 x 45 - 8" Bandage PU noir	NC : 1283	○	○	
Roues arrière						
ASK0714	<input type="checkbox"/>	12,5" x 1,25" Pneumatique noir		○	○	
ASK0715	<input type="checkbox"/>	12" x 1,25" Bandage plein noir		◆	◆	
Suspensions						
ASK1264	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière standards grises		◆	◆	
ASK1265	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière rigides noires		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ASK1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆	
ASK1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
ASK1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 8A		◆	◆	
ASK1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10A		447,39	472,00	
ASK1257	<input type="checkbox"/>	50 Ah		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ASK1215	<input type="checkbox"/>	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 						

Invacare® Bora® AA2		Euros			
		Prix Public		LPPR*	
		HT	TTC		
OPTIONS					
Les roulettes anti-bascules et les accroche-taxis sont montées de série. Les accroche-taxis sont conformes à la norme ISO 7176-19 : 2001 pour le transport des personnes					
Eclairage					
ASK1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - Clignotants, feux de position, warning - Choisir REM216, REM400 ou REM500		516,59	545,00
ASK1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (il est obligatoire de cocher les garde-boue arrière 1417 pour cette option) - Choisir REM216, REM400 ou REM500		535,55	565,00
ASK1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆
Monte-trottoir					
ASK1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir (incluant la position Parking)		239,81	253,00
Ceinture de maintien					
ASK1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆
ASK2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	40,76	43,00
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)					
ASK2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		134,60	142,00
ASK2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		134,60	142,00
ASK2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		114,69	121,00
ASK2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		114,69	121,00
ASK2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		99,53	105,00
ASK2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		99,53	105,00
Rétroviseur					
ASK1415	<input type="checkbox"/>	Droit		56,87	60,00
ASK1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		56,87	60,00
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)					
ASK2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		124,17	131,00
Porte-canne					
ASK1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		54,98	58,00
ASK1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		54,98	58,00
Garde-boue (la paire)					
ASK1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière		94,79	100,00
Tablette escamotable					
ASK1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		414,22	437,00
ASK1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		414,22	437,00
Trousse à outils					
ASK1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		23,70	25,00



1244



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128

Invacare® BORA AA2	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)	
	Assise modulable rigide AS*2111	Assise modulable souple AS*2112
Type d'assise		
Type d'inclinaison		
AS*1092 : Electrique 0 à 20°	450	480
AS*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°	450	480
AS*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)	450	480

NC: Non compatible

<i>Invacare</i> ® <i>Bora</i> ® <i>AA2</i>			Euros			 1440530
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
Rampes en accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130