



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

ARRÊT DE COMMERCIALISATION AU 31/08/2020

Pensez aux nouveaux fauteuils roulants électriques AVIVA RX20 & RX40 !



Invacare® Bora® AA2

Fauteuil électrique démontable à châssis rigide d'intérieur ou d'extérieur



Descriptif :

- Poids : à partir de 98 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Nouveautés :

- Coussin d'assise **Matrx Contour Visco_{NG}**

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	Prix Public	LPPR* TTC
ASB0016	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora AA2 - Code LPPR 9125996		3 732,71	3 938,01	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		

ASSISE MODULITE MODULABLE

Type d'assise

ASB2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm, REGLABLE EN CONTINU		◆	◆		 2111
ASB2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm, REGLABLE EN CONTINU	98,58		104,00		 2112

Largeur d'assise (Préréglage d'usine)

		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143				
ASB2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○		
ASB2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆		
ASB2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
ASB2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	98,58	104,00		

Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)

ASB2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○		
ASB2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
ASB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○		

Invacare® Bora® AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Coussin d'assise						
ASB2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530 mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ASB2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco_{NG} 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ASB2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ASB2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ASB2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ASB2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ASB2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ASB2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	166,82	176,00	
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ASB2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ASB2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	162,09	171,00	
ASB2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ASB2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASB2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASB2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASB2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASB2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ASB2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ASB2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir		57,82	61,00	
ASB2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00	
ASB2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		72,04	76,00	
Accoudoirs						
ASB2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ASB2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00	
ASB2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	
ASB2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00	
ASB2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	107,11	113,00	
ASB2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
ASB2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
Manchettes						
ASB2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ASB2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
ASB2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	



2143



2144



2147



Dossier Rabattable



2171



2173



2191



2198

Invacare® Bora® AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Gouttières hémiplégiques						
<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique			Sur devis		
<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°			Sur devis		
Cale-cuisses						
ASB2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASB2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASB2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASB2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASB2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASB2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ASB2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ASB2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ASB1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement Dartex réglable en profondeur	NC : 2229	◆	◆	
ASB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	○	○	
ASB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00	
ASB2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASB2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00	
ASB2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229 + 1288/1289	369,67	390,00	
ASB2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASB2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASB2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00	
ASB1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		36,02	38,00	
ASB1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrx	276,78	292,00	
ASB1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrx	251,18	265,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER						
Inclinaison d'assise (Hauteur d'assise : cf tableau à la fin du tarif)						
ASB1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 2136+1367	◆	◆	
ASB1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1244, 1264	649,29	685,00	
ASB1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 450 à 750 mm LINX, REM 24SD ou REM550 obligatoires	NC : 1264	1 845,50	1 947,00	
Inclinaison de dossier						
ASB0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆	
REPOSE-PIEDS / REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences / Repose-pieds (la paire)						
ASB0529	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type Azalea ®	NC : 0504, 0522	○	○	
ASB0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type Storm ® ³	NC : 0512	◆	◆	
ASB0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522	724,17	764,00	
Palettes (la paire)						
ASB0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○	
ASB0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆	
ASB0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		○	○	



Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique



1350



1432



1427




2323, 2324, 2322



2325, 2326



2327



1445



1446



0977



0529



053



0513



052

Invacare® Bora® AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ASB0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 1244, 1264	96,68	102,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
ASB2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LINX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	◆	◆	
ASB2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LINX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○	
ASB2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LINX</i> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	938,39	990,00	
ASB2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <i>LINX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 412,32	1 490,00	
Option REM400						
ASB2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00	
Fixation de la commande principale (REM110/211/216/400)						
ASB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ASB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ASB1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ASB1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ASB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
ASB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1287, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1286, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500						
ASB2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 1404	◆	◆	
ASB2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 1405	○	○	
ASB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	
ASB2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		sur devis		
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)						
ASB2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <i>LINX</i> (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216)	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ASB2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ASB2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <i>LINX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 354,05	1 428,52	714,26
ASB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ASB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ASB1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LINX</i>		◆	◆	
ASB1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LINX</i>		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ASB2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LINX</i> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00	
ASB2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LINX</i> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 090,00	
ASB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ASB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ASB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00	

LINX™



REM211



REM216



2270



REM400



REM500



REM050



2219



2245

Invacare® Bora® AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ASZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400						
ASB2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 2128	2 037,91	2 150,00	
ASB1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)		○	○	
ASB1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)		○	○	
ASB1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2125, 2227, 1404, 1415, 1312	1 137,44	1 200,00	
ASB1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2125, 2228, 1405, 1339, 1363	1 137,44	1 200,00	
Options complémentaires LiNX						
ASB2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		417,06	440,00	
ASB2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415	○	○	
ASB2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339	○	○	
ASB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128	○	○	
ASB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128	○	○	
ASB2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ASB2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		68,25	72,00	
Accessoires LiNX						
ASB2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2110, Bodypoint	184,83	195,00	
ASB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ASB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ASB2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ASZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (En spécial)		sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ASB1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
ASB1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
ASB1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		102,37	108,00	
ASB1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ASB2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ASB1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
ASB1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
ASB1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
ASB1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
ASB1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
ASB1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ASB2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	83,35	
ASB2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	83,35	
ASB2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	
ASB2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
ASB0228	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ASB0252	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique		○	○	
ASB0233	<input type="checkbox"/>	Gris Métallique		○	○	
Roues avant						
ASB0811	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 2.5/2.8 - 4 Pneumatique Gris 9" et jantes grises (largeur hors tout 610 mm)		○	○	
ASB0813	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 2.5/2.8 - 4 Bandage plein Gris 9" et jantes grises (largeur hors tout 610 mm)		○	○	



1288 1286
1289 1287



2251



2253



2721
2722



2723



2724

Invacare® Bora® AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ASB0807	<input type="checkbox"/>	200 x 45 - 1.1/4 Bandage PU Gris 8" et jantes noires (largeur hors tout 580 mm)	NC : 1283	◆	◆	
Roues arrière						
ASB0711	<input type="checkbox"/>	12 1/2 x 2 1/4 - Pneumatique gris 12"		○	○	
ASB0727	<input type="checkbox"/>	12 1/2 x 2 1/4 - Bandage plein gris 12"		◆	◆	
Suspensions						
ASB1264	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière standard orange		◆	◆	
ASB1265	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière rigides grises		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ASB1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆	
ASB1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
ASB1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur automatique OptiCharge 8 A		◆	◆	
ASB1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		447,39	472,00	
ASB1255	<input type="checkbox"/>	40 Ah		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ASB1215	<input type="checkbox"/>	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer et les accroche-taxis sont montées de série. Les accroche-taxis sont conformes à la norme ISO 7176-19 : 2001 pour le transport des personnes						
Eclairage						
ASB1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - Clignotants, feux de position, warning - Choisir REM216 , REM400 ou REM500		516,59	545,00	
ASB1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (il est obligatoire de cocher les garde-boue arrière 1417 pour cette option) - Choisir REM216 , REM400 ou REM500		535,55	565,00	
ASB1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
ASB1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir (incluant la position Parking)		239,81	253,00	
Ceinture de maintien						
ASB1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆	
ASB2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	40,76	43,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ASB2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> Evoflex, Loquet Rehab, taille L		134,60	142,00	
ASB2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> Evoflex, Loquet Rehab, taille M		134,60	142,00	2701, 2702
ASB2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		114,69	121,00	
ASB2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		114,69	121,00	2703, 2704
ASB2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		99,53	105,00	
ASB2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		99,53	105,00	2705, 2706
Rétroviseur						
ASB1415	<input type="checkbox"/>	Côté droit		56,87	60,00	
ASB1339	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		56,87	60,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ASB2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		124,17	131,00	
						2128

Invacare® Bora® AA2					
Porte-canne					
ASB1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		54,98	58,00
ASB1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		54,98	58,00
Garde-boue (la paire)					
ASB1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière		94,79	100,00
Tablette escamotable					
ASB1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		414,22	437,00
ASB1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		414,22	437,00
Trousse à outils					
ASB1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		23,70	25,00

TABLEAU DES HAUTEURS D'ASSISE POUR ASSISE MODULITE

Invacare® BORA AA2 <i>Type d'assise</i>	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)	
	Assise modulable rigide AS*2111	Assise modulable souple AS*2112
<i>Type d'inclinaison</i>		
AS*1092 : Electrique 0 à 20°	450	480
AS*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°	450	480
AS*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)	450	480

NC: Non compatible

Rampes en accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	1654130