

Invacare® Bora® Plus AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

ARRÊT DE COMMERCIALISATION AU 31/08/2020

Pensez aux nouveaux fauteuils roulants électriques AVIVA RX20 & RX40 !



Invacare® Bora® Plus AA2

Fauteuil électrique à châssis rigide d'intérieur et d'extérieur



Individual fit and adaptability



Descriptif :
 - Electronique LiNX évolutive en standard
 - Repose-jambes ergonomiques électriques ou équipement de sécurité sur route de série
 - Poids : à partir de 98 kg
 - Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg.
 - Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Nouveautés :
 - Coussin d'assise *Matrx Contour Visco_{NG}*

Date : **LiNX™**
 Référence d'achat :
 Code client :
 Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **7876,02 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique
 Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	Prix Public	LPPR*
ASG0086	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora Plus AA2 - avec Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° et batteries gel 50Ah INCLUS - Code LPPR 9125996	NC : 0529, 0533	3 732,71	3 938,01	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASG0087	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora Plus AA2 - avec Equipement de sécurité sur route (Clignotants, feux de position, warning) et batteries gel 50Ah INCLUS - Code LPPR 9125996	NC : 2136+1092, 1254, 1437, 2203, 2205, 2206	3 732,71	3 938,01	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASG0066	<input type="checkbox"/> Invacare® Bora Plus AA2 - Option <i>Pack Dual</i> - Codes LPPR 9125996 et 9326022 - Uniquement avec l'électronique <i>LiNX</i> Incluant la double commande utilisateur <i>LiNX REM050</i> , les repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° et l'équipement de sécurité sur la route (Clignotants, feux de position, warning)	NC : 1254, 1437, 2203, 2136+1092, 2219, 2245, 2227, 2228, 0533, 2108, 2205, 2206	4 409,73	4 652,27	4 652,27
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		

ASSISE MODULITE MODULABLE

Type d'assise

ASG2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆		 2111
ASG2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		98,58	104,00		 2112

Invacare® Bora® Plus AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143			
ASG2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ASG2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ASG2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ASG2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	98,58	104,00	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ASG2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
ASG2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
ASG2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ASG2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530 mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ASG2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco_{NG} 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155 NOUVEAU	76,78	81,00	81,00
ASG2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ASG2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ASG2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ASG2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ASG2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ASG2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	166,82	176,00	
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ASG2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ASG2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	162,09	171,00	
ASG2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ASG2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASG2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASG2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASG2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ASG2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ASG2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ASG2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir		57,82	61,00	
ASG2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00	
ASG2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		72,04	76,00	




2143



2147

2144



DOSSIER RABATTABLE




2171



2173

Invacare® Bora® Plus AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accoudoirs						
ASG2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191
ASG2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00	
ASG2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	 2198
ASG2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00	
ASG2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	○	○	
ASG2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
ASG2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
Manchettes						
ASG2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ASG2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
ASG2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
Gouttières hémiplegiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		 Gouttière concave hémiplegique
Cale-cuisses						
ASG2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASG2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASG2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASG2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASG2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	
ASG2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00	 Cale-cuisse
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ASG2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ASG2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ASG1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement Dartex réglable en profondeur	NC : 2229	◆	◆	 1350
ASG1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	○	○	 1432
ASG1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00	 1427
ASG2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASG2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00	
ASG2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229 + 1288/1289	369,67	390,00	 2323, 2324, 2322
ASG2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	
ASG2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00	 2325, 2326
ASG2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00	 2327
ASG1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		36,02	38,00	
ASG1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrix	276,78	292,00	 1445
ASG1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrix	251,18	265,00	 1446

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2020 Invacare International Sarl

Invacare® Bora® Plus AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ASG1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 2136+1367	◆	◆	
ASG1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1244, 1264	649,29	685,00	
ASG1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 450 à 750 mm	NC : 1264	1845,50	1 947,00	
Inclinaison de dossier						
ASG0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆	 0977
REPOSE-PIEDS & REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences / Repose-pieds (la paire)						
ASG0529	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type <i>Azalea</i> ®	NC : 0504, 0522	○	○	
ASG0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type <i>Storm</i> ®3	NC : 0512	◆	◆	0533 
ASG0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522	724,17	764,00	
Palettes (la paire)						
ASG0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○	
ASG0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆	
ASG0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		○	○	0513 
ASG0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 1244	96,68	102,00	0522 
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LinX						
ASG2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LinX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	◆	◆	
ASG2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LinX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○	
ASG2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LinX</i> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	938,39	990,00	REM211  REM216
ASG2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <i>LinX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1412,32	1 490,00	REM400 
Option REM400						
ASG2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00	 Bluetooth® REM500
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ASG1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ASG1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ASG1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ASG1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ASG2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASG2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	563,98	595,00	
ASG2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1287, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASG2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1286, 2128, 2219, 2220	131,75	139,00	35,71
ASZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LinX REM500						
ASG2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 1404	◆	◆	
ASG2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 1405	○	○	
ASG2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ASG2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	563,98	595,00	
ASZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		

Invacare® Bora® Plus AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)							
ASG2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <i>LiNX</i> (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26	 REM050
ASG2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact <i>LiNX</i> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26	
ASG2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1354,05	1 428,52	714,26	 2219
ASG1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆		
ASG1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○		
ASG1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		◆	◆		 2245
ASG1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
ASG2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00		 2231 2232
ASG2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1033,18	1 090,00		
ASG2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆		
ASG2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
ASG2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00		
ASG2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00		
ASZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500							
ASG2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 2128	2369,67	2 500,00	714,26	 1288 1286 1289 1287
ASG1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête <i>ELAN</i> obligatoire)		◆	◆		
ASG1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête <i>ELAN</i> obligatoire)		○	○		
ASG1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2125, 2227, 1404, 1415, 1312	1137,44	1 200,00		
ASG1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2125, 2228, 1405, 1339, 1363	1137,44	1 200,00		
Options complémentaires <i>LiNX</i>							
ASG2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs		417,06	440,00		 2251
ASG2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○		
ASG2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339	○	○		
ASG2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128	○	○		
ASG2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○		
ASG2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○		
ASG2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur et/ou clavier multifonctions) - défilement des fonctions et activation des vérins		68,25	72,00		
Accessoires <i>LiNX</i>							
ASG2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB (2 prises USB)	NC : 2110, Bodypoint	184,83	195,00		 2253
ASG2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○		
ASG2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
Autres accessoires et contacteurs							
ASG2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○		
ASZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis			
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)							
ASG1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		102,37	108,00		
ASG1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		102,37	108,00		
ASG1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		102,37	108,00		
ASG1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		102,37	108,00		

Invacare® Bora® Plus AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ASG2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ASG1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
ASG1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
ASG1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
ASG1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
ASG1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
ASG1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ASG2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	83,35	
ASG2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	83,35	
ASG2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	
ASG2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
ASG0228	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ASG0252	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique		○	○	
Coloris du carénage arrière						
ASG0242	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Brillant		○	○	
ASG0243	<input type="checkbox"/>	Gris Métallique		○	○	
ASG0224	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ASG0204	<input type="checkbox"/>	Rouge Cerise Transparent		○	○	
ASG0222	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique		○	○	
ASG0248	<input type="checkbox"/>	Vert		○	○	
ASG0279	<input type="checkbox"/>	Jaune		○	○	
Coloris des jantes						
ASG0290	<input type="checkbox"/>	Blanc Arctique	NC : 0828	41,71	44,00	
ASG0292	<input type="checkbox"/>	Gris Métallique		○	○	
ASG0291	<input type="checkbox"/>	Noir	NC : 0828	◆	◆	
Roues avant						
ASG0835	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 9" Pneumatique noir		○	○	
ASG0836	<input type="checkbox"/>	230 x 60 - 9" Bandage plein noir		◆	◆	
ASG0828	<input type="checkbox"/>	200 x 45 - 8" Bandage PU noir	NC : 1283	○	○	
Roues arrière						
ASG0714	<input type="checkbox"/>	12,5" x 1,25" Pneumatique noir		○	○	
ASG0715	<input type="checkbox"/>	12" x 1,25" Bandage plein noir		◆	◆	
Suspensions						
ASG1264	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière standards grises		◆	◆	
ASG1265	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière rigides noires		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ASG1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆	
ASG1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
ASG1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 8A		◆	◆	
ASG1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10A		447,39	472,00	
ASG1257	<input type="checkbox"/>	50 Ah		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ASG1215	<input type="checkbox"/>	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						



Invacare® Bora® Plus AA2	Euros	
	Prix Public	LPPR*
	HT	TTC

OPTIONS

Les roulettes anti-bascules et les accroche-taxis sont montées de série. Les accroche-taxis sont conformes à la norme ISO 7176-19 : 2001 pour le transport des personnes

Eclairage					
ASG1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - Clignotants, feux de position, warning - Choisir REM216, REM400 ou REM500		516,59	545,00
ASG1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (il est obligatoire de cocher les garde-boue arrière 1417 pour cette option) - Choisir REM216, REM400 ou REM500		535,55	565,00
ASG1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆
Monte-trottoir					
ASG1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir (incluant la position Parking)		239,81	253,00
Ceinture de maintien					
ASG1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆
ASG2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	40,76	43,00
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)					
ASG2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		134,60	142,00
ASG2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		134,60	142,00
ASG2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		114,69	121,00
ASG2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		114,69	121,00
ASG2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		99,53	105,00
ASG2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		99,53	105,00
Rétroviseur					
ASG1415	<input type="checkbox"/>	Droit		56,87	60,00
ASG1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		56,87	60,00
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)					
ASG2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		124,17	131,00
Porte-canne					
ASG1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		54,98	58,00
ASG1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		54,98	58,00
Garde-boue (la paire)					
ASG1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière		94,79	100,00
Tablette escamotable					
ASG1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		414,22	437,00
ASG1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		414,22	437,00
Trousse à outils					
ASG1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		23,70	25,00



1244



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128

Tableau des hauteurs d'assise pour assises Modulite :

Invacare® BORA AA2	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)	
	Assise modulable rigide AS*2111	Assise modulable souple AS*2112
Type d'assise		
Type d'inclinaison		
AS*1092 : Electrique 0 à 20°	450	480
AS*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°	450	480
AS*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)	450	480

NC: Non compatible

Rampes en accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130