

# Commandes spéciales mo-Vis®



Compatibles avec les fauteuils Invacare®  
équipés des électroniques LiNX

### Les étapes pour un montage Mo-Vis :

- Choix du joystick
- Choix des supports
- Choix de contacteurs
- Réalisation de devis sur mesure

Informations client	Information produit
Date :	<p style="text-align: center;">CE</p> <p>Commandes vendues séparément, livrées non montées si le service de montage et de programmation n'est pas sélectionné</p> <hr/> <p>Garantie 2 ans</p> <hr/>
Référence d'achat :	
Code client :	
Cachet du distributeur :	

Commandes spéciales <i>mo-Vis</i> ®	Euros		LPP
	Prix Publics		
	HT	TTC	

Service de montage et de programmation				
S-01701D	<input type="checkbox"/> Service de montage et de programmation de la commande spéciale <i>mo-Vis</i> ® dans nos ateliers	530,81 €	560,00 €	Sur devis

Micro Joystick <i>mo-Vis</i> ® LiNX				
1677858	<input type="checkbox"/> <b>Micro joystick proportionnel <i>mo-Vis</i>® LiNX</b> Force de déflexion : 8,5g Dimensions : hauteur 50 mm - diamètre : 29mm Livré avec : Embout boule (Ø 18 mm), embout cupule (Ø 11 mm), collier de serrage, tige Q2M (6mm)	2 170,62 €	2 290,00 €	Sur devis
SP1602888 SP1602892 SP1602907	<input type="checkbox"/> Câble bus 0,30m ; câble bus 1,50m ; multiprise bus	300,47 €	317,00 €	Sur devis

Accessoires				
1605707	<input type="checkbox"/> Boule pour Micro Joystick	39,81 €	42,00 €	Sur devis
1605708	<input type="checkbox"/> Cupule pour Micro Joystick	39,81 €	42,00 €	Sur devis



1677858



1605707 1605708

Commandes spéciales <i>mo-Vis</i> ®		Euros			
		Prix Publics			
		HT	TTC		
<b>Multi Joystick <i>mo-Vis</i>® LiNX</b>					
1677860	<input type="checkbox"/>	<b>Multi joystick proportionnel <i>mo-Vis</i>® LiNX</b> Force de déflexion : 50g Dimensions : hauteur 65mm - diamètre : 31mm Livré avec : Embout boule 26mm, collier de serrage, tige Q2M (6mm)	1 976,30 €	2 085,00 €	Sur devis
SP1602888 SP1602892 SP1602907	<input type="checkbox"/>	Câble bus 0,30m Câble bus 1,50m Multiprise bus	300,47 €	317,00 €	Sur devis
<b>Accessoires</b>					
1605709	<input type="checkbox"/>	Boule pour Multi Joystick	39,81 €	42,00 €	Sur devis
		 1677860			 1605709
<b>Chauffe-mains <i>mo-Vis</i>®</b>					
1677784	<input type="checkbox"/>	Chauffe-mains avec alimentation par prise de charge	691,94 €	730,00 €	Sur devis
1677785	<input type="checkbox"/>	Dôme deux mains	303,32 €	320,00 €	Sur devis
1677786	<input type="checkbox"/>	Dôme une main	251,18 €	265,00 €	Sur devis
		 1677860			 1677786
<b>Joysticks All-round Light <i>mo-Vis</i>®</b>					
1605685	<input type="checkbox"/>	<b>All-round joystick Light proportionnel <i>mo-Vis</i>®</b> Dimensions : 110 x 66 x 60mm Force déflexion : 120g	1 478,67 €	1 560,00 €	Sur devis
SP1607396 SP1602888 SP1602892 SP1602907	<input type="checkbox"/>	Interface de connexion LiNX Module d'entrée IN500 Câble bus 0,30m Câble bus 1,50m Multiprise bus	708,06 €	747,00 €	Sur devis
1605736	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation All Round diam 6mm	77,73 €	82,00 €	Sur devis
<b>Accessoires</b>					
1605710	<input type="checkbox"/>	Boule pour Joystick All-round et All-round Light diamètre 6,35 mm	39,81 €	42,00 €	Sur devis
1605716	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite Noir avec insert All-round, câble court (300mm)	137,44 €	145,00 €	Sur devis
1605717	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite Jaune avec insert All-round, câble court (300mm)	137,44 €	145,00 €	Sur devis
1677969	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite rouge avec insert All-round, câble court (300mm)	137,44 €	145,00 €	Sur devis
1677970	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite bleu avec insert All-round, câble court (300mm)	137,44 €	145,00 €	Sur devis
1605734	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite Vert avec insert All-round, câble court (300mm)	137,44 €	145,00 €	Sur devis
1677932	<input type="checkbox"/>	Kit de montage sur tablette	49,29 €	52,00 €	Sur devis
		 1605685	 SP1607396	 1605710	 1605716 1605717 1677969 1677970 1605734
<b>Joysticks All-round <i>mo-Vis</i>®</b>					
1605686	<input type="checkbox"/>	<b>All-round joystick proportionnel standard <i>mo-Vis</i>®</b> Dimensions : 110 x 66 x 60mm Force déflexion : 250 g	938,39 €	990,00 €	Sur devis
SP1607396 SP1602888 SP1602892 SP1602907	<input type="checkbox"/>	Interface de connexion LiNX Module d'entrée IN500 Câble bus 0,30m Câble bus 1,50m Multiprise bus	708,06 €	747,00 €	Sur devis
<b>Accessoires</b>					
1605710	<input type="checkbox"/>	Boule pour Joystick All-round et All-round Light	39,81 €	42,00 €	Sur devis
1605716	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite Noir avec insert All-round, câble court (300mm)	137,44 €	145,00 €	Sur devis
1605717	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite Jaune avec insert All-round, câble court (300mm)	137,44 €	145,00 €	Sur devis
1677969	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite rouge avec insert All-round, câble court (300mm)	137,44 €	145,00 €	Sur devis
1677970	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite bleu avec insert All-round, câble court (300mm)	137,44 €	145,00 €	Sur devis
1605734	<input type="checkbox"/>	Twister Satellite Vert avec insert All-round, câble court (300mm)	137,44 €	145,00 €	Sur devis
1677932	<input type="checkbox"/>	Kit de montage sur tablette	49,29 €	52,00 €	Sur devis



1605686



SP1607396



1605710



1605716  
1605717  
1677969  
1677970  
1605734



1605736

### Joysticks All-round Heavy Duty joystick, commande renforcée

1602388	<input type="checkbox"/>	<b>All-round joystick proportionnel renforcé mo-Vis®</b> Dimensions : 110 x 66 x 60mm Force déflexion : 250 g	2 236,97 €	2 360,00 €	Sur devis
SP1607396 SP1602888 SP1602892 SP1602907	<input type="checkbox"/>	Interface de connexion LiNX Module d'entrée IN500 Câble bus 0,30m Câble bus 1,50m Multiprise bus	708,06 €	747,00 €	Sur devis
1677939	<input type="checkbox"/>	Kit de montage sur tablette	73,93 €	78,00 €	Sur devis



1602388



SP1607396



1677939

### Commande au pieds proportionnelle LiNX

1677866	<input type="checkbox"/>	Commande au pieds proportionnelle mo-Vis® LiNX Livrée avec une sangle de maintien du coup de pieds	2 454,98 €	2 590,00 €	Sur devis
SP1607396 SP1602888 SP1602892 SP1602907	<input type="checkbox"/>	Interface de connexion LiNX Module d'entrée IN500 Câble bus 0,30m Câble bus 1,50m Multiprise bus	708,06 €	747,00 €	Sur devis
1677879	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation de sécurité pour commande au pieds	227,49 €	240,00 €	Sur devis
SP1672328	<input type="checkbox"/>	Sangle appui- talon à boucle, moyenne	- €		Sur devis



1677866




1677879 + SP1672328

### Commande Occipitale proportionnelle


1679651	<input type="checkbox"/>	<b>Commande Occipitale proportionnelle mo-Vis® .</b> Par capteur de pression, pression d'activation minimale et maximale réglable.	4 099,53 €	4 325,00 €	Sur devis
SP1607396 SP1602888 SP1602892 SP1602907	<input type="checkbox"/>	Interface de connexion LiNX Module d'entrée IN500 Câble bus 0,30m Câble bus 1,50m Multiprise bus	708,06 €	747,00 €	Sur devis
1679663	<input type="checkbox"/>	Interface support appui tête (obligatoire pour montage sur produits Invacare). Sélectionner un support d'appui tête ci-dessous.	53,08 €	56,00 €	Sur devis
1603250	<input type="checkbox"/>	Support d'appui-tête Elan Standard, multi-réglable (38 cm de hauteur). Pour position d'installation spécifique	206,64 €	218,00 €	Sur devis
1634150	<input type="checkbox"/>	Support d'appui-tête Loxx, multi-réglable. Rigidité pour fortes sollicitations	170,70 €	180,09 €	Sur devis
1603252	<input type="checkbox"/>	Adaptateur de fixation pour montage sur dossier Invacare Flex 3 rigide	64,69 €	68,25 €	Sur devis
1629412	<input type="checkbox"/>	Adaptateur de fixation pour montage sur dossier Invacare Flex 3 réglable en tension	62,80 €	66,25 €	Sur devis




1679651



1679663



1603250



1634150



1603252/ 1629412


### Commande Occipitale à contact

1677867	<input type="checkbox"/>	<b>Commande Occipitale à contact mo-Vis® .</b> Appui-tête arrière et contacteurs Twister pro droite et gauche	2 293,84 €	2 420,00 €	Sur devis
SP1607396 SP1602888 SP1602892 SP1602907	<input type="checkbox"/>	Interface de connexion LiNX Module d'entrée IN500 Câble bus 0,30m Câble bus 1,50m Multiprise bus	708,06 €	747,00 €	Sur devis
1679663	<input type="checkbox"/>	Interface support appui tête (obligatoire pour support appui-tête Invacare). Sélectionner un support d'appui tête ci-dessous.	53,08 €	56,00 €	Sur devis
1603250	<input type="checkbox"/>	Support d'appui-tête Elan Standard, multi-réglable (38 cm de hauteur). Pour position d'installation spécifique	206,64 €	218,00 €	Sur devis
1634150	<input type="checkbox"/>	Support d'appui-tête Loxx, multi-réglable. Rigidité pour fortes sollicitations	170,70 €	180,09 €	Sur devis


1603252	<input type="checkbox"/>	Adaptateur de fixation pour montage sur dossier Invacare Flex 3 rigide	64,69 €	68,25 €	Sur devis
1629412	<input type="checkbox"/>	Adaptateur de fixation pour montage sur dossier Invacare Flex 3 réglable en tension	62,80 €	66,25 €	Sur devis




1677867



1679663



1603250



1634150



1603252/ 1629412

### Scoot control LiNX, pour tierce personne (dossiers rigides) ou utilisateur du fauteuil

1677787	<input type="checkbox"/> Scoot control sans support	2 066,35 €	2 180,00 €	Sur devis
1677788	<input type="checkbox"/> Scoot control et support court (280 à 375 mm)	2 398,10 €	2 530,00 €	Sur devis
SP1602888	Câble bus 0,30m			
SP1602892	<input type="checkbox"/> Câble bus 1,50m	300,47 €	317,00 €	Sur devis
SP1602907	Multiprise bus			



1677788 / 1677889



### Support commande au menton escamotage électrique pour Joystick All Round, All Round light, Multi et Micro

1677780	<input type="checkbox"/> Support de commande au menton escamotage électrique	2 502,37 €	2 640,00 €	Sur devis
1677946	<input type="checkbox"/> Fixation de commande au menton sur dossier	289,10 €	305,00 €	Sur devis
DE231626	<input type="checkbox"/> Fixation sur dossier pour support de commande au menton pour assise Ultra Low Maxx (prendre également ref 1677946)	177,25 €	187,00 €	Sur devis
PW-4006	<input type="checkbox"/> Prise de charge déportée pour branchement de la commande, la configuration du fauteuil doit nous être communiquée	469,19 €	495,00 €	Sur devis



1677780



1602389

### Support commande au menton escamotage manuel pour Joystick All Round, All Round light, Multi et Micro

1677975	<input type="checkbox"/> Support de commande au menton escamotage manuel	1 118,48 €	1 180,00 €	Sur devis
1677946	<input type="checkbox"/> Fixation de commande au menton sur dossier	289,10 €	305,00 €	Sur devis
DE231626	<input type="checkbox"/> Fixation sur dossier pour Ultra Low Maxx (prendre également ref 1677946)	177,25 €	187,00 €	Sur devis



1677975



1602389

### Harnais commande au menton pour Joystick All Round Light, Multi et Micro

1677790	<input type="checkbox"/> Harnais pour fixation de commande au menton, taille L	836,02 €	882,00 €	Sur devis
1677794	<input type="checkbox"/> Kit de montage Micro joystick	85,31 €	90,00 €	Sur devis
1677795	<input type="checkbox"/> Kit de montage Multi joystick	102,37 €	108,00 €	Sur devis
1677796	<input type="checkbox"/> Kit de montage All Round, All Round Light	128,91 €	136,00 €	Sur devis



1677790



1677794



1677795



1677796

### Contacteurs mo-Vis®

#### Twisters basic

1677956	<input type="checkbox"/> Twister basic noir, câble court (300mm)	92,89 €	98,00 €	Sur devis
1677957	<input type="checkbox"/> Twister basic rouge, câble court (300mm)	92,89 €	98,00 €	Sur devis
1677958	<input type="checkbox"/> Twister basic jaune, câble court (300mm)	92,89 €	98,00 €	Sur devis
1677959	<input type="checkbox"/> Twister basic bleu, câble court (300mm)	92,89 €	98,00 €	Sur devis
1677960	<input type="checkbox"/> Twister basic vert, câble court (300mm)	92,89 €	98,00 €	Sur devis
1677961	<input type="checkbox"/> Twister basic noir, câble long (1500mm)	110,90 €	98,00 €	Sur devis
1605712	<input type="checkbox"/> Twister basic rouge, câble long (1500mm)	92,89 €	98,00 €	Sur devis
1605713	<input type="checkbox"/> Twister basic jaune, câble long (1500mm)	92,89 €	98,00 €	Sur devis
1605714	<input type="checkbox"/> Twister basic bleu, câble long (1500mm)	92,89 €	98,00 €	Sur devis
1605715	<input type="checkbox"/> Twister basic vert, câble long (1500mm)	92,89 €	98,00 €	Sur devis
1677962	<input type="checkbox"/> Kit d'installation twister basic	25,59 €	27,00 €	Sur devis
1677963	<input type="checkbox"/> Kit d'installation twister basic sur tablette	15,17 €	16,00 €	Sur devis



Twister Basic



1677962




1677963

Twister bouton					
1677806	<input type="checkbox"/>	Twister bouton noir, câble court (300mm)	111,85 €	118,00 €	Sur devis
1677807	<input type="checkbox"/>	Twister bouton rouge, câble court (300mm)	111,85 €	118,00 €	Sur devis
1677964	<input type="checkbox"/>	Twister bouton jaune, câble court (300mm)	111,85 €	118,00 €	Sur devis
1677965	<input type="checkbox"/>	Twister bouton bleu, câble court (300mm)	111,85 €	118,00 €	Sur devis
1677966	<input type="checkbox"/>	Twister bouton vert, câble court (300mm)	111,85 €	118,00 €	Sur devis
1677801	<input type="checkbox"/>	Twister bouton noir, câble long (1500mm)	111,85 €	118,00 €	Sur devis
1677802	<input type="checkbox"/>	Twister bouton rouge, câble long (1500mm)	111,85 €	118,00 €	Sur devis
1677803	<input type="checkbox"/>	Twister bouton jaune, câble long (1500mm)	111,85 €	118,00 €	Sur devis
1677804	<input type="checkbox"/>	Twister bouton bleu, câble long (1500mm)	111,85 €	118,00 €	Sur devis
1677805	<input type="checkbox"/>	Twister bouton vert, câble long (1500mm)	111,85 €	118,00 €	Sur devis



#### Twister sur tube (avec noix de serrage diam. 6)

1601830	<input type="checkbox"/>	Twister sur tube noir, câble court (300mm)	159,24 €	168,00 €	Sur devis
1677967	<input type="checkbox"/>	Twister sur tube rouge, câble court (300mm)	159,24 €	168,00 €	Sur devis
1601831	<input type="checkbox"/>	Twister sur tube jaune, câble court (300mm)	159,24 €	168,00 €	Sur devis
1677968	<input type="checkbox"/>	Twister sur tube bleu, câble court (300mm)	159,24 €	168,00 €	Sur devis
1601832	<input type="checkbox"/>	Twister sur tube vert, câble court (300mm)	159,24 €	168,00 €	Sur devis
1601916	<input type="checkbox"/>	Twister sur tube noir, câble long (1500mm)	159,24 €	168,00 €	Sur devis
1677782	<input type="checkbox"/>	Twister sur tube rouge, câble long (1500mm)	159,24 €	168,00 €	Sur devis
1601917	<input type="checkbox"/>	Twister sur tube jaune, câble long (1500mm)	159,24 €	168,00 €	Sur devis
1677783	<input type="checkbox"/>	Twister sur tube bleu, câble long (1500mm)	159,24 €	168,00 €	Sur devis
1601918	<input type="checkbox"/>	Twister sur tube vert, câble long (1500mm)	159,24 €	168,00 €	Sur devis




#### Twister sur flexible

1677798	<input type="checkbox"/>	Twister sur flexible noir, câble long (1500mm)	189,57 €	200,00 €	Sur devis
1677799	<input type="checkbox"/>	Twister sur flexible rouge, câble long (1500mm)	189,57 €	200,00 €	Sur devis
1677800	<input type="checkbox"/>	Twister sur flexible vert, câble long (1500mm)	189,57 €	200,00 €	Sur devis
1678107	<input type="checkbox"/>	Support, pince sur tube universelle	56,87 €	60,00 €	Sur devis




#### Twister Pro (contacteurs sécurisés)

1677811	<input type="checkbox"/>	Twister Pro noir, câble court (300mm)	118,48 €	125,00 €	Sur devis
1677812	<input type="checkbox"/>	Twister Pro rouge, câble court (300mm)	118,48 €	125,00 €	Sur devis
1677813	<input type="checkbox"/>	Twister Pro vert, câble court (300mm)	118,48 €	125,00 €	Sur devis
1677809	<input type="checkbox"/>	Twister Pro noir, câble long (1500mm)	118,48 €	125,00 €	Sur devis
1677809	<input type="checkbox"/>	Twister Pro rouge, câble long (1500mm)	118,48 €	125,00 €	Sur devis
1677810	<input type="checkbox"/>	Twister Pro vert, câble long (1500mm)	118,48 €	125,00 €	Sur devis



#### Fixations pour contacteurs

1601820	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation Q2M, collier diam 6mm (unité)	25,40 €	26,80 €	Sur devis
1678118	<input type="checkbox"/>	Barres Q2M, longueur 400mm, diam 6mm	24,22 €	25,55 €	Sur devis
1678124	<input type="checkbox"/>	Support, pince sur tube universelle	244,55 €	258,00 €	Sur devis
1678120	<input type="checkbox"/>	Support base, diam 6mm	54,98 €	58,00 €	Sur devis
DE256793	<input type="checkbox"/>	Collier de fixation diamètre 6 & 13 mm	143,13 €	151,00 €	Sur devis




Nous vous accompagnons dans la réalisation d'un devis personnalisé afin de répondre au mieux à vos besoins et à votre confort d'utilisation.

Le fauteuil est déjà existant ? Indiquez simplement son numéro de série (NS).

Votre fauteuil est en cours de réalisation ? Transmettez-nous la fiche de mesures afin que nous puissions étudier la solution la plus adaptée.

Invacare® met à votre disposition de nombreuses possibilités d'adaptation et de personnalisation, y compris des solutions sur mesure non présentées dans cette fiche tarifaire.

Pour les configurations spécifiques, vous pouvez utiliser les schémas ci-dessous afin de préciser l'emplacement souhaité de la commande. Vous pouvez également nous envoyer vos propres croquis ou schémas pour une étude encore plus personnalisée.



### Programmation personnalisée

Dans le cadre du service de montage réalisé par Invacare®, nous vous proposons la programmation personnalisée de votre fauteuil afin d'adapter au mieux ses fonctionnalités aux besoins de l'utilisateur.

Une fiche d'information dédiée est disponible sur notre site : « Programmation commandes spéciales mo-Vis ».

Nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner et vous présenter l'ensemble des possibilités offertes par l'électronique LiNX associée aux solutions mo-Vis.