



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



Arrêt de commercialisation le 01/07/2020  
- Découvrez dès à présent la nouvelle version 2.0 du Compact !



küschall® Compact

Bodypoint®

matrix®

CE

Fauteuil manuel actif en aluminium pliant par croisillon



**Descriptif :**

- Système de pliage plus facile.
- Compact et fonctionnel.
- Dossier rabattable en option.
- Double croisillon à partir de la largeur 440 mm.
- Protection de châssis arrière en standard.
- Poids : à partir de 10,4 kg.
- Poids max. de l'utilisateur : 130 kg.
- Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



**Notez que la prescription de ce fauteuil roulant n'exclut pas la prescription d'un fauteuil roulant verticalisateur, inscrit sur la LPPR.**

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

**Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !**

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.



Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix


**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

				Euros			
				Prix Public	LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
DDP0020	<input type="checkbox"/> küschall® Compact Dossier fixe - Code LPPR 9124643		2 322,27	2 450,00	558,99		
DDP0022	<input type="checkbox"/> küschall® Compact Dossier réglable en angle - Code LPPR 9124689	NC : dossiers Matrix	2 464,45	2 600,00	603,65		
DDP0024	<input type="checkbox"/> küschall® Compact Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise - Code LPPR 9124689	NC : dossiers Matrix	2 511,85	2 650,00	603,65		
<b>küschall® Compact - Option Dual HR™</b>							
	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ (système de double main-courante pour personnes hémiplegiques à droite ou à gauche - axe à démontage rapide - Code LPPR 9325614)		527,9621	557,00	271,23		Cocher obligatoirement option DDP1118 ou DDP1119 pour système Double main-courante avec roues arrière pneumatiques et mc alu
<b>TYPE D'ASSISE</b>							
<b>Châssis avant</b> (Châssis hémi : avant du châssis dégagé)							
DDP0211	<input type="checkbox"/> Châssis Standard		◆	◆			
DDP0224	<input type="checkbox"/> Châssis hémi en abduction à gauche		112,80	119,00			
DDP0205	<input type="checkbox"/> Châssis hémi en abduction à droite		112,80	119,00			
DDP0219	<input type="checkbox"/> Châssis hémi en abduction des deux côtés		225,59	238,00			
<b>Largeur d'assise (SB)</b> (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / Largeur 440 à 500 mm : croisillon double/ Largeur 280 à 320 mm compatible uniquement avec la palette monobloc carbone, palettes doubles possibles si châssis hémi)							
DDP0118	<input type="checkbox"/> 280 mm	DDP0120	<input type="checkbox"/> 300 mm	NC : dossiers et coussins Matrix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDP0122	<input type="checkbox"/> 320 mm	DDP0124	<input type="checkbox"/> 340 mm	NC : dossiers et coussins Matrix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDP0126	<input type="checkbox"/> 360 mm	DDP0128	<input type="checkbox"/> 380 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDP0130	<input type="checkbox"/> 400 mm	DDP0132	<input type="checkbox"/> 420 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDP0134	<input type="checkbox"/> 440 mm	DDP0136	<input type="checkbox"/> 460 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDP0138	<input type="checkbox"/> 480 mm	DDP0140	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : dossiers Matrix MX2 et Elite hauteur 360 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Profondeur d'assise (ST)</b> (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon)) - Avec profondeur 320 mm NC angles de dossier à 82° et 86°							
DDP0408	<input type="checkbox"/> 320 mm	DDP0410	<input type="checkbox"/> 340 mm	NC : coussins Matrix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDP0412	<input type="checkbox"/> 360 mm	DDP0415	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : coussins Matrix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDP0417	<input type="checkbox"/> 400 mm				◆	◆	
DDP0420	<input type="checkbox"/> 420 mm	DDP0422	<input type="checkbox"/> 440 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDP0424	<input type="checkbox"/> 460 mm	DDP0427	<input type="checkbox"/> 480 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDP0429	<input type="checkbox"/> 500 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Hauteur de dossier (RH)</b> (Hauteur 300 à 390 mm NC tendeur de dossier / Hauteur 300 à 330 mm NC dossier rabattable, Hauteur 300 à 345 mm NC dossier rabattable + toile de dossier Air Light)						
DDP0585	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier selon dossier Matrix choisi			○	○
DDP0550	<input type="checkbox"/>	300 mm	DDP0503	<input type="checkbox"/>	315 mm	○
DDP0506	<input type="checkbox"/>	330 mm	DDP0509	<input type="checkbox"/>	345 mm	○
DDP0512	<input type="checkbox"/>	360 mm			○	○
DDP0514	<input type="checkbox"/>	375 mm			◆	◆
DDP0516	<input type="checkbox"/>	390 mm	DDP0518	<input type="checkbox"/>	405 mm	○
DDP0520	<input type="checkbox"/>	420 mm	DDP0522	<input type="checkbox"/>	435 mm	○
DDP0524	<input type="checkbox"/>	450 mm	DDP0526	<input type="checkbox"/>	465 mm	○
DDP0528	<input type="checkbox"/>	480 mm	DDP0530	<input type="checkbox"/>	495 mm	○
DDP0532	<input type="checkbox"/>	510 mm			○	○
<b>Hauteur d'assise avant (SHv)</b> (voir matrice ci-contre)						
DDP0843	<input type="checkbox"/>	410 mm	DDP0844	<input type="checkbox"/>	420 mm	○
DDP0845	<input type="checkbox"/>	430 mm	DDP0846	<input type="checkbox"/>	440 mm	○
DDP0847	<input type="checkbox"/>	450 mm	DDP0848	<input type="checkbox"/>	460 mm	○
DDP0849	<input type="checkbox"/>	470 mm	DDP0850	<input type="checkbox"/>	480 mm	○
DDP0851	<input type="checkbox"/>	490 mm			○	○
DDP0852	<input type="checkbox"/>	500 mm			◆	◆
DDP0853	<input type="checkbox"/>	510 mm			○	○
DDP0854	<input type="checkbox"/>	520 mm	DDP0855	<input type="checkbox"/>	530 mm	○
<b>Hauteur d'assise arrière (SHh)</b> (SHh = 380 mm uniquement avec châssis hémi / SHh < 410 mm NC : avec garde-boue fixe en carbone / voir matrice ci-contre) - Avec potences à 70° et 80° : SHv-100 mm < SHh < SHv-0 mm - Avec potences à 90° : SHv-100 mm < SHh < SHv-30 mm						
DDP0943	<input type="checkbox"/>	380 mm	DDP0944	<input type="checkbox"/>	390 mm	○
DDP0945	<input type="checkbox"/>	400 mm	DDP0946	<input type="checkbox"/>	410 mm	○
DDP0947	<input type="checkbox"/>	420 mm	DDP0948	<input type="checkbox"/>	430 mm	○
DDP0949	<input type="checkbox"/>	440 mm	DDP0950	<input type="checkbox"/>	450 mm	○
DDP0951	<input type="checkbox"/>	460 mm			◆	◆
DDP0952	<input type="checkbox"/>	470 mm	DDP0953	<input type="checkbox"/>	480 mm	○
DDP0954	<input type="checkbox"/>	490 mm	DDP0955	<input type="checkbox"/>	500 mm	○
<b>Distance (UL) fauteuil</b> (Avec potences 70° UL doit être < SHv - 20 mm / Avec potences 80° et 90° UL doit être < SHv - 30 mm / UL 510 mm NC : avec potences 80° et 90°)						
DDP1662	<input type="checkbox"/>	210 mm	DDP1663	<input type="checkbox"/>	220 mm	○
DDP1664	<input type="checkbox"/>	230 mm	DDP1665	<input type="checkbox"/>	240 mm	○
DDP1666	<input type="checkbox"/>	250 mm	DDP1667	<input type="checkbox"/>	260 mm	○
DDP1668	<input type="checkbox"/>	270 mm	DDP1669	<input type="checkbox"/>	280 mm	○
DDP1670	<input type="checkbox"/>	290 mm	DDP1671	<input type="checkbox"/>	300 mm	○
DDP1672	<input type="checkbox"/>	310 mm	DDP1673	<input type="checkbox"/>	320 mm	○
DDP1674	<input type="checkbox"/>	330 mm	DDP1675	<input type="checkbox"/>	340 mm	○
DDP1676	<input type="checkbox"/>	350 mm	DDP1677	<input type="checkbox"/>	360 mm	○
DDP1678	<input type="checkbox"/>	370 mm	DDP1679	<input type="checkbox"/>	380 mm	○
DDP1680	<input type="checkbox"/>	390 mm	DDP1681	<input type="checkbox"/>	400 mm	○
DDP1682	<input type="checkbox"/>	410 mm	DDP1683	<input type="checkbox"/>	420 mm	○
DDP1684	<input type="checkbox"/>	430 mm			◆	◆
DDP1685	<input type="checkbox"/>	440 mm	DDP1686	<input type="checkbox"/>	450 mm	○
DDP1687	<input type="checkbox"/>	460 mm	DDP1688	<input type="checkbox"/>	470 mm	○
DDP1689	<input type="checkbox"/>	480 mm	DDP1690	<input type="checkbox"/>	490 mm	○
DDP1691	<input type="checkbox"/>	500 mm	DDP1692	<input type="checkbox"/>	510 mm	○
<b>TYPE DE DOSSIER</b>						
<b>Type de dossier</b>						
DDP0705	<input type="checkbox"/>	Courbure lombaire ( <i>Uniquement pour dossier fixe</i> )		NC : dossiers Matrix	39,81	42,00
<b>Angle de dossier réglable par vis</b> (uniquement si 0022 ou 0024 sélectionné / 102° NC avec dossier rabattable sur l'assise / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise)						
DDP0709	<input type="checkbox"/>	90°			◆	◆
DDP0707	<input type="checkbox"/>	82°	DDP0711	<input type="checkbox"/>	98°	○
DDP0718	<input type="checkbox"/>	86°	DDP0712	<input type="checkbox"/>	102°	○
DDP0719	<input type="checkbox"/>	94°			○	○
<b>Garniture de dossier (nc dossiers Matrix)</b>						
DDP0700	<input type="checkbox"/>	Standard, avec capitonnage mousse		NC : poignées réglables en hauteur externes, tendeur de dossier	◆	◆

Roues arrière	SHh possible
22"	380 - 470 mm
24"	390 - 490 mm
26"	420 - 500 mm



UL fauteuil  
=  
UL patient -  
épaisseur coussin



0705



0700

Küschall® Compact		Euros				
		Prix Public		LPPR*		
		HT	TTC			
<b>Garniture de dossier (nc dossiers MatrX) (suite)</b>						
DDP0721	<input type="checkbox"/>	Toile <b>Air Light</b> (cousue main, aérée, anti-transpirante) -355g	NC : poignées réglables en hauteur externes, tendeur de dossier, largeurs d'assise ≤ à 320 mm et 500 mm, hauteur de dossier < 360 mm	136,49	144,00	 0721
DDP0726	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette		33,08	34,90	34,90
DDP0735	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette		198,10	209,00	34,90
<b>Dossiers MatrX - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Délais supplémentaires. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure MatrX !</b>						
DDP0764	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX MX2</b> , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur d'assise SB ≥ 480 mm	882,46	931,00	838,47*
DDP0765	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX MX2</b> , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur d'assise SB ≥ 480 mm	882,46	931,00	838,47*
DDP0766	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX MX2</b> , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur d'assise SB ≥ 480 mm	882,46	931,00	838,47*
DDP0767	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX MX2</b> , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur d'assise SB ≥ 480 mm	882,46	931,00	838,47*
DDP0758	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX Elite</b> , hauteur 260 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
DDP0759	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX Elite</b> , hauteur 310 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
DDP0760	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX Elite</b> , hauteur 360 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : largeur d'assise SB ≥ 480 mm	500,47	528,00	838,47*
DDP0761	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX Elite</b> , hauteur 410 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
DDP0763	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX Elite</b> , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
DDP0756	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX Elite Deep</b> , hauteur 310 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
DDP0757	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX Elite Deep</b> , hauteur 410 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
DDP0762	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>MatrX Elite Deep</b> , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
<b>Poignées à pousser</b> (si freins tambour, prendre poignées standards longues)						
DDP0702	<input type="checkbox"/>	Standards longues (si dossier MatrX, poignées montées à env. 475 mm de l'assise)		◆	◆	
DDP0750	<input type="checkbox"/>	Sans poignées (si dossier MatrX, télescopes montés à env. 350 mm de l'assise)		○	○	
DDP0751	<input type="checkbox"/>	Standards courtes (si dossier MatrX, poignées montées à env. 475 mm de l'assise)		○	○	
DDP0703	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	NC : dossier rabattable, appui-bras	162,09	171,00	
DDP0733	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées	NC : tendeur de dossier	195,26	206,00	
DDP0704	<input type="checkbox"/>	Rabattables (si dossier MatrX, poignées montées à env. 450 mm de l'assise)		162,09	171,00	
<b>OPTIONS DE DOSSIER</b>						
<b>Tendeur de dossier</b>						
DDP1491	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : poignées à pousser rabattables et intégrées, toile de dossier standard et Air Light et hauteur de dossier ≤ 390 mm	116,59	123,00	 1491
<b>ASSISE</b>						
<b>Toile d'assise</b>						
DDP0611	<input type="checkbox"/>	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆	
DDP0614	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		29,38	31,00	  0611 0614
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
<b>Coussin d'assise</b>						
DDP0600	<input type="checkbox"/>	Standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm		77,73	82,00	34,90 / 838,47*  0600

**MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en**

Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
DDP0662	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Libra</b> (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)		293,84	310,00	34,90 / 838,47*	
DDP0663	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Vi</b> (housse Mesh micro-aérée noire)		293,84	310,00	34,90 / 838,47*	
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
<b>Pochette d'assise</b>							
DDP0606	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible		63,51	67,00		
<b>POCHETTES SOUS TOILE D'ASSISE</b>							
DDP0616	<input type="checkbox"/>	Petite pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : ST ≤ 340 mm	46,45	49,00	 0616/0617	
DDP0617	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : ST ≤ 340 mm	46,45	49,00		
<b>POTENCES / PALETTES</b>							
<b>Potences</b> (les repose-jambes et support amputé de la gamme Action® sont compatibles) L'escamotage vers l'extérieur des potences peut être limité par les poignées de freins à pousser avec leviers droits selon la configuration du fauteuil							
DDP1540	<input type="checkbox"/>	70°, angle ouvert		◆	◆	 90° 80° 70°	
DDP1541	<input type="checkbox"/>	80°, angle mi-ouvert	NC : roues avant 7"	○	○		
DDP1542	<input type="checkbox"/>	90°, angle fermé	NC : roues avant 6" et 7"	○	○		
<b>Palettes doubles</b> (position reculée NC : roues 5" pour potences à 80° avec pente d'assise =< 50 mm)							
DDP1562	<input type="checkbox"/>	Fixes, position avancée (montée haute pour UL<340mm)	NC : SB < 340mm, UL < 260mm	◆	◆		
DDP1563	<input type="checkbox"/>	Fixes, position reculée (montée haute pour UL<340mm)	NC : SB < 340mm, UL < 260mm	○	○		
DDP1564	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle, position avancée (montée haute pour UL<380mm)	NC : SB < 340mm, UL < 340mm	147,87	156,00		
DDP1565	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle, position reculée (montée haute pour UL<380mm)	NC : SB < 340mm, UL < 340mm	147,87	156,00		
DDP1578	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle en carbone, position avancée (montée haute pour UL<300mm)		237,91	251,00		
DDP1579	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle en carbone, position reculée (montée haute pour UL<300mm)		237,91	251,00		
<b>Palette monobloc</b> (NC : UL < 300 mm)							
DDP1566	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle en carbone, escamotable - Position avancée		253,08	267,00		
DDP1567	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle en carbone, escamotable - Position reculée		253,08	267,00		
<b>Sangles</b>							
DDP1534	<input type="checkbox"/>	Appui-mollets		◆	◆		
DDP1530	<input type="checkbox"/>	Talonnères	NC : palettes fixes carbone, monobloc	55,92	59,00		
<b>ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS</b>							
<b>Protège-vêtements</b>							
DDP1400	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements fixes en carbone	NC : accoudoirs	◆	◆	 1400	
<b>Garde-boue</b> (NC : avec accoudoirs / déconseillé avec roues de 22")							
DDP1405	<input type="checkbox"/>	Fixes en carbone	NC : kits Dual HR	161,14	170,00	 1408	
DDP1408	<input type="checkbox"/>	Amovibles en carbone (+ 20 mm de largeur utile et hors tout)		249,29	263,00		
<b>Accoudoirs</b> (+ 20 mm de largeur utile et hors tout)							
DDP1416	<input type="checkbox"/>	Courts, réglables en hauteur avec outil et amovibles (inclut des protège-vêtements en carbone)		213,27	225,00	 1416/1421	
DDP1421	<input type="checkbox"/>	Longs, réglables en hauteur avec outil et amovibles (inclut des protège-vêtements en carbone)		233,18	246,00		
DDP1411	<input type="checkbox"/>	Appui-bras tubes réglables en hauteur et amovibles, capitonnage confort ( <i>doivent être retirés avant de rabattre le dossier</i> )	NC : motorisations alber	222,75	235,00	 1411	
DDP1445	<input type="checkbox"/>	Relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur, bordure noire		285,31	301,00		
DDP1446	<input type="checkbox"/>	Relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur, bordure bleue		285,31	301,00		
DDP1447	<input type="checkbox"/>	Relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur, bordure rouge		285,31	301,00		

Küschall® Compact				Euros																						
				Prix Public		LPPR*																				
				HT	TTC																					
<b>Accessoires d'accoudoirs relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur avec bordure</b>																										
DDP1455	<input type="checkbox"/>	Housse d'accoudoir avec bordure noire, la		66,35	70,00																					
DDP1456	<input type="checkbox"/>	Housse d'accoudoir avec bordure bleue, la paire		66,35	70,00																					
DDP1457	<input type="checkbox"/>	Housse d'accoudoir avec bordure rouge, la paire		66,35	70,00																					
<b>Gouttières</b>																										
DDP1423	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - côté gauche (si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo)		113,17	119,39	119,39																				
DDP1422	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - côté droit (si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo)		113,17	119,39	119,39																				
<b>CHASSIS</b>																										
<b>Couleur du châssis</b> (une différence de couleur de 7% est possible entre les pièces du châssis - norme ISO)																										
DDP0300	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant			○	○																				
DDP0302	<input type="checkbox"/>	Bleu Royal	DDP0315	<input type="checkbox"/>	Gris Argent	○	○																			
DDP0303	<input type="checkbox"/>	Rouge Royal	DDP0358	<input type="checkbox"/>	Gris Fumé	○	○																			
DDP0357	<input type="checkbox"/>	Brun Ambré	DDP0356	<input type="checkbox"/>	Blanc Ivoire	○	○																			
DDP0354	<input type="checkbox"/>	Gris nuit	DDP0368	<input type="checkbox"/>	Rose Nitro (uniquement disponible en bicolore)	○	○																			
DDP0314	<input type="checkbox"/>	Noir Mat	DDP0366	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite (uniquement disponible en bicolore)	○	○																			
DDP0359	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy	DDP0367	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique (uniquement disponible en bicolore)	○	○																			
DDP0365	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure (uniquement disponible en bicolore)			○	○																				
<b>Type de coloris</b>																										
DDP0398	<input type="checkbox"/>	Coloris <b>Uni</b> (châssis arrière, croisillon et châssis avant de la couleur sélectionnée)	NC : 0365, 0366, 0367, 0368		◆	◆																				
DDP0399	<input type="checkbox"/>	Coloris <b>Bicolore</b> (châssis arrière et croisillon Noir Mat, châssis avant de la couleur sélectionnée)			○	○																				
<b>Kit CPS = moyeu + jante (pour roues 22 et 24" küschall moyeu Starec) + platine porte-axe + tête de fourche + fourches + bouchon axes QR (sauf roues Spinergy et Hight Performance freins moyeux) + bouchon de tubes d'assise (roues 4" et 5" Starec non incluses) + leviers de potences</b>																										
DDP0330	<input type="checkbox"/>	Techno-anthracite	DDP0334	<input type="checkbox"/>	B-blue	335,55	354,00																			
DDP0338	<input type="checkbox"/>	Chrome (jante noire)	DDP0329	<input type="checkbox"/>	Rouge Comète	335,55	354,00																			
DDP0337	<input type="checkbox"/>	Jaune Cuivré	DDP0336	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic	335,55	354,00																			
DDP0339	<input type="checkbox"/>	Champagne	DDP0340	<input type="checkbox"/>	Olive	335,55	354,00																			
<b>ROUES AVANT</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Roues avant / fixation des fourches avant</th> <th>Montée haut</th> <th>Standard</th> <th>Montée bas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4"</td> <td>410 - 480</td> <td>440 - 510</td> <td>470 - 530</td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td>440 - 490</td> <td>470 - 520</td> <td>500 - 530</td> </tr> <tr> <td>6"</td> <td>460 - 510</td> <td>490 - 530</td> <td>520 - 530</td> </tr> <tr> <td>7"</td> <td>480 - 520</td> <td>510 - 530</td> <td>540 - 550</td> </tr> </tbody> </table>							Roues avant / fixation des fourches avant	Montée haut	Standard	Montée bas	4"	410 - 480	440 - 510	470 - 530	5"	440 - 490	470 - 520	500 - 530	6"	460 - 510	490 - 530	520 - 530	7"	480 - 520	510 - 530	540 - 550
Roues avant / fixation des fourches avant	Montée haut	Standard	Montée bas																							
4"	410 - 480	440 - 510	470 - 530																							
5"	440 - 490	470 - 520	500 - 530																							
6"	460 - 510	490 - 530	520 - 530																							
7"	480 - 520	510 - 530	540 - 550																							



1447



1423 / 1422

Ne s'applique pas à la platine porte axe spécifique au départ arrière.

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Fixation des fourches avant</b>						
DDP0864	<input type="checkbox"/>	Montée haute (écarte la fourche de 25mm vers l'extérieur)		○	○	
DDP0865	<input type="checkbox"/>	Standard		◆	◆	
DDP0866	<input type="checkbox"/>	Montée bas (écarte la fourche de 25mm vers l'extérieur)		○	○	
<b>Roues avant</b>						
DDP0801	<input type="checkbox"/>	4" Every day - Bandage noir		○	○	
DDP0860	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○	
		4" Starec, jante aluminium :				
DDP0803	<input type="checkbox"/>	Techno-anthracite	DDP0808 <input type="checkbox"/>	Rouge Comète	58,77	62,00
DDP0861	<input type="checkbox"/>	Chrome	DDP0809 <input type="checkbox"/>	Noir	58,77	62,00
DDP0830	<input type="checkbox"/>	Jaune Cuivré	DDP0831 <input type="checkbox"/>	Bleu Artic	58,77	62,00
DDP0825	<input type="checkbox"/>	Champagne	DDP0826 <input type="checkbox"/>	Olive	58,77	62,00
DDP0807	<input type="checkbox"/>	B-blue			58,77	62,00
DDP0796	<input type="checkbox"/>	4"x1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire			92,89	98,00
DDP0797	<input type="checkbox"/>	4"x1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise			92,89	98,00
DDP0810	<input type="checkbox"/>	5" Bandage noir		◆	◆	
DDP0863	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		○	○	
		5" Starec, jante aluminium :				
DDP0813	<input type="checkbox"/>	Techno-anthracite	DDP0818 <input type="checkbox"/>	Rouge Comète	79,62	84,00
DDP0862	<input type="checkbox"/>	Chrome	DDP0819 <input type="checkbox"/>	Noir	79,62	84,00
DDP0833	<input type="checkbox"/>	Jaune Cuivré	DDP0832 <input type="checkbox"/>	Bleu Artic	79,62	84,00
DDP0827	<input type="checkbox"/>	Champagne	DDP0828 <input type="checkbox"/>	Olive	79,62	84,00
DDP0817	<input type="checkbox"/>	B-blue			79,62	84,00
DDP0798	<input type="checkbox"/>	5"x1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire			113,74	120,00
DDP0799	<input type="checkbox"/>	5"x1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise			113,74	120,00
DDP0820	<input type="checkbox"/>	6" Bandage Soft noir		○	○	
DDP0821	<input type="checkbox"/>	6" Pneumatique		○	○	
DDP0822	<input type="checkbox"/>	7" Bandage Soft noir		○	○	
<b>ROUES ARRIERE</b>						
<b>Kit Double main-courante pour largeurs d'assise de 380 à 500 mm</b> (NC : Platine rallongée, freins tambours, protège-rayons, carrossage 3°, Tétra-clip, garde-boue fixes en carbone, motorisations alber, bande anti-crevaisson, sacs de transport)						
DDP1118	<input type="checkbox"/>	Kit <b>Dual HR™</b> - à droite - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique <b>Schwalbe Rightrun</b> main-courante aluminium			527,96	557,00 271,23
DDP1119	<input type="checkbox"/>	Kit <b>Dual HR™</b> - à gauche - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique <b>Schwalbe Rightrun</b> main-courante aluminium			527,96	557,00 271,23
<b>Platine des roues arrière</b>						
DDP0250	<input type="checkbox"/>	Platine standard	NC : positions 5,6	◆	◆	
DDP0249	<input type="checkbox"/>	Platine rallongée	NC : position 1 et motorisation alber	102,37	108,00	
<b>Position des roues arrière depuis l'avant</b>						
DDP0263	<input type="checkbox"/>	1	NC : carrossage 3°, freins tambour	○	○	
DDP0264	<input type="checkbox"/>	2	NC : motorisations alber	○	○	
DDP0265	<input type="checkbox"/>	3		◆	◆	
DDP0266	<input type="checkbox"/>	4	NC : motorisations alber	○	○	
DDP0267	<input type="checkbox"/>	5		○	○	
DDP0268	<input type="checkbox"/>	6		○	○	
<b>Tétra-clip</b>						
DDP0909	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : motorisations alber, freins tambour, roues Spinergy LXX	121,33	128,00	
<b>Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans 'Type des roues arrière')</b>						
DDP0901	<input type="checkbox"/>	22"		270,14	285,00	
DDP0902	<input type="checkbox"/>	24"		◆	◆	
DDP0903	<input type="checkbox"/>	26"		407,58	430,00	



Montée haute  
Montée bas



0808



0796,  
0797,  
0798,  
0799




0810



0817




0801, 0860, 0863



1118 / 1119

Positions platine





Positions platine



Profondeur d'assise	Position des roues arrière					
	1	2	3	4	5	6
ST 320-380	■	■	■	■	■	■
ST 400	■	■	■	■	■	■
ST 420	■	■	■	■	■	■
ST 440	■	■	■	■	■	■
ST 460	■	■	■	■	■	■
ST 480	■	■	■	■	■	■
ST 500	■	■	■	■	■	■

Compatibilité freins Actifs ciseaux pour roues

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Carrossage des roues arrière</b>						
DDP0282	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆	
DDP0283	<input type="checkbox"/>	3°	NC : roues 26", freins performance	○	○	
<b>Type des roues arrière</b> (roues spécifiques küschall pour freins tambour )						
DDP0915	<input type="checkbox"/>	küschall moyeu Starec (moyeu CPS si sélectionné)	22", 24", 26"	◆	◆	
DDP0908	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, moyeu CPS si sélectionné, rayonnage croisé, pneu moyenne pression à crampon ou Schwalbe)	24"	396,21	418,00	
DDP0906	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu, rayon noir) (nc protège rayons Kuschall, bandage, freins tambour)	24"	599,05	632,00	
<b>Motorisations alber</b> (NC : carrossage 3°, freins tambour, porte canne, tube basculeur, roulette anti-basculer Kuschall). <b>Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.</b>						
DDP0926	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber <b>twion</b> et <b>e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" et NC : roues Mountain Bike	538,39	568,00	
<b>Conseil :</b> pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.						
<b>Pneus arrière</b> (voir indications éventuelles dans "Type des roues arrière")						
DDP1014	<input type="checkbox"/>	Pneu noir et gris <b>Schwalbe Rightrun</b> (Protection anti-crevaison K-Guard)	22", 24", 26"	◆	◆	
DDP1002	<input type="checkbox"/>	Pneu moyenne pression à crampons 7 bar (110 psi) pour 24" - 4,5 bar pour 22" x 1 x 3/8	22", 24"	○	○	
DDP1004	<input type="checkbox"/>	Bandage à crampons, gris	24"	○	○	
DDP1006	<input type="checkbox"/>	Bandage trapézoïdal (KIK), noir	24"	60,66	64,00	
DDP1007	<input type="checkbox"/>	Bandage gris	22", 24"	○	○	
DDP1010	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <b>Schwalbe Marathon Plus</b> (protection anti-crevaison SmartGuard)	24", 26"	60,66	64,00	
DDP1011	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <b>Schwalbe One</b> (protection anti-crevaison SmartGuard)	24"	60,66	64,00	
<b>Anti-crevaison</b>						
DDP1020	<input type="checkbox"/>	Bande anti-crevaison (la paire)	NC : 1004, 1006, 1007	82,46	87,00	
<b>Mains-courantes</b> (voir les possibilités par roue dans "Type des roues arrière")						
DDP1113	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"	◆	◆	
DDP1114	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré écartement 40 mm, réglable à 30 mm	22", 24", 25", 26"	○	○	
DDP1117	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light noir, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"	○	○	
DDP1122	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Curve L</b> , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+15 mm de largeur hors-tout)	24"	217,06	229,00	
DDP1102	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 26"	120,38	127,00	
DDP1104	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"	86,26	91,00	
DDP1106	<input type="checkbox"/>	Titane, écartement 30 mm	24"	233,18	246,00	
DDP1107	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 40 mm, réglable à 30 mm	24"	233,18	246,00	
DDP1120	<input type="checkbox"/>	Surge LT 30 mm, écartement 30 mm, réglable à 20 mm	24", 25"	233,18	246,00	




<b>Küschall® Compact</b>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DDP1121	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Gekko</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24" (+15 mm de largeur hors-tout)	285,31	301,00	

#### OPTIONS DE CHASSIS

<b>Protège-rayons (NC freins tambour)</b>								
DDP1200	<input type="checkbox"/>	Transparent	22", 24", 26"		153,55	162,00		
DDP1202	<input type="checkbox"/>	Noir <b>küschall</b>	24"	NC : roues Spinergy LXX	153,55	162,00		
DDP1208	<input type="checkbox"/>	Transparent et blanc <b>küschall</b>	24"	NC : roues Spinergy LXX	153,55	162,00		

#### SECURITE

<b>Freins</b>							
DDP1306	<input type="checkbox"/>	A tirer			◆	◆	
DDP1300	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés		NC : châssis en abduction, 1310	○	○	
DDP1301	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers droits		NC : 1310	○	○	
DDP1302	<input type="checkbox"/>	Performance		NC : freins tambour, châssis en abduction	59,72	63,00	
DDP1303	<input type="checkbox"/>	Actifs (uniquement en position 4 si profondeur assise > 400 mm - voir tableau "Compatibilité freins Actifs ciseaux...")			59,72	63,00	
<b>Leviers de freins rallongés (uniquement pour freins standards avec leviers droits ou freins à tirer)</b>							
DDP1310	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés			59,72	63,00	
<b>Freins à tambour - Roue spécifique - Platine porte axe noire</b>							
DDP1304	<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne			397,16	419,00	

#### OPTIONS DE SECURITE

<i>Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, tubes basculeurs, porte-canne, roues de transit ou accoudoirs tubulaires.</i>							
<b>Roulettes anti-basculer</b>							
DDP1702	<input type="checkbox"/>	A Droite			100,47	106,00	
DDP1703	<input type="checkbox"/>	A Gauche			100,47	106,00	
DDP1704	<input type="checkbox"/>	Des 2 côtés			200,95	212,00	
<b>Ceinture et kit de transport</b>							
DDP1770	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (ceinture de maintien et autocollants)		NC : 1730, dossiers Matrx, BH ≤ 400 mm	47,39	50,00	
DDP1730	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien			26,54	28,00	
<b>Catadioptrés</b>							
DDP1710	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues			○	○	

#### OPTIONS DE POSITIONNEMENT


	<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>	
---	---	---

#### AUTRES OPTIONS

DDP1729	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis arrière, la paire			◆	◆	
<b>Accessoires du Routard</b>							
DDP1744	<input type="checkbox"/>	Porte-mallette			91,94	97,00	
DDP1745	<input type="checkbox"/>	Porte-gourde et gourde			40,76	43,00	
<b>Montre küschall</b>							
DDP1712	<input type="checkbox"/>	Montre Küschall, côté droit			146,92	155,00	
DDP1713	<input type="checkbox"/>	Montre Küschall, côté gauche			146,92	155,00	
<b>Autres</b>							
DDP1760	<input type="checkbox"/>	Tablette (uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur)		NC : SB 280 à 340 mm	299,53	316,00	76,84
DDP1708	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur droit		NC : porte-canne droit	55,92	59,00	
DDP1709	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur gauche		NC : porte-canne gauche	55,92	59,00	
DDP1718	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur droite et gauche		NC : porte-canne	111,85	118,00	
DDP1706	<input type="checkbox"/>	Porte-canne droit			69,19	73,00	
DDP1707	<input type="checkbox"/>	Porte-canne gauche			69,19	73,00	
DDP1719	<input type="checkbox"/>	Porte-canne droite et gauche			138,39	146,00	
DDP1700	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3"			254,03	268,00	
DDP1715	<input type="checkbox"/>	Pompe			19,91	21,00	
DDP1717	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils			10,43	11,00	
DDP1728	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues AR (24", 25" et 26")			50,24	53,00	
<b>Sac de transport de roues arrière incluant une paire de roues supplémentaire (livré avec paire d'axes)</b>							
DDP1734	<input type="checkbox"/>	Sac + Roues arrière Mountain Bike 24"			496,68	524,00	

#### FABRICATION SPECIALE

DDP0000	<input type="checkbox"/>	Description complète à joindre avec schéma			Sur devis		
---------	--------------------------	--	--	--	-----------	--	--



<b>Mesures personnalisées</b>			
SB		UL	
ST		RW	
RH		GL / GB	
SHv		Poids de l'utilisateur	
SHh		Taille de l'utilisateur	

Küschall® Compact			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
<b>Rampes en accessoire</b>					
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	 1654130