







Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Küschall Compact

Fauteuil manuel en aluminium actif pliant par croisillon



CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Descriptif :

- Châssis en aluminium avec tubes hydroformés
- Kit de personnalisation avec décalcomanies premium
- Disponible en POTENCES ESCAMOTABLES et POTENCES FIXES
- Protection de châssis arrière en standard
- Poids max utilisateur : 130 kg
- Poids complet : à partir de 10,5 kg (potences escam.) et de 9,6 kg (potences fixes).
- Poids de transport : à partir de 7,8 kg (potences escam.) et de 6,7 kg (potences fixes) .
- Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

TOUS LES COLORIS & DÉCALCOMANIES OFFERTS JUSQU'AU 30 JUIN 2023 !

Découvrez notre nouvel outil d'aide au calcul des dimensions hors-tout et retrouvez le configurateur visuel pour réaliser votre configuration !


* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.




Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Option sans supplément de prix

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

			Euros			 0120
			Prix Public		LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
DCA0100	<input type="checkbox"/> küschall® Compact® - Dossier fixe Code LPPR 9124643		2 695,73	2 844,00	558,99	
DCA0110	<input type="checkbox"/> küschall® Compact® - Dossier réglable en angle - Code LPPR 9124650	NC : 2120	2 851,18	3 008,00	603,65	
DCA0120	<input type="checkbox"/> küschall® Compact® - Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise - Code LPPR 9124689	NC : 1615, 1620, 1625, 2120, 2180, 2430	2 904,27	3 064,00	603,65	
FABRICATION SPECIALE						
DCA0000	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis			
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DCA0220	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DCA2300 à DCA2315) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1222,23	1289,45	838,47*	Réalisez 15% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 227,53 € !
DCA0230	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2320 à DCA2350) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	910,24	960,30	838,47*	Réalisez 10% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 106,70 € !
TYPE D'ASSISE						
Châssis avant						
DCA1100	<input type="checkbox"/> Potences escamotables, châssis standard	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	◆	◆		
DCA1110	<input type="checkbox"/> Potences fixes 70°, châssis actif	NC : 1700 à 1730, 1805	○	○		

Küschall® Compact				Euros						
				Prix Public		LPPR*				
				HT	TTC					
DCA1120	<input type="checkbox"/>	Potences fixes 80°, châssis dynamique (pente d'assise minimum de 40 mm obligatoire pour avoir des roues de 5")	NC : 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	117,54	124,00	 POTENCES ESCAMOTABLES				
DCA1130	<input type="checkbox"/>	Potences fixes 70°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805	132,70	140,00					
DCA1140	<input type="checkbox"/>	Potences fixes 80°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	132,70	140,00					
Largeur d'assise (SW) (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / largeur de 440 à 500 mm : double croisillon)										
DCA1300	<input type="checkbox"/>	280 mm	DCA1305	<input type="checkbox"/>	300 mm	NC : 2210, Dossiers MatrX, coussins MatrX et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○		
DCA1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	DCA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : Dossiers MatrX, coussins MatrX et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○		
DCA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm				NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○		
DCA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm				NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○		
DCA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm				NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	○		
DCA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm				NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	○	○		
DCA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm				NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	○	○		
DCA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm				NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744	○	○		
DCA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm				NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○	○		
DCA1355	<input type="checkbox"/>	500 mm				NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○		
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon))										
DCA1400	<input type="checkbox"/>	320 mm	DCA1405	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 2155, 2160, coussins MatrX et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○	○		
DCA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm				NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650	○	○		
DCA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm				NC : 2720, 2744, 5650	○	○		
DCA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm				NC : 2744	◆	◆		
DCA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm					○	○		
DCA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm				NC : 2740, 2742	○	○		
DCA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm				NC : 2740, 2742, 2744	○	○		
DCA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm				NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○		
DCA1490	<input type="checkbox"/>	500 mm				NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○		

Küschall® Compact						Euros		
						Prix Public		LPPR*
						HT	TTC	
Hauteur de dossier (BH) (Hauteur 300 à 330 mm NC dossier réglable en angle et rabattable)								
DCA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	DCA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	NC : 2240, 2595, 7600	○	○
DCA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	DCA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	NC : 2240, 2595, 7600	○	○
DCA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm				NC : 2240, 2595, 7600	○	○
DCA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm				NC : 2240, 2595, 7600	◆	◆
DCA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm				NC : 2240, 2595, 7600	○	○
DCA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	DCA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2240	○	○
DCA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	DCA1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2240	○	○
DCA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	DCA1675	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2240	○	○
DCA1680	<input type="checkbox"/>	495 mm	DCA1685	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2240	○	○
Hauteur d'assise avant (FSTF) - voir tableau 3 à la fin de la fiche de mesure								
DCA1700	<input type="checkbox"/>	370 mm				NC : 1810 à 1870, 1932 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○
DCA1705	<input type="checkbox"/>	380 mm				NC : 1815 à 1870, 1934 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○
DCA1710	<input type="checkbox"/>	390 mm				NC : 1820 à 1870, 1936 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○
DCA1715	<input type="checkbox"/>	400 mm				NC : 1825 à 1870, 1938 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○
DCA1720	<input type="checkbox"/>	410 mm				NC : 1830 à 1870, 1940 à 1962, 3030, 3130	○	○
DCA1725	<input type="checkbox"/>	420 mm				NC : 1835 à 1870, 1942 à 1962	○	○
DCA1730	<input type="checkbox"/>	430 mm				NC : 1840 à 1870, 1944 à 1962	○	○
DCA1735	<input type="checkbox"/>	440 mm				NC : 1845 à 1870, 1946 à 1962	○	○
DCA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm				NC : 1850 à 1870, 1948 à 1962	○	○
DCA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm				NC : 1855 à 1870, 1950 à 1962	○	○
DCA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm				NC : 1860 à 1870, 1952 à 1962	○	○
DCA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm				NC : 1805, 1865, 1870, 1954 à 1962	○	○
DCA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm				NC : 1805, 1810, 1956 à 1962	○	○
DCA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm				NC : 1805, 1810, 1815, 1958 à 1962	◆	◆
DCA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm				NC : 1805 à 1820, 1960, 1962	○	○
DCA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm				NC : 1805 à 1825, 1962	○	○
DCA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm				NC : 1805 à 1830	○	○
Hauteur d'assise arrière (RSTF)								
<i>Avec potences fixes à 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm</i>								
<i>Avec potences fixes à 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm</i>								
<i>Avec potences escamotables 70° et 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm</i>								
DCA1805	<input type="checkbox"/>	370 mm				Uniquement avec roues arrière 22" et potences escamotables NC : 6410, 6420, 6430	○	○
DCA1810	<input type="checkbox"/>	380 mm				NC : 6410, 6420, 6430	○	○
DCA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	DCA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 6420, 6430	○	○
DCA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm				NC : 6420, 6430	○	○
DCA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm	DCA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm		○	○
DCA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm	DCA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○
DCA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm					◆	◆
DCA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm					○	○
DCA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm	DCA1865	<input type="checkbox"/>	490 mm	NC : 6400	○	○
DCA1870	<input type="checkbox"/>	500 mm				NC : 6400, 6410	○	○

IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant : assemblage avec un châssis hémi ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure



Châssis Hémi




Montage haut

Diamètre de roues arrière / RSTF

22" : 370 - 470 mm
24" : 390 - 490 mm
25" : 420 - 500 mm
26" : 420 - 500 mm

Küschall® Compact				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
Distance (UL) fauteuil (En fonction de la configuration, les palettes peuvent être en montage haut) - cf tableau 1 à la fin de la fiche de mesure Avec potences escamotables et fixes à 70°, UL max = FSTF - 20 mm Avec potences escamotables et fixes à 80°, UL max = FSTF - 30 mm Avec repose-jambes en position 75°, UL max = FSTF - 40 mm et UL mini = 380 mm Avec repose-jambes en position 60°, UL max = FSTF et UL mini = 380 mm								
DCA1900	<input type="checkbox"/>	200 mm		NC : 3030, 3130	○	○		
DCA1902	<input type="checkbox"/>	210 mm		NC : 3030, 3130	○	○		
DCA1904	<input type="checkbox"/>	220 mm	DCA1906 <input type="checkbox"/>	230 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1908	<input type="checkbox"/>	240 mm	DCA1910 <input type="checkbox"/>	250 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1912	<input type="checkbox"/>	260 mm	DCA1914 <input type="checkbox"/>	270 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1916	<input type="checkbox"/>	280 mm	DCA1918 <input type="checkbox"/>	290 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1920	<input type="checkbox"/>	300 mm	DCA1922 <input type="checkbox"/>	310 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DCA1926 <input type="checkbox"/>	330 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DCA1930 <input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DCA1934 <input type="checkbox"/>	370 mm	NC : 3030, 3130	○	○	
DCA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm	DCA1938 <input type="checkbox"/>	390 mm		○	○	
DCA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DCA1942 <input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
DCA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm				○	○	
DCA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm				◆	◆	
DCA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DCA1950 <input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
DCA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DCA1954 <input type="checkbox"/>	470 mm		○	○	
DCA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm	DCA1958 <input type="checkbox"/>	490 mm		○	○	
DCA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm				○	○	
DCA1962	<input type="checkbox"/>	510 mm			NC : 3000, 3100, 3010, 3110	○	○	
TYPE DE DOSSIER								
Type de dossier								
DCA2120	<input type="checkbox"/>	Courbure lombaire (Uniquement pour dossier fixe)		NC : Dossiers Matrux	52,13	55,00		
Angle de dossier réglable par vis par rapport à l'assise (BA) (uniquement si 0110 ou 0120 sélectionné / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise))								
DCA2155	<input type="checkbox"/>	82°	DCA2160 <input type="checkbox"/>	86°		○	○	
DCA2165	<input type="checkbox"/>	90°				◆	◆	
DCA2170	<input type="checkbox"/>	94°	DCA2175 <input type="checkbox"/>	98°	NC : dossier rabattable + dossiers Matrux	○	○	
DCA2180	<input type="checkbox"/>	102°			NC : Dossier rabattable	○	○	
Garniture de dossier								
DCA2200	<input type="checkbox"/>	Standard, avec capitonnage mousse		NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595	◆	◆		
DCA2210	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)		NC : 2300 à 2357, 2430, 2595	178,20	188,00		
DCA2220	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette		NC : 2300 à 2357	33,08	34,90	34,90	
DCA2230	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette		NC : 2300 à 2357	258,77	273,00	34,90	
DCA2240	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrux commandé		NC : 2430, 2595	○	○		
Dossiers Matrux - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrux !								
DCA2300	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrux MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)		NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*	
DCA2305	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrux MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)		NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*	
DCA2310	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrux MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)		NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*	
DCA2315	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrux MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)		NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*	
DCA2316	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrux Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*	
DCA2317	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrux Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*	



UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin



2120

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2300, 2305, 2310, 2315

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DCA2318	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2320	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2322	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2325	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2330	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2331	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2332	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2334	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2335	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2340	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2345	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2350	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2355	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
DCA2357	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	528,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 4 à la fin de la fiche de mesure						
DCA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
DCA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
DCA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
DCA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
DCA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
DCA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
DCA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DCA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée	NC : 2490	○	○	
DCA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes	NC : 2490, 6580	○	○	
DCA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues		◆	◆	
DCA2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	NC : 2490, 3520, 3620	212,32	224,00	
DCA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2490, 2595	254,03	268,00	
DCA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables	NC : 2490, 2595, 6580	213,27	225,00	
OPTIONS DE DOSSIER						
Appui-tête						
DCA2490	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 2595, 6580	168,72	178,00	63,41
Tendeur de dossier						
DCA2595	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : BH ≤ 390 mm	151,66	160,00	



2316 à 2331




2332 à 2357



2430



2450



2490

Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
TOILE D'ASSISE							
DCA2610	<input type="checkbox"/>	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆		
DCA2620	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		37,91	40,00		2610
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							
DCA2700	<input type="checkbox"/>	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	101,42	107,00	34,90 / 838,47*	 2700
DCA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	118,48	125,00	34,90 / 838,47*	 2710
DCA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	293,84	310,00	34,90 / 838,47*	 2720
DCA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 / 838,47*	
DCA2742	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 / 838,47*	 2740 / 2742 2744 / 2746
DCA2744	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 / 838,47*	 2748
DCA2746	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 / 838,47*	
DCA2748	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	 2800
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
Pochette d'assise							
DCA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible		81,52	86,00		 2810
Accessoires coussin Matrx Libra							
DCA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		91,00	96,00		 2820
DCA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		41,71	44,00		 2830
DCA2830	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		47,39	50,00		 2840
DCA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		41,71	44,00		 2850
DCA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		54,98	58,00		
Base rigide							
DCA2860	<input type="checkbox"/>	Base rigide		56,87	60,00		 2860
Pochettes sous toile d'assise							
DCA2910	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : SD ≤ 340 mm	61,61	65,00		

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
POTENCES / PALETTES						
Potences						
Potence droite						
DCA3000	<input type="checkbox"/>	Potence droite escamotable - amovible 70°, angle ouvert	NC : 3110	◆	◆	
DCA3010	<input type="checkbox"/>	Potence droite escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 3100, 5650	○	○	
DCA3020	<input type="checkbox"/>	Support amputé droit - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	274,88	290,00	
DCA3030	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe droit réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	100,25	105,76	105,76
DCA3040	<input type="checkbox"/>	Potence droite fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		○	○	
Potence gauche						
DCA3100	<input type="checkbox"/>	Potence gauche escamotable - amovible 70°, angle ouvert		◆	◆	
DCA3110	<input type="checkbox"/>	Potence gauche escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 5650	○	○	
DCA3120	<input type="checkbox"/>	Support amputé gauche - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	274,88	290,00	
DCA3130	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe gauche réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	100,25	105,76	105,76
DCA3140	<input type="checkbox"/>	Potence gauche fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		○	○	
Palettes doubles et monobloc						
DCA3260	<input type="checkbox"/>	Palettes doubles, fixes en composite	NC : SW < 340 mm ,UL < 260 mm, châssis avant rétréci SW < 380 mm	◆	◆	
DCA3270	<input type="checkbox"/>	Palettes doubles, réglables en angle et en profondeur, en carbone	NC : 3310	311,85	329,00	
DCA3280	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en angle et escamotable en carbone	NC : UL < 300 mm, 3310	329,86	348,00	
Sangles						
DCA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆	
DCA3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		76,78	81,00	
DCA3310	<input type="checkbox"/>	Sangles talonnières, la paire		72,99	77,00	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Protège-vêtements						
DCA3400	<input type="checkbox"/>	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	◆	◆	
DCA3405	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○	○	
DCA3410	<input type="checkbox"/>	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	167,77	177,00	




3000 / 3100









3020 / 3120



3030 / 3130



3400

Küschall® Compact			Euros					
			Prix Public		LPPR*			
			HT	TTC				
Garde-boue								
DCA3425	<input type="checkbox"/>	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450	○	○		3440	
DCA3430	<input type="checkbox"/>	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 7600, 8450, NC FSTF < 410 mm	223,70	236,00			
DCA3440	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en carbone <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 8450	336,49	355,00		3450	
DCA3450	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○	○			
Accoudoirs droit								
DCA3500	<input type="checkbox"/>	Accoudoir droit court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	139,34	147,00			
DCA3510	<input type="checkbox"/>	Accoudoir droit long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	150,71	159,00		3500 3510 3600 3610	
DCA3520	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube droit réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	145,02	153,00			
DCA3530	<input type="checkbox"/>	Accoudoir droit relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	185,78	196,00			
DCA3540	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave droite et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - côté droit (si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo) - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	113,17	119,39	119,39		3520 3620
Accoudoirs gauche								
DCA3600	<input type="checkbox"/>	Accoudoir gauche court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	139,34	147,00			
DCA3610	<input type="checkbox"/>	Accoudoir gauche long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	150,71	159,00			
DCA3620	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube gauche réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	145,02	153,00		3530 3630	
DCA3630	<input type="checkbox"/>	Accoudoir gauche relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	185,78	196,00			
DCA3640	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave gauche et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - côté gauche (si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo) - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	113,17	119,39	119,39		3540 3640

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DCA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○	
DCA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○	
DCA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○	
DCA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○	
DCA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○	
DCA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy (RAL 1016)				OFFERT !
DCA4070	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique				
DCA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant (RAL 9005)				
DCA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent (RAL 9006)				
DCA4140	<input type="checkbox"/>	Bleu Royal				
DCA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis (RAL 3003)				
DCA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite				
DCA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt (RAL 6029)				
DCA4050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		473,93	500,00	
Style de décalcomanie						
DCA4190	<input type="checkbox"/>	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis	NC : 4300, 4310			OFFERT !
DCA4195	<input type="checkbox"/>	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	NC : 4200 à 4250	◆	◆	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DCA4200	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DCA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé		○	○	
DCA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair		○	○	
DCA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
DCA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
DCA4250	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
Coloris de la décalcomanie Tag						
DCA4300	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DCA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
Roues avant						
DCA5050	<input type="checkbox"/>	4" Every day - bandage noir		○	○	
DCA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5150	<input type="checkbox"/>	4" Starec, bandage noir, jante noire		75,83	80,00	
DCA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire		121,33	128,00	
DCA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DCA5300	<input type="checkbox"/>	5" Every day - bandage noir		○	○	
DCA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		◆	◆	
DCA5400	<input type="checkbox"/>	5" Starec, bandage noir, jante noire		103,32	109,00	
DCA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire		147,87	156,00	
DCA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		147,87	156,00	
DCA5550	<input type="checkbox"/>	6" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5600	<input type="checkbox"/>	6" Pneumatique		38,86	41,00	
DCA5650	<input type="checkbox"/>	7" Bandage Soft noir		38,86	41,00	
ROUES ARRIERE						
Kit Double mains-courantes						
DCA6000	<input type="checkbox"/>	⚠ Kit Dual HR™ - nouvelle version - à droite - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	690,05	728,00	271,23
DCA6010	<input type="checkbox"/>	⚠ Kit Dual HR™ - nouvelle version - à gauche - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	690,05	728,00	271,23

Délai supplémentaire + 10 jours



BOLD



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350 / 5550



5050 / 5300

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Platine des roues arrière						
DCA6020	<input type="checkbox"/>	Platine standard	NC : 6140, 6150	◆	◆	
DCA6040	<input type="checkbox"/>	Platine rallongée	NC : 6100, 6580, 6950	134,60	142,00	
Position des roues arrière depuis l'avant						
DCA6100	<input type="checkbox"/>	1 (la plus active)	NC : 6580, 6840	○	○	
DCA6110	<input type="checkbox"/>	2	NC : 6950	○	○	
DCA6120	<input type="checkbox"/>	3		◆	◆	
DCA6130	<input type="checkbox"/>	4	NC : 6580, 6950	○	○	
DCA6140	<input type="checkbox"/>	5		○	○	
DCA6150	<input type="checkbox"/>	6 (la plus stable)		○	○	
Axes à démontage rapide Tétra-clip						
DCA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6580, 6950	143,13	151,00	
Diamètre des roues arrière						
DCA6400	<input type="checkbox"/>	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	336,49	355,00	
DCA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆	◆	
DCA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DCA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	517,54	546,00	
Type des roues arrière						
DCA6500	<input type="checkbox"/>	Roues Actives 24" (jante, moyeu et rayonnage radial noir - main-courante aluminium , revêtement au choix - par défaut pneus moyenne pression 7,5 bars)	24" NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆	
DCA6510	<input type="checkbox"/>	küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26" et moyeu naturel, rayonnage argenté pour roues 22")	22", 24", 26"	○	○	
DCA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25" NC : 6660	533,65	563,00	
DCA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir)	24", 25" NC : 6660, 6910	771,56	814,00	
DCA6580	<input type="checkbox"/>	Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	22", 24", 25" NC : 6950, 8680	518,48	547,00	
Pneus arrière						
DCA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	
DCA6625	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	22", 24", 25", 26"	72,04	76,00	
DCA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"	72,04	76,00	
DCA6660	<input type="checkbox"/>	Bandage noir	24" NC : 7230	72,04	76,00	



6300

Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
 24" : 25-540
MBL SPEEDLITE :
 24" : 25-540



6600 6625



6630



6660

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Mains-courantes						
DCA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"		142,18	150,00
DCA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 25", 26"		113,74	120,00
DCA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		277,73	293,00
DCA6740	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		373,46	394,00
DCA6750	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		373,46	394,00
DCA6760	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		282,46	298,00
DCA6770	<input type="checkbox"/>	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		373,46	394,00
DCA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"		◆	◆
DCA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"		○	○
Carrossage des roues arrière						
DCA6820	<input type="checkbox"/>	0°			◆	◆
DCA6840	<input type="checkbox"/>	3°	NC : 7230		○	○
Protège-rayons, la paire						
DCA6900	<input type="checkbox"/>	Transparent	22", 24", 26"		200,95	212,00
DCA6910	<input type="checkbox"/>	Noir	22", 24", 26"		200,95	212,00
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-basculer alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.						
DCA6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210		579,15	611,00
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
Freins - voir tableau 2 à la fin de la fiche de mesure						
DCA7200	<input type="checkbox"/>	A tirer			◆	◆
DCA7210	<input type="checkbox"/>	A pousser leviers courbés			○	○
DCA7220	<input type="checkbox"/>	A pousser leviers droits			○	○
DCA7230	<input type="checkbox"/>	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830		76,78	81,00
DCA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers	NC : 7300		145,02	153,00
Leviers de freins rallongés						
DCA7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés			76,78	81,00
OPTIONS DE SECURITE						
<i>Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, tubes basculeurs, porte-canne, accoudoirs tubes ou roues de transit</i>						
Roulettes anti-basculer						
DCA7500	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer à droite			130,81	138,00
DCA7510	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer à gauche			130,81	138,00
DCA7520	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer à droite et gauche			261,61	276,00
Kit de transport						
DCA7600	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (ceinture de maintien et autocollants)	NC : 7800, BH ≤ 400 mm		57,82	61,00



6700 6710



6720



6740



6790 6760



7250



7500 / 7520

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures						
DCA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		42,65	45,00	
DCA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		217,06	229,00	
DCA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		217,06	229,00	
DCA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		217,06	229,00	
Catadioptrés						
DCA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues		22,75	24,00	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DCA8000	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis arrière, la paire		◆	◆	
DCA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		44,55	47,00	
Tubes basculeurs						
DCA8100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite	NC : 8200	66,35	70,00	
DCA8110	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche	NC : 8210	66,35	70,00	
DCA8120	<input type="checkbox"/>	Tubes basculeurs à droite et gauche	NC : 8200, 8210	132,70	140,00	
Porte-canne						
DCA8200	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à droite		66,35	70,00	
DCA8210	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à gauche		66,35	70,00	
Roues de transit						
DCA8300	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3"		301,42	318,00	
Autres						
DCA8450	<input type="checkbox"/>	Tablette (uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur)		391,47	413,00	76,84
DCA8500	<input type="checkbox"/>	Pompe		33,18	35,00	
DCA8550	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		22,75	24,00	
DCA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		65,40	69,00	
DCA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démontage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DCA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	
DCA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. **6 positions par paliers de 15 mm**



7810 / 7820 / 7830



8010



8100

8200



8300



8550



8650



8850

