

Küschall® COMPACT Attract



NOUVEAU

Tarif public en baisse !

4 nouveaux coloris de
châssis sans supplément

Dossier rabattable **type
Compact** disponible grâce
au service **Unique**

À partir de :
1676,97 € TTC

Codes LPPR :
- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A
DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A
DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF SEATING

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis Pliant par croisillon profilé simple ou double
Référence d'achat :	Matière Aluminium
Code client :	Potences Escamotables et amovibles
Cachet du distributeur :	Poids total* 11,3 kg
	Poids de transport 8,7 kg
	Crash-testé Oui (avec option DDY1720)
	Positionnement Compatible avec les produits Matrx et Bodypoint
	Motorisation alber e-motion & alber e-fix
	Poids max utilisateur 130 kg
	Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Commandes





Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.
* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm


Küschall® Compact Attract					Euros		BAISSE DE TARIF À 3 x LPPR
					Prix Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
DDY0020	☐	küschall® Compact Attract® Dossier Fixe - Code LPPR 9124643		1589,55	1676,97	558,99	
DDY0022	☐	küschall® Compact Attract® Dossier réglable en angle - Code LPPR 9124689	NC : dossier Matrxx	1716,54	1810,95	603,65	
FABRICATION SPECIALE							
DDY0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis			
Sur devis	☐	Dossier rabattable sur l'assise type Compact	(Sélectionner DDY0022 et DDY0000 Fab. spéciale)	Sur devis		NOUVEAU	
TYPE D'ASSISE							
Châssis							
DDY0211	☐	Standard		◆	◆		
Largeur d'assise (SW) (SW 360 à 420 mm : simple croisillon / SW 440 à 500 mm : double croisillon)							
DDY0126	☐	360 mm	DDY0128	☐	380 mm		
DDY0130	☐	400 mm	DDY0132	☐	420 mm		
DDY0134	☐	440 mm	DDY0136	☐	460 mm		
DDY0138	☐	480 mm	DDY0140	☐	500 mm	NC : dossiers Matrxx Elite hauteur 360 mm et tous les MX2	
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de la profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de la profondeur 400 mm (double croisillon) / Profondeur 360 et 380 mm : NC coussins d'assise Matrxx, position du centre de gravité 95 mm et freins à tirer							
DDY0412	☐	360 mm	DDY0415	☐	380 mm		
DDY0417	☐	400 mm					
DDY0420	☐	420 mm	DDY0422	☐	440 mm		
DDY0424	☐	460 mm	DDY0427	☐	480 mm		
DDY0428	☐	500 mm					
Hauteur de dossier (BH)							
DDY0585	☐	Hauteur de dossier selon dossier Matrxx choisi		NC : courbure lombaire			
DDY0506	☐	330 mm	DDY0509	☐	345 mm		
DDY0512	☐	360 mm	DDY0514	☐	375 mm		
DDY0516	☐	390 mm	DDY0518	☐	405 mm		
DDY0520	☐	420 mm					
DDY0522	☐	435 mm	DDY0524	☐	450 mm		
DDY0526	☐	465 mm	DDY0528	☐	480 mm		
DDY0530	☐	495 mm					
Hauteur d'assise avant (FSTF) (FSTF 430 mm à 450 mm : fourches montées haut avec roues de 5" / FSTF 450 à 470 mm : fourches montées haut avec roues de 6" / FSTF 480 à 500 mm : fourches montées haut avec roues de 7") FSTF 450, 460 et 470 mm : NC roues de 7"							
DDY0845	☐	430 mm	DDY0846	☐	440 mm	NC : roues 6" et 7"	
DDY0847	☐	450 mm	DDY0848	☐	460 mm		
DDY0849	☐	470 mm	DDY0850	☐	480 mm		
DDY0851	☐	490 mm					
DDY0852	☐	500 mm					
DDY0853	☐	510 mm	DDY0854	☐	520 mm		
Hauteur d'assise arrière (RSTF) (RSTF 400 mm NC garde-boue fixes) /FSTF-RSTF : maximum 80 mm / Avec potences à 70° : RFST max = FSTF-0 mm							
DDY0945	☐	400 mm	DDY0946	☐	410 mm	NC : accoudoirs 1440 et 1441	
DDY0947	☐	420 mm	DDY0948	☐	430 mm		
DDY0949	☐	440 mm					
DDY0950	☐	450 mm					
DDY0951	☐	460 mm	DDY0952	☐	470 mm		
DDY0953	☐	480 mm	DDY0954	☐	490 mm		
Distance (LLL) fauteuil (LLL 460 mm NC palettes réglables en angle) / Avec potences à 70°, LLL max = FSTF-20mm							
DDY1679	☐	380 mm	DDY1680	☐	390 mm		
DDY1681	☐	400 mm	DDY1682	☐	410 mm		
DDY1683	☐	420 mm					
DDY1684	☐	430 mm					
DDY1685	☐	440 mm	DDY1686	☐	450 mm	NC : potences 90° pour UL450 mm	
DDY1687	☐	460 mm				NC : palettes réglables en angle et en profondeur, potences 90°	





Roues avant / type de montage pour fourches	Montage haut	Montage standard
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520




UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

Küschall® <i>Compact Attract</i>					Euros			
					Prix Public			LPPR*
					HT	TTC		
TYPE DE DOSSIER								
Type de dossier								
DDY0705	☐	Courbure lombaire (<i>Uniquement pour dossier fixe</i>)	NC : dossiers Matrx	43,60	46,00		0705	
Inclinaison de dossier (BA) (par rapport à l'assise), seulement pour dossier réglable en angle. Pour angle de 82°, uniquement possible avec FSTF-RSTF = 80 mm								
DDY0707	☐	82°	DDY0719	☐	94°			
DDY0718	☐	86°	DDY0711	☐	98°			
DDY0709	☐	90°	DDY0712	☐	102°			
Garniture de dossier								
DDY0700	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : poignées réglables en hauteur ext., tendeur de dossier	◆	◆		0700	
DDY0725	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée noire avec pochette et bavette		33,08	34,90	34,90		
DDY0735	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aero-Back rembourrée noire micro-aérée		235,07	248,00	34,90		
Personnalisation de toile								
UN1680967	☐	Toile de dossier de couleur (20 coloris au choix)		Sur devis	Sur devis			
UN1680968	☐	Manchons de couleur (20 coloris au choix)		Sur devis	Sur devis			
Dossiers Matrx (NC tendeur de dossier, courbure lombaire) La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>								
DDY0764	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	927,01	978,00	838,47*	0764, 0765, 0766, 0767 MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !	
DDY0765	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	927,01	978,00	838,47*		
DDY0766	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	927,01	978,00	838,47*		
DDY0767	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm	927,01	978,00	838,47*		
DDY0758	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 1720	717,54	757,00	838,47*		
DDY0759	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 1720	717,54	757,00	838,47*		
DDY0760	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	717,54	757,00	838,47*		
DDY0761	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*		
DDY0763	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		717,54	757,00	838,47*		
DDY0756	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 1720	717,54	757,00	838,47*		
DDY0757	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*		
DDY0762	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		717,54	757,00	838,47*		
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.								
Poignées à pousser								
DDY0702	☐	Standards longues (Si dossier Matrx, poignées montées à 475 mm de l'assise)		◆	◆		0703	
DDY0750	☐	Sans poignées	NC : freins tambour - si dossier Matrx, poignées montées à 350 mm de l'assise	○	○			
DDY0751	☐	Poignées courtes	NC : freins tambour - si dossier Matrx, poignées montées à 475 mm de l'assise	○	○			
DDY0703	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : accoudoirs tube 1411	192,42	203,00			
DDY0733	☐	Réglables en hauteur, intégrées	NC : tendeur de dossier	232,23	245,00			
DDY0704	☐	Rabattables	NC : freins tambour, tendeur de dossier - si dossier Matrx, poignées montées à 450 mm de l'assise	192,42	203,00			

Küschall® Compact Attract				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
OPTIONS DE DOSSIER							
Tendeur de dossier							 1491
DDY1491	☐	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : poignées à pousser rabattables et réglables en hauteur intégrées, garniture de dossier standard, BH 330 à 390 mm	138,39	146,00		
ASSISE							
Toile d'assise							 0611  0600  0606  0662
DDY0611	☐	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆		
Personnalisation de toile d'assise							
UN1680966	☐	Toile d'assise de couleur		Sur devis	Sur devis		
Coussin d'assise							
DDY0600	☐	Standard - base en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H : 60 mm		101,42	107,00	34,90	
DDY0662	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)		293,84	310,00	34,90 / 838,47*	
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
Pochette d'assise							
DDY0606	☐	Pochette d'assise amovible		74,88	79,00		
POCHETTES SOUS TOILE D'ASSISE							
DDY0616	☐	Petite pochette toile (fixation par bandes scratch sur la toile d'assise)		56,87	60,00		0616/0617
DDY0617	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratch sur la toile d'assise)		56,87	60,00		
POTENCES / PALETTES							
Potences							 1562/1563  1530
DDY1540	☐	70° (équivalent à potence 80° d'un fauteuil Action)		◆	◆		
DDY1542	☐	90°- ATTENTION : Nombreuses incompatibilités à plusieurs niveaux - UNIQUEMENT PRÉCONISÉ POUR MONTAGE MOTORISATION E-PILOT	NC : UL 450 / 460 mm, palettes fixes reculées, roues avant 6" et 7"	○	○		
Palettes doubles							
DDY1562	☐	Fixes, position avancée		◆	◆		
DDY1563	☐	Fixes, position reculée		○	○		
DDY1573	☐	Réglables en angle et en profondeur		175,36	185,00		
Sangle							
DDY1534	☐	Appui-mollets		66,35	70,00		
DDY1530	☐	Talonnères		◆	◆		
APPUI-BRAS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements fixes							 1408  1416/1421  1440/1441  1445  1411
DDY1424	☐	En composite		◆	◆		
DDY1401	☐	En carbone		223,70	236,00		
Garde-boue							
DDY1426	☐	En composite, fixe		○	○		
DDY1425	☐	En composite, amovible		71,09	75,00		
DDY1405	☐	En carbone, fixe		190,52	201,00		
DDY1408	☐	En carbone, amovible		295,73	312,00		
Accoudoirs (avec protège-vêtements composite) (+ 30 mm de largeur hors tout)							
DDY1416	☐	Courts, réglables en hauteur avec outils et amovibles (inclus des protège-vêtements en composite)		○	○		
DDY1421	☐	Longs, réglables en hauteur avec outils et amovibles (inclus des protège-vêtements en composite)		24,64	26,00		
DDY1440	☐	Crantés, courts, relevables, amovibles et réglables en hauteur de 210 à 310 mm	NC : carrossage 3°, RSTF 400 et 410 mm	217,06	229,00		
DDY1441	☐	Crantés, longs, relevables, amovibles et réglables en hauteur de 210 à 310 mm	NC : carrossage 3°, RSTF 400 et 410 mm	240,76	254,00		
DDY1445	☐	Relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur, bordure noire	NC : carrossage 3°	339,34	358,00		
Appui-bras							
DDY1411	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : motorisations alber	264,45	279,00		

Küschall® Compact Attract					Euros					
					Prix Public		LPPR*			
					HT	TTC				
Pneus arrière										
DDY1014	☐	Pneu noir <i>Maxxis Lite Guard</i> (protection anti-crevaison)	24"		◆	◆				
DDY1004	☐	Bandage noir	24"	NC : roues High Performance et Spinergy LXX	○	○				
DDY1008	☐	Pneu noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> (protection anti-crevaison)	24"		72,04	76,00				
DDY1011	☐	Pneu noir <i>MBL Speedlite</i>	24"		72,04	76,00				
Mains-courantes (NC : roues Actives)										
DDY1113	☐	Aluminium anodisé Light, écartement 30 mm			◆	◆				
DDY1102	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm			142,18	150,00				
DDY1104	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm			103,32	109,00				
DDY1106	☐	Titane, écartement 30 mm			277,73	293,00				
DDY1120	☐	<i>Carbolife Gekko S</i> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm			277,73	293,00				
OPTIONS ROUES ET CHASSIS										
Kit anodisation										
UN1676887	☐	Kit anodisation 3		Sur devis				Sur devis		
Protège-rayons										
DDY1200	☐	Transparent			181,99	192,00				
SECURITE										
Freins										
DDY1311	☐	A tirer						○	○	
DDY1312	☐	Standards à pousser						◆	◆	
DDY1306	☐	Frein kuschall à tirer			70,14	74,00				
OPTIONS DE POSITIONNEMENT										
 <i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>										
OPTIONS POUR TIERCE-PERSONNE										
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : Roulettes anti-bascule, Tubes basculeurs, porte-canne ou roues de transit										
Roulettes anti-bascule (NC : motorisations Alber)										
DDY1702	☐	Droite						121,33	128,00	
DDY1703	☐	Gauche			121,33	128,00				
DDY1704	☐	Droite et gauche			242,65	256,00				
Kit de transport										
DDY1720	☐	Kit de transport (autocollants)						24,64	26,00	
Ceinture										
DDY1730	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique			32,23	34,00				
Catadioptres										
DDY1710	☐	Montés sur les roues						○	○	
AUTRES OPTIONS										
DDY1729	☐	Protections de châssis arrière, la paire			40,76	43,00				
Tubes basculeurs (NC : motorisations Alber)										
DDY1708	☐	A Droite	NC : porte-canne droit					66,35	70,00	
DDY1709	☐	A Gauche	NC : porte-canne gauche					66,35	70,00	
DDY1718	☐	Les deux	NC : porte-canne des deux côtés		132,70	140,00				
Porte-canne (NC : motorisations Alber)										
DDY1706	☐	A Droite						81,52	86,00	
DDY1707	☐	A Gauche						81,52	86,00	
DDY1719	☐	Les deux			163,03	172,00				
Montre küschall										
DDY1712	☐	Montre küschall, côté droit						174,41	184,00	
DDY1713	☐	Montre küschall, côté gauche						174,41	184,00	
Autres										
DDY1760	☐	Tablette (<i>uniquement avec les accoudoirs 1416/1421/1445/1411</i>)						355,45	375,00	76,84
DDY1715	☐	Pompe						24,64	26,00	
DDY1717	☐	Trousse à outils						11,37	12,00	
DDY1728	☐	Sac de transport des roues AR (24", 25" et 26")						60,66	64,00	



Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		1654128 
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		1654129 