

Küschall® COMPACT Attract



Découvrez les nouvelles options disponibles avec Unique : gouttière et appuis palmaires, supports amputé, repose-jambes et freins unilatéraux

Découvrez nos nouvelles planches de transfert (*En bas de la fiche de mesures*)

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

alber e-motion

Alber e-motion M25 est désormais pris en charge à 100 % LPPR

MADE IN GERMANY



alber SMOOV

SMOOV 100% LPPR
Prise en charge : 3.500 €



Sacoche de transport offerte



Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Bodypoint®

matrix®
SCIENCE OF SEATING

meinholz
developed by Transatlantic

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par croisillon profilé simple ou double
Matière	Aluminium
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total*	11,3 kg
Poids de transport	8,7 kg
Crash-testé	Oui (avec option DDY1720)
Positionnement	Compatible avec les produits Matrix et Bodypoint
Motorisation	Alber e-motion & Alber e-fix
Poids max utilisateur	130 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- ☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm



Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2026 DHCare France SAS

Tous droits réservés
1/7


Küschall® Compact Attract					Euros			
					Prix Public		LPPR/PLV	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999		HT	TTC		
DDH0015	☐	küschall® Compact Attract® FRMC - Code LPPR 9575297			3131,31	3303,53	3303,53	
TYPE DE DOSSIER								
DDH0020	☐	Dossier fixe			○	○		
DDH0022	☐	Dossier réglable en angle	NC : Dossiers Matrix		○	○		
FABRICATION SPECIALE								
DDH0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema			Sur demande de fabrication spéciale			
Sur demande de fabrication spéciale	☐	Dossier rabattable sur l'assise type Compact	(Sélectionner DDY0022 et DDY0000 Fab. spéciale)		○	○		
TYPE D'ASSISE								
Châssis								
DDH0211	☐	Standard			◆	◆		
Largeur d'assise (SW) (SW 360 à 420 mm : simple croisillon / SW 440 à 500 mm : double croisillon)								
DDH0126	☐	360 mm	DDH0128	☐	380 mm	○	○	
DDH0130	☐	400 mm	DDH0132	☐	420 mm	○	○	
DDH0134	☐	440 mm	DDH0136	☐	460 mm	○	○	
DDH0138	☐	480 mm	DDH0140	☐	500 mm	○	○	
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de la profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de la profondeur 400 mm (double croisillon) / Profondeur 360 et 380 mm : NC coussins d'assise Matrix, position du centre de gravité 95 mm et freins à tirer								
DDH0412	☐	360 mm	DDH0415	☐	380 mm	○	○	
DDH0417	☐	400 mm			◆	◆		
DDH0420	☐	420 mm	DDH0422	☐	440 mm	○	○	
DDH0424	☐	460 mm	DDH0427	☐	480 mm	○	○	
DDH0428	☐	500 mm			○	○		
Hauteur de dossier (BH)								
DDH0585	☐	Hauteur de dossier selon dossier Matrix choisi	NC : courbure lombaire		○	○		
DDH0506	☐	330 mm	DDH0509	☐	345 mm	○	○	
DDH0512	☐	360 mm	DDH0514	☐	375 mm	○	○	
DDH0516	☐	390 mm	DDH0518	☐	405 mm	○	○	
DDH0520	☐	420 mm			◆	◆		
DDH0522	☐	435 mm	DDH0524	☐	450 mm	○	○	
DDH0526	☐	465 mm	DDH0528	☐	480 mm	○	○	
DDH0530	☐	495 mm			○	○		
Hauteur d'assise avant (FSTF) (FSTF 430 mm à 450 mm : fourches montées haut avec roues de 5" / FSTF 450 à 470 mm : fourches montées haut avec roues de 6" / FSTF 480 à 500 mm : fourches montées haut avec roues de 7") FSTF 450, 460 et 470 mm : NC roues de 7"								
DDH0845	☐	430 mm	DDH0846	☐	440 mm	○	○	
DDH0847	☐	450 mm	DDH0848	☐	460 mm	○	○	
DDH0849	☐	470 mm	DDH0850	☐	480 mm	○	○	
DDH0851	☐	490 mm			○	○		
DDH0852	☐	500 mm			◆	◆		
DDH0853	☐	510 mm	DDH0854	☐	520 mm	○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) (RSTF 400 mm NC garde-boue fixes) /FSTF-RSTF : maximum 80 mm / Avec potences à 70° : RFST max = FSTF-0 mm								
DDH0945	☐	400 mm	DDH0946	☐	410 mm	○	○	
DDH0947	☐	420 mm	DDH0948	☐	430 mm	○	○	
DDH0949	☐	440 mm			◆	◆		
DDH0950	☐	450 mm			○	○		
DDH0951	☐	460 mm	DDH0952	☐	470 mm	○	○	
DDH0953	☐	480 mm	DDH0954	☐	490 mm	○	○	
Distance UL (LLL) fauteuil (LLL 460 mm NC palettes réglables en angle) / Avec potences à 70°, LLL max = FSTF-20mm								
DDH1679	☐	380 mm	DDH1680	☐	390 mm	○	○	
DDH1681	☐	400 mm	DDH1682	☐	410 mm	○	○	
DDH1683	☐	420 mm			○	○		
DDH1684	☐	430 mm			◆	◆		
DDH1685	☐	440 mm	DDH1686	☐	450 mm	○	○	
DDH1687	☐	460 mm			○	○		
TYPE DE DOSSIER								
Type de dossier								
DDH0705	☐	Courbure lombaire (Uniquement pour dossier fixe)	NC : dossiers Matrix		○	○		

Roues avant / type de montage pour fourches	Montage haut	Montage standard
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520


UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur cousin



Roues avant / type de montage pour fourches	Montage haut	Montage standard
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

Küschall® Compact Attract						Euros			 0705
						Prix Public		LPPR/PLV	
						HT	TTC		
Inclinaison de dossier (BA) (par rapport à l'assise), seulement pour dossier réglable en angle. Pour angle de 82°, uniquement possible avec FSTF-RSTF = 80 mm									
DDH0707	☐	82°	DDH0719	☐	94°	☐	☐		 0700
DDH0718	☐	86°	DDH0711	☐	98°	☐	☐		
DDH0709	☐	90°	DDH0712	☐	102°	☐	☐		
Garniture de dossier									
DDH0700	☐	Standard, avec capitonnage mousse			NC : poignées réglables en hauteur ext., tendeur de dossier	☐	☐		 0764, 0765, 0766, 0767
DDH0725	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée noire avec pochette et bavette				☐	☐		
DDH0735	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aero-Back rembourrée noire micro-aérée				☐	☐		
Personnalisation de toile									
UN1680967	☐	Toile de dossier de couleur (20 coloris au choix)				Sur demande de fabrication spéciale			 0758, 0759, 0760, 0761, 0763
UN1680968	☐	Manchons de couleur (20 coloris au choix)				Sur demande de fabrication spéciale			
Dossiers Matrix (NC tendeur de dossier, courbure lombaire) La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix !</i>									
DDH0764	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)			NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	568,72	600,00	600,00 (4)	
DDH0765	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)			NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	568,72	600,00	600,00 (4)	MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !
DDH0766	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)			NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	568,72	600,00	600,00 (4)	
DDH0767	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)			NC : largeur 480 et 500 mm	568,72	600,00	600,00 (4)	
DDH0758	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)			NC : 1720	568,72	600,00	600,00 (4)	
DDH0759	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)			NC : 1720	568,72	600,00	600,00 (4)	 0756, 0757, 0762
DDH0760	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)			NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	568,72	600,00	600,00 (4)	
DDH0761	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)				568,72	600,00	600,00 (4)	
DDH0763	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)				568,72	600,00	600,00 (4)	
DDH0756	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)			NC : 1720	568,72	600,00	600,00 (4)	 0703
DDH0757	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)				568,72	600,00	600,00 (4)	
DDH0762	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)				568,72	600,00	600,00 (4)	
Poignées à pousser									
DDH0702	☐	Standards longues (Si dossier Matrix, poignées montées à 475 mm de l'assise)				☐	☐		 1491
DDH0750	☐	Sans poignées			NC : freins tambour - si dossier Matrix, poignées montées à 350 mm de l'assise	☐	☐		
DDH0751	☐	Poignées courtes			NC : freins tambour - si dossier Matrix, poignées montées à 475 mm de l'assise	☐	☐		
DDH0703	☐	Réglables en hauteur, externes			NC : accoudoirs tube 1411	☐	☐		
DDH0733	☐	Réglables en hauteur, intégrées			NC : tendeur de dossier	☐	☐		
DDH0704	☐	Rabattables			NC : freins tambour, tendeur de dossier - si dossier Matrix, poignées montées à 450 mm de l'assise	☐	☐		
OPTIONS DE DOSSIER									
Tendeur de dossier									
DDH1491	☐	Tendeur de dossier, escamotable et amovible			NC : poignées à pousser rabattables et réglables en hauteur intégrées, garniture de dossier standard, BH 330 à 390 mm	☐	☐		
ASSISE									
Toile d'assise									
DDH0611	☐	Standard avec une bande scratch centrale - face douce				☐	☐		 0611
DDH0612	☐	Réglable en tension avec une bande scratch centrale - face douce			NC : 0606, 0616, 0617	☐	☐		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €									

Küschall® Compact Attract				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Personnalisation de toile d'assise							
UN1680966	☐	Toile d'assise de couleur	Sur demande de fabrication spéciale				
Coussin d'assise							
DDH0662	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	426,54	450,00	600,00 (5)	 0662	
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra							
DDH0620	☐	Biseaux fessiers, la paire	☐	☐		 0606	
DDH0621	☐	Plot d'abduction	☐	☐			
DDH0622	☐	Biseau latéral	☐	☐			
DDH0623	☐	Biseau crural	☐	☐			
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra							
DDH0620	☐	Biseaux fessiers, la paire	☐	☐		 0616/0617	
DDH0621	☐	Plot d'abduction	☐	☐			
DDH0622	☐	Biseau latéral	☐	☐			
DDH0623	☐	Biseau crural	☐	☐			
Pochette d'assise							
DDH0606	☐	Pochette d'assise amovible	☐	☐			
POCHETTES SOUS TOILE D'ASSISE							
DDH0616	☐	Petite pochette toile (fixation par bandes scratch sur la toile d'assise)	☐	☐		 0616/0617	
DDH0617	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratch sur la toile d'assise)	☐	☐			
POTENCES / PALETTES							
Potences, escamotables et amovibles							
DDH1540	☐	70° (équivalent à potence 80° d'un fauteuil Action)	☒	☒		   1562/1563  1530	
DDH1542	☐	90° - ATTENTION : Nombreuses incompatibilités à plusieurs niveaux - UNIQUEMENT PRÉCONISÉ POUR MONTAGE MOTORISATION E-PILOT	NC : UL 450 / 460 mm, palettes fixes reculées, roues avant 6" et 7"	☐	☐		
DDH1561	☐	Palette monobloc, aluminium, réglable en angle et en profondeur	Fabrication spéciale NOUVEAU	☐	☐		
UN1685664	☐	Repose-jambe avec appui-mollet (larg. 120mm), à droite, largeur d'assise de 400 à 460 mm	Fabrication spéciale NOUVEAU	☐	☐		
UN1685666	☐	Repose-jambe avec appui-mollet (larg. 145 mm), à droite, largeur d'assise 480 mm	Fabrication spéciale NOUVEAU	☐	☐		
UN1685668	☐	Repose-jambe avec appui-mollet (larg. 170 m), à droite, largeur d'assise 480 mm	Fabrication spéciale NOUVEAU	☐	☐		
UN1685665	☐	Repose-jambe avec appui-mollet (larg. 120mm), à gauche, largeur d'assise de 400 à 460 mm	Fabrication spéciale NOUVEAU	☐	☐		
UN1685667	☐	Repose-jambe avec appui-mollet (larg. 145 mm), à gauche, largeur d'assise 480 mm	Fabrication spéciale NOUVEAU	☐	☐		
UN1685669	☐	Repose-jambe avec appui-mollet (larg. 170 m), à gauche, largeur d'assise 480 mm	Fabrication spéciale NOUVEAU	☐	☐		
UN1685660	☐	Support amputé, côté gauche	Fabrication spéciale NOUVEAU	☐	☐		
UN1685662	☐	Support amputé, côté droit	Fabrication spéciale NOUVEAU	☐	☐		
Palettes doubles							
DDH1562	☐	Fixes, position avancée	☒	☒		 1562/1563  1530	
DDH1563	☐	Fixes, position reculée	☐	☐			
DDH1573	☐	Réglables en angle et en profondeur	☐	☐			
Sangle							
DDH1534	☐	Appui-mollets	☐	☐		 1408	
DDH1530	☐	Talonnères	☒	☒			
APPUI-BRAS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements fixes - NC : tous les accoudoirs							
DDH1424	☐	En composite	☒	☒		 1408	
DDH1401	☐	En carbone	☐	☐			
Garde-boue - NC : tous les accoudoirs							
DDH1426	☐	En composite, fixe	☐	☐		 1408	
DDH1425	☐	En composite, amovible	☐	☐			
DDH1405	☐	En carbone, fixe	☐	☐			
DDH1408	☐	En carbone, amovible	☐	☐			
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							



0662



0606



0616/0617



1562/1563



1530



1408

Küschall® Compact Attract				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Accoudoirs (avec protège-vêtements composite) (+ 30 mm de largeur hors tout)						
DDH1416	☐	Courts, réglables en hauteur avec outils et amovibles (inclus des protège-vêtements en composite)		○	○	
DDH1421	☐	Longs, réglables en hauteur avec outils et amovibles (inclus des protège-vêtements en composite)		○	○	
DE263581	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire plat et accoudoir DDH1416 ou DDH1421 - à gauche	Fabrication spéciale, choisir DDH1416 ou DDH1421 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263582	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire plat et accoudoir DDH1416 ou DDH1421, à droite	Fabrication spéciale, choisir DDH1416 ou DDH1421 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263583	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire bombé et accoudoir DDH1416 ou DDH1421, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DDH1416 ou DDH1421 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263584	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire bombé et accoudoir DDH1416 ou DDH1421, à droite	Fabrication spéciale, choisir DDH1416 ou DDH1421 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263585	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire à corne et accoudoir DDH1416 ou DDH1421, à droite	Fabrication spéciale, choisir DDH1416 ou DDH1421 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE263586	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire à corne et accoudoir DDH1416 ou DDH1421, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DDH1416 ou DDH1421 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DDH1440	☐	Crantés, courts, relevables, amovibles et réglables en hauteur de 210 à 310 mm	NC : carrossage 3°, RSTF 400 et 410 mm	○	○	
DDH1441	☐	Crantés, longs, relevables, amovibles et réglables en hauteur de 210 à 310 mm	NC : carrossage 3°, RSTF 400 et 410 mm	○	○	
DE258440	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire plat et accoudoir DDH1440 ou DDH1441, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DDH1440 ou DDH1441 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE258439	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire plat et accoudoir DDH1440 ou DDH1441, à droite	Fabrication spéciale, choisir DDH1440 ou DDH1441 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE260267	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire bombé et accoudoir DDH1440 ou DDH1441, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DDH1440 ou DDH1441 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE260266	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire bombé et accoudoir DDH1440 ou DDH1441, à droite	Fabrication spéciale, choisir DDH1440 ou DDH1441 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE268442	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire à corne et accoudoir DDH1440 ou DDH1441, à gauche	Fabrication spéciale, choisir DDH1440 ou DDH1441 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE268441	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire à corne et accoudoir DDH1440 ou DDH1441, à droite	Fabrication spéciale, choisir DDH1440 ou DDH1441 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DDH1445	☐	Relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur, bordure noire	NC : carrossage 3°	○	○	
Appui-bras						
DDH1411	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : motorisations alber	○	○	
CHASSIS						
Coloris de châssis (Châssis arrière et croisillon Noir Attract, châssis avant et potences de la couleur sélectionnée)						
DDH0360	☐	Noir Attract		◆	◆	
DDH0307	☐	Gris Attract		○	○	
DDH0308	☐	Bleu Attract		○	○	
DDH0311	☐	Rouge Attract		○	○	
UN1680972	☐	Cuivre - Délai supplémentaire : 10 jours ouvrés		○	○	
UN1680971	☐	Bleu Pacifique - Délai supplémentaire : 10 jours ouvrés	Sélectionner DDY0000 + DDY0307 + saisir le code UN et la couleur choisie en commentaire	○	○	
UN1680970	☐	Gris pailleté - Délai supplémentaire : 10 jours ouvrés		○	○	
UN1680965	☐	Prune - Délai supplémentaire : 10 jours ouvrés		○	○	
	☐	Autre coloris küschall (sauf fluo et polis vernis) - une solution fabrication spéciale Unique, tarif pour châssis bicolore (+ 5 jours)		473,93	500,00	Sur demande fabrication spéciale
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600.00€						




1416/1421



1440/1441



1445



1411



Noir Attract




Gris Attract



Bleu Attract





Rouge Attract





1416/1421



Küschall® Compact Attract				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
ROUES AVANT						
DDH0810	☐	5" Bandage noir		☐	☐	
DDH0863	☐	5" Bandage Soft noir		☒	☒	
UN1680964	☐	5" Froglegs de couleur	Coloris à préciser	Sur demande de fabrication spéciale		
DDH0821	☐	6" Pneumatique		☐	☐	
DDH0820	☐	6" Bandage noir		☐	☐	
DDH0822	☐	7" Bandage		☐	☐	
Roulements						
UN1673803	☐	Roulement céramique ou anodisé pour roues avant 4" ou 5"		Sur demande de fabrication spéciale		
ROUES ARRIERE						
Position de la roue arrière (distance horizontale entre canne de dossier et axe de la roue)						
DDH0262	☐	105 mm (la plus active - nouvelle)	NC : SD 360 et 380 mm	☐	☐	
DDH0264	☐	95 mm (anciennement la plus active)	NC : SD 360 et 380 mm	☐	☐	
DDH0265	☐	75 mm		☒	☒	
DDH0266	☐	55 mm (la plus stable)	NC : motorisations Alber	☐	☐	
Diamètre des roues arrière						
DDH0900	☐	22" - 560 mm	Uniquement avec 0915 NC : 1708, 1709, 1706, 1707	☐	☐	
DDH0902	☐	24" - 600 mm		☒	☒	
Carrossage de la roue arrière						
DDH0282	☐	0°		☒	☒	
DDH0284	☐	1°		☐	☐	
DDH0283	☐	3°	NC : freins tambour, motorisations alber	☐	☐	
Type des roues arrière						
DDH0921	☐	Roues Actives 24" (main-courante aluminium, jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	☒	☒	
DDH0915	☐	küschall moyeu Starec 24" ou 26" (jante noire, moyeu noir, rayonnage noir croisé)		☐	☐	
DDH0908	☐	High Performance 24" (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé)	NC : bandage	☐	☐	
DDH0906	☐	Spinergy LXX 24" (jante, moyeu et rayons noirs en fibre de carbone tréssée)	NC : bandage	559,24	590,00	
DDH0923	☐	Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	NC : motorisations alber	☐	☐	
UN1680962	☐	Spinergy Lite Extreme X-laced XLX 24" , noire, moyeu argent. <i>Si personnalisation, moyeu noir</i>		Sur demande de fabrication spéciale		
Personnalisation de roues arrière Spinergy						
UN1676528	☐	Personnalisation de couleur des jantes sur roues Spinergy		Sur demande de fabrication spéciale		
UN1676529	☐	Personnalisation de couleur des moyeux sur roues Spinergy		Sur demande de fabrication spéciale		
UN1676530	☐	Personnalisation de couleur des rayons sur roues Spinergy		Sur demande de fabrication spéciale		
Motorisations alber (NC : tubes basculeurs, porte-cannes, et 3° de carrossage). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.						
DDH0926	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein)		579,15	611,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
Pneus arrière						
DDH1014	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	☒	☒	
DDH1004	☐	Bandage noir	24"	NC : roues High Performance et Spinergy LXX	☐	☐
DDH1008	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	22", 24", 26"	☐	☐	
DDH1011	☐	Pneu noir MBL Speedlite	24"	☐	☐	


0810

Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD /
ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540


1014 1008
1011

Küschall® Compact Attract				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Mains-courantes (NC : roues Actives)						
DDH1113	☐	Aluminium anodisé Light, écartement 30 mm - 24" ou 26"		◆	◆	
DDH1102	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm - 24" ou 26"		○	○	
DDH1104	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm - 24" ou 26"		○	○	
DDH1106	☐	Titane, écartement 30 mm		○	○	
DDH1120	☐	Carbolife Gekko S, avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm		○	○	
OPTIONS ROUES ET CHASSIS						
Kit anodisation						
UN1676887	☐	Kit anodisation 3		Sur demande de fabrication spéciale		
Protège-rayons						
DDH1200	☐	Transparent, 24" ou 26"		○	○	
SECURITE						
Freins						
DDH1311	☐	A tirer		○	○	
DDH1312	☐	Standards à pousser		◆	◆	
DDH1306	☐	Frein küschall à tirer		○	○	
DE261179	☐	Frein hémi unilatéral gauche	NOUVEAU	331,75	350,00	
DE261178	☐	Frein hémi unilatéral droite	NOUVEAU	331,75	350,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Bodypoint® Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. Bodypoint®						
OPTIONS POUR TIERCE-PERSONNE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : Roulettes anti-bascule, Tubes basculeurs, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-bascule (NC : motorisations Alber)						
DDH1702	☐	Droite		○	○	
DDH1703	☐	Gauche		○	○	
DDH1704	☐	Deux roulettes anti-bascule		○	○	
Kit de transport						
DDH1720	☐	Kit de transport (autocollants)		○	○	
Ceinture						
DDH1730	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		○	○	
Catadioptres						
DDH1710	☐	Montés sur les roues		○	○	
AUTRES OPTIONS						
DDH1729	☐	Protections de châssis arrière, la paire		○	○	
Tubes basculeurs (NC : motorisations Alber)						
DDH1708	☐	A Droite	NC : porte-canne droit	○	○	
DDH1709	☐	A Gauche	NC : porte-canne gauche	○	○	
Porte-canne (NC : motorisations Alber)						
DDH1706	☐	A Droite		○	○	
DDH1707	☐	A Gauche		○	○	
Autres						
DDH1760	☐	Tablette (uniquement avec les accoudoirs 1416/1421/1445)		125,12	132,00	Sur devis
DDH1728	☐	Sac de transport des roues AR (24", 25" et 26")		65,40	69,00	
ACCESSOIRES						
Planches de transfert						
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	NOUVEAU	146,92	155,00	
Küschall® COMPACT Attract						