



alber® *e-fix E35/E36*



**Transformer son
fauteuil roulant
manuel en fauteuil
roulant électrique!**

Prix Public TTC
E35: 6 100,00 €
E36: 7 528,00 €

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	 
Référence d'achat :	Motorisation complète avec deux roues motrices
Code client :	Boîtier de commande programmable
Cachet du distributeur :	Diamètre des roues: 22" ou 24" (E35) et 24" (E36)
	Roues équipées d'un insert bandage
	Vitesse: jusqu'à 6 km/h
	Batterie: Lithium 6 Ah (E35) et 7,5 Ah (E36)
	Autonomie: Jusqu'à 16km (E35) et 20km (E36)
	Poids maximum de l'utilisateur : 120kg (E35) et 160kg (E36)
	Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
	Montage réalisé par Invacare ou prestataires formés
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix					
alber® e-fix E35 /E36				Euros	
				Prix Public	LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
Montage du kit e-fix®E35					
1566180	☐ alber e-fix® E35 , roues 24" ou 22" (roues équipées d'un insert bandage) - poids max. utilisateur 120kg Code LPPR 9325933		5 781,99	6 100,00	2 187,03
			+ 1,75 € HT d'éco-participation		
1566181	☐ alber e-fix® E36 , roues 24" (roues équipées d'un revêtement pneumatique) - poids max. utilisateur 160kg - Code LPPR 9325933		7 135,55	7 528,00	2 187,03
			+ 1,75 € HT d'éco-participation		
OPTIONS OBLIGATOIRES					
1467178	☐ Kit de fixations pour roues e-fix		271,09	286,00	
1584856-EF	☐ Installation du kit de fixation pour roues e-fix par Invacare (<i>frais de transport retour non inclus</i>) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (<i>Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers.</i>)		323,22	341,00	
1593206	☐ Roulettes anti-basculer noires avec béquille		355,45	375,00	
Pour déterminer la compatibilité: Fauteuil du groupe <i>Invacare® (Action®, kuschall®)</i> , merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.			Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.		
Numéro de série: Attention : Paire de roulettes anti-basculer d'origine ou alber obligatoires. Les freins seront réglés pour fonctionner avec les roues motorisées. Pour que vos freins soient fonctionnels avec les roues manuelles, nous vous conseillons de les équiper du même revêtement que les roues motorisées. Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.					
Taille des roues motorisées					
	☐ 22" (Non disponible avec e-fix E36)	NC : 1566181, 1566200, 1566202	☐	☐	
	☐ 24"	NC : 1566201, 1566203	☐	☐	
COMMANDES ELECTRONIQUES					
Commande standard					
	☐ Manipulateur à droite		☒	☒	
	☐ Manipulateur à gauche		☐	☐	
1593361	☐ Support de manipulateur escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable		311,85	329,00	
	☐ Manipulateur sur tablette (<i>voir tablette avec position au centre</i>)		☐	☐	
Commande tierce-personne					
1457755	☐ Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à gauche dans le dossier		144,08	152,00	35,71
1457754	☐ Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à droite dans le dossier		144,08	152,00	35,71
Double commande intuitive					
1566165	☐ Double commande intuitive, 1 poignée		677,02	714,26	714,26
	☐ Poignée manuelle supplémentaire pour double commande		☐	☐	
Batteries e-fix E35					
	☐ Batterie 6 Ah (Autonomie : jusqu'à 16 km)		☒	☒	
1566182	☐ Batterie 7,5 Ah, remplace la 6 Ah en standard (Autonomie jusqu'à 22 km)		170,62	180,00	
1565639	☐ Batterie 6 Ah supplémentaire (seulement avec batterie 6 Ah)		552,61	583,00	
1566153	☐ Batterie 7,5 Ah supplémentaire (seulement avec batterie 7,5 Ah)		696,68	735,00	
Batteries e-fix E36					
	☐ Batterie 7,5 Ah (Autonomie : jusqu'à 20 km)		☒	☒	
1566153	☐ Batterie 7,5 Ah supplémentaire		696,68	735,00	



Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !



alber® e-fix E35 /E36

Euros	
Prix Public	LPPR*
HT	TTC

OPTIONS

	App Mobilité - l'application gratuite sur votre smartphone ! ☐ Permet de se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...) Disponible sur App Store et Play Store				
1591926	☐ Pack Mobility Plus - Vitesse jusqu'à 8 km/h (non programmable), retour visuel des appels et sms entrants*, pilotage à distance du fauteuil roulant Disponible sur Android et iOS (8km/h nc optibox) <i>*Les appels et SMS entrants ne sont disponibles qu'avec les smartphones sous Android.</i>		347,87	367,00	
1566184	☐ Optibox		293,84	310,00	
P30094	☐ Contacteur rond et plat rouge		110,90	117,00	
1467698	☐ Capteur pour fauteuil de verticalisation		262,56	277,00	
1457743	☐ Support pour anti-bascule (uniquement lorsque 1489214 commandées sans e-fix)		146,92	155,00	
1594608	☐ kit Sticker "Kids"		36,02	38,00	
1566200	☐ Protège-rayons 24"décor alber, à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566666, 1566201, 1566203	73,93	78,00	
1566666	☐ Protège-rayons 24" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566201, 1566203	73,93	78,00	
1566201	☐ Protège-rayons 22" décor alber à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566203	73,93	78,00	
1566203	☐ Protège-rayons 22" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :		73,93	78,00	
1594609	☐ Protège-rayons 22" avec Sticker "Kids", la paire		164,93	174,00	
1594607	☐ Protège-rayons 24" avec Sticker "Kids", la paire		164,93	174,00	
1566196	☐ Boule pour joystick souple diamètre 70 mm	NC : 1565669, 1565670	27,49	29,00	
1565669	☐ Boule pour joystick spéciale diamètre 40 mm	NC : 1565670	25,59	27,00	
1565670	☐ Commande en T pour tétraplégique		95,73	101,00	
1566197	☐ Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		48,34	51,00	
1565836	☐ Protection de manipulateur		55,92	59,00	
1566168	☐ Sac de transport pour batterie avec sangles scratch		111,85	118,00	
1566169	☐ Set d'attaches pour sacoche batterie	NC : 1566164, 1566163	43,60	46,00	
1566164	☐ Fixations sur croisillon pour batterie (fauteuils pliants)	NC : 156163	194,31	205,00	
1566163	☐ Fixations sur essieu pour batterie (fauteuils non pliants)		160,19	169,00	
1566177	☐ Prise de charge déportée (rallonge branchée sur interface)		102,37	108,00	
1467780	☐ Extensions de patins de freins		44,55	47,00	
1566179	☐ Aide au débrayage, l'unité		109,95	116,00	
1566178	☐ Aide au débrayage, la paire		215,17	227,00	
1565005	Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine ☐ Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons de commander les roues manuelles complètes en accessoire (1520119 ou 1520072) ou d'équiper les roues manuelles d'origine du même revêtement que les roues motorisées.		215,17	227,00	
1520119	☐ Roues manuelles complètes 22 X 1 3/8, bandage gris à crampon, main-courante Inox, avec axe 1/2"(la paire)	NC: 1566181	412,32	435,00	
1520072	☐ Roues manuelles complètes 24 X 1 3/8, bandage gris à crampon, main-courante Inox, avec axe 1/2"(la paire)		412,32	435,00	
Tablette avec manipulateur au centre :					
1566207	☐ pour largeur d'assise 380-430 mm		273,93	289,00	35,71
1566208	☐ pour largeur d'assise 440-480 mm		273,93	289,00	35,71
1566206	☐ Kit de fixation pour montage du manipulateur sur tablette existante		160,19	169,00	

**sous réserve d'agrément avec le fauteuil choisi