



Alber® e-pilot® P15



NOUVEAU

Cruise Mode de série
(régulateur de vitesse)

NOUVELLES OPTIONS

Rallonge de guidon
Batterie 7,8 Ah homologuée
transport aérien

Prix Public TTC
à partir de
5499,00 €

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	 
Référence d'achat :	Motorisation complète avec une roue avant motorisée, diamètre 16"
Code client :	Moteurs 250 W
Cachet du distributeur :	Eclairage standard avant de série
	Béquille incluse de série avec support de stabilisation et roulettes
	Vitesse 10 ou 20 km/h
	Batterie Lithium 13,8 Ah et chargeur de batterie
	Autonomie jusqu'à 50 km
	Poids maximum de l'utilisateur : 100kg
	Poids avec batteries : 18,4 kg - sans batteries : 15,5 kg
	Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
	Montage par prestataires formés ou Invacare
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

☒ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				☒ Configuration standard		☐ Option sans supplément de prix	
Alber® e-pilot® P15						Euros	
						Prix Public	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
alber® e-pilot® P15							
1592322	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 212,32	5 499,00		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1593458	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 212,32	5 499,00		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1595707	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 212,32	6 254,78		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1595711	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 212,32	6 254,78		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
alber® e-pilot P15 - Pneu cranté							
1593780	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 320,38	5 613,00		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1593799	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 320,38	5 613,00		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1595709	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 320,38	6 384,46		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1595713	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 320,38	6 384,46		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
alber® e-pilot P15 - Frein tétraplégique (Repose-main pour accélérateur 1592287 livré de série)							
1593981	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 914,69	6 240,00		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1594000	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 914,69	6 240,00		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1595708	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 914,69	7 097,63		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1595712	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		5 914,69	7 097,63		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
alber® e-pilot P15 - Frein tétraplégique & Pneu cranté (Repose-main pour accélérateur 1592287 livré de série)							
1594018	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		6 022,75	6 354,00		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1594205	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		6 022,75	6 354,00		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1595710	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie		6 022,75	7 227,30		
				+1,75 € HT d'éco-participation			
1595714	☐	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie		6 022,75	7 227,30		
				+1,75 € HT d'éco-participation			



NOUVEAU

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

OPTIONS OBLIGATOIRES					
1592290	☐	Kit de fixation pour alber® e-pilot® P15 (+700 à 900g selon configuration du fauteuil roulant)		342,18	361,00
1584856-EP	☐	Installation du kit de fixation pour roue e-pilot par Invacare <i>(frais de transport retour non inclus)</i> Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil <i>(Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).</i>		347,87	367,00
Pour déterminer la compatibilité: Fauteuil du groupe <i>Invacare® (Action®, kuschall®)</i> , merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper. Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche, la prise de mesure du fauteuil à équiper ou complétez les mesures à la fin de cette fiche.					
Numéro de série: Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !					
OPTIONS					
1566199	☐	Extension de garantie à 36 mois pour les batteries		109,00	115,00
Coloris ☐ Blanc Mat ☐ Jaune Foncé ☐ Rouge Feu ☐ Vert Citron ☐ Bleu Clair ☐ Orange Flamme - Métallisé mat ☐ Violet - Métallisé mat ☐ Rouge Cerise - Métallisé mat ☐ Vert Emeraude - Métallisé mat ☐ Bleu Foncé - Métallisé mat ☐ Anthracite - Métallisé mat ◆ ◆   1592189 1592190   1592191 1592192   1592193 1592194   1592195 1592196  1593107  1592289  1593079  1592281 1592278  1592277  1592282 1592276  1592284  1592173 1592286  1592287  1592286 1592287  1592285  1595507					
1592122	☐			103,32	109,00
1592123	☐			103,32	109,00
1592189	☐			103,32	109,00
1592190	☐			103,32	109,00
1592191	☐			111,85	118,00
1592192	☐			111,85	118,00
1592193	☐			111,85	118,00
1592194	☐			111,85	118,00
1592195	☐			111,85	118,00
1592196	☐			111,85	118,00
Options ☐ Aide à l'arrimage - la motorisation e-pilot se fixe et se retire du fauteuil avec une seule main ! ☐ Pack de sécurité ☐ Poids additionnels, la paire (2,5 kg supplémentaire de chaque côté de la roue) ☐ Fixation de panier avant KLiCKfix® ☐ Panier avant noir avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 5kg) (nécessite la fixation de panier 1592281) ☐ Panier avant noir et pois multicolores avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 5kg) (nécessite la fixation de panier 1592281) ☐ Fixation de pochette KLiCKfix® ☐ Pochette noire avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 1kg) (nécessite la fixation de pochette 1592282) ☐ Porte-bouteille noir avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 1kg) (nécessite la fixation de pochette 1592282) ☐ Eclairage avant Supernova ☐ Rétroviseur gauche ☐ Repose-main pour accélérateur (de série avec freins Tétra) ☐ Batterie Lithium 13,8 Ah supplémentaire ☐ Batterie Lithium 7,8 Ah supplémentaire homologuée pour le transport aérien (20 km d'autonomie) ☐ Chargeur de batterie supplémentaire ☐ Eclairage arrière à fixer sur les cannes de dossier du fauteuil roulant ☐ Rallonge de guidon - 50 mm plus proche de l'assise  NOUVEAU 144,08 152,00 257,82 272,00 250,24 264,00 160,19 169,00 77,73 82,00 77,73 82,00 127,01 134,00 44,55 47,00 31,28 33,00 127,01 134,00 31,28 33,00 18,01 19,00 867,30 915,00 720,38 760,00 273,93 289,00 39,81 42,00 151,66 160,00					

Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !

