

Alber[®] e-pilot[®] P15



NOUVEAU 100% LPPR !

Marche arrière
Régulateur de vitesse
Programmable à 20 km/h


Prix Public TTC (LPP/PLV)

3500,00 €

Forfait SAV4 batterie : 350,00 €
(Code LPPR 4891384)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes
















Informations client	Caractéristiques produit
Date :	
Référence d'achat :	
Code client :	
Cachet du distributeur :	
	<p>Motorisation complète avec une roue avant motorisée, diamètre 16"</p> <p>Moteurs 250 W</p> <p>Eclairage standard avant de série</p> <p>Béquille incluse de série avec support de stabilisation et roulettes</p> <p>Vitesse 10 km/h programmable à 20 km/h</p> <p>Batterie Lithium 13,8 Ah et chargeur de batterie</p> <p>Autonomie jusqu'à 50 km</p> <p>Poids maximum de l'utilisateur : 100kg</p> <p>Poids avec batteries : 18,4 kg - sans batteries : 15,5 kg</p> <p>Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure</p>
	Montage par prestataires formés ou Invacare
Commandes	
<p>Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com</p>	

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases		<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard		<input type="checkbox"/> Option sans supplément de prix	
Alber® e-pilot® P15				Euros	
				Prix Public	LPPR
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
alber® e-pilot® P15					
1593780	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu campon - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie (programmable à 20 km/h) Code LPPR : 4903437		2 975,36	3 139,00	3 500,00
			+4,05 € HT d'éco-participation		
1593799	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu crampon - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie (programmable à 20 km/h) Code LPPR : 4903437		2 975,36	3 139,00	3 500,00
			+4,05 € HT d'éco-participation		
1592322	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu route - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie (programmable à 20 km/h) Code LPPR : 4903437		2 975,36	3 139,00	3 500,00
			+4,05 € HT d'éco-participation		
1593458	<input type="checkbox"/> alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu route - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie (programmable à 20 km/h) Code LPPR : 4903437		2 975,36	3 139,00	3 500,00
			+4,05 € HT d'éco-participation		
OPTIONS OBLIGATOIRES					
1592290	<input type="checkbox"/> Kit de fixation pour alber® e-pilot® P15 (+700 à 900g selon configuration du fauteuil roulant)		342,18	361,00	
1584856-EP	<input type="checkbox"/> Installation du kit de fixation pour roue e-pilot par Invacare (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		◆	◆	
OBLIGATOIRE pour déterminer la compatibilité:					
Fauteuil du groupe Invacare® (Action®, kuschall®), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.			Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche, la prise de mesure du fauteuil à équiper.		
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro ! </div>					
Numéro de série:					
ACCESSOIRES					
1594557	<input type="checkbox"/> Frein tétraplégique monté à l'opposé de la poignée d'accélération		938,39	990,00	Sur devis*
Coloris					
	<input type="checkbox"/> Blanc Mat		◆	◆	
1592122	<input type="checkbox"/> Jaune Foncé		103,32	109,00	
1592123	<input type="checkbox"/> Rouge Feu		103,32	109,00	
1592189	<input type="checkbox"/> Vert Citron		103,32	109,00	
1592190	<input type="checkbox"/> Bleu Clair		103,32	109,00	
1592191	<input type="checkbox"/> Orange Flamme - Métallisé mat		111,85	118,00	
1592192	<input type="checkbox"/> Violet - Métallisé mat		111,85	118,00	
1592193	<input type="checkbox"/> Rouge Cerise - Métallisé mat		111,85	118,00	
1592194	<input type="checkbox"/> Vert Emeraude - Métallisé mat		111,85	118,00	
1592195	<input type="checkbox"/> Bleu Foncé - Métallisé mat		111,85	118,00	
1592196	<input type="checkbox"/> Anthracite - Métallisé mat		111,85	118,00	



1592189 1592190
1592191 1592192
1592193 1592194
1592195 1592196

* code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Alber® e-pilot® P15				Euros			
				Prix Public	LPPR		
Autres Accessoires							
1593107	<input type="checkbox"/>	Aide à l'arrimage - la motorisation e-pilot se fixe et se retire du fauteuil avec une seule main !		218,01	230,00	Sur devis*	 1593107
1592289	<input type="checkbox"/>	Pack de sécurité		257,82	272,00	Sur devis*	 1592289
1593079	<input type="checkbox"/>	Poids additionnels, la paire (2,5 kg supplémentaire de chaque côté de la roue)		375,36	396,00	Sur devis*	 1593079
1592281	<input type="checkbox"/>	Fixation de panier avant KLiCKfix®		160,19	169,00	Sur devis*	 1592281
1592278	<input type="checkbox"/>	Panier avant noir avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 5kg) (nécessite la fixation de panier 1592281)		77,73	82,00	Sur devis*	 1592278
1592277	<input type="checkbox"/>	Panier avant noir et pois multicolores avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 5kg) (nécessite la fixation de panier 1592281)		77,73	82,00	Sur devis*	 1592277
1592282	<input type="checkbox"/>	Fixation de pochette KLiCKfix®		127,01	134,00	Sur devis*	 1592282
1592276	<input type="checkbox"/>	Pochette noire avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 1kg) (nécessite la fixation de pochette 1592282)		44,55	47,00	Sur devis*	 1592276
1592284	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille noir avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 1kg) (nécessite la fixation de pochette 1592282)		31,28	33,00	Sur devis*	 1592284
1592173	<input type="checkbox"/>	Eclairage avant Supernova		180,09	190,00	Sur devis*	 1592173
1592286	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur gauche		47,39	50,00	Sur devis*	 1592286
1592287	<input type="checkbox"/>	Repose-main pour accélérateur (de série avec freins Tétra)		42,65	45,00	Sur devis*	 1592287
1592097	<input type="checkbox"/>	Batterie Lithium 13,8 Ah supplémentaire		1 090,05	1 150,00	Sur devis*	
1592726	<input type="checkbox"/>	Batterie Lithium 7,8 Ah supplémentaire homologuée pour le transport aérien (20 km d'autonomie)		938,39	990,00	Sur devis*	
1591872	<input type="checkbox"/>	Chargeur de batterie supplémentaire		369,67	390,00	Sur devis*	
1592285	<input type="checkbox"/>	Eclairage arrière à fixer sur les cannes de dossier du fauteuil roulant	Poids additionnels, la paire (2,5 kg supplér	39,81	42,00	Sur devis*	 1592285
1595507	<input type="checkbox"/>	Rallonge de guidon - 50 mm plus proche de l'assise		236,97	250,00	Sur devis*	 1595507

* code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis