

## Invacare® Coussins Flo-Tech & Matrix



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)




### Invacare® Matrix® Libra®

Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque très élevé de lésions cutanées

- Structure : - base en mousse HR
  - poche de gel fluide (double couche compartimentée) pour un maximum de protection au niveau des reliefs osseux
  - Coussin muni d'une cuvette ischiatique pour optimiser le maintien et le positionnement du bassin.
  - Galbe anatomique pour favoriser le bon alignement des cuisses.
  - Découpe biseautée à l'avant.

- Livré avec 2 housses

- Coussin disponible en deux versions : soit muni de la housse Standard Startex (bi-extensible et déperlante), soit muni de la housse Mesh respirante.
- Possibilité d'adapter des accessoires de positionnement
- Version bariatrique disponible



**NOUVEAU : prise en charge à la LPPR jusqu'à 600 € TTC**

9977848 : VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur : dans la limite de 600 € TTC

		Quantité			Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
<b>Coussin Matrix® Libra® - NOUVEAU : livré avec 2 housses Startex déperlantes</b>							
<b>Hauteur 70 mm</b>							
<b>Poids max utilisateur : 136 kg</b>			<b>Adaptable sur fauteuil</b>		331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €
			<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>			
1634268		Invacare® Matrix® Libra® L 360mm x P 310mm	360 mm	310 - 330 mm			
1634269		Invacare® Matrix® Libra® L 360mm x P 360mm	360 mm	360 - 380mm			
1634270		Invacare® Matrix® Libra® L 360mm x P 410mm	360 mm	410 - 430 mm			
1634271		Invacare® Matrix® Libra® L 380mm x P 410mm	380 mm	410 - 430 mm			
1634272		Invacare® Matrix® Libra® L 380mm x P 430mm	380 mm	430-460 mm			
1634273		Invacare® Matrix® Libra® L 380mm x P 460mm	380 mm	460 - 480 mm			
1634274		Invacare® Matrix® Libra® L 380mm x P 510mm	380 mm	510 - 530 mm			
1634275		Invacare® Matrix® Libra® L 410mm x P 410mm	410 mm	410 - 430 mm			
1634276		Invacare® Matrix® Libra® L 410mm x P 430mm	410 mm	430 - 460 mm			
1634277		Invacare® Matrix® Libra® L 410mm x P 460mm	410 mm	460 - 480 mm			
1634278		Invacare® Matrix® Libra® L 410mm x P 510mm	410 mm	510 - 530 mm			
1634279		Invacare® Matrix® Libra® L 430mm x P 410mm	430 mm	410 - 430 mm			
1634280		Invacare® Matrix® Libra® L 430mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm			
1634281		Invacare® Matrix® Libra® L 430mm x P 460mm	430 mm	460 - 480 mm			
1634282		Invacare® Matrix® Libra® L 430mm x P 510mm	430 mm	510 - 530 mm			
1634283		Invacare® Matrix® Libra® L 460mm x P 410mm	460 mm	410 - 430 mm			
1634284		Invacare® Matrix® Libra® L 460mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm			
1634285		Invacare® Matrix® Libra® L 460mm x P 460mm	460 mm	460 - 480 mm			
1634286		Invacare® Matrix® Libra® L 460mm x P 510 mm	460 mm	510 - 530 mm			
1634287		Invacare® Matrix® Libra® L 480mm x P 410mm	480 mm	410 - 430 mm			
1634288		Invacare® Matrix® Libra® L 480mm x P 430mm	480 mm	430 - 460 mm			
1634289		Invacare® Matrix® Libra® L 480mm x P 460mm	480 mm	460 - 480 mm			
1634290		Invacare® Matrix® Libra® L 480mm x P 510mm	480 mm	510 - 530 mm			
1634291		Invacare® Matrix® Libra® L 510mm x P 410mm	510 mm	410 - 430 mm			
1634292		Invacare® Matrix® Libra® L 510mm x P 430mm	510 mm	430 - 460 mm			
1634293		Invacare® Matrix® Libra® L 510mm x P 460mm	510 mm	460 - 480 mm			
1634294		Invacare® Matrix® Libra® L 510mm x P 510mm	510 mm	510 - 530 mm			
+ 0,30 € d'éco-participation							
<b>Poids max utilisateur : 227 kg</b>			<b>Adaptable sur fauteuil</b>		331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €
			<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>			
1634295		Invacare® Matrix® Libra® L 530mm x P 430mm	530 mm	430 - 460 mm			
1634296		Invacare® Matrix® Libra® L 530mm x P 460mm	530 mm	460 - 480 mm			
1634297		Invacare® Matrix® Libra® L 530mm x P 510mm	530 mm	510 - 530 mm			
1634298		Invacare® Matrix® Libra® L 530mm x P 560mm	530 mm	560 - 580 mm			
1634299		Invacare® Matrix® Libra® L 560mm x P 430mm	560 mm	430 - 460 mm			
1634300		Invacare® Matrix® Libra® L 560mm x P 460mm	560 mm	460 - 480 mm			
1634301		Invacare® Matrix® Libra® L 560mm x P 510mm	560 mm	510 - 530 mm			
1634302		Invacare® Matrix® Libra® L 560mm x P 560mm	560 mm	560 - 580 mm			
+ 0,30 € d'éco-participation							



**Coussin *Matrx® Libra®* - NOUVEAU : livré avec 2 housses Mesh respirante**  
**Hauteur 70 mm**

Poids max utilisateur : 136 kg			Adaptable sur fauteuil		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
			Largeur	Profondeur			
1634970		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 360mm x P 310mm	360 mm	310 - 330 mm	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €
1634971		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 360mm x P 360mm	360 mm	360 - 380mm			
1634972		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 360mm x P 410mm	360 mm	410 - 430 mm			
1634973		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 380mm x P 410mm	380 mm	410 - 430 mm			
1634974		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 380mm x P 430mm	380 mm	430 - 460 mm			
1634975		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 380mm x P 460mm	380 mm	460 - 480 mm			
1634976		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 380mm x P 510mm	380 mm	510 - 530 mm			
1634977		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 410mm x P 410mm	410 mm	410 - 430 mm			
1634978		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 410mm x P 430mm	410 mm	430 - 460 mm			
1634979		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 410mm x P 460mm	410 mm	460 - 480 mm			
1634980		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 410mm x P 510mm	410 mm	510 - 530 mm			
1634981		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 430mm x P 410mm	430 mm	410 - 430 mm			
1634982		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 430mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm			
1634983		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 430mm x P 460mm	430 mm	460 - 480 mm			
1634984		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 430mm x P 510mm	430 mm	510 - 530 mm			
1634985		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 460mm x P 410mm	460 mm	410 - 430 mm			
1634986		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 460mm x P 430mm	460 mm	430 - 460 mm			
1634987		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 460mm x P 460mm	460 mm	460 - 480 mm			
1634988		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 460mm x P 510 mm	460 mm	510 - 530 mm			
1634989		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 480mm x P 410mm	480 mm	410 - 430 mm			
1634990		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 480mm x P 430mm	480 mm	430 - 460 mm			
1634991		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 480mm x P 460mm	480 mm	460 - 480 mm			
1634992		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 480mm x P 510mm	480 mm	510 - 530 mm			
1634993		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 510mm x P 410mm	510 mm	410 - 430 mm			
1634994		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 510mm x P 430mm	510 mm	430 - 460 mm			
1634995		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 510mm x P 460mm	510 mm	460 - 480 mm			
1634996		<i>Invacare® <b>Matrx® Libra®</b></i> housse Mesh L 510mm x P 510mm	510 mm	510 - 530 mm			




+ 0,30 € d'éco-participation

Version bariatrique du coussin **Matrx® Libra®** - NOUVEAU : livré avec 2 housses Mesh respirantes

Poids max utilisateur : 227 kg	Adaptable sur fauteuil		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV	
	Largeur	Profondeur				
1634997	Invacare® <b>Matrx® Libra®</b> housse Mesh L 530mm x P 430mm	530 mm	430 - 460 mm	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €
1634998	Invacare® <b>Matrx® Libra®</b> housse Mesh L 530mm x P 460mm	530 mm	460 - 480 mm			
1634999	Invacare® <b>Matrx® Libra®</b> housse Mesh L 530mm x P 510mm	530 mm	510 - 530 mm			
1635000	Invacare® <b>Matrx® Libra®</b> housse Mesh L 530mm x P 560mm	530 mm	560 - 580 mm			
1635001	Invacare® <b>Matrx® Libra®</b> housse Mesh L 560mm x P 430mm	560 mm	430 - 460 mm			
1635002	Invacare® <b>Matrx® Libra®</b> housse Mesh L 560mm x P 460mm	560 mm	460 - 480 mm			
1635003	Invacare® <b>Matrx® Libra®</b> housse Mesh L 560mm x P 510mm	560 mm	510 - 530 mm			
1635004	Invacare® <b>Matrx® Libra®</b> housse Mesh L 560mm x P 560mm	560 mm	560 - 580 mm			

+ 0,30 € d'éco-participation

Accessoires **Matrx® Libra®**

1487155	Biseau latéral, l'unité	47,39 €	50,00 €	
1487157	Biseau crural, l'unité	47,39 €	50,00 €	
1487158	Biseau fessier, la paire	47,39 €	50,00 €	
1487162	Plot d'abduction haut (hauteur 5 cm), l'unité	47,39 €	50,00 €	
1634585	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm), l'unité	47,39 €	50,00 €	
1578357	Poche de gel fluide supplémentaire (12 x 18 cm)	47,39 €	50,00 €	

**Invacare® Flo-tech Solution Xtra**

Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque élevé.

Le coussin **Flo-tech Solution Xtra** est composé d'une base en mousse HR de 70 kg/m<sup>3</sup> recouverte d'une nappe en gel viscofluide qui permet une répartition homogène des points de pression. Nappe de gel compartimentée pour assurer la stabilité du bassin.NOUVEAU : livré avec 2 Housses **Standard noire** (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur) recouvrant une housse verte Platilon en PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Possibilité d'adapter des cales de positionnement sous la base en mousse ou entre la base et la nappe de gel.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac.

Quantité	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
----------	----------------------	-----------------------	----------

Coussin **Flo-tech Solution Xtra** avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg	Largeur	Profondeur	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV	
1635005	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	405 mm	405 mm	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €
1635006	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	405 mm	430 mm			
1635007	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	405 mm	450 mm			
1635008	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	405 mm	500 mm			
1635009	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	430 mm	405 mm			
1635010	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	430 mm	430 mm			
1635011	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	430 mm	450 mm			
1635012	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	430 mm	500 mm			
1635013	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	455 mm	405 mm			
1635014	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	455 mm	430 mm			
1635015	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	455 mm	450 mm			
1635016	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	455 mm	500 mm			
1635017	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	480 mm	405 mm			
1635018	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	480 mm	430 mm			
1635019	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	480 mm	450 mm			
1635020	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	480 mm	500 mm			
1635021	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	505 mm	405 mm			
1635022	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	505 mm	430 mm			
1635023	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	505 mm	450 mm			
1635024	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	505 mm	500 mm			

+ 0,30 € d'éco-participation

Coussin **Flo-tech Solution Xtra** avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée pour fauteuil de Confort Rea

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg	Largeur	Profondeur	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV	
1635025	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	405 mm	530 mm	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €
1635026	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	430 mm	530 mm			
1635027	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	455 mm	530 mm			
1635028	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	480 mm	530 mm			
1635029	Invacare® <b>Flo-tech Solution Xtra</b>	505 mm	530 mm			

+ 0,30 € d'éco-participation

## Invacare® Flo-tech Solution Xtra Configuré



Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque élevé.  
Le coussin **Flo-tech Solution Xtra** est composé d'une base en mousse HR de 70kg/m<sup>3</sup> recouverte d'une nappe en gel viscofluide qui permet une répartition homogène des points de pression. Nappe de gel compartimentée pour assurer la stabilité du bassin. Housse **Standard Noir** (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur) recouvrant une housse verte Platilon PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Possibilité d'adapter des cales de positionnement sous la base en mousse ou entre la base et la nappe de gel.  
Le coussin bénéficie de 2 découpes :  
- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise  
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac.

Quantité	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
----------	----------------------	-----------------------	----------

Coussin **Flo-tech Solution Xtra** avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg

### TYPE DE COUSSIN

Code	Description	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
HSX0002	Coussin complet (base en mousse + nappe de gel compartimentée + housse anti-bactérienne + 2 housses Standard Noire)	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €
+ 0,17 € d'éco-participation				
HSX0003	Housse Standard noire, seule <b>Code LPPR 1203633 : 15,24 €</b>	109,00 €	115,00 €	
HSX0004	Base en mousse Haute Résilience 70 kg/m <sup>3</sup> , seule	132,70 €	140,00 €	
HSX0005	Nappe de gel compartimentée, seule	151,66 €	160,00 €	
HSX0006	Pack de 3 housses PU (anti-bactérienne)	50,24 €	53,00 €	

### LARGEUR

Code	Description	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
HSX0010	360 mm (nc 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030)	○	○	
HSX0011	380 mm (nc 0030)	○	○	
HSX0012	410 mm (nc 0030)	○	○	
HSX0013	430 mm (nc 0030)	○	○	
HSX0014	460 mm (nc 0030)	○	○	
HSX0015	480 mm (nc 0021, 0022, 0030)	○	○	
HSX0016	510 mm (nc 0021, 0022)	○	○	
HSX0017	530 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○	
HSX0018	550 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○	
HSX0019	580 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○	
HSX0020	600 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○	

### PROFONDEUR

Code	Description	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
HSX0021	330 mm	○	○	
HSX0022	360 mm	○	○	
HSX0023	380 mm	○	○	
HSX0024	410 mm	○	○	
HSX0025	430 mm	○	○	
HSX0026	460 mm	○	○	
HSX0027	480 mm	○	○	
HSX0028	510 mm	○	○	
HSX0029	530 mm	○	○	
HSX0030	550 mm	○	○	

## Invacare® Flo-tech Image



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 1B pour risque d'escarre faible à moyen.  
Le coussin **Flo-tech Image** est composé d'une poche ischiatique de gel viscofluide sur une base en mousse HR recouverte d'une housse **Standard Noire** (bi-extensible) recouvrant une housse PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Le gel viscofluide augmente la zone de contact au niveau de la zone sacrée et limite les risques de friction et de cisaillement.  
Le coussin bénéficie de 2 découpes :  
- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise  
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac.

Quantité	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
----------	----------------------	-----------------------	----------

Coussin **Flo-tech Image** en gel viscofluide sur base en mousse HR

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg

Code	Description	Largeur	Profondeur	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
1511196	Invacare® Flo-tech Image	405 mm	405 mm	236,97 €	250,00 €	Dans la limite de 600 €
1523771	Invacare® Flo-tech Image	405 mm	430 mm			
1526412	Invacare® Flo-tech Image	405 mm	455 mm			
1511197	Invacare® Flo-tech Image	430 mm	405 mm			
1511200	Invacare® Flo-tech Image	430 mm	430 mm			
1526413	Invacare® Flo-tech Image	430 mm	455 mm			
1511198	Invacare® Flo-tech Image	455 mm	405 mm			
1523772	Invacare® Flo-tech Image	455 mm	430 mm			
1526414	Invacare® Flo-tech Image	455 mm	455 mm			
1511199	Invacare® Flo-tech Image	480 mm	405 mm			
1523813	Invacare® Flo-tech Image	480 mm	430 mm			
1526415	Invacare® Flo-tech Image	480 mm	455 mm			
1526417	Invacare® Flo-tech Image	500 mm	405 mm			
1526416	Invacare® Flo-tech Image	500 mm	455 mm			



+ 0,30 € d'éco-participation

## Invacare® Flo-tech Lite



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé.



Le coussin **Flo-tech Lite** est composé à 100% en mousse haute résilience et recouvert d'une housse **PU Noire** (bi-extensible et déperlante) et d'une housse Platilon 100% imperméable pour éviter la contamination du support.



d'une housse Platilon, 100% impermeable pour eviter la contamination du support.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise
  - En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac
- Hauteur : 7,8 cm

Quantité			Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
Coussin <i>Flo-tech Lite</i> en mousse HR					
Hauteur 78 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier					
Poids max utilisateur : 127 kg			Largeur	Profondeur	
1575607		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	380 mm	405 mm	 
1575609		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	405 mm	405 mm	
1575611		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	430 mm	405 mm	
1575613		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	455 mm	405 mm	
1575615		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	480 mm	405 mm	
1575617		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	505 mm	405 mm	
1575608		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	380 mm	455 mm	
1575610		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	405 mm	455 mm	
1575612		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	430 mm	455 mm	
1575614		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	455 mm	455 mm	
1575616		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	480 mm	455 mm	
1575618		Invacare® <i>Flo-tech Lite</i>	505 mm	455 mm	
			142,18 €	150,00 €	
+ 0,30 € d'éco-participation					

## Invacare® **Matrx® Contour Visco<sup>NG</sup>**



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé.  
Le coussin **Matrx Contour Visco<sup>NG</sup>** est composé à 100% en mousse viscoélastique à mémoire de forme et recouvert d'une housse **PU Noire** (bi-extensible et déperlante). Une seconde housse noire identique est également livrée avec le coussin. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le coussin pour réduire les pressions du fait de l'augmentation des zones de contact.

Le coussin est biseauté à l'avant afin d'éviter tout frottement avec le creux poplité et de permettre la traction podale.

Code LPPR : 1204839

### Coussin **Matrx Contour Visco<sup>NG</sup>** en mousse Viscoélastique Hauteur 100 mm

Code LPPR 1204839 - Coussin catégorie technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR
Poids mini utilisateur : 40 kg - Poids max utilisateur : 80 kg			Largeur	Profondeur	67,50 €	81,00 €	81,00 €
1631201	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Ferme		380 mm	405 mm			
1631202	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Ferme		380 mm	430 mm			
1631203	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Ferme		380 mm	455 mm			
1631204	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Ferme		405 mm	405 mm			
1631205	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Ferme		405 mm	430 mm			
1631206	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Ferme		405 mm	455 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 100 kg							
1631207	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		430 mm	405 mm			
1631208	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		430 mm	430 mm			
1631209	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		430 mm	455 mm			
1631210	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		455 mm	405 mm			
1631211	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		455 mm	430 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 110 kg							
1631212	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		455 mm	455 mm			
1631213	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		480 mm	405 mm			
1631214	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		480 mm	430 mm			
1631215	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		480 mm	455 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 120 kg							
1631216	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		505 mm	405 mm			
1631217	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		505 mm	430 mm			
1631218	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme		505 mm	455 mm			

+ 0,30 € d'éco-participation

### Coussin **Matrx Contour Visco<sup>NG</sup>** en mousse Viscoélastique pour fauteuil de Confort Rea Hauteur 100 mm

Code LPPR 1204839 - Coussin catégorie Technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR
			Largeur	Profondeur	67,50 €	81,00 €	81,00 €
1631220	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 100 kg		355 mm	530 mm			
1631221	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 120 kg		405 mm	530 mm			
1631223	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 130 kg		455 mm	530 mm			
1631224	Invacare® <b>Matrx Contour Visco<sup>NG</sup></b> - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 140 kg		505 mm	530 mm			

+ 0,30 € d'éco-participation

### Coussin **Flo-tech® Contour Visco** en mousse Viscoélastique et mousse HR Hauteur 90 mm

Code LPPR 1255274 - Coussin catégorie Technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR
			Largeur	Profondeur	67,50 €	81,00 €	81,00 €
1525562	Invacare® <b>Flo-tech® Contour Visco</b> - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 125 kg		605 mm	555 mm			

+ 0,30 € d'éco-participation

L'ensemble de ces coussins visco vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

