

Invacare® Coussins Flo-Tech & Matrix



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com



Invacare® Matrix® Libra®

Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque très élevé de lésions cutanées

- Structure : - base en mousse HR
 - poche de gel fluide (double couche compartimentée) pour un maximum de protection au niveau des reliefs osseux
- Coussin muni d'une cuvette ischiatique pour optimiser le maintien et le positionnement du bassin.
- Galbe anatomique pour favoriser le bon alignement des cuisses.
- Découpe biseautée à l'avant.
- Livré avec 2 housses

- Coussin disponible en deux versions : soit muni de la housse Standard Startex (bi-extensible et déperlante), soit muni de la housse Mesh respirante.
- Possibilité d'adapter des accessoires de positionnement
- Version bariatrique disponible



NOUVEAU : prise en charge à la LPPR jusqu'à 600 € TTC

9977848 : VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur : dans la limite de 600 € TTC

	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV	
Coussin Matrx® Libra® - NOUVEAU : livré avec 2 housses Startex déperlantes						
Hauteur 70 mm						
Poids max utilisateur : 136 kg			Adaptable sur fauteuil			
			Largeur	Profondeur		
1634268		Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 310mm	360 mm	310 - 330 mm	331,75 €	
1634269		Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 360mm	360 mm	360 - 380mm		
1634270		Invacare® Matrx® Libra® L 360mm x P 410mm	360 mm	410 - 430 mm		
1634271		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 410mm	380 mm	410 - 430 mm		
1634272		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 430mm	380 mm	430-460 mm		
1634273		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 460mm	380 mm	460 - 480 mm		
1634274		Invacare® Matrx® Libra® L 380mm x P 510mm	380 mm	510 - 530 mm		
1634275		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 410mm	410 mm	410 - 430 mm		
1634276		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 430mm	410 mm	430 - 460 mm		
1634277		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 460mm	410 mm	460 - 480 mm		
1634278		Invacare® Matrx® Libra® L 410mm x P 510mm	410 mm	510 - 530 mm		
1634279		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 410mm	430 mm	410 - 430 mm		
1634280		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm		
1634281		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 460mm	430 mm	460 - 480 mm		
1634282		Invacare® Matrx® Libra® L 430mm x P 510mm	430 mm	510 - 530 mm		
1634283		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 410mm	460 mm	410 - 430 mm		
1634284		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm		
1634285		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 460mm	460 mm	460 - 480 mm		
1634286		Invacare® Matrx® Libra® L 460mm x P 510 mm	460 mm	510 - 530 mm		
1634287		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 410mm	480 mm	410 - 430 mm		
1634288		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 430mm	480 mm	430 - 460 mm		
1634289		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 460mm	480 mm	460 - 480 mm		
1634290		Invacare® Matrx® Libra® L 480mm x P 510mm	480 mm	510 - 530 mm		
1634291		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 410mm	510 mm	410 - 430 mm		
1634292		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 430mm	510 mm	430 - 460 mm		
1634293		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 460mm	510 mm	460 - 480 mm		
1634294		Invacare® Matrx® Libra® L 510mm x P 510mm	510 mm	510 - 530 mm		
+ 0,30 € d'éco-participation						
Poids max utilisateur : 227 kg			Adaptable sur fauteuil			
			Largeur	Profondeur		
1634295		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 430mm	530 mm	430 - 460 mm	331,75 €	
1634296		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 460mm	530 mm	460 - 480 mm		
1634297		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 510mm	530 mm	510 - 530 mm		
1634298		Invacare® Matrx® Libra® L 530mm x P 560mm	530 mm	560 - 580 mm		
1634299		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 430mm	560 mm	430 - 460 mm		
1634300		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 460mm	560 mm	460 - 480 mm		
1634301		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 510mm	560 mm	510 - 530 mm		
1634302		Invacare® Matrx® Libra® L 560mm x P 560mm	560 mm	560 - 580 mm		
+ 0,30 € d'éco-participation						




Coussin Matrx® Libra® - NOUVEAU : livré avec 2 housses Mesh respirante								
Hauteur 70 mm								
Poids max utilisateur : 136 kg			Adaptable sur fauteuil		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV	
			Largeur	Profondeur				
1634970		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 360mm x P 310mm	360 mm	310 - 330 mm	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €	
1634971		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 360mm x P 360mm	360 mm	360 - 380mm				
1634972		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 360mm x P 410mm	360 mm	410 - 430 mm				
1634973		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 380mm x P 410mm	380 mm	410 - 430 mm				
1634974		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 380mm x P 430mm	380 mm	430 - 460 mm				
1634975		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 380mm x P 460mm	380 mm	460 - 480 mm				
1634976		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 380mm x P 510mm	380 mm	510 - 530 mm				
1634977		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 410mm x P 410mm	410 mm	410 - 430 mm				
1634978		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 410mm x P 430mm	410 mm	430 - 460 mm				
1634979		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 410mm x P 460mm	410 mm	460 - 480 mm				
1634980		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 410mm x P 510mm	410 mm	510 - 530 mm				
1634981		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 430mm x P 410mm	430 mm	410 - 430 mm				
1634982		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 430mm x P 430mm	430 mm	430 - 460 mm				
1634983		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 430mm x P 460mm	430 mm	460 - 480 mm				
1634984		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 430mm x P 510mm	430 mm	510 - 530 mm				
1634985		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 460mm x P 410mm	460 mm	410 - 430 mm				
1634986		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 460mm x P 430mm	460 mm	430 - 460 mm				
1634987		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 460mm x P 460mm	460 mm	460 - 480 mm				
1634988		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 460mm x P 510 mm	460 mm	510 - 530 mm				
1634989		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 480mm x P 410mm	480 mm	410 - 430 mm				
1634990		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 480mm x P 430mm	480 mm	430 - 460 mm				
1634991		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 480mm x P 460mm	480 mm	460 - 480 mm				
1634992		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 480mm x P 510mm	480 mm	510 - 530 mm				
1634993		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 510mm x P 410mm	510 mm	410 - 430 mm				
1634994		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 510mm x P 430mm	510 mm	430 - 460 mm				
1634995		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 510mm x P 460mm	510 mm	460 - 480 mm				
1634996		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 510mm x P 510mm	510 mm	510 - 530 mm				
+ 0,30 € d'éco-participation								



Version bariatrique du coussin **Matrx® Libra®** - NOUVEAU : livré avec 2 housses Mesh respirantes

Poids max utilisateur : 227 kg			Adaptable sur fauteuil		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
			Largeur	Profondeur			
1634997		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 430mm	530 mm	430 - 460 mm	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €
1634998		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 460mm	530 mm	460 - 480 mm			
1634999		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 510mm	530 mm	510 - 530 mm			
1635000		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 530mm x P 560mm	530 mm	560 - 580 mm			
1635001		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 430mm	560 mm	430 - 460 mm			
1635002		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 460mm	560 mm	460 - 480 mm			
1635003		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 510mm	560 mm	510 - 530 mm			
1635004		Invacare® Matrx® Libra® housse Mesh L 560mm x P 560mm	560 mm	560 - 580 mm			
+ 0,30 € d'éco-participation							

Accessoires **Matrx® Libra®**

1487155		Biseau latéral, l'unité	47,39 €	50,00 €	
1487157		Biseau crural, l'unité	47,39 €	50,00 €	
1487158		Biseau fessier, la paire	47,39 €	50,00 €	
1487162		Plot d'abduction haut (hauteur 5 cm), l'unité	47,39 €	50,00 €	
1634585		Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm), l'unité	47,39 €	50,00 €	
1578357		Poche de gel fluide supplémentaire (12 x 18 cm)	47,39 €	50,00 €	

Invacare® Flo-tech Solution Xtra

Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque élevé.

Le coussin **Flo-tech Solution Xtra** est composé d'une base en mousse HR de 70 kg/m³ recouverte d'une nappe en gel viscofluide qui permet une répartition homogène des points de pression. Nappe de gel compartimentée pour assurer la stabilité du bassin.

NOUVEAU : livré avec 2 Housses **Standard noire** (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur) recouvrant une housse verte Platilon en PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Possibilité d'adapter des cales de positionnement sous la base en mousse ou entre la base et la nappe de gel.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac.

	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV	
--	----------	--	----------------------	-----------------------	----------	--

Coussin **Flo-tech Solution Xtra** avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg			Largeur	Profondeur	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €	
hauteur 50 mm - Découpe l'oreiller d'usage et l'abat-jour								
1635005		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	405 mm				
1635006		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	430 mm				
1635007		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	450 mm				
1635008		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	500 mm				
1635009		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	405 mm				
1635010		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	430 mm				
1635011		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	450 mm				
1635012		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	500 mm				
1635013		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	405 mm				
1635014		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	430 mm				
1635015		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	450 mm				
1635016		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	500 mm				
1635017		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	405 mm				
1635018		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	430 mm				
1635019		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	450 mm				
1635020		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	500 mm				
1635021		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	405 mm				
1635022		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	430 mm				
1635023		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	450 mm				
1635024		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	500 mm				
					+ 0,30 € d'éco-participation			

Coussin **Flo-tech Solution Xtra** avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée pour fauteuil de Confort Rea

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg			Largeur	Profondeur	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €	
1635025		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	405 mm	530 mm				
1635026		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	430 mm	530 mm				
1635027		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	455 mm	530 mm				
1635028		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	480 mm	530 mm				
1635029		Invacare® Flo-tech Solution Xtra	505 mm	530 mm				
+ 0,30 € d'éco-participation								

Invacare® **Flo-tech Solution Xtra Configuré**



Coussin de positionnement et de prévention d'escarre pour risque élevé.

Le coussin **Flo-tech Solution Xtra** est composé d'une base en mousse HR de 70kg/m³ recouverte d'une nappe en gel viscofluide qui permet une répartition homogène des points de pression. Nappe de gel compartimentée pour assurer la stabilité du bassin. Housse **Standard Noir** (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur) recouvrant une housse verte Platilon PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Possibilité d'adapter des cales de positionnement sous la base en mousse ou entre la base et la nappe de gel.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac.

	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV	
--	----------	--	----------------------	-----------------------	----------	--

Coussin Flo-tech Solution Xtra avec base en mousse HR recouverte d'une nappe de gel compartimentée

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg

TYPE DE COUSSIN

HSX0002		Coussin complet (base en mousse + nappe de gel compartimentée + housse anti-bactérienne + 2 housses Standard Noire)	331,75 €	350,00 €	Dans la limite de 600 €
+ 0,17 € d'éco-participation					
HSX0003		Housse Standard noire, seule	109,00 €	115,00 €	
HSX0004		Base en mousse Haute Résilience 70 kg/m3, seule	132,70 €	140,00 €	
HSX0005		Nappe de gel compartimentée, seule	151,66 €	160,00 €	
HSX0006		Pack de 3 housses PU (anti-bactérienne)	50,24 €	53,00 €	
LARGEUR					
HSX0010		360 mm (nc 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030)	○	○	
HSX0011		380 mm (nc 0030)	○	○	
HSX0012		410 mm (nc 0030)	○	○	
HSX0013		430 mm (nc 0030)	○	○	
HSX0014		460 mm (nc 0030)	○	○	
HSX0015		480 mm (nc 0021, 0022, 0030)	○	○	
HSX0016		510 mm (nc 0021, 0022)	○	○	
HSX0017		530 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○	
HSX0018		550 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○	
HSX0019		580 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○	
HSX0020		600 mm (nc 0021, 0022, 0023, 0024)	○	○	
PROFONDEUR					
HSX0021		330 mm	○	○	
HSX0022		360 mm	○	○	
HSX0023		380 mm	○	○	
HSX0024		410 mm	○	○	
HSX0025		430 mm	○	○	
HSX0026		460 mm	○	○	
HSX0027		480 mm	○	○	
HSX0028		510 mm	○	○	
HSX0029		530 mm	○	○	
HSX0030		550 mm	○	○	

Invacare® **Flo-tech Image**



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 1B pour risque d'escarre faible à moyen.

Le coussin **Flo-tech Image** est composé d'une poche ischiatique de gel viscofluide sur une base en mousse HR recouverte d'une housse **Standard Noire** (bi-extensible) recouvrant une housse PU (100% imperméable pour éviter la contamination du support). Le gel viscofluide augmente la zone de contact au niveau de la zone sacrée et limite les risques de friction et de cisaillement.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac.

	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
--	----------	--	----------------------	-----------------------	--

Coussin Flo-tech Image en gel viscofluide sur base en mousse HR

Hauteur 60 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier

Poids max utilisateur : 140 kg

Poids max autorisé : 240 kg			Largeur	Profondeur	236,97 €	250,00 €	
1511196		Invacare® Flo-tech Image	405 mm	405 mm			
1523771		Invacare® Flo-tech Image	405 mm	430 mm			
1526412		Invacare® Flo-tech Image	405 mm	455 mm			
1511197		Invacare® Flo-tech Image	430 mm	405 mm			
1511200		Invacare® Flo-tech Image	430 mm	430 mm			
1526413		Invacare® Flo-tech Image	430 mm	455 mm			
1511198		Invacare® Flo-tech Image	455 mm	405 mm			
1523772		Invacare® Flo-tech Image	455 mm	430 mm			
1526414		Invacare® Flo-tech Image	455 mm	455 mm			
1511199		Invacare® Flo-tech Image	480 mm	405 mm			
1523813		Invacare® Flo-tech Image	480 mm	430 mm			
1526415		Invacare® Flo-tech Image	480 mm	455 mm			
1526417		Invacare® Flo-tech Image	500 mm	405 mm			
1526416		Invacare® Flo-tech Image	500 mm	455 mm			
					+ 0,30 € d'éco-participation		

Invacare® Flo-tech Lite



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé.

Le coussin Flo-tech Lite est composé à 100% en mousse haute résilience et recouvert d'une housse **PU Noire** (bi-extensible et déperlante) et d'une housse Platilon, 100% imperméable pour éviter la contamination du support.

Le coussin bénéficie de 2 découpes :

- A l'arrière pour laisser passer les tubes de dossier et maximiser la profondeur d'assise
- En dessous pour épouser la forme de la toile d'assise et éviter l'effet Hamac

Hauteur : 7,8 cm

	Quantité			Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
Coussin Flo-tech Lite en mousse HR						
Hauteur 78 mm - Découpe Toile d'assise et Tubes de dossier						
Poids max utilisateur : 127 kg			Largeur	Profondeur		
1575607		Invacare® Flo-tech Lite	380 mm	405 mm	142,18 €	150,00 €
1575609		Invacare® Flo-tech Lite	405 mm	405 mm		
1575611		Invacare® Flo-tech Lite	430 mm	405 mm		
1575613		Invacare® Flo-tech Lite	455 mm	405 mm		
1575615		Invacare® Flo-tech Lite	480 mm	405 mm		
1575617		Invacare® Flo-tech Lite	505 mm	405 mm		
1575608		Invacare® Flo-tech Lite	380 mm	455 mm		
1575610		Invacare® Flo-tech Lite	405 mm	455 mm		
1575612		Invacare® Flo-tech Lite	430 mm	455 mm		
1575614		Invacare® Flo-tech Lite	455 mm	455 mm		
1575616		Invacare® Flo-tech Lite	480 mm	455 mm		
1575618		Invacare® Flo-tech Lite	505 mm	455 mm		
						
						
+ 0,30 € d'éco-participation						

Invacare® **Matrx® Contour Visco^{NG}**



Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé.
Le coussin **Matrx Contour Visco^{NG}** est composé à 100% en mousse viscoélastique à mémoire de forme et recouvert d'une housse **PU Noire** (bi-extensible et déperlante). Une seconde housse noire identique est également livrée avec le coussin. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le coussin pour réduire les pressions du fait de l'augmentation des zones de contact.

Le coussin est biseauté à l'avant afin d'éviter tout frottement avec le creux poplité et de permettre la traction podale.

Code LPPR : 1204839

Coussin **Matrx Contour Visco^{NG}** en mousse Viscoélastique

Hauteur 100 mm

Code LPPR 1204839 - Coussin catégorie technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR
Poids mini utilisateur : 40 kg - Poids max utilisateur : 80 kg			Largeur	Profondeur	67,50 €	81,00 €	81,00 €
1631201		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	380 mm	405 mm			
1631202		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	380 mm	430 mm			
1631203		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	380 mm	455 mm			
1631204		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	405 mm	405 mm			
1631205		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	405 mm	430 mm			
1631206		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Ferme	405 mm	455 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 100 kg							
1631207		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	430 mm	405 mm			
1631208		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	430 mm	430 mm			
1631209		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	430 mm	455 mm			
1631210		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	455 mm	405 mm			
1631211		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	455 mm	430 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 110 kg							
1631212		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	455 mm	455 mm			
1631213		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	480 mm	405 mm			
1631214		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	480 mm	430 mm			
1631215		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	480 mm	455 mm			
Poids mini utilisateur : 60 kg - Poids max utilisateur : 120 kg							
1631216		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	505 mm	405 mm			
1631217		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	505 mm	430 mm			
1631218		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme	505 mm	455 mm			

+ 0,30 € d'éco-participation

Coussin **Matrx Contour Visco^{NG}** en mousse Viscoélastique pour fauteuil de Confort Rea

Hauteur 100 mm

Code LPPR 1204839 - Coussin catégorie Technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					67,50 €	81,00 €	81,00 €
			Largeur	Profondeur			
1631220		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 100 kg	355 mm	530 mm			
1631221		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 120 kg	405 mm	530 mm			
1631223		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 130 kg	455 mm	530 mm			
1631224		Invacare® Matrx Contour Visco^{NG} - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 140 kg	505 mm	530 mm			

+ 0,30 € d'éco-participation

Coussin **Flo-tech® Contour Visco** en mousse Viscoélastique et mousse HR

Hauteur 90 mm

Code LPPR 1255274 - Coussin catégorie Technique - Prix Limite de Vente 81,00 € TTC					67,50 €	81,00 €	81,00 €
			Largeur	Profondeur			
1525562		Invacare® Flo-tech® Contour Visco - Portance Très Ferme - Poids max utilisateur : 125 kg	605 mm	555 mm			

+ 0,30 € d'éco-participation

L'ensemble de ces coussins visco vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare® Essential® Classic Visco

Coussin d'aide à la prévention des escarres de classe 2 pour risque d'escarre moyen à élevé.
Le coussin plat Classic Visco est un coussin de hauteur 75 mm entièrement composé d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme.
Code LPPR : 1258864 - Coussin mousse viscoélastique standard - Prix Limite de Vente 69,00 €
Code LPPR : 1260677 - Coussin mousse viscoélastique standard, < 38 cm - Prix Limite de Vente 81,00 €
Code LPPR : 1203679 - Coussin mousse viscoélastique standard, > 45 cm - Prix Limite de Vente 81,00 €
Poids max. utilisateur : Classic Visco 375 x 400 mm : 50 kg
Classic Visco 405 x 400 mm, 430 x 430 mm et 455 x 400 mm : 100 kg.
La prise en charge est assurée dans la limite d'un coussin tous les trois ans.
Coussin garanti 3 ans



	Quantité			Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR	
Coussin Invacare® Classic Visco en mousse viscoélastique Poids max. utilisateur : 50 kg / 100 kg							
			Largeur (mm)	Profondeur (mm)			
1627253		Invacare® Essential® Classic Visco® - Portance ferme - 2 housses noires	375	400	67,50 €	81,00 €	81,00 €
1627254		Invacare® Essential® Classic Visco® - Portance très ferme - 2 housses extérieures	405	400	57,50 €	69,00 €	69,00 €
1627255		Invacare® Essential® Classic Visco® - Portance très ferme - 2 housses extérieures	430	430	57,50 €	69,00 €	69,00 €
1627256		Invacare® Essential® Classic Visco® - Portance très ferme - 2 housses extérieures	455	400	67,50 €	81,00 €	81,00 €
+ 0,30 € d'éco-participation							

L'ensemble de ces coussins visco vendus individuellement ne sont pas exclusivement destinés à être posé sur des fauteuils roulants, ils bénéficient d'une **TVA de 20%** ; contrairement aux coussins vendus en option montée sur Fauteuil Roulant qui bénéficient d'une **TVA réduite à 5,5%**.

Invacare® Flo-tech - Accessoires

	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV	
Accessoires pour coussins Flo-tech Solution Xtra et Solution Xtra Configuré						
1487270		Boite Xtra box incluant : 2 biseaux latéraux, 1 biseau crural, 2 biseaux fessiers, 2 butées d'adduction, 2 appuis pelviens, 1 plot d'abduction standard, 1 plot d'abduction haut, 1 coussin d'obliquité du bassin, 1 base rigide (rigidizer), 1 coussinet de gel liquide.	379,15 €	400,00 €	Dans la limite de 600 €	
1487155		Biseau latéral, l'unité	47,39 €	50,00 €		
1487157		Biseau crural, l'unité	47,39 €	50,00 €		
1487158		Biseau fessier, la paire	47,39 €	50,00 €		
1487160		Butée d'adduction, l'unité	47,39 €	50,00 €		
1487161		Appui pelvien, l'unité	47,39 €	50,00 €		
1487162		Plot d'abduction haut, (hauteur 5 cm), l'unité	47,39 €	50,00 €		
1487163		Plot d'abduction standard, (hauteur 3 cm), l'unité	47,39 €	50,00 €		
1487166		Coussinet de gel liquide, (19 x 21 cm) l'unité	47,39 €	50,00 €		
1487164		Coussin d'obliquité du bassin, l'unité	47,39 €	50,00 €		
	Quantité	Les dimensions de la base rigide doivent être inférieures à celles du coussin utilisé.	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV	
Autres accessoires pour coussins						
1494494		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 285 mm x profondeur 380 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €	Dans la limite de 600 €	
1487165		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 345 mm x profondeur 380 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €		
1494495		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 345 mm x profondeur 430 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €		
1494497		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 395 mm x profondeur 380 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €		
1494498		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 395 mm x profondeur 430 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €		
1494500		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 445 mm x profondeur 380 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €		
1494501		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 445 mm x profondeur 430 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €		
1494502		Base rigide (cushion rigidizer), largeur 445 mm x profondeur 480 mm, l'unité	95,73 €	101,00 €		