



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Küschall K-Series



Fauteuil manuel en aluminium actif et léger, châssis rigide, dossier rabattable et réglable en angle



Descriptif :

- Châssis en aluminium avec tubes hydroformés
- Kit de personnalisation avec décalcomanies premium
- Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage de série
- Poids max utilisateur : 130 kg
- Poids complet : à partir de 7,8 kg.
- Poids de transport : à partir de 5,1 kg.
- Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Packs de positionnement et de prévention d'escarres **Matrx MX2 & Libra &** ceinture **Evoflex** OU **Matrx Elite E2 & Libra &** ceinture **Evoflex**
- Choix de la largeur du dossier **Matrx**
- Choix élargi des dossiers **Matrx MX2 / Elite E2** et **Elite Deep E2**
- Bandage noir pour roues arrière
- Châssis droit 90° compatibles avec roues avant de 5"

NOUVEAU

Découvrez notre nouvel outil d'aide au calcul des dimensions hors-tout et retrouvez le configurateur visuel pour réaliser votre configuration !

Date : _____

Référence d'achat : _____

Code client : _____

Cachet du distributeur : _____

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !


Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Option sans supplément de prix

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.


			Euros			
			Prix Public	LPPR*		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
DKA0067	<input type="checkbox"/>	küschall® K-Series® - Code LPPR 9124749		2 778,20	2 931,00	558,99
FABRICATION SPECIALE						
DKA0000	<input type="checkbox"/>	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schéma		Sur devis		
PACKS POSITIONNEMENT ET PREVENTION D'ESCARRES						
DKA0220	<input type="checkbox"/>	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DKA2300 à DKA2315) - Coussin Matrx Libra (DKA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NOUVEAU NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420	1165,83	1229,95	838,47*
						Réalisez 15% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 217,05 € !
DKA0230	<input type="checkbox"/>	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DKA2320 à DKA2350) - Coussin Matrx Libra (DKA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NOUVEAU NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1410, 1420	890,62	939,60	838,47*
						Réalisez 10% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 104,40 € !
TYPE D'ASSISE						
Châssis						
DKA1040	<input type="checkbox"/>	Châssis Aluminium, potences 75°	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	◆	◆	
DKA1050	<input type="checkbox"/>	Châssis Aluminium avant rétréci 75°	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	○	○	
DKA1060	<input type="checkbox"/>	Châssis Aluminium 75° + 50 mm (longueur du châssis)	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	131,75	139,00	
DKA1070	<input type="checkbox"/>	Châssis Aluminium, potences 90° NOUVEAU (désormais compatible roues avant 5")	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	195,26	206,00	
						<p>Châssis 90° : 1070</p>

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DKA1080	<input type="checkbox"/>	Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	195,26	206,00	
DKA1090	<input type="checkbox"/>	Châssis Aluminium 90° + 50 mm (longueur du châssis) - (désormais compatible roues avant 5")	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760,	195,26	206,00	
Suspensions en fonction du poids max utilisateur						
DKA1200	<input type="checkbox"/>	40 - 65 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	301,42	318,00	
DKA1210	<input type="checkbox"/>	65 - 85 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	301,42	318,00	
DKA1220	<input type="checkbox"/>	85 - 100 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	301,42	318,00	
Largeur d'assise (SW)						
DKA1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 à 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○	
DKA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 2300 à 2357, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 8500	○	○	
DKA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746	○	○	
DKA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	○	○	
DKA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	○	○	
DKA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	○	○	
DKA1355	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 27463210, 3230	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DKA1410	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1420	<input type="checkbox"/>	375 mm	NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
DKA1450	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 2740, 2746	○	○	
DKA1465	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2630, 2740, 2742	○	○	
DKA1475	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 2630, 2740, 2742, 2744	○	○	
DKA1490	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○	
DKA1495	<input type="checkbox"/>	525 mm	NC : 2610, 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○	
Position du centre de gravité au choix, réglages sont toujours possible (SP)						
DKA1500	<input type="checkbox"/>	Position 1 = 140 mm (la plus active)		○	○	
DKA1510	<input type="checkbox"/>	Position 2 = 125 mm		○	○	
DKA1520	<input type="checkbox"/>	Position 3 = 110 mm		◆	◆	
DKA1530	<input type="checkbox"/>	Position 4 = 95 mm		○	○	
DKA1540	<input type="checkbox"/>	Position 5 = 80 mm (la plus stable)		○	○	



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Hauteur de dossier (BH)						
DKA1600	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier selon dossier Matrx choisi		NC : 2100, 2210, 2220, 2230, 7600	○	○
DKA1605	<input type="checkbox"/>	270 mm		NC : 2150, 2240, 2430, 0703, 7600	○	○
DKA1610	<input type="checkbox"/>	285 mm		NC : 2150, 2240, 7600	○	○
DKA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	DKA1620 <input type="checkbox"/> 315 mm	NC : 2150, 2240, 7600	○	○
DKA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	DKA1630 <input type="checkbox"/> 345 mm	NC : 2150, 2240, 7600	○	○
DKA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm		NC : 2150, 2210, 2240, 7600	○	○
DKA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm		NC : 2150, 2210, 2240, 7600	◆	◆
DKA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm		NC : 2150, 2210, 2240, 7600	○	○
DKA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	DKA1655 <input type="checkbox"/> 420 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○	○
DKA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	DKA1665 <input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○	○
DKA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	DKA1675 <input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○	○
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant						
DKA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm		NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○
DKA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm		NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○
DKA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm		NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○
DKA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm			○	○
DKA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm			○	○
DKA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm			◆	◆
DKA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm			○	○
DKA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm			○	○
Hauteur d'assise arrière (RSTF)						
DKA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm		NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	○	○
DKA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm		NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	○	○
DKA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm		NC : 3490, 3495	○	○
DKA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm			○	○
DKA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm			◆	◆
DKA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm	DKA1845 <input type="checkbox"/> 450 mm		○	○
DKA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm	DKA1855 <input type="checkbox"/> 470 mm		○	○
DKA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm			○	○
DKA1865	<input type="checkbox"/>	490 mm		NC : 6410	○	○
Distance (UL) fauteuil (Avec châssis 75°: UL ≤ FSTF- 30 mm ; avec châssis 90° UL ≤ FSTF- 400 mm) (Pour les UL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut) - cf tableau 2						
DKA1918	<input type="checkbox"/>	290 mm			○	○
DKA1920	<input type="checkbox"/>	300 mm	DKA1922 <input type="checkbox"/> 310 mm		○	○
DKA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DKA1926 <input type="checkbox"/> 330 mm		○	○
DKA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DKA1930 <input type="checkbox"/> 350 mm		○	○
DKA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DKA1934 <input type="checkbox"/> 370 mm		○	○
DKA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm	DKA1938 <input type="checkbox"/> 390 mm		○	○
DKA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DKA1942 <input type="checkbox"/> 410 mm		○	○
DKA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm			○	○
DKA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm			◆	◆
DKA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DKA1950 <input type="checkbox"/> 450 mm		○	○
DKA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DKA1954 <input type="checkbox"/> 470 mm		○	○
DKA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm			○	○
TYPE DE DOSSIER						
Montants de dossier						
DKA2000	<input type="checkbox"/>	Aluminium		NC : SW 320 mm	◆	◆
DKA2050	<input type="checkbox"/>	Titane = - 80 g (avec poignées à pousser en aluminium)		NC : 2150, 2430, 7600	309,95	327,00
Type de dossier						
DKA2100	<input type="checkbox"/>	Standard		NC : 2240, 2300 à 2357, 2440	◆	◆
DKA2150	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier , avec barre de rigidification surbaissée pour installation d'un dossier de positionnement rigide, hauteur des tubes de dossier 285 mm		NC : 2210, 2220, 2230, 2430	○	○

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Garniture de dossier						
DKA2210	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2440 et SW > 420 mm / BH > 345 mm	160,19	169,00	
DKA2220	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2230	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	232,23	245,00	
DKA2240	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé		○	○	
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
DKA2300	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	882,46	931,00	838,47*
DKA2305	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	882,46	931,00	838,47*
DKA2310	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	882,46	931,00	838,47*
DKA2315	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	882,46	931,00	838,47*
DKA2316	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2317	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse) NOUVEAU		500,47	528,00	838,47*
DKA2318	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2320	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2322	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2325	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2330	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2331	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2332	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse) NOUVEAU		500,47	528,00	838,47*
DKA2334	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2335	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2340	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2345	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2350	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DKA2355	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse) NOUVEAU		500,47	528,00	838,47*
DKA2357	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure NOUVEAU						
DKA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
DKA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
DKA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
DKA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	



2230



2300, 2305, 2310, 2315

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2316 à 2331





2332 à 2357

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur du dossier Matrx NOUVEAU						
DKA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
DKA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
DKA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DKA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée		◆	◆	
DKA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes		○	○	
DKA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues		○	○	
DKA2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	NC : BH de 285 mm à 330 mm + 3480, 3480	190,52	201,00	
DKA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées		228,44	241,00	
DKA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables	NC : BH de 315 mm à 330 mm + 3480	191,47	202,00	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DKA2520	<input type="checkbox"/>	78°		○	○	
DKA2540	<input type="checkbox"/>	82°		◆	◆	
DKA2560	<input type="checkbox"/>	86°		○	○	
DKA2580	<input type="checkbox"/>	90°	DKA2590 <input type="checkbox"/> 94°	○	○	
TOILE D'ASSISE						
DKA2600	<input type="checkbox"/>	Standard		◆	◆	
DKA2610	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par stretch		82,46	87,00	
DKA2630	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light		59,72	63,00	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin d'assise						
DKA2700	<input type="checkbox"/>	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm		90,05	95,00	838,47*
DKA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-Tech Lite - H: 75 mm		107,11	113,00	838,47*
DKA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 425 mm	293,84	310,00	838,47*
DKA2730	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Vi (housse Mesh micro-aérée noire) - Délai supplémentaire + 7 jours	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 425 mm	293,84	310,00	838,47*
DKA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H: 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677		76,78	81,00	81,00
DKA2742	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H: 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864		65,40	69,00	69,00
DKA2744	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H: 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864		65,40	69,00	69,00
DKA2746	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H: 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679		76,78	81,00	81,00
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Pochette d'assise						
DKA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible		73,93	78,00	
Pochettes sous toile d'assise						
DKA2910	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)		54,98	58,00	
REPOSE-PIEDS						
Repose-pieds / palette monobloc						
DKA3200	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		◆	◆	



2430 2450

Angle de dossier



2800



3200

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DKA3210	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en titane (-145 g)		221,80	234,00	
DKA3220	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	236,97	250,00	
DKA3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc escamotable de côté avec barre de renfort	NC : 3290	412,32	435,00	
Socle plastique vissé pour repose-pieds						
DKA3290	<input type="checkbox"/>	Socle plastique vissé pour repose-pieds		102,37	108,00	
Sangles						
DKA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆	
DKA3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les		69,19	73,00	
Palettes séparées avec barre de renfort (composite fixes ou carbone régl. en angle)						
	<input type="checkbox"/>	Uniquement sur demande	délaï de fabrication + 3 semaines	Sur devis		
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Protège-vêtements						
DKA3405	<input type="checkbox"/>	Relevables, en composite		◆	◆	
DKA3420	<input type="checkbox"/>	Relevables, en carbone		150,71	159,00	
Garde-boue (+ 20 mm de largeur utile)						
DKA3440	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 3495	301,42	318,00	
DKA3450	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en composite	NC : 3490, 3495	○	○	
Appui-bras						
DKA3480	<input type="checkbox"/>	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : BH < 315 mm + 2450, BH <315 + 2430, 6950	236,97	250,00	
Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)						
DKA3490	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		227,49	240,00	
DKA3495	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs longs réglables en hauteur avec outils et amovibles		249,29	263,00	
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DKA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial		○	○	
DKA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite		○	○	
DKA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant	NC : 4220	○	○	
DKA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin		○	○	
DKA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		○	○	
DKA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy		194,31	205,00	
DKA4070	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique		194,31	205,00	
DKA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		194,31	205,00	
DKA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent		194,31	205,00	
DKA4140	<input type="checkbox"/>	Bleu Royal		194,31	205,00	
DKA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		194,31	205,00	
DKA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite		194,31	205,00	
DKA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt		194,31	205,00	
DKA4050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial : - Délaï de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délaï de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		438,86	463,00	
Style de décalcomanie						
DKA4190	<input type="checkbox"/>	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise	NC : 4300, 4310	57,82	61,00	
DKA4195	<input type="checkbox"/>	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	NC : 4200 à 4250	◆	◆	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DKA4200	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DKA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé		○	○	
DKA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair		○	○	
DKA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
DKA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
DKA4250	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	



3305



3440



3480



3490

Délaï supplémentaire + 10 jours



BOLD



TAG

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coloris de la décalcomanie Tag						
DKA4300	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DKA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
Roues avant						
DKA5000	<input type="checkbox"/>	3" Supersport		○	○	
DKA5050	<input type="checkbox"/>	4" Every day - bandage noir		◆	◆	
DKA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5150	<input type="checkbox"/>	4" Starec, bandage noir, jante noire		68,25	72,00	
DKA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire		109,00	115,00	
DKA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		109,00	115,00	
DKA5300	<input type="checkbox"/>	5" Every day - bandage noir		○	○	
DKA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5400	<input type="checkbox"/>	5" Starec, bandage noir, jante noire		92,89	98,00	
DKA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire		133,65	141,00	
DKA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		133,65	141,00	
Position des roues arrière						
DKA6020	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 6100 à 6140, 6230, 6240	◆	◆	
DKA6030	<input type="checkbox"/>	Léger déport de roues arrière, uniquement pour positions 1, 2 et 3	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	226,54	239,00	
DKA6040	<input type="checkbox"/>	Grand déport de roues arrière, noir pour positions de 1 à 5	NC : 6070	288,15	304,00	
Barre de carrossage (dénommée 1ère barre si déport de roues)						
DKA6050	<input type="checkbox"/>	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6950, 7230	440,76	465,00	
DKA6060	<input type="checkbox"/>	Barre standard		◆	◆	
DKA6070	<input type="checkbox"/>	Barre en carbone	NC : 6950	158,29	167,00	
Déport de roue arrière : Position de la 1ère barre (depuis l'avant)						
DKA6100	<input type="checkbox"/>	1 (obligatoire pour l'utilisation d'une 2ème barre)		○	○	
DKA6110	<input type="checkbox"/>	2	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6120	<input type="checkbox"/>	3	NC : 6230, 6240	◆	◆	
DKA6130	<input type="checkbox"/>	4	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6140	<input type="checkbox"/>	5	NC : 6230, 6240	○	○	
Carrossage (de la 1ère barre si déport arrière)						
DKA6200	<input type="checkbox"/>	0°	NC : 6270	○	○	
DKA6210	<input type="checkbox"/>	3°		◆	◆	
DKA6220	<input type="checkbox"/>	6°	NC : 6240, 6250, 6950	○	○	
Déport arrière : 2ème barre (en position 5 obligatoirement)						
DKA6230	<input type="checkbox"/>	Barre standard	NC : 6950	226,54	239,00	
DKA6240	<input type="checkbox"/>	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6950, 7230	440,76	465,00	
Carrossage de la 2ème barre (3° max. de différence avec la 1ère barre / si l'une des barres = Vario-axe, l'autre 0° ou 3° obligatoirement)						
DKA6250	<input type="checkbox"/>	0°		○	○	
DKA6260	<input type="checkbox"/>	3°		○	○	
DKA6270	<input type="checkbox"/>	6°		○	○	
Axes à démontage rapide Tétra-clip						
DKA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	128,91	136,00	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DKA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆	◆	
DKA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6610, 6660, 6680, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DKA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6610, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240	463,51	489,00	
Type des roues arrière						
DKA6500	<input type="checkbox"/>	Roues Actives 24" (jante, moyeu et rayonnage radial noir - main-courante aluminium , revêtement au choix - par défaut pneus moyenne pression 7,5 bars)	24" NC : toutes les mains-courantes, 6680, 6900, 6910	◆	◆	




5000



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350



5050 / 5300



Pos. 1-3



Pos. 1-5




2ème barre
1ère barre



6300

Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
DKA6510	<input type="checkbox"/>	küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24", 26"		○	○	
DKA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6660	478,67	505,00	
DKA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir)	24", 25"	NC : 6660, 6910	691,94	730,00	
Pneus arrière							
DKA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir et gris Schwalbe Rightrun	24", 25", 26"		◆	◆	
DKA6610	<input type="checkbox"/>	Pneu noir et bleu Schwalbe Rightrun (protection anticrevaision K-Guard avec kevlar)	24"		64,45	68,00	
DKA6620	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Schwalbe Marathon Plus (protection anti-crevaision SmartGuard)	24", 25", 26"	NC : 6680	64,45	68,00	
DKA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Schwalbe One (protection anti-crevaision V-Guard)	24", 25"		64,45	68,00	
DKA6660	<input type="checkbox"/>	Bandage noir	24"	NC : 6680, 7230	64,45	68,00	
Anti-crevaision							
DKA6680	<input type="checkbox"/>	Bandes anti-crevaision (la paire)	24", 26"		95,73	101,00	
Mains-courantes							
DKA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"		127,96	135,00	
DKA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"		102,37	108,00	
DKA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		249,29	263,00	
DKA6740	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		334,60	353,00	
DKA6750	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		334,60	353,00	
DKA6760	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		254,03	268,00	
DKA6770	<input type="checkbox"/>	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		334,60	353,00	
DKA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25", 26"		◆	◆	
DKA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"		○	○	
Protège-rayons, la paire							
DKA6900	<input type="checkbox"/>	Transparent	24", 26"		180,09	190,00	

Suite ruptures provisoires, les pneus 26" **Schwalbe Rightrun** et les pneus 25" **Schwalbe Marathon Plus** sont remplacés par des pneus **Primo Sentinel** avec protection anti-crevaision



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DKA6910	<input type="checkbox"/>	Noir	24", 26"	180,09	190,00	
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-basculer alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.						
DKA6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300	584,83	617,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.						
Freins						
DKA7210	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DKA7230	<input type="checkbox"/>	Performance	NC : 7300	69,19	73,00	
DKA7240	<input type="checkbox"/>	Actifs	NC : 7300	69,19	73,00	
DKA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers	NC : 7300	130,81	138,00	
Leviers de freins rallongés						
DKA7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)		69,19	73,00	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-basculer						
DKA7500	<input type="checkbox"/>	Droite		117,54	124,00	
DKA7510	<input type="checkbox"/>	Gauche		117,54	124,00	
DKA7520	<input type="checkbox"/>	Droite et gauche	NC : 8300	235,07	248,00	
Kit de transport						
DKA7600	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (ceinture de maintien et autocollants)	NC : dossiers Matrx, BH ≤ 400 mm, 7800	51,18	54,00	
Ceintures						
DKA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, fermeture à boucle		38,86	41,00	
DKA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		195,26	206,00	
DKA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		195,26	206,00	
DKA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		195,26	206,00	
Catadioptres						
DKA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues		19,91	21,00	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DKA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		39,81	42,00	
Porte-canne						
DKA8200	<input type="checkbox"/>	Porte canne à droite		59,72	63,00	
DKA8210	<input type="checkbox"/>	Porte canne à gauche		59,72	63,00	
Roues de transit						
DKA8300	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-basculer des deux côtés)		270,14	285,00	
Autres						
DKA8500	<input type="checkbox"/>	Pompe		29,38	31,00	
DKA8550	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		19,91	21,00	
DKA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démontage rapide) et son sac de transport		581,04	613,00	
DKA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		93,84	99,00	
DKA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility Bodypoint®		93,84	99,00	



7210 7230 7240



7250

7500 / 7520



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. **6 positions par paliers de 15 mm**



7810 / 7820 / 7830

8300



8550



8680



Küschall® K-SERIES

Euros

Prix Public

LPPR*

HT

TTC

Rampes en accessoire

1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité max. : 260 kg	559,24	590,00
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00



1440530



1654128



1654129



1654130

Tableau 1 : Compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant

Châssis	24" roues arrière			25" roues arrière			26" roues arrière		
	Roues avant			Roues avant			Roues avant		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° court				X			X	X	
75° Standard									
75° +50mm									
90° Court									
90° Standard									
90° +50mm									
75° avant rétréci									
90° avant rétréci			X			X			X

Tableau 2 : Type de châssis / FSTF / diamètre de roues arrière / UL

Châssis	24" roues arrière			25" roues arrière			26" roues arrière		
	FSTF	repose-pied	Palette monobloc escamotable	FSTF	repose-pied	Palette monobloc escamotable	FSTF	repose-pied	Palette monobloc escamotable
	75° Court	450 460 470	330-420 340-430 350-440	290-420 300-430 310-440	460 470 480	330-430 340-440 350-450	290-430 300-440 310-450	470 480 490	330-440 340-450 350-460
75° Standard	480 490 500	370-450 380-460 390-470	330-450 340-460 350-470	490 500 510	370-460 380-470 390-480	330-460 340-470 350-480	500 510 520	370-470 380-480 390-490	330-470 340-480 350-490
75° + 50mm	500 510 520	390-470 400-480 410-490	350-470 360-480 370-490	510 520 530	390-480 400-490 410-500	350-480 360-490 370-500	520 530 540	390-490 400-500 410-510	350-490 360-500 370-510
90° Court	450 460 470	330-410 340-420 350-430	290-410 300-420 310-430	460 470 480	330-420 340-430 350-440	290-420 300-430 310-440	470 480 490	330-430 340-440 350-450	290-430 300-440 310-450
90° Standard	480 490 500	380-440 390-450 400-460	340-440 350-450 360-460	490 500 510	380-450 390-460 400-470	340-450 350-460 360-470	500 510 520	380-460 390-470 400-480	340-460 350-470 360-480
90° + 50mm	500 510 520	400-460 410-470 420-480	360-460 370-470 380-480	510 520 530	400-470 410-480 420-490	360-470 370-480 380-490	520 530 540	400-480 410-490 420-500	360-480 370-490 380-500
75° avant rétréci	480 490 500	370-450 380-460 390-470	NC	490 500 510	370-460 380-470 390-480	NC	500 510 520	370-470 380-480 390-490	NC
90° avant rétréci	480 490 500	390-440 400-450 410-460	NC	490 500 510	390-450 400-460 410-470	NC	500 510 520	390-460 400-470 410-480	NC

Tableau 3 : Largeurs possibles des dossier Matrx Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrx MX2 en mm					
	360	380	410	430	460	480
320						
340						
360						
380						
400						
420						
440						
460						
480						
500						

Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm					
	360	380	410	430	460	480
320						
340						
360						
380						
400						
420						
440						
460						
480						
500						