

Scooters électriques



Invacare® Orion® Family

Invacare® Comet® Family

Invacare® Colibri®

Invacare® Leo®

Remboursement 100% LPPR sur la majorité des scooters

+ Prise en charge des prestations associées

- Forfait MAD1, niveau 1 : 100€

- Forfait de livraison : 50€

Prescripteurs :

- Équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste, d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage et d'un ergothérapeute

Informations client	Descriptif produit
Date :	Panier avant
Référence d'achat :	Accoudoirs relevables et réglables en largeur
Code client :	Assise pivotante sur 360° et réglable en hauteur
Cachet du distributeur :	Colonne de direction ajustable en angle
	Electronique programmable Control Dynamic
	Garantie 2 ans.

Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace DHCare Pro sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Invacare® Orion® Family, Comet® Family, Colibri® et Leo®										Euros	
										Prix Public	LPPR/PLV
CODE		Batteries	Moteurs	Autonomie	Transportable	Poids max. utilisateur	Assise réglable en hauteur	Tailles roues	Longueur	HT	TTC
Invacare® Orion® Pro											
Classe C		75 Ah	550 Watts	54 km	Non	160 kg	440 à 510 mm	Oui	1320 mm		
1639518	Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1639519	Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Rouge Passion									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1683431	Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Blanc Givré NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1683432	Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Vert Python NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1683433	Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Bleu Anodisé NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1676191	Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h programmable à 15 km/h - coloris Gris Argenté NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1676190	Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h programmable à 15 km/h - coloris Rouge Passion NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1683434	Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h programmable à 15 km/h - coloris Blanc Givré NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1683435	Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h programmable à 15 km/h - coloris Vert Python NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1676192	Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h programmable à 15 km/h - coloris Bleu Anodisé NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
(2) Produit remboursé intégralement sans reste à charge Code LPPR : 9597442 - VPH, Achat neuf, SCO-C, scooter classe C - 3800,00€ (3) LPPR total de 4500,00€ si patient supérieur à 150kg avec le code LPPR : 9942590 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FRE, FREP, FREV et SCO - 700,00€										+9,42 € HT d'éco-participation	
Invacare® Comet® Alpine+											
Classe C		75 Ah	650 Watts	49 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1450 mm		
1681091	Invacare® Comet® Alpine+ 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1683464	Invacare® Comet® Alpine+ 4 roues 10 km/h - coloris Rouge Passion NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1683465	Invacare® Comet® Alpine+ 4 roues 10 km/h - coloris Blanc Givré NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1683466	Invacare® Comet® Alpine+ 4 roues 10 km/h - coloris Vert Python NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
1683467	Invacare® Comet® Alpine+ 4 roues 10 km/h - coloris Bleu Anodisé NOUVEAU									3 601,90	3 800,00 3800,00 ⁽²⁾⁽³⁾
(2) Produit remboursé intégralement sans reste à charge Code LPPR : 9597442 - VPH, Achat neuf, SCO-C, scooter classe C - 3800,00€ (3) LPPR total de 4500,00€ si patient supérieur à 150kg avec le code LPPR : 9942590 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FRE, FREP, FREV et SCO - 700,00€										+9,42 € HT d'éco-participation	

GRIS ARGENTÉ



ROUGE PASSION



BLANC GIVRÉ



VERT PYTHON



BLEU ANODISÉ



Tous droits réservés

1/4



Invacare® Orion® Family, Comet® Family, Colibri® et Leo®										Euros				
										Prix Public		LPPR/PLV		
CODE	Quantité	Batteries	Moteurs	Autonomie	Transpor- table	Poids max. utilisateur	Assise réglable en hauteur	Tailles roues	Longueur	HT	TTC			
Invacare® Comet® Pro														
Classe C		75 Ah	550 Watts	55 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1450 mm					
1676209	Invacare® Comet® Pro	4 roues 15 km/h - coloris Gris Argenté									4 083,33	4 900,00		
1683460	Invacare® Comet® Pro	4 roues 15 km/h - coloris Rouge Passion								NOUVEAU	4 083,33	4 900,00		
1683461	Invacare® Comet® Pro	4 roues 15 km/h - coloris Blanc Givré								NOUVEAU	4 083,33	4 900,00		
1683462	Invacare® Comet® Pro	4 roues 15 km/h - coloris Vert Python								NOUVEAU	4 083,33	4 900,00		
1683463	Invacare® Comet® Pro	4 roues 15 km/h - coloris Bleu Anodisé								NOUVEAU	4 083,33	4 900,00		
										+9,42 € HT d'éco-participation				
Invacare® Comet® Ultra														
Classe C		75 Ah	650 Watts	58 km	Non	220 kg	440 à 515 mm	Oui	1450 mm					
1639515	Invacare® Comet® Ultra	4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté									4 265,40	4 500,00	4500,00 ⁽⁴⁾	
1676221	Invacare® Comet® Ultra	4 roues 10 km/h - coloris Rouge Passion								NOUVEAU	4 265,40	4 500,00	4500,00 ⁽⁴⁾	
1683468	Invacare® Comet® Ultra	4 roues 10 km/h - coloris Blanc Givré								NOUVEAU	4 265,40	4 500,00	4500,00 ⁽⁴⁾	
1683469	Invacare® Comet® Ultra	4 roues 10 km/h - coloris Vert Python								NOUVEAU	4 265,40	4 500,00	4500,00 ⁽⁴⁾	
1683470	Invacare® Comet® Ultra	4 roues 10 km/h - coloris Bleu Anodisé								NOUVEAU	4 265,40	4 500,00	4500,00 ⁽⁴⁾	
(4) Produit remboursé intégralement sans reste à charge Code LPPR : 9597442 - VPH, Achat neuf, SCO-C, scooter classe C - 3800,00€ + Code LPPR : 9942590 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FRE, FREP, FREV et SCO - 700,00€										+9,42 € HT d'éco-participation				
Invacare® Colibri® Outdoor														
Classe B		2 x 18 Ah	200 Watts	25 km	Oui	136 kg	390 à 430 mm	210 x 65 mm	1010 mm					
1579004	Invacare® Colibri® Outdoor	4 roues 8 km/h - coloris Bleu Electrique									1 990,52	2 100,00	2100,00 ⁽¹⁾	
1579007	Invacare® Colibri® Outdoor	4 roues 8 km/h - coloris Vert Python									1 990,52	2 100,00	2100,00 ⁽¹⁾	
1681853	Invacare® Colibri® Outdoor	4 roues 8 km/h - coloris Bleu Electrique avec kit éclairage								NOUVEAU	1 990,52	2 100,00	2100,00 ⁽¹⁾	
1681854	Invacare® Colibri® Outdoor	4 roues 8 km/h - coloris Vert Python avec kit éclairage								NOUVEAU	1 990,52	2 100,00	2100,00 ⁽¹⁾	
(1) Produit remboursé intégralement sans reste à charge Code LPPR : 9514255 - VPH, Achat neuf, SCO-B, scooter classe B - 2100,00€										+3,75 € HT d'éco-participation				
Invacare® Leo®														
Classe B		2 x 36 Ah	240 Watts	38 km	Oui	136 kg	460 à 560 mm	Non	1220 mm					
1579607	Invacare® Leo®	4 roues 8 km/h - coloris Bleu Onyx									1 990,52	2 100,00	2100,00 ⁽¹⁾	
1579428	Invacare® Leo®	4 roues 8 km/h - coloris Rouge Rubis									1 990,52	2 100,00	2100,00 ⁽¹⁾	
(1) Produit remboursé intégralement sans reste à charge Code LPPR : 9514255 - VPH, Achat neuf, SCO-B, scooter classe B - 2100,00€										+9,42 € HT d'éco-participation				
Invacare® Orion® Metro														
Classe B		50 Ah	240 Watts	54 km	Non	136 kg	420 à 495 mm	Oui	1270 mm					
1676170	Invacare® Orion® Metro	4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté									2 927,96	3 089,00		
1676168	Invacare® Orion® Metro	4 roues 10 km/h - coloris Rouge Grenat									2 927,96	3 089,00		
										+9,42 € HT d'éco-participation				
Invacare® Colibri®														
		2 x 12 Ah	200 Watts	11 km	Oui	136 kg	390 à 430 mm	210 x 65 mm	1010 mm					
1676157	Invacare® Colibri®	4 roues 8 km/h - coloris Rouge Rubis									1 231,28	1 299,00		
										+3,75 € HT d'éco-participation				
ACCESSOIRES														
Couverture myBlanket en accessoire (livrée séparément)														
1677458	Couverture myBlanket S/M printemps/été									161,04	169,90			
1677468	Couverture myBlanket L/XL printemps/été									161,04	169,90			
1677504	Couverture myBlanket S/M automne/hiver									161,04	169,90			
1677518	Couverture myBlanket L/XL automne/hiver									161,04	169,90			















Jusqu'à 220 kg



Invacare® Orion® Family, Comet® Family, Colibri® et Leo®						Euros	
						Prix Public	LPPR/PLV
						HT	TTC
ACCESSOIRES COLIBRI							
Accessoires & Coloris							
AP1645007	Porte-canne complet Colibri					103,32	109,00
AP1647216	Kit éclairage					122,27	129,00
SP1577171	Jeu de carénage Colibri 4 roues Bleu Electrique					73,93	78,00
SP1577169	Jeu de carénage Colibri 4 roues Rouge Passion					73,93	78,00
SP1577168	Jeu de carénage Colibri 4 roues Blanc Givré					73,93	78,00
SP1577170	Jeu de carénage Colibri 4 roues Vert Python					73,93	78,00
ACCESSOIRES LEO							
Coloris							
SP1509362	Ceinture à boucle type automobile					88,15	93,00
SP1521595	Coffre avant avec verrou (Gris Lunaire)					225,59	238,00
SP1551638	Coffre avant avec verrou (Rouge Rubis)					225,59	238,00
SP1521661	Coffre avant avec verrou Bleu Onyx					225,59	238,00
SP1541628	Suspension assise - hauteur 535 mm					122,27	129,00
SP1541629	Suspension assise - hauteur 560 mm					122,27	129,00
SP1543155	Roue bandage 10 pouces - roue arrière, l'unité					105,21	111,00
SP1543156	Roue bandage 10 pouces (Leo 4 roues) roue avant, l'unité					105,21	111,00
ACCESSOIRES							
		Leo	Orion Metro & Pro	Comet Pro & Comet Alpine+	Comet Ultra		
Coloris							
AP1608821	Jeu de carénages Blanc Givré		●	●	●	104,27	110,00
AP1608822	Jeu de carénages Vert Python		●	●	●	104,27	110,00
1604096	Jeu de carénages Bleu Anodisé		●	●	●	104,27	110,00
AP1608831	Jeu de carénages Gris Argenté		●	●	●	104,27	110,00
AP1654684	Jeu de carénages Rouge Passion		●	●	●	104,27	110,00
Sécurité							
SP1518241	Rétroviseur (unité)	●	●	●	●	45,50	48,00
SP1637911	Paire de Rétroviseurs Deluxe	●	●	●	●	161,14	170,00
SP1509362	Ceinture à boucle type automobile	●				88,15	93,00
SP1518274	Ceinture à boucle type automobile		●	●	●	88,15	93,00
SP1543160	Pare-brise	●	●	●	●	195,26	206,00
SP1521592	Gilet de sécurité	●	●	●	●	62,56	66,00
SP1638965	Pare-choc avant (nc : scooters 3 roues)		●			122,27	129,00
SP1528298	Pare-choc avant (nc : scooters 3 roues)			●	●	122,27	129,00
SP1638966	Pare-choc arrière		●			122,27	129,00
AP1638967	Pare-choc arrière			●	●	122,27	129,00

SP1543160

SP1518241



SP1509362


Invacare® Orion® Family, Comet® Family, Colibri® et Leo®						Euros		
						Prix Public		LPPR/PLV
						HT	TTC	
ACCESSOIRES								
	Leo	Orion Metro & Pro	Comet Pro & Comet Alpine+	Comet Ultra				
Transport d'accessoires								
AP1637915	Panier avant XL		●	●	●	71,09	75,00	
SP1505727	Panier arrière (NC : 1528274, 1505729, 1505728, 1505731)	●	●	●	●	98,58	104,00	
AP1637913	Coffre arrière verrouillable noir, Style Top Case	●	●	●	●	179,15	189,00	
SP1505731	Sac de transport (NC : 1505727, 1505728, 1505729)		●	●		145,02	153,00	
AP1659742	Crochets porte sac de voyage		●	●		76,78	81,00	
SP1528274	Porte-canne (NC : 1505727; 1505728)	●	●	●		103,32	109,00	
SP1541502	Extension de support d'accessoires pour Comet® Ultra				●	38,86	41,00	
SP1505728	Porte cadre de marche (NC : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274)	●	●	●	●	76,78	81,00	
SP1553851	Porte-déambulateur/rollator	●	●	●	●	392,42	414,00	
SP1505729	Porte-bouteille à oxygène - compatible avec bouteille de diamètre 11cm (NC : 1505727, 1505728, 1505731)	●	●	●	●	117,54	124,00	
SP1521594	Porte-boisson		●	●	●	81,52	86,00	
AP1637912	Porte-téléphone		●	●	●	88,15	93,00	
SP1640422	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 100 kg)		●			122,27	129,00	
SP1640424	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 100 kg)		●			122,27	129,00	
SP1640426	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 100 kg)		●			122,27	129,00	
SP1640423	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 160 kg)		●			122,27	129,00	
SP1640425	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 160 kg)		●			122,27	129,00	
SP1640427	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 160 kg)		●			122,27	129,00	
Confort								
SP1640428	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 100 kg)			●	●	122,27	129,00	
SP1640429	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 100 kg)			●	●	122,27	129,00	
SP1640430	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 100 kg)			●	●	122,27	129,00	
SP1640447	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 160 kg)			●	●	122,27	129,00	
SP1640448	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 160 kg)			●	●	122,27	129,00	
SP1640449	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 160 kg)			●	●	122,27	129,00	
SP1641608	Kit de charge externe 8 Ah	●	●	●	●	150,71	159,00	
Autres accessoires								
SP1521684	Protection d'assise		●	●		57,82	61,00	
SP1509434	Couverture de protection	●				150,71	159,00	
1677531	Couverture de protection		●	●	●	150,71	159,00	
RAMPES en ACCESSOIRES (livrées séparément)								
1654128	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	●	●	●	●	402,84	425,00	
1654129	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	●	●	●	●	805,69	850,00	
1654130	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	●	●	●	●	426,54	450,00	



AP1637915



SP1505731



SP1505728



SP1505729



AP1637912

