



## Alber<sup>®</sup> Smoov<sup>®</sup> ONE



### Assistance électrique à la propulsion

#### NOUVEAU

Fonction Reset de la télécommande  
App Mobilité dispo gratuitement sur  
Apple SmartWatch









SMOOV<sup>®</sup> One 6 ou 10 km/h  
+ Kit complet de fixation au choix  
+ sacoche rigide de transport  
au prix public TTC de  
**4 374,06 € (2 x LPPR)**

Prix Public TTC  
Smoov one seule

**4 009,00 €**

**SMOOV**

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Feu de position arrière et prise de charge USB
Référence d'achat :	Compatible sur fauteuil pliant et à cadre rigide
Code client :	Compatible pour le transport aérien
Cachet du distributeur :	Connecté avec bluetooth et application gratuite
	Batterie Lithium 13,8 Ah et chargeur de batterie
	Autonomie jusqu'à 20 km
	Poids maximum de l'utilisateur : 140kg
	Poids : 7,2 kg
	Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
	Montage possible par tous prestataires ou Invacare
	Encore plus d'innovation et de fonctionnalités avec l'App Mobilité gratuite et le Pack Mobility Plus I
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a> , ou commandez par e-mail à : <a href="mailto:commandesfr@invacare.com">commandesfr@invacare.com</a>	

alber® Smoov® ONE			Prix Public		LPPR	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
<b>SMOOV One 010 ou Pack SMOOV One 010</b>						
1592897	<input type="checkbox"/> <b>SMOOV® One - 6 km/h</b> Télécommande avec support incluse pour contrôle de la vitesse et marche/arrêt <b>NOUVEAU: fonction Reset</b>	Prise en charge à la LPPR/PLV	3 800,00	4 009,00	2 187,03	
	+ 1,75€ HT d'éco-participation					
1592898	<input type="checkbox"/> <b>SMOOV® One - 10 km/h</b> Télécommande avec support incluse pour contrôle de la vitesse et marche/arrêt <b>NOUVEAU: fonction Reset</b>		3 800,00	4 009,00	2 187,03	
	+ 1,75€ HT d'éco-participation					
<b>OPTIONS DE FIXATION</b>						
1592899	<input type="checkbox"/> Kit complet de fixations <b>SMOOV® One</b> - fauteuil roulant à cadre rigide (peut être installé par tout prestataire)		200,00	211,00		 1592899  1592900
1592900	<input type="checkbox"/> Kit complet de fixations <b>SMOOV® One</b> - fauteuil roulant pliant ( <i>Compatible avec un carrossage maximum de 2°</i> ) (peut être installé par tout prestataire)		200,00	211,00		
1584856-SM	<input type="checkbox"/> Installation du kit complet de fixation pour <b>SMOOV® One</b> par Invacare ( <b>Non obligatoire</b> ) ( <i>frais de transport retour non inclus</i> ) <b>Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil</b> ( <i>Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers</i> ).		109,95	116,00		
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
1594521	<input type="checkbox"/> Sacoché rigide de transport		146,03	154,06		  
<b>App Mobilité</b> - l'application gratuite sur votre smartphone ! Inclus : sélection du mode de conduite, fonction Cockpit, enregistrement des trajets effectués, réglages de la roue et de la télécommande, diagnostic. <b>Disponible sur App Store et Play Store gratuitement</b> <b>NOUVEAU : Version Apple SmartWatch disponible gratuitement</b>						
<b>Pack Mobility Plus - Android et IOS</b> Inclus : une vitesse maximale de 10 km/h, AutoSpeed, mode de conduite Performance <b>Achat directement par l'utilisateur dans l'App Store ou Play Store</b> (application désormais disponible)						
<b>Informations concernant votre fauteuil :</b> <b>Numéro de série :</b> <b>Largeur d'assise (en cm) :</b> <b>Hauteur d'assise (en cm) :</b> <b>Distance entre les extrémités des axes à démontage rapide (en cm, pour fauteuil roulant pliant) :</b>						
						
<b>IMPORTANT - A FAIRE COMPLETER PAR L'UTILISATEUR - IMPORTANT</b>						
Fauteuil roulant déjà équipé de roulettes anti-bascule : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non  <input type="checkbox"/> Je souhaite utiliser mon fauteuil roulant équipé de la motorisation <b>alber Smoov One</b> sans dispositif de roulette anti-bascule. J'ai bien été informé du risque de bascule arrière de mon fauteuil lié à l'utilisation du SMOOV One sans dispositif anti-bascule et prend donc la pleine responsabilité d'utiliser mon fauteuil roulant avec le dispositif SMOOV One sans dispositif anti-bascule. <b>Nom, Prénom, date et signature de l'utilisateur :</b>						
<div style="background-color: #4b0082; color: white; padding: 10px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;"> Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au <b>DIP</b> sur votre <b>Espace Invacare Pro !</b> </div>						