

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1

Fauteuil électrique à roues arrière motrices d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :

- Électronique LINX de série, programmable et évolutive
- Poids du fauteuil : à partir de 175 kg
- Poids max utilisateur : 150 kg
- Garantie 2 ans, hors batterie et pièces d'usure

Nouveautés :

- Coussin d'assise **Matrx Contour Visco_{NG}**



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **6 975,90 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases








◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
ATB0015	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm®4 Assise AA1 - Code LPPR 9125967		7 841,71	8 273,00	3 487,95
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ATB0018	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm®4X-plore AA1 - Code LPPR 9125967	NC : 1030	9 066,35	9 565,00	3 487,95
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASSISE MODULITE STANDARD					
ATB2110	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Standard - Largeur d'assise 430 mm, accoudoirs réglables de 44 à 48 cm	NC : 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2192, 2193, 2194, 1030, 1040, 2229, 0977, 2128, Bodypoint	◆	◆	
Profondeur d'assise - REGLABLE EN CONTINU					
ATB2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○	
ATB2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆	
ATB2136	<input type="checkbox"/> 510 mm Nouveau : Rail d'assise rallongé de 35 mm dans le cas d'un fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise					
ATB2141	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2152, 2153, 2155, Bodypoint	◆	◆	
ATB2142	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Flo-tech Lite (hauteur 75 mm, poids max 127 kg)		○	○	
ATB2143	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Contour Visco_{NG} 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155 NOUVEAU	76,78	81,00	81,00
ATB2147	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ATB2144	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE					
ATB2161	<input type="checkbox"/> Hauteur 480 mm, avec démontage rapide sans outils	NC : 1307	◆	◆	
ATB2171	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 2153, 2154, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	



2143

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ATB2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		717,98	757,47	
ATB2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ATB2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ATB2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ATB2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
ASSISE MODULETE MODULABLE						
Type d'assise						
ATB2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		91,94	97,00	 2111
ATB2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		103,32	109,00	 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705			
ATB2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ATB2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ATB2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ATB2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ATB2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
ATB2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
ATB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ATB2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)		◆	◆	 2143
ATB2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155 NOUVEAU	76,78	81,00	81,00
ATB2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	 2147
ATB2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	 2144
Cannes de dossier						
ATB2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ATB2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ATB2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	 DOSSIER RABATTAB
ATB2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245	○	○	
Type de dossier						
ATB2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appui-tête Elan	◆	◆	 2171

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ATB2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	169,67	179,00	
ATB2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	142,18	150,00	
ATB2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		717,98	757,47	
ATB2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ATB2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ATB2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
ATB2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		717,98	757,47	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ATB2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ATB2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ATB2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		○	○	
ATB2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ATB2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ATB2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 mm à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		52,13	55,00	
ATB2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	213,27	225,00	
ATB2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○	
ATB2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	○	○	
ATB2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	261,61	276,00	
ATB2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	261,61	276,00	
Manchettes						
ATB2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ATB2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		67,30	71,00	
ATB2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		79,62	84,00	
Gouttières hémiplegiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
OPTIONS D'ASSISE						
Cale-cuisses						
ATB2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	250,24	264,00	
ATB2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	250,24	264,00	
ATB2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	250,24	264,00	
ATB2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	250,24	264,00	
ATB2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	250,24	264,00	
ATB2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	250,24	264,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ATB2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ATB2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ATB1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)	NC : 2161	36,97	39,00	
ATB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur		205,69	217,00	
ATB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		271,09	286,00	

2173

21

2198

Gouttière

Gouttière concave hémiplegique

1432


1427

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ATB2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00		
ATB2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00		
ATB2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229	369,67	390,00		
ATB2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00		
ATB2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00		
ATB2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00		
ATB1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	290,05	306,00		
ATB1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	263,51	278,00		
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg)							
Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise)							
ATB1023	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 450 mm		◆	◆		
ATB1025	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 480 mm		○	○		
ATB1030	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg)	NC : Version X-plore, 2201	2 061,61	2 175,00		
ATB1040	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour Storm®4 et Storm®4 X-plore)	NC : 2201	2 061,61	2 175,00		
Inclinaison d'assise							
ATB1002	<input type="checkbox"/>	Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9°		◆	◆		
ATB1014	<input type="checkbox"/>	Inclinaison électrique de 0° à 25°	NC : 2201	681,52	719,00		
Inclinaison de dossier pour assises Modulite							
ATB0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆		
ATB0977	<input type="checkbox"/>	Électrique de 0° à 30° - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	612,32	646,00		
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle							
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis			
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Électrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis			
Potences repose-pieds							
ATB0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables int/ext		◆	◆		
ATB0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°	NC : 0512	234,12	247,00		
ATB0532	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522	390,52	412,00		
ATB0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522, 2201	1 304,27	1 376,00		
Palettes (la paire)							
ATB0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○		
ATB0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆		
ATB0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		213,27	225,00		
ATB0522	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en inclinaison	NC : 1244	344,08	363,00		
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX							
Commande principale pour électronique LiNX							
ATB2201	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX : REM110 : Conduite uniquement	NC : 2231, 2232, 2229, 2270, 2245	-984,83	-1 039,00		
ATB2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	-984,83	-1 039,00		
ATB2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	-984,83	-1 039,00		
ATB2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	◆	◆		

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ATB2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	497,63	525,00	
Option REM400						
ATB2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		293,84	310,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ATB1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1404	◆	◆	
ATB1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1405	○	○	
ATB2293	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à droite <i>Disponible à partir d'Avril 2021</i>	NC : 1404	○	○	NOUVEAU
ATB2294	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à gauche <i>Disponible à partir d'Avril 2021</i>	NC : 1405	○	○	NOUVEAU
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	592,42	625,00	
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	33,85	35,71	35,71
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	33,85	35,71	35,71
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ATB2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆	
ATB2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	563,98	595,00	
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ATB2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ATB2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	945,02	997,00	714,26
ATB2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 354,05	1 428,52	714,26
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆	
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact		○	○	
ATB1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		◆	◆	
ATB1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ATB2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		984,83	1 039,00	
ATB2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 084,36	1 144,00	



2270



2209
2210



REM500
Bluetooth®



2219
2245



2231

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500						
ATB2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 2128	2 488,15	2 625,00	
ATB1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2322	◆	◆	
ATB1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2322	○	○	
ATB1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 1404, 1415, 1312	1 194,31	1 260,00	
ATB1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 1405, 1339, 1363	1 194,31	1 260,00	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ATB2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240	4 667,30	4 924,00	
ATB2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240	4 667,30	4 924,00	
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
ATB2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 243,60	1 312,00	
Commande Mini Joystick proportionnel						
ATB2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur est désactivé)	NC : 2240	2 781,99	2 935,00	
ATB2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ATB2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ATB2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	592,42	625,00	
ATB2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		592,42	625,00	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Options complémentaires LiNX						
ATB2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		437,91	462,00	
ATB2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ATB2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 1287	○	○	
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 1286	○	○	
ATB2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ATB2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		71,09	75,00	
Accessoires LiNX						
ATB2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	194,31	205,00	
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ATB2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ATZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ATB1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		107,11	113,00	
ATB1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		107,11	113,00	
ATB1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		107,11	113,00	
ATB1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		107,11	113,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ATB2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		85,31	90,00	



1288
1286
1289
1287



2247



2233





















2251







2253



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ATB1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		107,11	113,00	
ATB1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		107,11	113,00	
ATB1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		107,11	113,00	
ATB1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		107,11	113,00	
ATB1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		107,11	113,00	
ATB1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		107,11	113,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ATB2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	83,35	 2721
ATB2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	83,35	
ATB2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	 2723
ATB2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	 2724
BASE MOTRICE OPTIONS						
Coloris des carénages (stickers des fourches ATBnt inclus)						
ATB0202	<input type="checkbox"/>	Gris et Bleu transparent		○	○	
ATB0228	<input type="checkbox"/>	Gris et Noir Shiny		○	○	
ATB0220	<input type="checkbox"/>	Gris et Tendance Champagne		○	○	
ATB0204	<input type="checkbox"/>	Gris et Rouge cerise transparent		187,68	198,00	
ATB0222	<input type="checkbox"/>	Gris et Blanc Vip		187,68	198,00	
ATB0216	<input type="checkbox"/>	Gris et Vert Olive		187,68	198,00	
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur)		694,79	733,00	
Roues ATBnt						
ATB0851	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris		◆	◆	
ATB0853	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaison gris		112,80	119,00	
ATB0855	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris		129,86	137,00	
Roues arrière						
ATB0771	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆	
ATB0773	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Pneu anti-crevaison gris à crampons		112,80	119,00	0771 0
ATB0750	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Bandage plein gris à crampons		206,64	218,00	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ATB1277	<input type="checkbox"/>	Moteurs SSD 6 km/h		◆	◆	
ATB1285	<input type="checkbox"/>	Moteurs SSD 10 km/h		○	○	
ATB1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
ATB1364	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
ATB1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore)						
ATB1240	<input type="checkbox"/>	Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert		○	○	
ATB1241	<input type="checkbox"/>	Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose		◆	◆	 1241
ATB1242	<input type="checkbox"/>	Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu		○	○	1240 1242
SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4)						
ATB1233	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière Hitec		◆	◆	
ATB1238	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant jusqu'à 100 kg		◆	◆	
ATB1239	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant au dessus de 100 kg		○	○	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ATB1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		894,79	944,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
OPTIONS							
Eclairage							
ATB1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)		562,09	593,00	 1437	
ATB1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆		
Roulettes anti-bascule							
ATB1205	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule standard		◆	◆		
ATB1204	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute)		124,17	131,00	 1244	
Monte-trottoir							
ATB1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 1450	251,18	265,00		
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk							
ATB1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○		
Accroche-taxi							
ATB1493	<input type="checkbox"/>	2 fixations avant intérieures (réversibles en latéral + 20 mm HT) et 2 fixations arrière		◆	◆		
ATB1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2128	○	○		
Ceintures de maintien							
ATB1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆		
ATB2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	17,06	18,00		
ATB1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		234,12	247,00	 1329	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)							
ATB2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		134,60	142,00		
ATB2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		134,60	142,00	2701, 2702	
ATB2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		114,69	121,00		
ATB2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		114,69	121,00	2703, 2704	
ATB2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		99,53	105,00		
ATB2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		99,53	105,00	2705, 2706	
Rétroviseur							
ATB1415	<input type="checkbox"/>	Droit		59,72	63,00		
ATB1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		59,72	63,00		
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)							
ATB2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		129,86	137,00	 2128	
Porte-bagage							
ATB1394	<input type="checkbox"/>	Porte bagage arrière		285,31	301,00		
Porte-canne							
ATB1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		57,82	61,00		
ATB1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		57,82	61,00		
Garde-boue (la paire)							
ATB1416	<input type="checkbox"/>	Sur roues avant		75,83	80,00		
ATB1417	<input type="checkbox"/>	Sur roues arrière		190,52	201,00	 1416 1417	
Tablette escamotable							

ATB1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		435,07	459,00	
ATB1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		435,07	459,00	
Protection (NC : LiNX)						
ATB1366	<input type="checkbox"/>	Protection du manipulateur	NC : 1348	30,33	32,00	

<i>Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1</i>				Euros																																				
				Prix Public		LPPR*																																		
				HT	TTC																																			
Trousse à outils																																								
ATB1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		24,64	26,00																																			
SP1522428	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Bleu (la paire)		35,07	37,00																																			
SP1523651	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Noir (la paire)		35,07	37,00																																			
SP1529145	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Champagne (la paire)		35,07	37,00																																			
SP1529393	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Rouge (la paire)		35,07	37,00																																			
SP1529395	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Blanc (la paire)		35,07	37,00																																			
SP1529397	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Vert (la paire)		35,07	37,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><i>Invacare® Storm 4 & X-plore AA1</i></th> <th colspan="3">Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Assise Standard</th> <th>Assise modulable rigide</th> <th>Assise modulable souple</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Type d'assise (fixe ou avec lift)</th> <th>ATB2110</th> <th>ATB2111</th> <th>ATB2112</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm</td> <td>450 mm</td> <td>450 mm</td> <td>480 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm</td> <td>480 mm</td> <td>480 mm</td> <td>510 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm</td> <td>400 à 650 mm</td> <td>400 à 650 mm</td> <td>430 à 680 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm</td> <td>440 à 690 mm</td> <td>440 à 690 mm</td> <td>470 à 720 mm</td> </tr> </tbody> </table>						<i>Invacare® Storm 4 & X-plore AA1</i>		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)					Assise Standard	Assise modulable rigide	Assise modulable souple	Type d'assise (fixe ou avec lift)		ATB2110	ATB2111	ATB2112	ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm	ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm	ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm	ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm
<i>Invacare® Storm 4 & X-plore AA1</i>		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)																																						
		Assise Standard	Assise modulable rigide	Assise modulable souple																																				
Type d'assise (fixe ou avec lift)		ATB2110	ATB2111	ATB2112																																				
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm																																				
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm																																				
ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm																																				
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm																																				
Rampes en accessoire																																								
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530																																		
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128																																		
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129																																		
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130																																		