

Invacare® TDX® SP2^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Invacare® Modulite®
Individual fit and adaptability



Invacare® TDX® SP2^{NB}* Modulite Teen AA1 / AA2



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :

- Poids : à partir de 125 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 68 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.
- *NB : Narrow Base = Version étroite. Largeur hors-tout de la base motrice 610 mm.
- (1) Peut nécessiter le changement de certaines pièces selon la configuration du fauteuil.
- Fabrication spéciale : délai de 10 jours

- Assise Evolutive **Modulite Teen**
- Largeur d'assise de 305 à 355 mm : obtenue à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur
- Profondeur d'assise de 305 à 410 mm
- Dossier **Matrx Mini**
- Coussin **Matrx Vi**

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **7 876,02 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
ARZ0016	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1 / AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 Incluant la double commande utilisateur LINX REM050 montée sur le fauteuil Incompatibilité avec le LINX REM400 Module de puissance : 90 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah)	FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE	6 123,22	6 460,00	4 652,06
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ARZ0016	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1 / AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 Incluant la double commande Compact LINX montée sur le fauteuil Module de puissance : 90 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah)	FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE	6 358,29	6 708,00	4 652,06
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ARZ0016	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1 / AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 Incluant la double commande Intuitive LINX montée sur le fauteuil Module de puissance : 90 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah)	FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE	6 834,12	7 210,00	4 652,06
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASSISE MODULITE TEEN MODULABLE					
ARZ2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Teen rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté)		◆	◆	
Largeur d'assise (Pré-réglage d'usine) - obtenu à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur					
	<input type="checkbox"/> 305 mm		172,51	182,00	
	<input type="checkbox"/> 330 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/> 355 mm		◆	◆	
Profondeur d'assise (Pré-réglage d'usine)					
	<input type="checkbox"/> 305 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/> 355 mm		◆	◆	


Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2022 Invacare International Sarl

Tous droits réservés
1/8

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2				Euros																																									
				Prix Public		LPPR*																																							
				HT	TTC																																								
Coussin d'assise																																													
<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi ou Matrx Kidabra-Vi - selon dimensions d'assises choisies			◆	◆																																								
Cannes de dossier																																													
ARZ2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm		◆	◆																																								
Poignées à pousser																																													
ARZ2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆																																								
Type de dossier																																													
ARZ2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière (largeur entre cannes de dossier : 340 mm)			◆	◆																																							
	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Mini Profondeur du galbe : 80 mm Fixations incluses - Sélectionnez la taille dans le tableau ci-dessous			○	○																																							
 <p style="text-align: center;">Dossier Matrx Mini (fixations incluses) Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Largeur du dossier^{(1)/(3)}</th> <th rowspan="2">Adaptable sur fauteuil largeur d'assise⁽²⁾</th> <th rowspan="2">Largeur du buste indicative</th> <th colspan="4">Hauteur du dossier</th> </tr> <tr> <th>180 mm</th> <th>260 mm</th> <th>310 mm</th> <th>360 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>280 mm</td> <td>280mm - 300mm</td> <td>200 mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>310 mm</td> <td>300mm - 320mm</td> <td>215 mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>330 mm</td> <td>330mm - 360mm</td> <td>240 mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>360 mm</td> <td>360mm - 380mm</td> <td>290 mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i></p>				Largeur du dossier ^{(1)/(3)}	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier				180 mm	260 mm	310 mm	360 mm	280 mm	280mm - 300mm	200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	310 mm	300mm - 320mm	215 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	330 mm	330mm - 360mm	240 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	360 mm	360mm - 380mm	290 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur du dossier ^{(1)/(3)}	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier																																										
			180 mm	260 mm	310 mm	360 mm																																							
280 mm	280mm - 300mm	200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																							
310 mm	300mm - 320mm	215 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																							
330 mm	330mm - 360mm	240 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																							
360 mm	360mm - 380mm	290 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																							
Revêtement du coussin de dossier et de l'assise																																													
ARM2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		◆	◆																																								
Accoudoirs, la paire																																													
ARM2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur		◆	◆																																								
Manchettes																																													
ARM2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire			◆	◆																																							
	<input type="checkbox"/>	Manchette hémiplegique droite raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)			454,03	479,00																																							
	<input type="checkbox"/>	Manchette hémiplegique gauche raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)			454,03	479,00																																							
Appuis-têtes et autres accessoires																																													
	<input type="checkbox"/>	Sans appui-tête			-47,45	-50,06																																							
	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable Action 3 Junior			◆	◆																																							
ARM2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante			383,89	405,00																																							
ARM2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante			427,49	451,00																																							
	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 8,5" - housse noire respirante			559,24	590,00																																							
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE TEEN																																													
Inclinaison d'assise																																													
ARM1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 12° - Hauteur d'assise à 440 mm		NC : 2054	-189,57	-200,00																																							
ARM1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° - Hauteur d'assise à 440 mm		NC : 2054	◆	◆																																							
ARM1093	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° - Hauteur d'assise 450 mm			816,11	861,00																																							
ARM1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Hauteur d'assise 465 mm			5 366,82	5 662,00																																							
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°																																													
ARM0337	<input type="checkbox"/>	440 mm			○	○																																							



Gouttière hémiplegique raccourcie



Appui-tête Action 3



2325, 2326

2327

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)						
ARM2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		424,64	448,00	
Inclinaison de dossier						
ARM0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		○	○	
ARM0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire						
ARM0526	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables int/ext - UL : 200 à 260 mm		○	○	
ARM0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type Storm®3 - UL : 190 à 360 mm		◆	◆	
ARM0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - UL : 190 à 370 mm		1 265,40	1 335,00	
Palettes réglables (la paire)						
ARM0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		◆	◆	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
ARM2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	◆	◆	
ARM2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARM2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 195,26	1 261,00	
ARM2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPECIALE (2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240)	NC : 2220, 2270	1 800,00	1 899,00	
Option REM400						
ARM2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ARM1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARM1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARM1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARM1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	685,31	723,00	
ARM2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2220, 1287, 2128	161,14	170,00	35,71
ARM2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2220, 1286, 2128	161,14	170,00	35,71
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500						
ARM2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	



0977



0533



0531

LINX



REM 211

REM216



REM400


REM500

Bluetooth



2270

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARM2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	685,31	723,00	
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ARM2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ARM2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
ARM2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 563,98	1 650,00	714,26
ARM1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ARM1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ARM1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆	◆	
ARM1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARM2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 192,42	1 258,00	
ARM2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 312,80	1 385,00	
ARM2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARM2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARM2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg		3 011,37	3 177,00	714,26
ARM1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)		◆	◆	
ARM1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)		○	○	
ARM1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2227, 1404, 1415, 1312	1 445,50	1 525,00	
ARM1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2228, 1405, 1339, 1363	1 445,50	1 525,00	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARM2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2323, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
ARM2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2323, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARM2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2128, 2233, 2240	6 129,86	6 467,00	
ARM2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARM2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARM2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2128, 2240	3 366,82	3 552,00	



2209
2210



2231
2232



1288 1286
1289 1287



2230



2247



2257



2233

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARM2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	○	○	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	○	○	
ARM2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405	717,54	757,00	
ARM2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARM2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	NC : 2128	2 709,95	2 859,00	
ARM2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARM2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		717,54	757,00	
ARM2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur)						
ARM2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252	NC : 2209, 2213	530,81	560,00	
ARM2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ARM2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ARM2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○	
ARM2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○	
ARM2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ARM2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires LINX						
ARM2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : Ceinture Bodypoint	236,02	249,00	
ARM2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARM2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ARM2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ARV2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ARM1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARM1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARM1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00	
ARM1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
ARM2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ARM1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARM1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARM1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
ARM1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
ARM1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
ARM1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
Commande d'arrêt à distance						
ARM2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		831,28	877,00	



2240




















2251





2253



2258

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Joysticks Bodypoint - livrés non montés							
ARM2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	97,00		 2721
ARM2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	97,00		2722
ARM2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	97,00		 2723
ARM2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	97,00		 2724
COLORIS							
Coloris des carénages du châssis							
ARM2601	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté		○	○		 2601
ARM2602	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		○	○		 2602
ARM2603	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia		○	○		 2603
ARM2607	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu		○	○		
ARM2608	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		 2608
ARM2609	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		 2609
ARM0228	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○		 0228
Coloris des carénages des jantes							
ARM2611	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté		57,82	61,00		 2611
ARM2612	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		57,82	61,00		 2612
ARM2613	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia		57,82	61,00		 2613
ARM2617	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu		57,82	61,00		
ARM2618	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		57,82	61,00		
ARM2619	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		57,82	61,00		 2619
ARM2620	<input type="checkbox"/>	Noir		57,82	61,00		 2620
ARM2621	<input type="checkbox"/>	Sans carénages (jantes noires)		◆	◆		 2621
PERFORMANCES							
Fourches							
ARM2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras		399,05	421,00		
ARM2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras		◆	◆		
Roues Centrales motrices							
ARM0704	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆		
ARM0732	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique anti-crevaison noir à crampons		61,61	65,00		
ARM0733	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Bandage Soft plein noir à crampons		○	○		
Moteurs							
ARM1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆		
ARM1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○		
Batteries							
ARM1257	<input type="checkbox"/>	Batteries 50 Ah		◆	◆		
Chargeur							
ARM1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ARM1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 035,07	1 092,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 							
OPTIONS							
Eclairage							
ARM1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position		627,49	662,00		
ARM1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		650,24	686,00		
ARM1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARM1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/ Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		642,65	678,00	
Accroche-taxi						
ARM1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆	
Ceinture de maintien						
ARM1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Ceinture Bodypoint	◆	◆	
ARM2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	50,24	53,00	
ARM1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		271,09	286,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARM2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ARM2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ARM2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ARM2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ARM2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ARM2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
Rétrovisseur						
ARM1415	<input type="checkbox"/>	Droit		70,14	74,00	
ARM1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		70,14	74,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARM2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	
Porte-canne						
ARM1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		68,25	72,00	
ARM1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		68,25	72,00	
Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)						
ARM1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		503,32	531,00	
ARM1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		503,32	531,00	
Rampes en accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	450,00	 1654130

DAHL
ENGINEERING



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128



1404
1405