



Invacare®

Storm[®]4 Family

Portfolio

LINX[®]



Sommaire

Informations Techniques	82
Assise Modulite™	84
Ajustement de l'assise et du dossier Modulite™	92
Assise ULTRA LOW MAXX	94
Assise MAX	101
Commandes Electroniques LiNX	110
Base Motrice	115
Performances	118
Suspensions	119
Gyroscope	120
Options	121

LES PRODUITS	NR
STORM4 ET X-PLORE AA1	ATB
STORM4 ET X-PLORE AA2	ATC
STORM 4 ET X-PLORE AA2 ULM	ATD
STORM4 MAX	AWC

	<i>Storm^{®4}</i>	<i>Storm^{®4} X-Plore</i>	
	Autonomie (km)	36	36
	Vitesse (km/h)	6/10/12	6/10/12
	Puissance des moteurs	340W	340W
	Batteries	73,5 Ah	73,5 Ah
	Diamètre de giration	1770	1770
	Pente Max sécurité	20%	20%
	Franchissement (mm)	60 / 100	60 / 100
	Suspensions	2 sur roues arrière	4 indépendantes
	Largeur hors tout (mm)	360-770	630-770
	Longueur hors tout (mm)	1190	1190

	<i>Storm^{®4}</i>	<i>Storm^{®4} X-Plore</i>
 Hauteur (mm)	1020-1190	1020-1190
 Poids du fauteuil (kg)	174	174
 Poids max. utilisateur (kg)	150	150
 Inclinaison du dossier (en degrés)	0 - 30°	0 - 30°
 Inclinaison de l'assise (en degrés)	0° à 25°	0° à 25°
 Hauteur sol/siège (mm)	400 à 650 (avec lift) 450 ou 480 (fixe)	400 à 650 (avec lift) 450 ou 480 (fixe)

Assise Modulite™

Type d'assise

ATB2110

Assise Modulite Standard

Largeur d'assise 43 cm,
accoudoirs réglables de 44 à 48 cm
Profondeur d'assise réglable en continue de 41 à 51
cm.



ATB2111
ATC2111

Assise Modulite Modulable

Rigide réglable en largeur
(de 38 à 53 cm par pallier de 5 cm)
et en profondeur (en continue de 41 à 51 cm),
accoudoirs réglables en largeur (+ 2.5 cm par côté)



ATB2112
ATC2112

Assise Modulite Modulable

Souple réglable en tension, en largeur
(de 38 à 53 cm par pallier de 5cm)
et en profondeur (en continue de 41 à 51 cm),
accoudoirs réglables en largeur (+ 2.5 cm par côté)



ATB2141

Coussin d'assise Standard


Nylon noir,
hauteur 5 cm



ATB2142
ATC2142

Matrx Flo-tech Lite / Contour

Coussin d'assise



ATB2143
ATC2143

Matrx Flo-tech Contour Visco

Coussin d'assise



ATB2147
ATC2147

Matrx Libra

Coussin d'assise



Type d'assise

ATB2144
ATC2144

Matrix Vi
Coussin d'assise



Type de revêtement


ATB2151
ATC2151

Nylon noir



ATB2152
ATC2152

PU imperméable noir




ATB2153
ATC2153

Extra LK
(Skaï noir, coutures orange)



ATB2154
ATC2154

Mesh noir



Type de poignées

ATB2154
ATC2154

Avec poignées à pousser



ATB2154
ATC2154

Sans poignées à pousser
Uniquement pour dossiers **Flex 3**



Type de dossier

(dossier rabattable ou démontable sans outils de série selon configurations)

ATB2171
ATC2171

Dossier réglable en tension

Avec toile rembourrée bi-matière
et pochette arrière



ATB2173
ATC2173

Dossier rigide Flex 3,

réglable en largeur et en hauteur (de 56 à 79 cm),
avec coussin de dossier **Laguna**



ATB2179
ATC2179

Dossier réglable en tension Flex 3

avec coussin de dossier **Laguna**
et revêtement PU noir imperméable



ATB2174
ATC2174

Matrx Posture Back,

hauteur 40 cm



ATB2175
ATC2175

Matrx Posture Back,

hauteur 50 cm



ATB2176
ATC2176

Matrx Elite,

hauteur 50 cm



ATB2177
ATC2177

Matrx Elite TR,

hauteur 50 cm



Type de dossier

(dossier rabattable ou démontable sans outils de série selon configurations)

ATB2178
ATC2178

Matrx Elite Deep
hauteur 50 cm



ATB2191
ATC2191

Accoudoirs réglables en hauteur

de 29 à 36 cm,
en profondeur et amovible,
la paire



ATB2181
ATC2181

Accoudoirs réglables en hauteur

de 34 à 40 cm,
en profondeur et amovible,
la paire



ATB2195
ATC2195

Manchettes standard

longueur 32,5 cm,
la paire



ATB2196
ATC2196

Manchettes longues

longueur 37,5 cm,
la paire



ATB2197
ATC2197

Manchettes longues ergonomiques

Longueur 39,7 cm,
la paire



ATA2198
ATB2198

Accoudoirs enveloppants,

la paire



ATB2183
ATC2183

Accoudoirs courbés

Vers l'intérieur



ATB2193
ATC2193

Accoudoirs relevables

Hauteur ajustable de 230 à 360 mm



ATB2192
ATC2192

Accoudoirs relevables et parallèles

Hauteur ajustable de 230 à 300 mm



ATB2194
ATC2194

Accoudoirs relevables et parallèles

Hauteur ajustable de 300 à 360 mm



ATB1432
ATC432

Appui-tête revêtement PU noir imperméable
réglable en profondeur et en largeur



ATC1350

Appui-nuque revêtement PU noir imperméable
réglable en profondeur



ATB1427
ATC1427

Appui-tête Kontour multi réglable
avec oreillettes latérales revêtement PU noir imperméable



ATB2323
ATC2323

Appui-tête Elan standard 6"
Housse noire respirante



ATB2324
ATC2324

Appui-tête Elan standard 10"
Housse noire respirante



ATB2322
ATC2322

Appui-tête Elan standard 14"
Housse noire respirante



ATB2325
ATC2325

Appui-tête Elan Occipital 19"
Housse noire respirante



ATB2326
ATC2326

Appui-tête Elan occipital 12"
Housse noire respirante



ATB2327
ATC2327

Appui-tête Elan 4 points 11"
Housse noire respirante



ATB1445
ATC1445

Cale-tronc articulé, amovible,
réglable en profondeur/hauteur/largeur,
Revêtement PU noir imperméable
(la paire)



ATB1446
ATC1446

Cale-tronc amovible,
réglable en profondeur/hauteur/largeur,
Revêtement PU noir imperméable
(la paire)



ATB2184
ATC2184

Cale-cuisse gauche
140 x 100 mm



ATB2186
ATC2186

Cale-cuisse gauche
230 x 100 mm



ATB2188
ATC2188

Cale-cuisse gauche
330 x 100 mm



ATB2185
ATC2185

Cale-cuisse droit
140 x 100 mm



ATB2187
ATC2187

Cale-cuisse droit
230 x 100 mm



ATB2189
ATC2189

Cale-cuisse droit
330 x 100 mm



ATB1307
ATC1307

Tendeur de dossier



Ajustement de l'assise et du dossier Modulite™

Inclinaison d'assise

ATB1002
ATC1002

Manuelle par vis de 0° à 9°
(avec 1023/1025)
ou 0 à 28° (avec 1030/1040)



ATB1014
ATC1014

Manuelle par vis de 0 à 25°
(avec 1023/1025)
ou 0 à 28° (avec 1030/1040)



ATB1030
ATB1040
ATC1030
ATC1040

Lift électrique 25 cm
Poids max 150 kg
Nc version **X-Plore**



ATB0975

Manuelle

de 0° à 30° par paliers de 3,75°

visuel non disponible

ATB0977

Electrique

ATC0977

de 0° à 30°

visuel non disponible

Assise ULTRA LOW MAXX

Type d'assise

ATD2020

Assise Ultra Low Maxx

Assise réglable en largeur de 405 à 505 ou de 505 à 610 mm et en profondeur de 380 à 480 ou de 480 à 580 mm.



ATD2144

Matrx Vi

Coussin d'assise



ATD2145

Matrx Flo-tech Lite

Coussin d'assise



ATD2146

Matrx Flo-tech Contour Visco

Coussin d'assise



ATD2147

Matrx Libra



Type de dossier

ATD2050

High Back,
hauteur 41 cm



ATD2051

High Back,
hauteur 46 cm



ATD2174

Matrx Posture Back,
hauteur 41 cm



ATD2175

Matrx Posture Back,
hauteur 51 cm



ATD2177

Matrx Elite TR,
hauteur 51 cm



ATD2178

Matrx Elite Deep,
hauteur 51 cm




ATD2095 **Accoudoirs relevables et parallèles,**
réglables en largeur
(+40 mm par côté par pas de 13 mm),
en angle et en hauteur (240 à 330 mm),
la paire




ATD2096 **Accoudoirs relevables et parallèles,**
réglables en largeur
(+40 mm par côté par pas de 13 mm),
en angle et en hauteur (320 à 405 mm),
la paire



ATD2097 **Accoudoirs relevables,**
amovibles et parallèles renforcés, réglables en hauteur
(240 à 330 mm),
la paire



ATD2098 **Accoudoirs relevables,**
amovibles et parallèles renforcés, réglables en hauteur
(320 à 405 mm),
la paire



ATD2012 /
ATD2016 **Manchette standard**
(coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex),
longueur 255 mm
Gauche / Droite



ATD2013 /
ATD1217 **Manchette standard**
(coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex),
longueur 255 mm
Gauche / Droite



ATD2014 /
ATD2018 **Gouttières**
(longueur 300 mm)
Gauche / Droite



ATD2080 /
ATD2083

Appuis palmaires plats,
longueur 130 mm
Gauche / Droite



ATD2082 /
ATD2085

Supports multiréglables (rotule) pour manchettes
Gauche / Droite



ATD2316 /
ATD2318

Cale-coude escamotable,
taille 100 x 100 mm
Gauche / Droite



ATD2317 /
ATD2319

Cale-coude escamotable,
taille 75 x 250 mm
Gauche / Droite



ATD2184 /
ATD2185

Cale-cuisse,
taille 140 x 100 mm
Gauche / Droite



ATD2186 /
ATD2187

Cale-cuisse,
taille 230 x 100 mm
Gauche / Droite



ATD2188 /
ATD2189

Cale-cuisse,
taille 330 x 100 mm
Gauche / Droite



ATD2092

Appui-tête Onyx

type auto



ATD2323

Appui-tête Elan standard 6"

Housse noire respirante



ATD2324

Appui-tête Elan standard 10"

Housse noire respirante



ATD2322

Appui-tête Elan standard 14"

Housse noire respirante



ATD2325

Appui-tête Elan Occipital 19"

Housse noire respirante



ATD2326

Appui-tête Elan occipital 12"

Housse noire respirante



ATD2327

Appui-tête Elan 4 points 11"

Housse noire respirante



Inclinaison d'assise pour Assise Ultra Low Maxx

ATD2043 /
ATD2044

Cale-tronc escamotable Maxx Style,

taille 145 x 95 mm
Gauche / Droite



ATD2045 /
ATD2046

Cale-tronc escamotable Maxx Style,

taille 165 x 110 mm
Gauche / Droite



ATD2052

Inclinaison d'assise électrique

à compensation **Ultra Low Maxx**
de 0° à 50°



ATD2053

Inclinaison d'assise électrique

à compensation **Ultra Low Maxx**
de 0° à 45° avec lift 300 mm



ATD2056

Déclive de 5°

visuel non disponible

ATD2060

Inclinaison de dossier électrique Biomécanique

A Forte Compensation (BFC),
de 90° à 170°



ATD2063

Proclive de dossier de 8°



ATD2066

Proclive de dossier de 30°

visuel non disponible

Assise MAX

Inclinaison d'assise

AWC1145

Assise et dossier Max

Largeur d'assise 55 cm, réglable de 49 à 61 cm
Profondeur d'assise réglable de 56 à 63 cm
Accoudoirs réglables en hauteur de 25 à 38,
amovibles



Type de dossier

AWC1106

Dossier réglable en tension

avec coussin de dossier PU noir imperméable



AWC0635

Accoudoirs réglables en hauteur

de 25 à 34 cm,
en profondeur et amovible,
la paire



AWC0636

Accoudoirs réglables en hauteur

de 29 à 38 cm,
en profondeur et amovible,
la paire



AWC0647

Manchettes courtes

longueur 32,5 cm,
la paire



AWC0649

Manchettes longues

longueur 37,5 cm,
la paire



AWC1432

Appui-tête

réglable en profondeur et en hauteur



AWC1427

Appui-tête

réglable en profondeur et en hauteur
avec oreillettes réglables en angle



Inclinaison d'assise

AWC1002

Manuelle

Par vis de 1,5 à 11°

visuel non disponible

AWC1014

Electrique

de 0° à 16°

visuel non disponible

AWC0947

Electrique

avec compensation de 0° à 25°



Repose-jambes

ATB0533
ATC0533

Repose-jambes manuels
réglables en angle type
Storm®3



ATB0531
ATC0531

Repose-jambes
ergonomiques électrique de 0° à 80°



ATB0532
ATC0532

Repose-jambes
ergonomiques de 0° à 80°



AWC0564

Potences repose-jambes renforcées
réglables en angle par vis 90°-65°
appui-mollets XL réglables individuellement en angle
et en profondeur



AWC0503

Potences repose-jambes standards
réglables en angle par vis 90°-65°
appui-mollets XL réglables individuellement en angle
et en profondeur
escamotable int/ext



ATC0591

Fixation

des repose-pieds/repose-jambes
pour coussin d'assise >7 cm



ATB0503

Potences repose-pieds standards

réglables 90° - 65°
escamotables int/ext



Repose-jambes pour Assise Ultra Low Maxx


ATD0537 /
ATD0547

Repose-jambe manuel de 0° à 80°
Gauche / Droite




ATD0538 /
ATD0548

Repose-jambes ergonomique manuel de 0° à 80°
Gauche / Droite



ATD0539 /
ATD0549

Repose-jambes ergonomique électrique de 0° à 80°
Gauche / Droite



ATD0572 /
ATD0579

Repose-jambes renforcé Pivot Plus
manuel de 0° à 80°
Palette réglable en angle, profondeur et largeur
Gauche / Droite



ATD0577 /
ATD0584

Repose-jambes renforcé Pivot Plus
électrique de 0° à 80°
Palette réglable en angle, profondeur et largeur
Gauche / Droite



ATB0512

Fixes



ATB0504
ATC0504

Réglables en inclinaison



ATB0513
ATC0513

**Réglables en inclinaison
et profondeur**



ATB0522
ATD0522

Palette monobloc



ATD0559

Réglable en angle,
hauteur et largeur,
profondeur 240 mm



ATD0516

Réglable en angle,
hauteur et largeur,
profondeur 290 mm



ATD0511 /
ATD0508

Réglables en inclinaison
et profondeur
Gauche / Droite



Repose-jambes central

ATD0586

Manuel,
réglable de 275 à 364 mm



ATD0589

Electrique LNX avec compensation,
positionné à 90°,
réglable à +7°/-7°,
réglable de 315 à 435 mm



Commandes Electroniques LiNX

Commande principale pour électronique LiNX

(également disponible en tierce-personne)

ATB2201
ATC2201

Manipulateur LiNX REM 110
Conduite



ATB2203
ATC2203
AWC2203

Manipulateur LiNX REM211
Conduite et contrôle des vérins



ATB2204
ATC2204
AWC2204

Manipulateur LiNX REM216
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage



ATB2205
ATC2205

Manipulateur LiNX REM400
Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage

Émulation souris



ATB2206
ATC2206

Manipulateur LiNX REM500
Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage

Émulation souris
Nécessite une commande spéciale



Option REM400

ATB2270
ATC2270

Interrupteurs à bascule programmables LiNX
Par défaut : marche/arrêt et potentiomètre de vitesse
(la paire)



Double commande LiNX

(utilisateur + tierce-personne)

ATB2220
ATC2220
AWC2220

Double commande LiNX REM050

Montage à droite (___1207) ou à gauche (___1208)



ATB2219
ATC2219
AWC2219

Double commande Compact LiNX

3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins
Montage à droite (___1207) ou à gauche (___1208)



ATB2245
ATC2245
AWC2245

Double commande intuitive LiNX

Profil de conduite dédié
Montage à droite (___1221) ou à gauche (___1222)



Joysticks externes & commandes spéciales

ATB2231
ATC2231

Joystick LiNX Compact proportionnel

Force de déflexion : 160g
Montage à droite (___1207), à gauche (___1208),
centrale escamotable à droite (___2213), centrale
escamotable à gauche (___2214), ou personnalisé
(sur devis)



ATB2232
ATC2232

Joystick LiNX Compact proportionnel Low Force

Force de déflexion : 112g
Montage à droite (___1207), à gauche (___1208),
centrale escamotable à droite (___2213), centrale
escamotable à gauche (___2214), ou personnalisé
(sur devis)



ATB2232
ATC2232

Commande au menton ASL1368 + contacteur Egg

Fixation escamotable manuellement à droite (___1289)
Fixation escamotable manuellement à gauche (___1288)
Fixation escamotable électriquement à droite (___1287)
Fixation escamotable électriquement à gauche
(___1286)
Appui-tête ELAN obligatoire



ATB2230
ATC2230

Commande occipitale à capteurs de proximité ATOM ASL104

+ contacteur Egg



ATB2247
ATBC2247

Commande occipitale à capteurs de proximité PROTON ASL104P

+ contacteur Egg



ATB2257
ATC2257

Contacteurs à capteurs de proximité ASL106

Montage central sur tablette, escamotable à droite (___2275), Montage central sur tablette, escamotable à gauche (___2276), Montage personnalisé (sur devis)



ATB2250
ATC2250

Emulation souris



ATB2233
ATC2233

Mini joystick proportionnel MEC ASL130

Montage sur mini tablette ASL603 à droite (___2235),
Montage sur mini tablette ASL603 à gauche (___2236),
Montage central sur tablette, escamotable à droite (___2213),
Montage central sur tablette, escamotable à gauche (___2214)
Montage central sur mini tablette ASL603, escamotable à droite (___2241),
Montage central sur mini tablette ASL603, escamotable à gauche (___2242), Montage personnalisé (sur devis)



ATB2251
ATC2251
AWC2251

Clavier multifonctions

10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack). Fixation utilisateur à droite (___2217), ou à gauche (___2218), fixation tierce-personne à droite (___2227) ou à gauche (___2228), ou sans montage (___2225)



ATB2252
ATC2252
AWC2252

Câble sortie double Jack

Pour connexion des contacteurs. Défilement des fonctions et activation des vérins

visuel non disponible

ATB2253
ATC2253

Prises de charge USB

2 prises USB
Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)



ATB168_
ATC168_
AWC168_

Contacteurs ronds et plats

Diamètre : 63 mm, livrés non montés
Compatible REM400 et REM500. Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252
1685 : Rouge / 1686 : Jaune / 1687 : Vert / 1688 : Bleu



ATB2254
ATC2254

Contacteur Egg, noir


Compatible REM400 et REM500
Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252



ATB171_
ATC171_
AWC171_

Mini contacteurs ronds et plats

Diamètre : 30 mm, livrés non montés
Compatible REM400 et REM500. Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252. 1711 : Rouge / 1712 : Jaune / 1713 : Vert / 1714 : Orange / 1715 : Bleu / 1716 : Noir



Embouts de joystick Bodypoint

ATB2721
ATC2721
AWC2721

Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")



ATB2722
ATC2722
AWC2722

Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")



ATB2723
ATC2723
AWC2723

Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm



ATB2724
ATC2724
AWC2724

Embout champignon rainuré - diamètre 42 mm

Possibilité de le couper pour réduire sa hauteur



Base Motrice

Coloris de châssis / Carénages


ATB0202
ATC0202
ATD0202
AWC0202

Gris et bleu transparent



ATB0204
ATC0204
ATD0204
AWC0204

Gris et Rouge Cerise transparent



ATB0228
ATC0228
ATD0228
AWC0228

Gris et Noir Shiny



ATB0222
ATC0222
ATD0222
AWC0222

Gris et Blanc Vip



ATB0220
ATC0220
ATD0220
AWC0220

Gris et Tendance Champagne



ATB0216
ATC0216
ATD0216
AWC0216

Gris et Vert Olive



ATZ0299

Couleur spéciale des carénages



Roues Avant

(enveloppes alber Adventure pour tous les modèles)

ATB0851
ATC0851
ATD0851

3.00 x 6 - 10"
Pneumatique gris



ATB0855
ATC0855
ATD0855

3.00 x 6 - 10"
Bandage plein gris



ATB0853
ATC0853
ATD0853

3.00 x 6 - 10"
Pneu anti-crevaison gris



AWC0840

3.00 x 4 - 10"
Pneumatique gris



AWC0842

3.00 x 4 - 10"
Bandage plein gris



AWC0858

3.00 x 6 - 10"
Pneu anti-crevaison gris



Roues Arrière

ATB0771
ATC0771
ATD0771
AWC0771

3.00 x 8 - 14''
Pneumatique gris à crampons



ATB0750
ATC0750
ATD0750
AWC0750

3.00 x 8 - 14''
Bandage plein gris à crampons



ATB0773
ATC0773
ATD0773
AWC0773

3.00 x 8 - 14''
Pneu anti-crevaison gris à crampon




Performances

Moteurs


ATB1277
ATC1277
ATD1277
AWC1277

Moteurs SSD
6 km/h



ATB1285
ATC1285
ATD1285

Moteurs SSD
10 km/h



Suspensions

Suspensions latérales arrière

ATB1240
ATC1240
ATD1240

Suspensions **Soft**
Suspensions **Faibles**



ATB1241
ATC1241
ATD1241

Suspensions **Médium**
Suspensions **Moyennes**



ATB1242
ATC1242
ATD1242

Suspensions HD
avec amortisseurs arrière
Suspensions **Fortes**



ATB1233
ATC1233

Suspensions
arrière **Hitec**



ATB1238
ATB1239
ATC1238
ATC1239
ATD1238
ATD1239

Suspensions avant jusqu'à
100 kg et au dessus



AWC1203

Suspensions Heavy Duty



Gyroscope

G-Trac

ATB1215
ATC1215
ATD1215
AWC1215

G-Trac

Contrôle directionnel
de la trajectoire durant la conduite




Options

Rampe

1440530

Mono rampe pliante

en carbone 2430x820 mm
Poids : 13.2 kg
(poids max : 300kg)



Eclairage

ATB1437
ATC1437
ATD1437
AWC1437

Equipement route

de sécurité Led,
clignotants,
feux de position,
warning



ATD1367

Equipement route

de sécurité,
clignotants,
feux de position



Monte-trottoir

ATB1244
ATC1244
ATD1244

Monte-trottoir

(incluant position Parking)



Ceinture de maintien

ATB1329
ATC1329

Fermeture à boucle type Automobile
(version XL sur **Storm4 Max**)



ATB2113
ATC2113
ATD2113

Fermeture à boucle type automobile
avec points d'attache réglables sur l'assise



ATB1332
ATC1332

Harnais de maintien en H



AWC1455

Fermeture à boucle XL
type automobile rallongée



Ceinture de positionnement

AVA270_
AVB270_
AVD270_
AVE270_
ATB270_
ATC270_

Ceinture de positionnement Bodypoint Evoflex
Loquet Rehab
2701 : taille L / 2702 : taille M



AVA270_
AVB270_
AVD270_
AVE270_
ATB270_
ATC270_

Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points
Bouton à pousser, ajustement central
2703 : taille L / 2704 : taille M



AVA270_
AVB270_
AVD270_
AVE270_
ATB270_
ATC270_


Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points
Verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'avant
2705 : taille L / 2706 : taille M



Rétroviseur

ATB____
ATC____
ATD____
AWC____

Côté droit (___1415)
ou gauche (___1339)



ATB2128
ATC2128

Crochets porte-sac
Charge max : 6 kg
Uniquement avec l'assise Modulite Modulable



Porte bagage

ATB1394
ATC1394

Porte bagage
arrière



Porte-canne

ATB____
ATC____

Côté droit (___1312)
ou gauche (___1363)

AWC____



Garde-boue

ATB1416
ATC1416
ATD1416

Garde-boue pour
roue avant bicolore
noir/ellipse orange



ATB1417
ATC1417
ATD1417
AWC1417


Garde-boue pour
roue arrière bicolore
noir/ellipse orange



Tablette escamotable

ATB_____
ATC_____
ATD_____
ATD2310
ATD2311

Côté droit (___1404)
ou gauche (1405)




Demi-tablette droite
ou gauche

visuel non disponible

Trousse à outils

ATB1333
ATC1333
ATD1333
AWC1333

Trousse à outils



Accroche-taxi

ATB1493

Accroche-taxi
(2 fixations int. Avant
Et 2 fixations arrière)



ATB1494
ATC1494
ATD1494
AWC1494

Accroche-taxi pour
Le transport des personnes



Options

ATZ1450

Préparation pour station d'accueil
DAHL Engineering


DAHL
ENGINEERING



Protection

ATB1366
ATC1366
ATD1366
AWC1366

Protection
du manipulateur



Roulettes anti-bascule

ATB1205
ATC1205
ATD1205

Roulette anti-bascule standard



ATB1204
ATC1204

Roulette anti-bascule escamotable



