

Actio 2



Compact, pliant et confortable



Yes, you can.

Sa conception épurée lui permet de passer partout, même dans les espaces les plus exigüs. Son assise rembourrée au design moderne offre un maximum de confort en position assise.



Très confortable

Assise rembourrée pour un maximum de confort en position assise. Sa conception et son design ont été élaborés pour le plus grand nombre.

Conception épurée

Largeur hors-tout de 550 mm pour faciliter le passage de porte et l'accessibilité aux endroits les plus exigüs.

Caractéristiques et Options



Version pliée

Léger : seulement 5kg. Poignées de forme anatomique réglables en hauteur de 740 à 1000 mm.



Assise rembourrée



Accroche-canne

Disponible en option. Permet d'accéder facilement à la canne sans qu'elle ne vienne gêner l'utilisateur. Réf: 1452454



Panier souple

Il s'accroche très facilement à l'aide de boutons pression. Dimensions: 420X120X120 mm pour un poids max. de 2.5 Kg. Réf: 1514304 Coloris noir

Pièces détachées

- Poignées ergonomiques la paire 1452069
- Assise rembourrée 1513994
- Embout pied caoutchouc 1514306
- Roulette 1514237

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors-tout	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largeur entre les poignées	Diamètre des roues	Poids net
Invacare Actio 2	530 mm	630 mm	380 mm	740 - 1000 mm	550 mm	410 mm	110 mm	5 kg

	Poids max. utilisateur
Invacare Actio 2	130 kg

Coloris

RAL 9006



Codes

- 1513721** **Actio 2** avec siège x 1
- 1521861** **Actio 2** avec siège x 4