



Confidence in posture solutions

# Azalea<sup>®</sup> Base



Le fauteuil idéal pour adapter  
un corset-siège



Yes, you can.

Le fauteuil *Rea Azalea Base* est conçu pour les utilisateurs recherchant des solutions alternatives en terme de positionnement, il est idéal pour y adapter un corset-siège. Le châssis offre de nombreux points de fixation au niveau de l'assise et un espace plus important au niveau du dossier pour faciliter l'adaptation d'un corset-siège sur un châssis de qualité. Une autre caractéristique de ce fauteuil est sa bascule d'assise à compensation qui assure la stabilité de l'utilisateur. Tous les avantages qu'offrent le modèle *Azalea* sont également présents sur cette version Base. Toutes les pièces et les accessoires des modèles *Rea Azalea* sont compatibles avec l'*Azalea Base* (sauf cale-tronc). Disponible en 5 coloris.

## Une assise réglable

Le *Rea Azalea Base* est spécialement conçu pour recevoir un corset-siège ou siège moulé notamment grâce à l'espace plus important au niveau du dossier et aux nombreux réglages possibles de l'assise. Le dossier est réglable en angle et est inclinable par vérins pneumatiques ou réglable en angle mécaniquement par vis. La largeur d'assise est réglable au niveau des accoudoirs, les repose-jambes sont également réglables en largeur. La profondeur est ajustable. Grâce à ses nombreuses caractéristiques, le *Rea Azalea Base* s'adapte parfaitement aux différentes formes de siège moulé.

Retrouvez l'ensemble des accessoires disponibles sur la brochure du *Rea Azalea*.

## Caractéristiques et options



### Nombreuses possibilités de fixation

Le châssis offre de nombreux points de fixation au niveau de l'assise et un espace plus important au niveau du dossier.

### Plaque d'assise avec pente d'assise

Plaque d'assise avec pente d'assise de -5° ou +5°, réglable en profondeur sur 70 mm.

## Données techniques

Pour les personnes ayant une déficience visuelle, toutes les informations sont disponibles sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr).

	Largueur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Pente d'assise	Angle de dossier
<i>Rea Azalea Base</i>								
	340 / 390 / 440 / 490 mm (+ 50/100 mm)	380 - 450 mm <sup>1</sup> / 430 - 500 mm	400/450 mm	600 <sup>1</sup> / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° à 23° (22° / 24°) (+1° à 25°) (16°)	0° - +30°

	Largueur hors-tout	Hauteur hors-tout	Longueur hors-tout avec potences	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur	Poids de transport	Crash-testé <sup>2</sup>	Pente maximale pour l'utilisation des freins de parking
<i>Rea Azalea Base</i>								
	Largueur d'assise (+220mm/+230mm)	1300 <sup>1</sup> / 1400 mm	930 - 1040 <sup>1</sup> / 950 - 1035 mm	20 kg	Max 135 kg	15 kg	ISO 7176-19	7°

1. Pour largeur d'assise 340 mm
2. Crash-testé avec une configuration spécifique

## Coloris du châssis



Tél. : +33 2 47 62 64 00  
 Fax : +33 2 47 42 12 24  
[contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

Invacare Poirier S.A.S.  
 Route de Saint Roch - 37230 Fondettes  
 France



Yes, you can.®

