

Invacare® Dossiers Matrx®

227 kg max.

610

Largeur max



MATRX® ELITE MAX / ELITE DEEP MAX

- Structure en aluminium permettant de moduler la galbe
- Dossier réglable en profondeur, en angle et en rotation
- Coque de dossier ajourée pour une meilleure circulation de l'air
- Galbe plus profond offrant aux utilisateurs un maintien latéral supérieur

Catégorie LPPR :

PAP forfait A - Code LPPR - 9981399

227 kg max.

610

Largeur max



MATRX® POSTURE BACK MAX / DEEP MAX

- Coque de dossier entièrement recouverte d'une mousse haute résilience
- Coque de dossier à structure ABS, avec fixation d'appui-tête intégrée
- Pour les versions Deep Max : galbe plus profond pour un meilleur maintien latéral

Catégorie LPPR :

PAP forfait A - Code LPPR - 9981399

Invacare® Coussins

227 kg max.

560

Largeur max



MATRX® LIBRA® BARIATRIQUE

- Design innovant avec une base en mousse et une poche de gel fluide pour optimiser la protection de la peau et le positionnement
- Galbe favorisant l'équilibre et la stabilité du bassin
- Poche de gel fluide compartimentée pour améliorer la gestion du cisaillement
- Durabilité de la mousse grâce au traitement Ultra-Fresh
- Découpe biseautée à l'avant pour faciliter la traction podale

Catégorie LPPR :

PAP forfait B - Code LPPR - 9977848

500 kg max.

750

Largeur max



LA GAMME DE COUSSINS VICAIR

- Equipé de berlingots permettant de répartir les points de pression
- Vicair Xxtra O2 : pour les personnes à forte corpulence
- Vicair Adjuster O2 : adaptation ou correction pour les bassins asymétriques - poids max. utilisateur 250 kg.
- Vicair Centre O2 : offre une décharge totale de la zone du périnée et du rectum - poids max. utilisateur 250 kg
- Vicair Active O2 : pour les utilisateurs actifs, décharge du coccyx et des ischions - poids max. utilisateurs 200 kg
- Vicair Vector O2 décharge du coccyx et des ischions, gestion des amplitudes de hanches asymétriques - poids max. utilisateur 250 kg

Catégorie LPPR :

PAP forfait B - Code LPPR - 9977848

Invacare® Lève-personnes

210 kg max.

BIRDIE® EVO X PLUS

- Ecartement des pieds
- Système Smartlock pour faciliter l'accroche de différents fléaux ou de systèmes de pesée
- Démontage sans outils
- Descente d'urgence électrique et mécanique de série



200 kg max.

ISATM X PLUS

- Ecartement des pieds
- Electronique développée avec bloc de batterie détachable, indicateur de charge et ralentisseur au démarrage et à l'arrivée
- Poignées ergonomiques
- Bras de levage extensible TelescoLift



200 kg max.

ROBIN EVO

- Offre une communication efficace et réduit l'anxiété du patient
- Fonctionnalités de sécurité supplémentaire grâce au nouvel écran LED
- Nouveau design permettant d'augmenter le nombre de cycles de levage par charge



Retrouvez la gamme de sangles **Invacare** avec un poids max. utilisateur de 300 kg.

Invacare® Lits

200 kg max.

SB 755®

- Système de relève-buste à translation de série pour plus de confort lors des changements de position
- Démontable et transportable
- Conception innovante du relève-jambes qui descend en dessous de l'horizontal du plan de couchage



250 kg max.

NORDBED OPTIMO WIDE

- Technologie ErgoMove réduit les cisaillements, les frictions et les points de pression
- Facile à manipuler et à transporter
- Système Up-and-Out garantit des transferts sûrs, en douceur et intensifie l'ergonomie du mouvement
- Dimensions du plan de couchage optimisées



Invacare® / Aquatec® Produits d'hygiène

180 kg max.

PURE BAY

Tabouret de douche rectangulaire conçu pour plus de confort, de sécurité et d'autonomie. Ce tabouret élégant et compact s'intègre parfaitement dans les angles et les petits espaces.



160 kg max.

TABOURETS ET CHAISES PURE ISLA

Les tabourets et chaises de douche Aquatec Pure Isla sont conçus pour offrir une solution d'assise sûre et confortable pour les soins personnels. Son design est inspiré par l'équilibre et le mouvement, alliant sérénité, robustesse et stabilité.



160 kg max.

PURE AZURE

La chaise Aquatec Pure Azure est un modèle 3 en 1, utilisable comme siège de douche, cadre de toilette ou chaise percée. Elle est confortable et sûre, même lorsque vos besoins évoluent.



180 kg max.

OCEAN ERGO XL

Chaise de douche à pousser en acier inoxydable. Modèle transit entrée de gamme avec un dossier plus large et un poids max. utilisateur plus élevé.



200 kg max.

MARINA XL

- Planche de bain conçue pour plus de confort lors de la toilette
- 4 patins de fixations qui s'adaptent à toutes les baignoires pour plus de stabilité
- Revêtement antidérapant
- Perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau
- Ecartement maximal entre les pieds : 62 cm



170 kg max.

ORCA XL

- Elévateur de bain permettant d'accéder à la baignoire en toute sécurité
- Base antidérapante
- Télécommande ergonomique intégrant la batterie
- Plusieurs configurations disponibles pour s'adapter à tous les utilisateurs
- Montage simplifié des accessoires
- Poignée de transport



INVACARE

Yes, you can.

Invacare Solutions Bariatriques



Invacare®

Fauteuils roulants manuels



ACTION® AMPLA™

- Cadre rigide en aluminium pour personne à forte corpulence
- Dossier rabattable sur l'assise et verrouillable
- Position active des roues arrière pour faciliter la propulsion
- Poignées de transfert de série réglables en hauteur
- En option : déplacement du fauteuil à la verticale pour faciliter le passage des portes
- Poids de transport : à partir de 19,5 kg



ACTION® 4NG XLT

- Fauteuil pliant en aluminium par double croisillon avec châssis arrière fermé
- Version renforcée du célèbre Action 4 NG
- Disponible en dossier fixe ou clinique par vérins
- Multi-configurable
- Poids de transport : à partir de 14,7 kg

Catégories LPPR :

FRM - Codes LPPR - 9504200 + 9998193
FRMC - Code LPPR - 9575297



AZALEA® MAX

- Fauteuil de confort multi-positions
- Bascule d'assise par translation et inclinaison de dossier par vérins pneumatiques
- Repose-jambes escamotables et amovibles avec palette monobloc démontable en 3 parties sans outils
- Existe également en version Assist
- Poids de transport : à partir de 33 kg

Catégorie LPPR :

FRMP - Codes LPPR - 9539433 + 9981399 + 9977848 + 998193



Invacare®

Motorisations



VIAMOBIL® V25

- Assistance à la poussée et au freinage pour la tierce-personne
- Effort très limité pour la personne accompagnante
- Facilement démontable et transportable grâce notamment à sa batterie au lithium légère
- Adaptable sur la plupart des fauteuils roulants manuels

Catégorie LPPR :

AAP - Code LPPR - 9912139



E-FIX® E36

- Transforme un fauteuil roulant manuel en fauteuil roulant électrique augmentant la mobilité et l'indépendance de son utilisateur
- Poids de l'élément le plus lourd : 8 kg
- Entièrement démontable sans outils
- Diamètre des roues 24", anti-crevaion
- Manipulateur avec écran couleur et connectivité Bluetooth
- Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels
- Batterie lithium-ion légère et compacte pour une plus longue durée de vie

Catégorie LPPR :

AAP - Code LPPR - 9964219

Invacare®

Fauteuils roulants électriques



ASSISE MODULITE™ HD

- Accoudoirs réglables en largeur
- Profondeur réglable en continu
- Disponible avec bascule d'assise et dossier électriques
- Largeur d'assise max 550 mm (+ 50 mm de réglages entre accoudoirs)

Disponible sur :

AVIVA RX 40

- Utilisation mixte, intérieure et extérieure
- Design moderne et compact grâce à l'empattement plus court et plus étroit
- Conduite facilitée grâce à une répartition des poids optimisée entre roues avant et arrière
- Suspension CTC brevetée conçue pour absorber les vibrations et les secousses pour un confort de conduite optimal

Catégorie LPPR :

FREP classe B - Code LPPR - 9541105



ASSISE MAX

- Dossier réversible anatomique
- Palette monobloc pour une robustesse accrue
- Disponible avec bascule d'assise et dossier électriques
- Largeur d'assise max. 610 mm (+200 mm de réglages entre accoudoirs)

Disponible sur :

STORM® 4

- Châssis plus long permettant de supporter et répartir le poids afin d'améliorer le confort
- Destiné à un usage principal en extérieur
- Moteurs 4 pôles 340 W, module de puissance 120 A et batteries 73 Ah
- Suspensions des roues arrière
- Accoudoirs et repose-pieds renforcés et ajustables sur plusieurs positions

Catégorie LPPR :

FREP classe B - Code LPPR - 9541105

TDX® SP2

- Excellente maniabilité
- Idéal pour un usage mixte intérieur / extérieur
- Technologies SureStep et StabilityLock pour un maximum de confort et de stabilité
- Batteries 73 Ah
- Assise Max disponible - poids max utilisateur 180 kg

Catégorie LPPR :

FREP classe B - Code LPPR - 9541105

Invacare®

Scoters



COMET ULTRA

- Assise Ultra de 26" pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
- Suspensions améliorées offrant un confort idéal aux personnes de forte corpulence
- Un ordinateur de bord avec écran LCD intuitif : affichage de la vitesse, de l'heure, de la température et compteur kilométrique
- Allumage automatique des feux stop
- Accoudoirs et support d'assise renforcés réglables en hauteur et en largeur
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages

Catégorie LPPR :

Scoters classe C - Codes LPPR - 9597442 + 9942590



Cachet du distributeur



Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ?

Rendez-vous sur notre site : www.invacare.fr

Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples informations, ou tout simplement faire un essai avec l'un de nos produits ?

C'est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous.



Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél: +33 2 47 62 64 00
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr



Yes, you can.