



### Invacare Adeo C407A

**Cadre de toilette** en aluminium anodisé.

- Réglable en hauteur de 640 à 740 mm
- Larges accoudoirs pour un plus grand confort
- Peut être utilisé avec un réhausse WC

#### Pièces détachées

- ❶ Manchettes d'accoudoirs (la paire) C407-MA01A
- ❷ Embout Ø 25 mm UNIV-00001



### Invacare Izzo H340

**Cadre de toilettes et réhausse WC** avec un cadre en époxy.

- Assise réglable en hauteur de 450 à 550 mm
- Haute résistance contre la corrosion
- Accoudoirs escamotables
- Dossier amovible
- Seau: Ø 315 mm (ext.), 260 mm (int.), profondeur 160 mm
- Montage sans outils

#### Pièces détachées

- ❶ Lunette sans abattant H340-MA04A
- ❷ Abattant H340-MA03A
- ❸ Tube de dossier H340-MA01A
- ❹ Mousse d'accoudoir H340-MA02A
- ❺ Seau + couvercle H340-00004
- ❻ Embout Ø 28 mm H340-MA06A
- ❼ Bague antibruit H340-00007

## Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	C407A	H340
Poids (kg)	2	8,8
Poids max. utilisateur (kg)	100	100

**AQUATEC®**

Cadres de toilettes /  
Réhausse WC



Yes, you can.®

## Présentation de notre nouveau cadre de toilettes 3 en 1

Styxo 2 est une solution de toilette simple et rentable, avec trois fonctions.

Elle peut être utilisée comme chaise garde-robe dans une chambre ou dans une salle de bains ainsi que comme cadre de toilettes ou réhausse WC dans des toilettes ou dans une salle de bain.



La nouvelle Styxo 2 a un design amélioré grâce aux nouvelles couleurs proposées mais également car elle est particulièrement facile à nettoyer.

Elle est livrée avec un seau et une protection anti-éclaboussures.

Aucun accessoire n'est nécessaire, la Styxo 2 présente donc une solution de toilette idéale et complète.

### Caractéristiques principales :

- > Cadre de toilette robuste et assurant un maintien optimal
- > Facilement réglable pour une hauteur d'assise parfaite de 38 à 53 cm
- > Ensemble complet de toilettes avec lunette, abattant, seau avec anse et protection anti-éclaboussures.
- > Montage sans outils
- > Poids maximal de l'utilisateur, jusqu'à 159 kg

## Données Techniques

Pour plus de renseignements, rendez vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

					 Blanc <b>Coloris de châssis</b>
Hauteur d'assise ▼ 38-53 cm	Réglage pour la hauteur du siège ▼ 2.54 cm	Profondeur d'assise ▼ 38 cm	Hauteur couvercle fermé ▼ 58 - 73 cm	Largeur hors-tout ▼ 61 cm	
					 Gris <b>Coloris du plastique</b>
Profondeur hors-tout ▼ 48 cm	Largeur entre les accoudoirs ▼ 48 cm	Hauteur des accoudoirs ▼ 20 cm	Poids Total ▼ 4.6 kg	Poids max. utilisateur ▼ 159 kg	



Aquatec **900 10128-10**

**Réhausse WC** ajustable en hauteur.

Réhausse le WC de 60, 100 ou 150 mm

Facilité de transfert grâce aux accoudoirs relevables

Disponible sans accoudoirs (réf. 10129-10)

Livré avec accoudoirs en standard.

**Nouveau** : Compatible désormais avec les cuvettes de toilette carrées et les WC suspendus.

- Abattant 70170,
- Tube portant l'abattant 72055,
- Clip 70162,
- Kit visserie de fixation 16565,
- Barre de fixation SP1643771,
- Vis 1470275,
- Croix de fixation (la paire) 70132,
- Accoudoirs (la paire) 10105-10-2,
- Manchettes d'accoudoirs 10158



Aquatec **90000 8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121**

Réhausse WC Confort

Idéal pour les WC suspendus, **Modèles**

**différents** : Réhausse le WC de 20,60 ou

100mm, Facilité de montage et démontage,

Simplicité de nettoyage

Disponible avec ou sans accoudoirs

**Pièces détachées**

- ① Abattant 16796, ② Antidérapant (unité) 16508
- ③ Clips 16798, ④ Fixations 11073D

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	10128-10	8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121
Poids (kg)	5	
Poids max. utilisateur (kg)	120	150