

Chaises-toilettes

Cascata



Qualité et robustesse



Les chaises *Invacare Cascata* sont des chaises percées à roulettes, compactes et pratiques, conçues pour répondre aux différents besoins des utilisateurs et de leur environnement dans la salle de bain, les toilettes ou la chambre.

Les chaises mobiles *Cascata* sont équipées d'accoudoirs et de repose-pieds escamotables pour offrir une meilleure accessibilité au moment des transferts. Elles sont équipées d'une assise percée détachable sans outils et d'un seau rond amovible.



Invacare *Cascata* 1525770

La chaise percée mobile *Cascata* est idéale pour une utilisation dans la salle de bain avec une assise percée en PVC coloris gris, facile à désinfecter qui se positionne sur le châssis sans outils par clip.

Le châssis en acier est plus compact que la version *H720T4C*, il est de coloris Epoxy Gris. La chaise *Cascata* est dotée de repose-pieds escamotables facilement sur le côté avec une sangle appui-mollet pour plus de confort.

Invacare *Cascata* H720T4C

La chaise percée mobile *Cascata H720T4C* est dotée d'une finition Confort :

- Assise percée rembourrée en mousse
- Accoudoirs rembourrés
- Escamotage du seau soit par l'avant, soit par l'arrière selon la fixation de l'assise percée.

Le châssis en acier est recouvert d'un traitement Epoxy Anthracite de qualité et est démontable en 2 parties au niveau du dossier pour faciliter le transport.

La chaise est équipée de 4 roues freinées de 125 mm en bandage souple pour faciliter la manoeuvrabilité.

Pièces détachées 1525770 et H720T4C

| Désignation | 1525770 | H720T4C |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| ① Assise amovible | 1470947 | EC-521C05 |
| ② Assise percée (sans porte-seau) | 1525864 | 1568717 |
| ③ Porte seau en plastique | 1525866 | EC-520C06 |
| ④ Toile de dossier | 1470958 | EC-520A06 |
| ⑤ Manchette d'accoudoir | 1470955 | EC-520B05 |
| ⑥ Ensemble accoudoir gauche | 1525870 | EC-52CB01L |
| ⑦ Ensemble accoudoir droit | 1525869 | EC-52CB01R |
| ⑧ Repose-pieds gauche | 1525867 | EC-52F374L |
| ⑨ Repose-pieds droit | 1525868 | EC-52F374R |
| ⑩ Palette de repose-pieds | EC-520E09 | |

Pièces détachées 1525770 et H720T4C

| Désignation | 1525770 | H720T4C |
|---------------------------|---------|-----------|
| ● Roulette avec frein | 1470957 | EC-520D09 |
| ● Seau + Couvercle | 1470948 | EC-520C05 |
| ● Bouton plastique | 1470950 | EC-520A05 |
| ● Embout caoutchouc | 1470949 | - |
| ● Verrouillage accoudoirs | 1470960 | EC-520B68 |
| ● Roulette sans frein | 1470956 | - |

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

| | Hauteur d'assise | Largeur d'assise | Largeur hors-tout | Poids max. utilisateur | Poids total du produit |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1525770 | 480 mm | 450 mm | 575 mm | 135 kg | 14 kg |
| H720T4C | 520 mm | 450 mm | 585 mm | 130 kg | 18 kg |
| 1525771 | 480 mm | 450 mm | 575 mm | 160 kg | 14 kg |