

Pliable. Fonctionnalité. Sécurité. Peu importe comment vous le regardez, ce fauteuil est à part entière. Le **Compact** est incroyablement compact, sans faire de compromis sur sa qualité. Chaque millimètre du **Compact** a été conçu, développé et fabriqué en tenant compte de ses spécifications précises. Sa largeur totale pliée de 29 cm le démontre parfaitement. Avec un fauteuil aussi compact, la seule vraie question est : dans quelle valise ne pourrait-il pas entrer ?

FAUTEUILS
CE QUE VOUS

20



Pliant. Fonctionnel. Compact



Potences à 70°, 80° ou 90°



Pliant en un tour de main



Démontable pour un transport facile



Réglage facile de la fixation des roues arrière

COMPACT

ADDME3

DONNÉES TECHNIQUES COMPACT



Angle de châssis
70°/80°/90°



Hauteur d'assise
avant : 380 – 530 mm
arrière : 380 – 500 mm
par paliers de 10 mm



Pente max. de sécurité
7°



Poids total
approx. 11 kg



Largeur d'assise
280 – 500 mm
par paliers de 20 mm



Distance UL
210 – 510 mm
par paliers de 10 mm



Rayon de giration
920 – 1230 mm



**Poids de transport
(sans roues arrière)**
approx. 8.3 kg



Profondeur d'assise
320 – 500 mm
par paliers de 20 mm



Largeur totale plié
approx. 290 mm



Largeur totale
+ 180 mm



**Poids max. de
l'utilisateur**
130 kg



Hauteur de dossier
300 – 510 mm
par paliers de 15 mm



Angle de dossier
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Longueur totale
70°: approx. 940 mm
80°: approx. 890 mm
90°: approx. 840 mm



Crash-test approuvé
Répond aux exigences
de la norme ISO 7176-19

