

# Delta



Rollator pliant 3 roues, léger et peu encombrant : Il vous suivra partout !



Ses roues de très haute qualité sont parfaitement maniables et s'adaptent à tous types de terrain. Il est livré de série avec un panier, une grande pochette souple et un plateau.

## Caractéristiques et Options



Grande pochette souple très pratique, grande capacité



Panier amovible



Plateau rigide



### Pour une utilisation quotidienne

En balade ou sur le marché, le panier, la tablette et la grande pochette souple se révèlent très pratiques.

### Poignées ergonomiques réglables en hauteur

Pour une bonne préhension. Système de freinage par câbles. Roues de très haute qualité permettant une utilisation sur tous types de terrains.

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors-tout	Largeur plié	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Diamètre des roues	Poids net	Poids max. utilisateur
<b>P429/2 Delta</b>	670 mm	310 mm	600 mm	460 mm	810 - 940 mm	190 mm	6 kg	135 kg

### Coloris

Bordeaux



### Code

1515533