



Le produit idéal pour les personnes de petite taille

Les accoudoirs rembourrés du fauteuil **Fino** lui offrent un très bon confort, et permettent d'obtenir une largeur d'assise plus petite.

Il bénéficie de deux grandes poches latérales (l'une à gauche et l'autre à droite), pour y glisser des magazines ou des petits objets.

Ce fauteuil nécessite un recul de seulement 9 cm par rapport au mur !

Le + produit : ses petites dimensions d'assise qui correspondent parfaitement aux utilisateurs de petite taille

Largeur d'assise	45 cm
Profondeur d'assise	45 cm
Hauteur d'assise	47 cm
Poids max. utilisateur	125 kg



Microfibre Camel

Le bon compromis entre confort et simplicité

Fonctionnel et épuré, le fauteuil **Faro** présente un design moderne qui s'adaptera facilement à tout type d'environnement.

Les versions avec moteurs bénéficient d'une poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul de seulement 9 cm par rapport au mur !

Le + produit : l'appui-tête, qui offre un meilleur maintien et un maximum de confort

Largeur d'assise	53 cm
Profondeur d'assise	54 cm
Hauteur d'assise	47 cm
Poids max. utilisateur	125 kg



Microfibre Camel

PVC/Polyester Noir

La rencontre entre élégance et confort

Le fauteuil **Douro** offre un confort supplémentaire grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds. Il bénéficie de maintiens latéraux au niveau de la tête.

Les versions avec moteurs bénéficient d'une poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul de seulement 10 cm par rapport au mur !

Le + produit : livré avec une deuxième protection en tissu, ce qui permet le lavage de la première

Largeur d'assise	53 cm
Profondeur d'assise	54 cm
Hauteur d'assise	47 cm
Poids max. utilisateur	125 kg



Microfibre Rouge Rubis

PVC/Polyester Taupe

Microfibre Camel

PVC/Polyester Chocolat

Design sobre et classique

Le design du fauteuil **Porto_{NG}** lui permet de s'intégrer dans tout type d'environnement. Il offre toujours plus de confort grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds et aux maintiens latéraux présents au niveau de la tête.

Il bénéficie d'une poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul de seulement 5 cm par rapport au mur !

Le + produit : la finition passepoil blanc, qui offre un design sans précédent

Largeur d'assise	53 cm
Profondeur d'assise	54 cm
Hauteur d'assise	47 cm
Poids max. utilisateur	125 kg



Microfibre Camel/Passepoil Blanc

Microfibre Gris/Passepoil Blanc

PVC/Polyester Chocolat

PVC/Polyester Taupe

Ultra personnalisable et très confortable

Le fauteuil releveur **Cosy Up** apporte un maximum de confort grâce à sa véritable assise couette et sa continuité entre l'assise et le repose-pieds.

Très personnalisable, vous avez le choix de deux profondeurs d'assise et de deux largeurs d'assise en un seul et même produit.

Sa finition bi-matière lui donne un look épuré et moderne qui conviendra à tout type d'environnement.

Disponible en 6 revêtements différents, le **Cosy Up** est LE fauteuil releveur configurable. Choisissez une base parmi les 4 choix disponibles et ajoutez le coussin qui vous correspond.

Découvrez le revêtement EasyClean anti-bactérien, déperlant et anti-tâche qui offre confort et facilité d'entretien à l'utilisateur.

Le **Cosy Up** bénéficie de deux grandes poches latérales (l'une à gauche et l'autre à droite), pour y glisser des magazines ou des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul de seulement 9 cm par rapport au mur !

Le + produit : livré avec ses deux paires de revêtements d'accoudoirs et son dossier réglable en profondeur

Largeur d'assise	45 ou 53 cm
Profondeur d'assise	45 ou 54 cm
Hauteur d'assise	48 cm
Poids max. utilisateur	125 kg



Rembourré pour largeur 45 cm

Fin pour largeur 53 cm



EasyClean Jaune

EasyClean Bleu

EasyClean Taupe

Tissu Graphique

Microfibre Taupe

PVC/Polyester Taupe

Profondeur 54 cm

Profondeur 45 cm

Les différentes versions

Manuel



Le basculement progressif vers l'arrière s'effectue grâce à un simple appui sur les accoudoirs.

1 moteur



Cette version permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier simultanément.

2 moteurs



Cette version offre deux possibilités de réglage : soit un réglage indépendant du dossier et du repose-pieds, soit un réglage synchronisé.

Les différentes positions



POSITION RELAX: Position confort avec bascule de l'assise et du dossier. Cette action est combinée avec les fauteuils 1 moteur et peut être désynchronisée pour une position sur-mesure avec les fauteuils 2 moteurs.



POSITION RELEVEUR: Position permettant de s'asseoir et de se relever sans effort.



POSITION REPOS: Position couchée pour s'allonger et dormir.

Les codes disponibles

1650169	Base Cosy Up 1 Moteur - PVC/Polyester Taupe
1650207	Base Cosy Up 1 Moteur anti-feu EN 1021-1 et 1021-2 - PVC/Polyester Taupe
1650206	Base Cosy Up 1 Moteur avec télécommande intégrée et prise USB - PVC/Polyester Taupe
1650205	Base Cosy Up 2 Moteurs - PVC/Polyester Taupe
1650210	Set de coussin complet pour Cosy Up - EasyClean Jaune antibactérien
1650211	Set de coussin complet pour Cosy Up - EasyClean Bleu antibactérien
1650212	Set de coussin complet pour Cosy Up - EasyClean Taupe antibactérien
1650213	Set de coussin complet pour Cosy Up - Tissu Graphique
1650208	Set de coussin complet pour Cosy Up - Microfibre Taupe
1650209	Set de coussin complet pour Cosy Up - PVC/Polyester Taupe
1644970	Cosy Up 1 Moteur - Microfibre Taupe
1650215	Cosy Up 1 Moteur - PVC/Polyester Taupe
1650227	Cosy Up 1 Moteur - EasyClean Taupe antibactérien
1650216	Cosy Up 1 Moteur - EasyClean Jaune antibactérien
1650217	Cosy Up 1 Moteur - EasyClean Bleu antibactérien
1650228	Cosy Up 1 Moteur - Tissu Graphique
1650229	Cosy Up 1 Moteur avec télécommande intégrée et prise USB - Microfibre Taupe
1650230	Cosy Up 1 Moteur avec télécommande intégrée et prise USB - PVC/Polyester Taupe
1650233	Cosy Up 1 Moteur avec télécommande intégrée et prise USB - EasyClean Taupe antibactérien
1650231	Cosy Up 1 Moteur avec télécommande intégrée et prise USB - EasyClean Jaune antibactérien
1650232	Cosy Up 1 Moteur avec télécommande intégrée et prise USB - EasyClean Bleu antibactérien
1650234	Cosy Up 1 Moteur avec télécommande intégrée et prise USB - Tissu Graphique
1650235	Cosy Up 1 Moteur 100% Non-Feu - EasyClean Taupe antibactérien
1650236	Cosy Up 1 Moteur 100% Non-Feu - EasyClean Jaune antibactérien
1650237	Cosy Up 1 Moteur 100% Non-Feu - EasyClean Bleu antibactérien
1644971	Cosy Up 2 Moteurs - Coussin Microfibre Taupe
1650238	Cosy Up 2 Moteurs - Coussin PVC/Polyester Taupe
1650241	Cosy Up 2 Moteurs - EasyClean Taupe antibactérien
1650239	Cosy Up 2 Moteurs - EasyClean Jaune antibactérien
1650240	Cosy Up 2 Moteurs - EasyClean Bleu antibactérien
1650242	Cosy Up 2 Moteurs - Tissu Graphique
1644969	Fino 1 Moteur - Microfibre Camel
1608089	Faro relax - PVC/Polyester Noir
1608090	Faro 1 Moteur - Microfibre Camel
1608091	Faro 1 Moteur - PVC/Polyester Noir
1608092	Faro 2 Moteurs - Microfibre Camel
1608093	Douro relax - PVC/Polyester Chocolat
1608094	Douro 1 Moteur - Microfibre Camel
1608095	Douro 1 Moteur - Microfibre Rouge Rubis
1608096	Douro 1 Moteur - PVC/Polyester Taupe
1608097	Douro 1 Moteur - PVC/Polyester Chocolat
1608133	Porto_{NG} 1 Moteur - Microfibre Camel avec passepoil Blanc
1608134	Porto_{NG} 1 Moteur - PVC/Polyester Chocolat
1608135	Porto_{NG} 2 Moteurs - Microfibre Gris avec passepoil Blanc
1608136	Porto_{NG} 2 Moteurs - PVC/Polyester Taupe

Tableau des caractéristiques

		Inclinaison maximum du dossier	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Profondeur hors tout Fermé	Profondeur hors tout Ouvert	Recul nécessaire pour inclinaison maximale	Hauteur sol/accoudoirs	Poids du produit
1 MOTEUR DOS AU MUR									
1644969	Fino	120°	1000 mm	730 mm	780 mm	1520 mm	90 mm	670 mm	53 kg
1608090	Faro	120°	1110 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	90 mm	600 mm	50 kg
1608091									
1608094	Douro	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	100 mm	640 mm	57 kg
1608095									
1608096									
1608097									
1608133	Porto NG	120°	1020 mm	790 mm	910 mm	1670 mm	50 mm	600 mm	52 kg
1608134									
	Cosy Up	120°	1050 mm	770 ⁽¹⁾ / 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm	640 ⁽¹⁾ / 700 mm	57 kg
2 MOTEURS									
1608092	Faro	135°	1110 mm	770 mm	880 mm	1670 mm	460 mm	600 mm	50 kg
1608135	Porto NG	135°	1020 mm	790 mm	860 mm	1670 mm	460 mm	600 mm	52 kg
1608136									
	Cosy Up	135°	1050 mm	770 ⁽¹⁾ / 800 mm	910 mm	1720 mm	460 mm	640 ⁽¹⁾ / 700 mm	57 kg
MANUEL									
1608089	Faro	120°	1080 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	480 mm	600 mm	50 kg
1608093	Douro	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	220 mm	640 mm	57 kg

1. sans revêtement d'accoudoir

Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples informations ?
C'est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous.

Votre Prestataire de Santé à Domicile :

Vous souhaitez en savoir plus sur nos fauteuils releveurs et relax ?
Rendez-vous sur notre site:
www.invacare.fr



Yes, you can.®

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél: +33 2 47 62 64 00
Fax: +33 2 47 42 12 24
Email: contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare® | Fauteuils Releveurs



Invacare **Fino**

Invacare **Faro**

Invacare **Douro**



Invacare **Cosy Up**

Invacare **Porto_{NG}**

1644449 - 03/2018 - © Invacare International Sarl 2018 - Tous droits réservés

Trusted Solutions,
Passionate People

