

# Guide de choix fauteuils / chaises de douche mobiles

## CHAISES DE DOUCHE A POUSSER

Aquatec  
**Ocean Ergo**

Aquatec  
**Ocean Ergo XL**

Invacare  
**Cascade**

Invacare **Lima**

Invacare **Alize**



**1604208**



**1604210**



**H243**



**1525732**



**H2080**

|                                      |  |              |              |                  |              |                   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
|                                      | <b>Découpe toilette intime</b>         | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            | ✓                 |
|                                      | <b>Couvercle</b>                       | Option       | Option       | ✓                | ✓            |                   |
|                                      | <b>Largeur HT</b>                      | 565 mm       | 645 mm       | 570 mm           | 575 mm       | 590 mm            |
|                                      | <b>Largeur d'assise</b>                | 480 mm       | 480 mm       | 430 mm           | 460 mm       | 410 mm            |
|                                      | <b>Profondeur HT</b>                   | 905 mm       | 905 mm       | 940 mm           | 1045 mm      | 690 mm            |
|                                      | <b>Profondeur d'assise</b>             | 480 mm       | 480 mm       | 420 mm           | 460 mm       | 400 mm            |
|                                      | <b>Hauteur d'assise</b>                | 475 - 600 mm | 475 - 600 mm | 545 mm           | 580 mm       | 530 mm            |
|                                      | <b>Hauteur HT</b>                      | 1020-1145 mm | 1020-1145 mm | 945 mm           | 1000 mm      | 900 mm            |
|                                      | <b>Hauteur du Dossier</b>              | 545 mm       | 545 mm       | 410 mm           | 420 mm       | 380 mm            |
|                                      | <b>Poids</b>                           | 17 kg        | 18 kg        | 13 kg            | 14 kg        | 10 kg             |
|                                      | <b>Poids max utilisateur</b>           | 150 kg       | 180 kg       | 120 kg           | 135 kg       | 120 kg            |
| <b>Caractéristiques dossiers</b>     | <b>Réglable en tension</b>             | ✓            | ✓            |                  |              |                   |
|                                      | <b>Inclinable</b>                      |              |              |                  |              |                   |
| <b>Caractéristiques accoudoirs</b>   | <b>Amovible</b>                        |              |              |                  |              |                   |
|                                      | <b>Relevable</b>                       | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            | ✓                 |
| <b>Caractéristiques repose-pieds</b> | <b>Réglable en hauteur</b>             | ✓            | ✓            |                  | ✓            |                   |
|                                      | <b>Relevable</b>                       | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            | ✓                 |
|                                      | <b>Amovible</b>                        | ✓            | ✓            |                  | ✓            |                   |
|                                      | <b>Repose-pieds / Palette monobloc</b> | Repose-pieds | Repose-pieds | Palette monobloc | Repose-pieds | Tube repose-pieds |

## FAUTEUILS ROULANTS DE DOUCHE

Aquatec  
**Ocean Vip Ergo**

Aquatec  
**Ocean Dual-Vip Ergo**

Aquatec  
**Ocean E-Vip**

Aquatec **Ocean Ergo**

Aquatec **Ocean Ergo XL**

Invacare  
**Cascade**

Invacare **Lima**



**1604019**

**1604134**

**1471208**

**1604209**

**1604212**

**H253**

**1525733**

|              |              |                |              |              |                  |              |
|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| ✓            | ✓            | ✓              | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| Option       | Option       | Option         | Option       | Option       | ✓                | ✓            |
| 565 mm       | 565 mm       | 730 mm         | 670 mm       | 670 mm       | 640 mm           | 680 mm       |
| 480 mm       | 480 mm       | 480 mm         | 480 mm       | 460 mm       | 430 mm           | 460 mm       |
| 1000 mm      | 1000 mm      | 1010 mm        | 1050 mm      | 1050 mm      | 1040 mm          | 1115 mm      |
| 480 mm       | 480 mm       | 450 mm         | 480 mm       | 460 mm       | 420 mm           | 460 mm       |
| 475-600 mm   | 475-600 mm   | 500 - 1050 mm  | 475 - 600 mm | 475 - 600 mm | 545 mm           | 580 mm       |
| 1050-1340 mm | 1050-1340 mm | 1070 - 1620 mm | 1045-1170 mm | 1045-1170 mm | 945 mm           | 1000 mm      |
| 575 mm       | 575 mm       | 570 mm         | 570 mm       | 570 mm       | 410 mm           | 420 mm       |
| 23,5 kg      | 28,3 kg      | 39 kg          | 23 kg        | 24 kg        | 18,5 kg          | 19 kg        |
| 150 kg       | 150 kg       | 150 kg         | 150 kg       | 180 kg       | 120 kg           | 135 kg       |
| ✓            | ✓            | ✓              | ✓            | ✓            |                  |              |
|              | ✓            | ✓              |              |              |                  |              |
| ✓            | ✓            | ✓              | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| ✓            | ✓            | ✓              | ✓            | ✓            | ✓                | ✓            |
| ✓            | ✓            | ✓              | ✓            | ✓            |                  | ✓            |
| Repose-pieds | Repose-pieds | Repose-pieds   | Repose-pieds | Repose-pieds | Palette monobloc | Repose-pieds |