

**matrx**<sup>®</sup>  
SEATING SERIES

# Flo-tech™ Image



Stabilité et prévention !



Yes, you can.®

Le coussin **Flo-tech Image** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m<sup>3</sup>. Le design de la base en mousse est galbé pour favoriser le bon alignement des cuisses et assurer un positionnement stable. La cuvette ischiatique avec une poche en gel fluide apportera une zone de contact plus importante au niveau de la zone sacrée et donc une réelle prévention des escarres.

## Caractéristiques



### Revêtement imperméable et déperlant

Equippé d'une sangle de préhension.

### Poche en gel fluide

Permet une meilleure répartition des points de pression.

### Traitement anti-bactérien Ultra Fresh™

Limite la prolifération des bactéries et rend la mousse plus résistante aux odeurs et moisissures.



### Conception Originale

Le design du coussin **Image** a été pensé pour une meilleure adaptation du coussin sur le fauteuil roulant : découpe toile d'assise pour compenser l'effet hamac de la toile d'assise, découpe tube de dossier pour maximiser la profondeur du fauteuil.

### Cales de positionnement

## Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

|                             | Largeur  | Profondeur                 | Hauteur               | Hauteur en regard de la cuisse | Poids               | Poids max | Housse externe lavable à |
|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| <b>Matrx Flo-tech Image</b> | 405 mm<br>430 mm<br>455 mm<br>480 mm<br>500 mm | 405 mm<br>430 mm<br>455 mm | A: 85 mm/<br>B: 78 mm | 60 mm                          | A partir de 1.82 kg | 140 kg    | 80°                      |

## Coloris du revêtement

Revêtement noir bi-extensible imperméable et déperlant

