



# Jazz 1



Le design au service de la marche



*Dolomite* **Jazz 1** est une nouvelle génération de rollator, stylé, élégant et très fonctionnel. Il est équipé d'un réglage en hauteur des poignées au cm près, de poignées ergonomiques et aucun câble de frein n'est apparent.

### Pliant

Le pliage par croisillon apporte plus de solidité et un minimum d'encombrement une fois plié. Il tient debout en position pliée et est léger (seulement 7,8 kg). L'assise souple peut être laissée sur le rollator pour le pliage.

### Simple d'utilisation

Le réglage en hauteur des poignées est très précis grâce à des repères sur les tubes. Livré de série avec une tablette, un panier souple et un monte-trottoir intégré sur les roues. Disponible en hauteur 600 mm.



## Caractéristiques et Options



### Siège souple

Pour un pliage facilité et une assise plus confortable.



### Tablette et panier

Livrés en standard pour un maximum de praticité.











### Monte-trottoir

„Pédales“ intégrées qui simplifient les passages des obstacles.

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors-tout	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largeur entre les poignées	Diamètre des roues	Poids net
<b>Jazz 1</b>	 620 mm	 680 mm	 440 mm	 750 - 970 mm	 600 mm	 420 mm	 200 mm	 7,7 kg

<b>Jazz 1</b>	 130 kg	 290 mm
---------------	---	---

### Coloris

Gris anthracite



### Code

12140-46-24

Livré avec panier, tablette et monte-trottoir

### Accessoires

1522062 Sangle de dossier  
1512912 Accroche cannes