

# H263/H273 Lima



Chaise / Fauteuil de douche  
pliant en aluminium



Le fauteuil roulant de douche et la chaise de douche à pousser *Invacare Lima* offrent un châssis pliant par croisillon pour vous permettre de gagner un maximum de place à domicile ou en institution. La conception en aluminium est un gage de légèreté et écarte tout risque de corrosion. Les 2 modèles offrent une assise avec découpe anatomique permettant de positionner la découpe vers l'avant, vers l'arrière ou vers la droite ou la gauche !

### L'équipement standard comprend :

- Repose-pieds réglables en hauteur sans outils
- Repose-pieds escamotables intérieur / extérieur
- Accoudoirs relevables pour libérer de l'espace lors du transfert
- Seau amovible permettant une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes
- Ceinture de maintien
- Assise avec bouchon

### Caractéristiques et Options



#### 2 types de roues

Roues arrière de 24" à bandage + roues avant de 5" ou 4 roues freinées de 5".

Assise anatomique 4 positions avec bouchon de série permettant de positionner la découpe intime vers l'avant, l'arrière, vers la droite ou la gauche.

Très simple à plier et à transporter grâce à son châssis pliant par croisillon.

Ceinture de maintien

### Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Hauteur d'assise	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur plié	Poids total du produit	Poids max. utilisateur
<b>H263</b>	580 mm	460 mm	575 mm	1045 mm	1000 mm	210 mm	14 kg	135 kg
<b>H273</b>	580 mm	460 mm	680 mm	1115 mm	1000 mm	300 mm	19 kg	135 kg

### Codes

**1525732** Chaise de douche à pousser pliante *Lima H263*  
**1525733** Fauteuil roulant de douche pliant *Lima H273*