

matrx[®]
SEATING SERIES

Coussin PS



JUNIOR

Améliorer le positionnement enfant

INVACARE
Yes, you can.®

Le coussin **Invacare® Matrx PS** a été conçu pour apporter un maximum de soutien à l'utilisateur. Chaque élément a été soigneusement construit en gardant les enfants à l'esprit à chaque étape.

Les principales caractéristiques incluent :

- Coussin galbé en mousse haute résilience
- Un gaufrier sous le coussin, au niveau des ischions



Caractéristiques et options

Coussin galbé en mousse haute résilience

Le coussin **Invacare Matrx PS** est galbé et composé d'une mousse de haute qualité. Il est gaufré, au niveau des ischions pour améliorer le positionnement et le confort. Son galbe améliore la stabilité et le soutien de l'utilisateur. La mousse moulée HR offre une longue durée de vie au coussin.



Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Poids max. utilisateur
Coussin Matrx PS	260, 280, 310, 330, 360 mm	260, 310, 360, 410 mm	50 mm	A partir de 150 g	68 kg



Tableau des tailles de coussin

Largeur (mm) x Profondeur (mm)				
260 x 260 mm	280 x 310 mm	310 x 310 mm	330 x 310 mm	360 x 310 mm
260 x 310 mm	280 x 360 mm	310 x 360 mm	330 x 360 mm	360 x 360 mm
260 x 360 mm	280 x 410 mm	310 x 410 mm	330 x 410 mm	360 x 410 mm

Revêtement

Tissu Kid*a*bra

