

# DÉCOUVREZ L'APP MYLINX

L'application qui vous connecte à votre fauteuil roulant électrique



Technologie Intelligente : Mobilité Redéfinie

**LINX**



Yes, you can.



# Une technologie révolutionnaire au coeur du fauteuil roulant électrique

► **Le nouveau système MyLiNX d'Invacare est le premier dans l'industrie des fauteuils roulants électriques - une application qui donne aux prestataires et aux utilisateurs une visibilité inégalée sur l'état et les performances de leur fauteuils roulants électriques.**

Conçu pour répondre aux besoins dans un monde technologique toujours plus connecté, l'application MyLiNX se connecte à n'importe quel fauteuil roulant électrique possédant la technologie Invacare LiNX :

- Donne un accès rapide et simple à l'état du fauteuil et aux statistiques de performance
- Renforce la confiance de l'utilisateur en donnant accès à des informations et des diagnostics faciles à comprendre
- Facilite l'échange d'informations techniques sur le fauteuil roulant électrique entre l'utilisateur et le prestataire

Cette application - la première dans son genre - révolutionnera la manière dont l'utilisateur interagira avec son fauteuil et définira un nouveau standard dans les attentes des utilisateurs de la part d'un produit d'aide à la mobilité.

## Comment le système MyLiNX fonctionne ?

► **La fonctionnalité MyLiNX est incorporée dans l'électronique LiNX du fauteuil roulant électrique et collecte des données sur le fauteuil puis les transmet, via bluetooth, à l'application MyLiNX sur le smartphone de l'utilisateur.** L'application affiche ces données pour que l'utilisateur puisse visualiser l'état de son fauteuil roulant, des batteries, ... permettant ainsi de mieux entretenir son fauteuil. Ces données peuvent ensuite être facilement partagées avec le prestataire.



**Fauteuil roulant électrique avec électronique LiNX**

1

4



Envoi possible  
des données au  
prestataire si besoin



3



Smartphone sous  
iOS ou Android

2



Connection  
Bluetooth 4.0



# Qu'est ce que **l'application MyLiNX** peut faire pour vous?

► **Depuis toujours, les exigences des utilisateurs de fauteuil roulant électrique n'ont pas changées et restent centrées sur deux domaines spécifiques : La fiabilité et la performance**

Les fauteuils roulants électriques Invacare ont toujours été conçus et fabriqués avec un niveau d'exigence élevé, mais nous avons également profité du développement de notre nouvelle électronique pour combler un fossé technologique qui n'a cessé de se creuser entre les produits d'aide à la mobilité et les personnes qui les utilisent.

Dans un monde de plus en plus connecté, nous voyons désormais aussi bien des appareils électroménagers que des chaudières connectés à nos smartphones. Alors nous nous sommes posés la question suivante "Pourquoi ne pas être connecté à son fauteuil roulant électrique?"

Bien sûr, il aurait été inutile de développer une application sans réelle valeur ajoutée, c'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur ce que les utilisateurs nous demandaient : une meilleure compréhension du fonctionnement de leur fauteuil, des informations sur l'état du fauteuil, des conseils sur la charge des batteries et des solutions pour résoudre une éventuelle problématique rencontrée.

## **Des informations claires**

► **Vous êtes fatigué de regarder une lumière rouge clignoter et de penser : "Qu'est ce que cela signifie réellement?"**



L'application **MyLiNX** apporte de nombreuses réponses comme sur l'état de la batterie ou un quelconque défaut (par exemple un moteur débrayé).

L'application vous fournit un diagnostic clair et précis de l'état de votre fauteuil comme vous n'avez jamais pu le voir auparavant.



## Une plus grande confiance



► Vous voulez avoir pleine confiance envers la fiabilité et la performance de votre fauteuil?

Avec l'application **MyLiNX**, vous gagnerez en confiance lors de l'utilisation de votre fauteuil roulant électrique.

L'application vous donnera une meilleure compréhension de l'état de santé de votre fauteuil et vous fournira une solution rapide, simple et précise pour communiquer une quelconque panne à votre prestataire.

## Des conseils à la demande



► Obtenir des performances optimales avec votre fauteuil roulant est important pour vous ?

Parfois, il peut être difficile de comprendre toutes les informations relatives à l'utilisation de votre nouveau fauteuil roulant électrique. Des informations peuvent être oubliées comme la bonne manière de charger ses batteries ou de faire entretenir votre fauteuil.

L'application **MyLiNX** fournit des conseils à la demande - liés aux diagnostics de votre fauteuil - pour vous aider à mieux l'entretenir afin de garder des performances optimales et minimiser les risques de panne.

## Une assistance plus rapide et plus facile



► Frustré par la difficulté et le temps qu'il faut pour obtenir une réponse à une demande de service ?

L'application **MyLiNX** peut envoyer des données et les codes pannes directement par mail à votre prestataire, ce qui peut permettre d'identifier et résoudre la cause du problème à distance. Vous pourrez ainsi éviter d'attendre la venue d'un technicien ou la nécessité d'amener le produit chez le prestataire.



Bien sûr, il n'y a pas de raison pour que vous rencontriez un problème avec votre fauteuil, mais dans l'hypothèse où cela arriverait, l'application **MyLiNX** vous permettra de gérer cette situation avec moins de stress et d'anxiété.

# L'application Intelligente MyLiNX

Donner le pouvoir  
aux utilisateurs grâce  
à la technologie et à  
l'information

► L'application MyLiNX peut être téléchargée gratuitement depuis l'Apple Store et Google Play Store. Une fois installée, elle permet de faire le lien avec l'électronique LiNX du fauteuil roulant électrique. L'application fournit :

- Des informations détaillées et précises sur la batterie accompagnées de conseil sur la charge des batteries
- Des informations détaillées et précises sur les codes panne
- La capacité d'informer facilement votre prestataire sur une quelconque panne et sur l'état de santé de votre fauteuil
- Des alertes automatisées lors de mauvais événements de charge de la batterie pour mieux les entretenir
- Une interface claire et simple pour les utilisateurs



**TÉLÉCHARGER  
GRATUITEMENT**

Depuis l'Apple store et  
Google Play Store

# Les manipulateurs LiNX

► Le système de contrôle LiNX a été développé pour une facilité d'utilisation, avec simplicité et fiabilité. Il est facile à comprendre et à utiliser pour tous, y compris les utilisateurs possédant des capacités cognitives limitées.

Grâce à une conception modulaire unique, le système peut s'adapter à l'évolution des besoins de l'utilisateur.

Chaque manipulateur possède une connexion Bluetooth 4.0 qui permet d'utiliser l'application MyLiNX.

Pour en savoir plus sur la technologie LiNX, visitez notre site <http://www.invacarelinox.com>



Écran  
couleur tactile  
**3.5"**



**TÉLÉCHARGER  
GRATUITEMENT**

Depuis l'Apple store et  
Google Play Store



**TÉLÉCHARGER MAINTENANT**



Invacare Poirier S.A.S.  
Route de Saint Roch  
37230 Fondettes - France  
Tel. : +33 2 47 62 64 00  
Fax : +33 2 47 42 12 24  
Email : [contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)