

# Portfolio Rea® - Catégorie FRMP

Fauteuils Roulants Modulaires à  
propulsion manuelle ou à pousser multi-  
Position



**INVACARE**  
Yes, you can.®

# Sommaire :

Introduction

Utilisation de ce portfolio

Les produits

Informations techniques

Pictogrammes

Photos

Type de propulsion

Type d'assise

Coussins d'assise

Type de dossier

Coussin de dossier

Inclinaison de l'assise et du dossier

Potences et palettes

Accoudoirs / options d'accoudoir

Options d'assise

Coloris de châssis

Roues avant

Roues arrière

Mains-courantes

Protège-rayons

Sécurité

Accessoires

## Introduction :

Notre gamme Rea® est désormais classée FRMP, fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser multi-position, dans le cadre de la Nouvelle Nomenclature 2025.

Ces fauteuils s'adressent aux personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale permanente et aux besoins spécifiques d'installation et de changement de positions.

Retrouvez les fauteuils ci-dessous :

- Clematis Pro & Clematis Pro E-Tilt
- Dahlia 30 également disponible en version **Assist** et **Matrx**
- Dahlia 45 également disponible en version **Assist** et **Matrx**
- Rea Azalea également disponible en version **Minor**, **Max**, **Tall** et **Assist**
- Rea Azalea Base classé - BASEs roulants modulaires

*Destiné aux personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale, provisoire ou définitive, uniquement si elles sont installées dans un système de soutien du corps réalisé sur moulage en matériaux thermo formable haute température.*

## Utilisation du portfolio :

Lorsqu'une option ou un accessoire est compatible et disponible sur un produit de la gamme **Rea**®, le code de l'option est noté sur la colonne de droite.

Toutes les options et accessoires disponibles sur la gamme **Rea**® sont listés dans les pages suivantes et sont classés par catégorie et sous-catégorie.

Pour plus d'informations consultez notre site internet : <https://www.invacare.fr/fr>

## Les produits :

### **Rea® Clematis® Pro & Pro E-Tilt – Catégorie FRMP**



Fauteuils roulants avec assise et dossier réglables pour offrir à l'utilisateur une posture et un équilibre optimal. Disponible également en version **E-Tilt**, inclinaison par vérins électriques.

Retrouvez les versions **Stock** disponibles en catégorie **FMPR** :

- Clematis® Pro One S (largeur fixe ou ajustable)
- Clematis® Pro One S Visco (largeur ajustable)
- Clematis® Pro One Transit S Visco (largeur fixe)
- Clematis® Pro One Transit S (largeur fixe.)

### **Rea® Azalea® – Catégorie FRMP**



Fauteuils roulants pour les utilisateurs modérément actifs ou ayant un faible maintien du tronc.

Disponible également :

- En version **Max** pour les utilisateurs en surpoids (poids max. utilisateur : **180 kg.**)
- En version **Minor** pour utilisateurs de petite taille ou pour les enfants.
- En version **Tall** pour les utilisateurs de grande taille, profondeur et hauteur d'assise plus importantes.

**Rea® Azalea® Base – Catégorie BASE**




Châssis de fauteuil roulant qui bénéficie d'une inter-compatibilité au niveau des pièces et accessoires avec les autres modèles **Azalea®**

**Rea® Dahlia® 30 & 45° - Catégorie FRMP**










Fauteuils roulants pour les utilisateurs à la recherche de confort d'autonomie et de mobilité. Chaque modèle est disponible en version **Assist**.

## Informations techniques :

	Assise				Dossier		Accoudoirs
	 Largeur d'assise	 Profondeur d'assise	 Bascule d'assise	 Hauteur d'assise	 Inclinaison de dossier	 Hauteur du dossier	 Hauteur des accoudoirs
Rea® Clematis® Pro & Pro E- Tilt	390 – 440 mm 440 – 490 mm 490 – 540 mm 540 – 590 mm	430 – 500 mm	0 – 25° 0 – 30° (version E-Tilt)	400 – 450 mm	0° - 30°	570 – 710 mm	230 – 350 mm
Rea® Azalea®	390 – 440 mm 440 – 490 mm 490 – 540 mm	430 – 500 mm	+1° à + 24° +1° à +25°	400 – 500 mm	0° - 30°	540 – 790 mm	240 – 360 mm
Rea® Azalea® Minor	340 mm (+50/100 mm)	380 – 450 mm	+1° +25°	400 – 450 mm	0° - 30°	550 – 650 mm	240 – 360 mm
Rea® Azalea® Tall	390 – 440 mm 440 – 490 mm 490 – 540 mm 390 – 490 mm 440 – 540 mm 490 – 590 mm	480 – 550 mm	-1° +23° +1° + 25°	500 mm	0° - 30°	560 – 790 mm	240 – 360 mm
Rea® Azalea® Max	510 mm 610 mm	530 – 600 mm	1°-20°	400 / 450 mm	0° - 30°	500 – 580 mm	320 – 420 mm
Rea® Azalea® Base	340 mm 390 mm 440 mm 490 mm	380 – 450 mm	-1° +23° +1° + 25°	400 / 450 mm	0° - 30°	600 – 700 mm	240 – 360 mm
Rea® Dahlia® 30° & 45°	390 – 440 mm 440 – 490 mm 490 – 540 mm	430 – 500 mm	<u>Dahlia 30° :</u> -1° à 30° <u>Dahlia 45° :</u> 0° à 45°	<u>Dahlia 30° :</u> 330 – 500 mm <u>Dahlia 45° :</u> 350 – 500 mm	0° - 30°	500 – 800 mm (sans coussin d'assise)	250 – 320 mm

## Informations techniques :

	Repose-jambes	Dimensions hors-tout			Poids		
	UL 	Largeur hors-tout 	Largeur hors-tout avec potence 	Hauteur hors-tout 	Poids max. utilisateur 	Poids de transport 	Poids du fauteuil 
Rea® Clematis® Pro & Pro E-Tilt	330 - 500	Largeur d'assise + 210	1120 - 1480	960 - 1120	125 kg	20.5 / 21 / 21.5 kg	30 / 32 / 33.5 kg
Rea® Azalea®	330 - 500	Largeur d'assise + 220	950 - 1020	900 - 1250	135 kg	16.5 kg	34 kg
Rea® Azalea® Minor	330 - 500	Largeur d'assise + 220	900 - 1020	900	75 kg	15 kg	28 kg
Rea® Azalea® Tall	330 - 500	Largeur d'assise + 220	950 - 1070	1000 - 1300	135 kg	18.7 kg	36 kg
Rea® Azalea® Max	330 - 500	Largeur d'assise + 250	1050 - 1120	1020 - 1240	180 kg	33 kg	54 kg
Rea® Azalea® Base	330 - 500	Largeur d'assise + 220	930 – 1040* 950 – 1070	1300* /1400 mm	135 kg	15 kg	20 kg
Rea® Dahlia® 30° & 45°	330 - 500	Largeur d'assise +160 (16'') +180 (20/22/24'')	900 – 1180	825 - 1250	135 kg	21 à 25 kg	> 35 kg

\*Pour largeur d'assise : 340 mm

# Pictogrammes :









## Photos :

	Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Dahlia® 30°	Dahlia® 45°
<b>Types de Propulsion</b>							
Standard 	SNB0100	SNC0100	BNA0025	BSA0030	BQA0030	BVA0030	BXA0035
Kit <b>Dual HR</b> à démontage rapide (droit et gauche) 						BVA0042 BVA0044	BXA0042 BXA0044
Fauteuil Transit roues arrière de 16'' freins tambour, commande tierce-personne 			BNA0020	BSA0020	BQA0020	BVA0020	BXA0020
Propulsion transit (version <b>Assist</b> , roues arrière 12'') 	SNB0110	SNC0110					
Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrière de 22'' ou 24'' freins tambour, commande tierce-personne 			BNA0030	BSA0040	BQA0040		

## Photos :

	Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Dahlia® 30°	Dahlia® 45°
<b>Packs de positionnement (PAP) :</b>							
<b>Pack 1 :</b> Coussin d'assise <b>Vicair</b> au choix + Coussin de dossier <b>Vicair</b> au choix + <b>Ceinture BodyPoint</b> au choix + Appui-joue 			BNA0042			BVA0046	BXA0046
<b>Pack 2 :</b> Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> ou <b>Flo-tech Solution Xtra</b> + Dossier <b>Matrx</b> au choix + <b>Harnais Bodypoint</b> au choix + <b>Ceinture Bodypoint</b> au choix + Appui-joue 			BNA0043			BVA0047	BXA0047

## Photos :

	Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Dahlia® 30	Dahlia® 45
<b>Types d'assise</b>							
Châssis réglable en largeur et en profondeur 	SNB0210	SNC0210	BNA0130				
Sur rail réglable en profondeur sans outil 			BNA0140				
Rigide réglable en profondeur 				BSA0120			
Plaque d'assise réglable en profondeur sur 70 mm 					BQA0150		
Plaque d'assise avec pente d'assise de -5° ou +5° réglable en profondeur sur 70 mm 					BQA0155		
Sans interface (livré avec support d'assise fixe) 					BQA0170		







## Photos :

		Rea® Clematis Pro	Rea® Clematis Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Dahlia® 30°	Dahlia® 45°
<b>Coussin d'assise</b>								
Matrx <i>Libra</i>		SNB0400	SNC0400	BNA0168			BVA0292	BXA0243
Flo-Tech <i>Solution Xtra</i>		SNB0405	SNC0405	BNA0169			BVA0294	BXA0246
Matrx <i>Contour Visco NG</i>		SNB0410	SNC0410	BNA0164			BVA0280	BXA0240
Flo- <i>Shape</i>		SNB0430	SNC0430	BNA0165			BVA0270 BVA0272 BVA0274	BXA0230
<i>Mistral 2</i>		SNB0420	SNC0420	BNA0175			BVA0260	BXA0220
Vicair <i>Adjuster O2</i>				BNA0167			BVA0300	BXA0260
Vicair <i>Vector O2</i>				BNA0179			BVA0310	BXA0270
Coussin mousse HR, hauteur 100 mm livré avec housse de coussin d'assise imperméable					BSA0160			

## Photos :

Coloris de garniture de coussin							
Velours noir				BNA0191			BXA0290
Dartex				BNA0201			
Mesh micro-aéré noir (TR36)				BNA0202			BXA0305
Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)					BSA0155		BXA0300






## Photos :

	Rea® Clematis®	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Dahlia® 30°	Dahlia® 45
<b>Type de dossier</b>							
Plaque de dossier <b>Flex 3</b> (réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm) 			BNA0210			BVA0430	BXA0390
Plaque de dossier <b>Laguna 2</b> , (réglable en hauteur de 600 à 710 mm) 			BNA0215			BVA0410	BXA0370
<b>Dossier Flex 3</b> réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm équipé d'un tendeur de dossier 			BNA0220			BVA0440	BXA0400
<b>Dossier Flex 3 +</b> Réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm, équipé d'un tendeur de dossier (permet un double réglage en inclinaison du haut et du bas du dossier) 			BNA0219			BVA0445	BXA0405
Dossier <b>Flex 2</b> réglable en tension courbure courte 			BNA0217	BSA0160 BSB0160			
Dossier <b>Laguna 2</b> Réglable en tension 	SNB0520	SNC0520				BVA0420	


Plaqué de dossier rigide		SNB0500	SNC0500					
Dossier réglable en tension courbure haute					BSA0160			
Dossier souple		SNB0510	SNC0510					
Dossier <b>Matrx Elite E2</b>				BNA0221			BVA0390	BXA0350
Dossier <b>Matrx Elite E2 Deep</b>				BNA0223			BVA0400	BXA0360
Dossier <b>Matrx Posture Back</b>				BNA0225				
<b>Coussin de dossier</b>								
Latéral, plat et large, 43 cm		SNB0540	SNC0540				BVA0495 BVA0497	
Latéral, plat et large, 54 cm				BNA0240	BSA0170		BVA0490 BVA0492	BXA0450
<b>Laguna</b> Plat avec légers maintiens latéraux		SNB0530	SNC0530	BNA0250	BSA0180		BVA0500	BXA0460

<b>Mistral 2,</b> Maintien de la taille, épaules dégagées				BNA0260			BVA0510	BXA0470
<b>Passad 2</b> Maintien du buste et des épaules				BNA0270			BVA0520	BXA0480
<b>Vicair Multifonction O2</b>				BNA0276			BVA0544	BXA0484
<b>Vicair Flex</b> – livré avec cales de dossier				BNA0277			BVA0546	BXA0486
<b>Garniture de dossier</b>								
Velours noir (TR35)				BNA0311			BVA0560	BXA0520
Dartex								
Mesh micro-aéré (TR36)				BNA0322			BVA0575	BXA0535
Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)				BNA0321	BSA0215		BVA0570	BXA0530

## Photos :

	Rea® Clematis® Pro	Rea Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea®Azalea® Max	Rea®Azalea® Base	Dahlia®30	Dahlia®45
<b>Poignées à pousser</b>							
Poignées à pousser séparées 	SNB0560	SNC0560					
Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles 			BNA0335 BNA0340 BNA0341 BNA0343	BSA0220	BQA0176	BVA0590 BVA0600	BXA0550 BXA0560 BXA0570
Poignées à pousser courbées 				BSA0230			
Barre de poussée Réglable en angle et en hauteur 	SNB0570	SNC0570	BNA0345			BVA0580	BXA0540
Poignées à pousser connectées obligatoire pour dossier réglable en tension <b>Laguna 2</b> 	SNB0580	SNC0580			BQA0174		

## Photos :








	Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30°	Rea® Dahlia® 45°
<b>Inclinaison de l'assise et du dossier</b>							
Manuelle par vérins pneumatiques, commande tierce-personne 			BNA0350	BSA0240		BVA0620	BXA0580
Inclinaison d'assise et de dossier électrique par télécommande 			BNA0360	BSA0250			BXA0595
Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise) 			BNA1263	BSA0605	BQA0932		
Vérin pneumatique, commande utilisateur (monté sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs réglables en largeur ou non réglables) 	SNB0600					BVA0630 BVA0632	
Vérins Electriques par télécommande pour inclinaisons d'assise et de dossier 		SNC0620					
Vérins pneumatiques, commande tierce-personne (pour dossier) 					BQA0160	BVA0640	BXA0600
Réglable en angle mécaniquement par VIS (pour dossier)					BQA0161	BVA0660	BXA0620




## Photos :

	Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30°	Rea® Dahlia® 45°
<b>Potences et palettes</b>							
<b>Potences &amp; Repose-jambe</b>							
Potence fixe à 80° escamotable intérieur/extérieur 			BNA0390 BNA0440		BQA0200 BQA0250	BVA0710 BVA0760	BXA0670 BXA0720
Support amputé 			BNA0410 BNA0460		BQA0220 BQA0270	BVA0730 BVA0780	BXA0690 BXA0740
Repose-jambes réglables de 0° à 75° avec appui-mollets multi-réglable et protection de genoux, la paire 	SNB0720 SNB0740	SNC0720 SNC0740	BNA0380 BNA0430	BSA0260	BQA0190 BQA0240	BVA0700 BVA0750	BXA0660 BXA0710
Repose-jambes central avec appui-mollets et palettes articulées 			BNA0370		BQA0180	BVA0670	BXA0630


Palettes								
Palette réglable en profondeur et en angle Tube court : 240 mm Tube long : 360 mm Sangle talonnière		SNB0770 SNB0790	SNC0770 SNC0790	BNA0490 BNA0520 BNA0550 BNA0580		BQA0310 BQA0340 BQA0370 BQA0400	BVA0825 BVA0845	BXA0790 BXA0810 BXA0830 BXA0850
Palette fixe : Tube court : 240 mm Tube long : 360 mm				BNA0510 BNA0570		BQA0300 BQA0360 BQA0330 BQA0390		
Palette monobloc réglable en profondeur et en angle. Tube court : 240 mm Tube long : 360 mm				BNA0475 BNA0476		BQA0290	BVA0805	BXA0760 BXA0770
Palette monobloc 3 parties escamotable, réglable en hauteur, profondeur et angle. Tubes courts et longs.					BSA0280 BSA0290			

## Photos :

	Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30°	Rea® Dahlia® 45°
<b>Accoudoirs</b>							
Confort réglable en hauteur de 230 à 370 mm. 	SNB0800 SNB0850	SNC0800 SNC0850	BNA0600 BNA0630		BQA0420 BQA0470	BVA0910 BVA0970	BXA0870 BXA0930 BXA0875 BXA0935
Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm – largeur d’assise utile - 20 mm 			BNA0610 BNA0640		BQA0440 BQA0490		
Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur 	SNB0820 SNB0870	SNC0820 SNC0870	BNA0615 BNA0645		BQA0450 BQA0500	BVA0930 BVA0990	BXA0890 BXA0950
Large, réglable en hauteur 				BSA0300 BSA0320			
Manchette étroite pour demi-tablette 			BNA0620 BNA0650			BVA0950 BVA1010	BXA0910 BXA0970
Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm – longueur 380 mm 						BVA0900 BVA0960	BXA0860 BXA0920
Gouttière étroite sans rotation réglable en hauteur et profondeur sans outil. 	SNB0810 SNB0860	SNC0810 SNC0860	BNA0606 BNA0636		BQA0425 BQA0475	BVA0925 BVA0985	










Option d'accoudoirs							
Coussin latéral rembourré 			BNA0690	BSA0350	BQA0530		BXA0980
Housse velours rembourrée par manchette étroite 						BVA1025	BXA0985
Housse de protège-vêtements, la paire 			BNA0680	BSA0340	BQA0520	BVA1020	

## Photos :

	Rea® Clematis®	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30	Rea® Dahlia® 45°
<b>Appui-tête</b>							
Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables 	SNB1100	SNC1100	BNA0730	BSA0370	BQA0540	BVA1080	BXA1040
Housse de coussin d'appui-tête 	SNB1130	SNC1130	BNA0740	BSA0380	BQA0545	BVA1090	BXA1050
Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables 	SNB1110	SNC1110	BNA0750	BSA0390	BQA0550	BVA1100	BXA1060
Appui-nuque 	SNB1120	SNC1120	BNA0770	BSA0400	BQA0560	BVA1110	BXA1070
Appui-tête <b>Matrx Elan</b> 			BNA0731 BNA0736			BVA1081 BVA1086	BXA1041 BXA1046
Fixation appui-tête <b>Matrx Elan</b> multi-réglable 			BNA0742			BVA1087	BXA1047
Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête 			BNA0790		BQA0570	BVA1130	BXA1090
Support appui-tête/appui-nuque Universel 			BNA0782				






## Photos :

	Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30°	Rea® Dahlia® 45°
<b>Options de dossier &amp; d'assise</b>							
Soutien lombaire 				BSA0430			
Indicateur d'inclinaison de dossier 			BNA0915	BSA0365		BVA1300	BXA1260
Kit de 2 cales de positionnement triangulaires 			BNA0920	BSA0440		BVA1280	BXA1240
Cale-tronc pour dossier réglable en tension <b>Laguna 2</b> 			BNA0905	BSA0415		BVA1265	
Cale-tronc amovible, réglable en largeur en profondeur et en hauteur 	SNB1200 SNB1220	SNC1200 SNC1220	BNA0800 BNA0810			BVA1140 BVA1150	BXA1100 BXA1110
Cale-tronc amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur 	SNB1210 SNB1230	SNC1210 SNC1230	BNA0880 BNA0890			BVA1220 BVA1230	BXA1180 BXA1190
Housse de coussin d'assise imperméable 			BNA0710	BSA0360		BVA1030	BXA0990

Plot d'abduction		SNB0910	SNC0910	BNA0720			BVA1040	BXA1000
Sangle de maintien supplémentaire pour dossier réglable en tension <b>Laguna 2</b>		SNB1000	SNC1000					
<b>Options de Potences &amp; palettes</b>								
Extension de châssis + 50 mm				BNA0950	BSA0450			
Prolongateur de palette								
Revêtement rembourré pour palette		SNB1300	SNC1300	BNA0941		BQA0572	BVA1340	BXA1300
Sangle appui-mollets confort rembourré Dartex				BNA0942			BVA1350	BXA1310
Sangle appui-mollets pour palette monobloc				BNA0945			BVA1330	BXA1290
Plaque d'extension de l'assise (la paire)							BVA1050	BXA1010
Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise							BVA1060	BXA1020
Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b>				BNA0952 BNA0954 BNA0956			BVA1351 BVA1352 BVA1353	BXA1311 BXA1312 BXA1313










## Photos :

		Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30°	Rea® Dahlia® 45°
<b>Châssis</b>								
<b>Coloris de châssis</b>								
Gris Perle				BNA0944	BSA0441	BQA0591		
Bleu Nuit				BNA0946	BSA0442	BQA0592		
Sable				BNA0947	BSA0443	BQA0593		
Rouge Vif				BNA0949	BSA0445	BQA0596		
Vert Electrique				BNA0948	BSA0444	BQA0594		
Beige nacré		SNB1400	SNC1400					
<b>Châssis</b>								
<b>Coloris de la bande réfléchissante</b>								
Bleu							BVA1360	BXA1320

Gris							BVA1370	BXA1330
Rouge							BVA1380	BXA1340
Champagne							BVA1390	BXA1350
Vert Pétrole							BVA1400	BXA1360
Sans couleur de bande réfléchissante (châssis coloris noir)							BVA1405	BXA1365

## Photos :

		Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30°	Rea® Dahlia® 45°
<b>Châssis</b>								
<b>Roues avant</b>								
Roues 100 x 27 mm Bandage standard 4''							BVA1435	BXA1395
Roues 125 x 27 mm Bandage standard 5''							BVA1440	BXA1400
Roues 140 x 45 mm Bandage soft 5.5''				BNA0982	BSA0480	BQA0638		BXA1415
Roues 150 x 27 mm Bandage 6''								
Roues 150 x 30 mm Bandage Standard 6''				BNA0992		BQA0645	BVA1475	BXA1435
Roues 150 x 30 mm Bandage soft 6''		SNB1420	SNC1420					
Roues 200 x 27 mm Bandage Standard 8''		SNB1430	SNC1430					
Roues 200 x 32 mm Bandage soft 8''				BNA1015		BQA0665	BVA1495	

Roues 200 x 32 mm Pneumatique 8''				BNA1022		BQA0672	BVA1505	BXA1465
Roues 200 x 45 mm Bandage Standard 8''		SNB1440	SNC1440	BNA1025	BSA0495	BQA0675	BVA1515	BXA1475
<b>Diamètres des roues arrière</b>								
12''		SNB1500	SNC1500					
16''				BNA1047	BSA0512	BQA0702	BVA1545	BXA1505
20''							BVA1555	BXA1515
22''		SNB1508	SNC1508	BNA1055	BSA0514	BQA0705	BVA1565	BXA1525
24'' standard		SNB1520	SNC1520	BNA1062	BSA0516	BQA0715	BVA1575	BXA1535
24'' renforcée		SNB1510	SNC1510					
24'' freins tambour		SNB1525	SNC1525					









## Photos :






	Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30°	Rea® Dahlia® 45°
<b>Châssis</b>							
<b>Pneus arrière</b>							
Pneumatique fin et lisse 			BNA1086		BQA0785	BVA1640	BXA1595
Pneumatique à crampons 			BNA1082		BQA0745	BVA1605	BXA1565
Bandage 	SNB1540	SNC1540	BNA1092	BSA0535	BQA0775	BVA1625	BXA1585
Pneumatique 	SNB1530	SNC1530					
<b>Protège-rayons</b>							
Protège-rayons <b>Frost</b> 	SNB1560	SNC1560	BNA1160	BSA0550	BQA0850	BVA1710	BXA1670

## Photos :

	Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30°	Rea® Dahlia® 45°
<b>Châssis</b>							
<b>Mains-courantes</b>							
Aluminium 	SNB1550	SNC1550	BNA1100	BSA0540	BQA0790	BVA1650	BXA1610
Noires – plastique antidérapant 	SNB1554	SNC1558	BNA1120	BSA0545	BQA0810	BVA1660	BXA1620
Acier Inoxydable	SNB1552	SNC1552	BNA1110			BVA1670	BXA1630








## Photos :

	Rea® Clematiss® Pro	Rea® Clematiss® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia® 30	Rea® Dahlia® 45°
<b>Sécurité</b>							
Freins à tirer 	SNB1600	SNC1600	BNA1170		BQA0860	BVA1720	BXA1680
Freins à câble à commande unilatérale 	SNB1630 SNB1640	SNC1630 SNC1640	BNA1180 BNA1185		BQA0863 BQA0867	BVA1725 BVA1727	BXA1685 BXA1687
Freins à pousser 				BSA0560			
Frein à pousser Avec extension de frein 				BSA0561			
Freins au pied commande tierce-personne 	SNB1620	SNC1620					
Ceinture de maintien boucle plastique 	SNB1650	SNC1650	BNA1200	BSA0570	BQA0870	BVA1730	BXA1690
Kit réflecteurs Roues et châssis 				BSA0595			
Tube basculeurs Anti-bascule, la paire 							

<p>Freins tambour</p> 						BVA1728	
<p>Roulettes anti-basculer escamotables, la paire</p> 	SNB1660	SNC1660					
<p>Accroche-taxi (sans ceinture de maintien)</p> 	SNB1680		BNA1225			BVA1890	BXA1850
<p>Ceinture de hanche <b>Flat-Mount TM</b> <b>Bodypoint</b></p> 			BNA1201 BNA1202 BNA1203 BNA1204			BVA1731 BVA1732 BVA1733 BVA1734	BXA1691 BXA1692 BXA1693 BXA1694
<p>Harnais d'épaule <b>PivotFit</b> <b>Dynamic Bodypoint</b></p> 			BNA1206 BNA1207			BVA1736 BVA1737	BXA1696 BXA1697

## Photos :

	Rea® Clematis® Pro	Rea® Clematis® Pro E-Tilt	Rea® Azalea®	Rea® Azalea® Max	Rea® Azalea® Base	Rea® Dahlia®30	Rea® Dahlia®45
<b>Accessoires</b>							
Tablette escamotable avec coussin appui-coudes 			BNA1245 BNA1240		BQA0902 BQA0910	BVA1775 BVA1770	BXA1730 BXA1735
Tablette amovible, réglable en profondeur 	SNB1710	SNC1710	BNA1230		BQA0900	BVA1750	BXA1710
Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes 	SNB1700	SNC1700	BNA1231	BSA0600	BQA0915	BVA1755	BXA1715
Demi-tablette escamotable gauche / droite 	SNB1720 SNB1730	SNC1720 SNC1730	BNA1232 BNA1233		BQA0903 BQA0904	BVA1756 BVA1757	BXA1716 BXA1717
Coussin de tablette 	SNB1740	SNC1740	BNA1235		BQA0905	BVA1760	BXA1720
Coussin pour demi-tablette 	SNB1750	SNC1750	BNA1237		BQA0907	BVA1765	BXA1725
Tige porte-sérum 	SNB1780	SNC1780	BNA1320			BVA1920	BXA1880

Tube basculeur							BVA1870	BXA1830
Goupille de verrouillage pour tablette		SNB1790	SNC1790	BNA1250		BQA0920	BVA1780	BXA1740
Porte accessoires							BVA1900	BXA1860
Attache pour harnais				BNA1300		BQA0970	BVA1860	BXA1820
Kit de limitation d'angle pour Dahlia 30°							BVA1930	
Kit de limitation d'angle pour Dahlia 45°								BXA1890
Kit d'attaches pour ceintures de positionnement				BNA1310				
Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>Alber viamobil V25</b>		SNB1770	SNC1770	BNA1266		BQA0936	BVA1810	BXA1770
Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>Alber viaplus</b>				BNA1268		BQA0938		