

matrx[®]
SEATING SERIES

Flo-tech[™] **Solution Xtra**[™]



Yes, you can.[®]

Le coussin **Solution Xtra** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m³. La nappe de gel est complète et recouvre toute la base en mousse HR, sa conception est brevetée car dotée de poches individuelles sous chaque ischion pour prévenir les risques de talonnement et assurer un maximum de prévention par immersion dans le gel. Le gel fluide permet d'assurer un positionnement stable tout en assurant une prévention d'escarres pour risque élevé. La base en mousse est galbée pour favoriser le bon alignement des cuisses et est dotée de velcro pour permettre le rajout de cales.

Le traitement anti-bactérien **Ultra Fresh™** est désormais appliqué au coussin **Flo-tech Solution Xtra**. Ce traitement limite la prolifération des bactéries et rend ainsi la mousse encore plus résistante aux odeurs et aux moisissures.



Coussin d'obliquité du bassin

Permet de suivre ou de corriger une obliquité du bassin.
Compatible avec **Image & Solution Xtra**

Biseau crural

Aide à stabiliser le bassin. Lutte contre une rétroversion éventuelle du bassin. Permet de changer l'angle d'assise.
Compatible avec **Image & Solution Xtra**

Coussinet de gel liquide

Limite la pression sur les ischions en cas de glissement vers l'avant. Idéal pour lutter ou suivre une faible obliquité du bassin.
Compatible avec **Image & Solution Xtra**

Plots d'adduction

Finalisent l'alignement des 2 fémurs et empêchent les 2 faces latérales internes des genoux de se frotter l'une contre l'autre. Maintiennent les articulations des hanches dans une bonne position. Existents en 2 tailles.
Compatibles avec **Solution Xtra**

Biseaux fessiers

Empêchent la rotation externe des hanches. Participent à l'alignement des cuisses.
Compatibles avec **Image & Solution Xtra**

Base rigide

Lutte contre l'effet hamac d'une assise en toile. Stabilise le bassin sur un plan horizontal.
Compatible **Image & Solution Xtra**.
Compatible avec tous les coussins Invacare.

Butées d'adduction

Réduisent l'adduction et la rotation externe des hanches en guidant l'alignement des fémurs.
Stabilisent les fémurs.
Compatibles avec **Solution Xtra**

Biseaux latéraux

Améliorent la stabilité latérale pelvienne. Participent à la rotation interne des hanches.
Compatibles avec **Image & Solution Xtra**

Appuis pelviens

Favorisent l'alignement des hanches. Le long d'un axe médian en guidant l'alignement des 2 fémurs le long de l'assise. Stabilisent le bassin.
Compatibles avec **Solution Xtra**



AP1487157



AP1487164



AP1487166



AP1487162/AP1487163



AP1487158



AP1487165



AP1487160



AP1487155



AP1487161

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr.
Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Largeur

360 à 600 mm



Profondeur

330 à 550 mm



Hauteur

A : 85 mm /
B : 85 mm



Hauteur

60 mm



Poids

A partir de
3,08 kg



Poids max
utilisateur

140 kg



Revêtement
extérieur
lavable en
machine à

80°



Flo-tech
Solution Xtra