



Caractéristiques Techniques

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur	Poids	Poids Max. Utilisateur ²	Revêtement extérieur lavable à
							
Matrx Libra	360 à 560 mm	310 à 560 mm	A:89 mm/B:89 mm	70 mm	à partir de 1,60 kg	Standard : 136 kg Bariatrique : 227 kg	80°
Flo-tech Solution Xtra	360 à 600 mm	405 à 455 mm	A:85 mm/B:85 mm	60 mm	3,08 kg	140 kg	80°
Flo-tech Image	405 à 500 mm	405 à 560 mm	A:85 mm/B:78 mm	60 mm	1,82 kg	140 kg	60°
Contour Visco_{NG}	355 à 505 mm	405 à 530 mm	A:100 mm/B:100 mm	90 mm	1,30 kg	140 kg	90°
Classic Visco	375 à 455 mm	400 à 430 mm	75 mm	75 mm	à partir de 0,950 kg	375x400 mm : 50kg 100kg	90°

Technologie utilisée

Matrx Libra	Mousse HR et poche de gel fluide
Flo-tech Solution Xtra	Mousse HR et nappe de gel fluide
Flo-tech Image	Mousse HR et poche de gel fluide
Contour Visco_{NG}	Mousse viscoélastique à mémoire de forme
Classic Visco	Mousse viscoélastique à mémoire de forme

	Largeur	Hauteur	Réglage en Profondeur	Réglage en angle	Revêtement extérieur lavable à	Poids max. utilisateur	Poids
							
Matrx MX2	360 à 460 mm	150 à 410 mm	50 mm	30° +/- 15°	60°	113 kg	à partir de 770g (avec fixations)
Matrx Elite E2	360 à 510 mm	160 à 510 mm	100 mm	40° +/- 20°	60°	136 kg	à partir de 800 g (sans fixation)
Matrx Elite E2 Deep	360 à 510 mm	160 à 510 mm	100 mm	40° +/- 20°	60°	136 kg	à partir de 1,4 kg (sans fixation)
Matrx Elite TR	410 à 510 mm	510 mm	100 mm	40° +/- 20°	60°	136 kg	à partir de 800 g (sans fixation)
Matrx Elite Max	530 à 610 mm	410 à 510 mm	100 mm	40° +/- 20°	60°	227 kg	à partir de 2,7 kg (sans fixation)
Matrx Elite Deep Max	530 à 610 mm	510 mm	100 mm	40° +/- 20°	60°	227 kg	à partir de 3,2 kg (sans fixation)
Matrx Elite TR Max	530 à 610 mm	510 mm	100 mm	40° +/- 20°	60°	227 kg	à partir de 3,8 kg (sans fixation)
Matrx Mini	260 à 360 mm	180 à 360 mm	100 mm	30° +/- 15°	60°	68 kg	à partir de 400g (sans fixation)
Matrx Posture Back	360 à 510 mm	310 à 510 mm	100 mm ²	40° ²	60°	136 kg	à partir de 1,3 kg (sans fixation)
Matrx Posture Back Max	510 à 610 mm	410 à 510 mm	100 mm ²	40° ¹ +/- 20°	60°	227 kg	à partir de 1,3 kg (sans fixation)
Matrx Posture Back Deep	360 à 510 mm	310 à 510 mm	100 mm ²	40° ²	60°	136 kg	à partir de 1,3 kg (sans fixation)
Matrx Posture Back Deep Max	510 à 610 mm	410 à 510 mm	100 mm ²	40° ¹ +/- 20°	60°	227 kg	à partir de 3,2 kg (sans fixation)

1. Les limites maximales de poids sont fixées en supposant que le coussin choisi ait une largeur et une profondeur appropriées à l'utilisation prévue
2. Les réglages en angle et en profondeur du dossier peuvent être limités dans le cas d'un dossier plus large que l'assise.

Fabriqués selon les Normes Européennes:
BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, and BS 7176 (Crib 5)