



## UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :  
**994,48 € TTC**

Code:

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 €

- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €

- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €

- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2

- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2

Codes LPPR (version transit) :

- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €

- 9225663 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €



### Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :




### Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 540 mm, réglable à + 50 mm
Profondeur d'assise	Réglable en continu de 430 à 500 mm
Inclinaison d'assise	+1° à 30° ou -2 à +27° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins penumatiques
Accoudoirs	Réglables jusqu'à + 25 mm par côté
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°, jusqu'à + 50 mm par côté
Coloris	Beige Nacré
Poids total	A partir de 35,5 kg
Positionnement	Compatible avec les produits <b>Bodypoint</b> ,
Motorisations <b>alber</b>	Compatible avec <b>e-motion M25</b> , <b>e-fix E35-E36</b> , <b>Viamobil V25</b> et <b>Viaplus V12</b>
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

### Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace **Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare**®.


Utilisez le configurateur en ligne sur **Invacare Pro** pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
SNC0002	<input type="checkbox"/>	Rea® Clematis® Pro E-Tilt - Code LPPR 9124689		942,64 <small>+1,67 € HT d'éco-participation</small>	994,48	994,48
<b>TYPES DE PROPULSION</b>						
SNC0100	<input type="checkbox"/>	Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆	
SNC0110	<input type="checkbox"/>	Propulsion transit ( <i>version Assist</i> , roues arrière 12")	NC : 0380, 1520	○	○	
<b>ASSISE ET DOSSIER</b>						
<b>Type d'assise</b>						
SNC0210	<input type="checkbox"/>	Réglable en largeur et profondeur		◆	◆	
<b>Largeur d'assise (SW)</b>						
SNC0300	<input type="checkbox"/>	390 mm, réglable à 440 mm		○	○	
SNC0310	<input type="checkbox"/>	440 mm, réglable à 490 mm		○	○	
SNC0320	<input type="checkbox"/>	490 mm, réglable à 540 mm		○	○	
SNC0330	<input type="checkbox"/>	540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0430, 1630, 1640	545,02	575,00	
<b>Profondeur d'assise (SD)</b>						
SNC0370	<input type="checkbox"/>	Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆	
<b>Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)</b>						
SNC0380	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 1430, 1440	○	○	
SNC0390	<input type="checkbox"/>	450 mm		◆	◆	
<b>Coussins d'assise</b>						
SNC0410	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Matrx Contour Visco</i> <small>NG</small>		◆	◆	
SNC0420	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Mistral 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10
SNC0430	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Flo-Shape</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10
<b>Type de dossier</b>						
SNC0500	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 1000	◆	◆	
SNC0510	<input type="checkbox"/>	Dossier souple	NC : 0540, 1000	○	○	
SNC0520	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	173,46	183,00	
<b>Coussin de dossier</b>						
SNC0530	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier <i>Laguna 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆	
SNC0540	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Latéral</i> , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
SNC0560	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
SNC0570	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00	
SNC0580	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>		○	○	
<b>Inclinaison de l'assise et du dossier</b>						
SNC0620	<input type="checkbox"/>	Vérins ÉLECTRIQUES par télécommande pour inclinaisons d'assise et de dossier		◆	◆	
<b>POTENCES / PALETTES</b>						
<b>Ajustement des potences et repose-jambes</b>						
SNC0700	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
SNC0710	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 90° - angulation du repose-jambe 10° à 90°		52,13	55,00	
<b>Repose-jambe gauche</b>						
SNC0720	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆	
<b>Repose-jambe droit</b>						
SNC0740	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆	



0210



Support d'accoudoir



0410



0420

0430



0530




0560



0570







0580



0720

0740

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>PALETTES</b>							
<b>Palette gauche</b>							
SNC0770	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		 0770
<b>Palette droite</b>							
SNC0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		
<b>ACCOUDOIRS</b>							
<b>Accoudoir gauche</b>							
SNC0800	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b>		◆	◆		 0800
SNC0810	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1720	113,17	119,39	119,39	
SNC0820	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	113,17	119,39	119,39	 0810
<b>Accoudoir droit</b>							
SNC0850	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b>		◆	◆		 0820
SNC0860	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1730	113,17	119,39	119,39	
SNC0870	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	113,17	119,39	119,39	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
<b>Options d'assise</b>							
SNC0910	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00		 0910
<b>Options de dossier</b>							
SNC1000	<input type="checkbox"/>	Sangle lombaire supplémentaire pour dossier réglable en tension <b>Laguna 2</b>		38,86	41,00		 1000
<b>Appui-tête</b>							
SNC1100	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		209,48	221,00		 1100
SNC1110	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130	225,59	238,00		
SNC1120	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 1130	◆	◆		 1120
SNC1130	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		57,82	61,00		
<b>Cale-tronc</b>							
SNC1200	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		 1200
SNC1210	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00		
SNC1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		 1300
SNC1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00		
<b>Options de palettes/repose-jambes</b>							
SNC1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00		
<b>CHASSIS</b>							
<b>Coloris de châssis</b>							
SNC1400	<input type="checkbox"/>	Beige Nacré (RAL 1035)		◆	◆		 1420
<b>Fixation des fourches</b>							
SNC1410	<input type="checkbox"/>	Axes fixes		◆	◆		 1430
<b>Roues avant</b>							
SNC1420	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		 1440
SNC1430	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○		
SNC1440	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>Diamètre et type des roues arrière</b>							
SNC1500	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	○	○	 1500	
SNC1520	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	◆	◆		
SNC1525	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	213,27	225,00		
<b>Pneus arrière</b>							
SNC1530	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir 1.3/8"		○	○	 1520	
SNC1540	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8"		◆	◆		
<b>Mains-courantes</b>							
SNC1550	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆		
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>							
<b>Protège-rayons</b>							
SNC1560	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost "		219,91	232,00		
<b>SECURITE</b>							
SNC1600	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	 1620	
SNC1620	<input type="checkbox"/>	Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"	○	○		
SNC1630	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
SNC1640	<input type="checkbox"/>	Frein à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		
<b>Options de sécurité</b>							
SNC1650	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique	<b>A cocher obligatoirement pour version Assist</b>	○	○	 1630 1640 1650	
SNC1660	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule escamotables, la paire		◆	◆		
<b>ACCESSOIRES</b>							
SNC1700	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750	154,50	163,00	76,84	 1700
SNC1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750	72,83	76,84	76,84	
SNC1720	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	
SNC1730	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	
SNC1740	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		101,42	107,00		
SNC1750	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
<b>Autres options</b>							
SNC1765	<input type="checkbox"/>	Viamobil V25 (inclus la fixation)	NC : 1770	4 648,35	4 904,01		 1750 1790
SNC1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>		236,97	250,00		
SNC1780	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support		103,32	109,00		
SNC1790	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
<b>Rampes en accessoire</b>							
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130