

FMPR



VERSION TRANSIT




VERSION AJUSTABLE et  
VERSION FIXE




NOUVEAU  
Clematis Pro One S en  
largeur FIXE & Clematis  
Pro One S en version  
TRANSIT

Prix public TTC (LPPR/PLV)  
à partir de 780,17 € TTC  
Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



Informations client		Caractéristiques produit	
Date:		Matière	Acier
		Largeur d'assise	390 mm à 540 mm, selon modèles
		Profondeur d'assise	Réglable en continu de 430 à 500 mm
		Appui pour le pied et dispositif d'anti-bascule	De série sur le châssis
Référence d'achat :		Inclinaison d'assise	0° à 25° par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins penumatiques
		Accoudoirs	Réglables jusqu'à + 25 mm par côté
Code client :		Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
		Coloris	Beige Nacré
		Poids total	A partir de 30 kg
Cachet du distributeur :		Motorisations	Compatible avec <i>e-motion M25</i> , <i>e-fix E35</i> , <i>Viamobil V25</i> et <i>Viaplus V12</i>
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare® . Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.


Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur. Les options indiquant " sur devis " sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases      ☒ Configuration standard      ☐ Option sans supplément de prix














Descriptif des caractéristiques communes pour les versions manuelles

- Largeurs d'assise réglables (supports d'accoudoirs avec 2 positions) : 390 - 440 / 440 - 490 / 490 - 540 mm / 540 - 590 mm
- Profondeur d'assise ajustable en continu (430 à 500 mm) par système de tiroir
- Hauteur sol/siège avant 450 mm, réglable à 400 mm
- Plaque de dossier rigide avec coussin de dossier Laguna
- Pour les **versions ajustables** : repose-jambes **réglables en largeur (+ 50 mm par côté)**, en angle avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur
- Pour les **versions fixes** : repose-jambes réglables uniquement en angle avec palettes réglables en profondeur
- Appui-nuque multi-réglable
- Accoudoirs réglables en largeur jusqu'à + 25 mm par côté sur les versions AJUSTABLES, FIXES et TRANSIT
- Roues arrière : 24" x 1.3/8" bandage noir ou 12" bandage noir **sur les versions Transit**
- Roues avant 6" bandage noir (150 x 30)
- Paire de roulettes anti-bascule escamotables et réglables en hauteur
- Freins au pied tierce-personne sur les versions TRANSIT

Pour encore plus de personnalisation, versions configurables disponibles : voir fiches de mesures du Clematis Pro et Pro E-tilt Configurables !





<div>Rea<sup>®</sup> Clematis<sup>®</sup> Pro One S Visco - largeur FIXE</div> <div>NOUVEAU</div>			Euros			
			Prix Public	LPPR/PLV		
Avec manchettes Confort + coussin d'assise Matrx Contour Visco <sub>NG</sub>						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPR : 780,17 € + 1204839 - Matrx Contour ViscoNG : 81,00 €, soit : 861,17 €					 	
DV1682359		Largeur d'assise 390 mm	816,27	861,17		861,17
DV1682360		Largeur d'assise 440 mm	816,27	861,17		861,17
DV1682361		Largeur d'assise 490 mm	816,27	861,17		861,17
<div>Rea<sup>®</sup> Clematis<sup>®</sup> Pro One S - largeur FIXE</div> <div>NOUVEAU</div>			Euros			
			Prix Public	LPPR/PLV		
Avec manchettes Confort + coussin d'assise mousse standard						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPR : 780,17 €					 	
DV1682362		Largeur d'assise 390 mm	739,50	780,17		780,17
DV1682363		Largeur d'assise 440 mm	739,50	780,17		780,17
DV1682364		Largeur d'assise 490 mm	739,50	780,17		780,17
<div>Rea<sup>®</sup> Clematis<sup>®</sup> Pro One S Visco - largeur AJUSTABLE</div>			Euros			
			Prix Public	LPPR/PLV		
Avec manchettes Confort + coussin d'assise Matrx Contour Visco <sub>NG</sub>						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPR : 780,17 € + 1204839 - Matrx Contour ViscoNG : 81,00 €, soit : 861,17 €					 	
DV1676341		Largeur d'assise 390 mm, réglable à 440 mm	816,27	861,17		861,17
DV1676342		Largeur d'assise 440 mm, réglable à 490 mm	816,27	861,17		861,17
DV1676343		Largeur d'assise 490 mm, réglable à 540 mm	816,27	861,17		861,17
DV1682353		Largeur d'assise 540 mm, réglable à 590 mm	816,27	861,17		861,17
<div>Rea<sup>®</sup> Clematis<sup>®</sup> Pro One S - largeur AJUSTABLE</div>			Euros			
			Prix Public	LPPR/PLV		
Avec manchettes Confort + coussin d'assise mousse standard						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPR : 780,17 €					 	
DV1676344		Largeur d'assise 390 mm, réglable à 440 mm	739,50	780,17		780,17
DV1676345		Largeur d'assise 440 mm, réglable à 490 mm	739,50	780,17		780,17
DV1676346		Largeur d'assise 490 mm, réglable à 540 mm	739,50	780,17		780,17
DV1682354		Largeur d'assise 540 mm, réglable à 590 mm	739,50	780,17		780,17
<div>Rea<sup>®</sup> Clematis<sup>®</sup> Pro One Transit S Visco -largeur FIXE</div> <div>NOUVEAU</div>			Euros			
			Prix Public	LPPR/PLV		
Avec manchettes Confort + coussin d'assise Matrx Contour Visco NG + freins au pied tierce-personne						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPR : 780,17 € + 1204839 - Matrx Contour ViscoNG : 81,00 €, soit : 861,17 €					 	
DV1682365		Largeur d'assise 390 mm	816,27	861,17		861,17
DV1682366		Largeur d'assise 440 mm	816,27	861,17		861,17
DV1682367		Largeur d'assise 490 mm	816,27	861,17		861,17
<div>Rea<sup>®</sup> Clematis<sup>®</sup> Pro One Transit S - largeur FIXE</div> <div>NOUVEAU</div>			Euros			
			Prix Public	LPPR/PLV		
Avec manchettes Confort + coussin d'assise mousse standard + freins au pied tierce-personne						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPR : 780,17 €					 	
DV1682368		Largeur d'assise 390 mm	739,50	780,17		780,17
DV1682369		Largeur d'assise 440 mm	739,50	780,17		780,17
DV1682370		Largeur d'assise 490 mm	739,50	780,17		780,17
<div>Rea<sup>®</sup>Clematis<sup>®</sup> Pro One S - les accessoires</div>			Euros			
			Prix Public	LPPR/PLV		
CODE		DESIGNATION	HT	TTC		
ACCESSOIRES (livrés séparément)						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.					 Contour ViscoNG	
1631220		Invacare <b>Matrx Contour Visco</b> NG, portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 355 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 100 kg	67,50	81,00		81,00 (12)
1631221		Invacare <b>Matrx Contour Visco</b> NG, portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 405 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 120 kg	67,50	81,00		81,00 (12)
1631223		Invacare <b>Matrx Contour Visco</b> NG, portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 455 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 130 kg	67,50	81,00		81,00 (12)
1631224		Invacare <b>Matrx Contour Visco</b> NG, portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 505 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 140 kg	67,50	81,00		81,00 (12)
1631222		Invacare <b>Matrx Contour Visco</b> NG, portance très ferme. Hauteur 80 mm, largeur 555 mm, profondeur 530 mm. Poids minimum utilisateur : 60 kg. Poids max utilisateur : 140 kg	67,50	81,00		81,00 (12)
AP1681997	Cale-tronc gauche, escamotable, amovible, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00		
AP1681998	Cale-tronc droit, escamotable, amovible, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00		
AP1663114	Plot d'abduction, Revêtement PU bi-extensible noir		237,91	251,00		
AP1440897	Tige porte-sérum avec support		100,47	106,00		
AP1570748	Tablette amovible et réglable en profondeur pour largeur 390 mm	Compatible gouttières étroites	125,12	132,00		
AP1570749	Tablette amovible et réglable en profondeur pour largeur 440 mm	Compatible gouttières étroites	125,12	132,00		
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						



Rea®Clematis® Pro One S				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE		DESIGNATION	HT	TTC		
AP1570775		Tablette amovible et réglable en profondeur pour largeurs 490 mm et 540 mm	Compatible gouttières étroites	125,12	132,00	
AP1572460		Goupilles de verrouillage pour tablette, la paire		28,44	30,00	
AP1667776		Demi-tablette transparente escamotable à gauche avec accoudoir manchette étroite		125,12	132,00	
AP1667777		Demi-tablette transparente escamotable à droite avec accoudoir manchette étroite		125,12	132,00	
AP1604625		Coussin pour demi-tablette droite ou gauche		90,05	95,00	
AP1667778		Kit transit : roues bandage de 12" avec axes à démontage rapide et freins au pied, la paire		105,21	111,00	
SP1563951		Sangle appui-mollets confort, rembourrée, revêtement PU noir bi-extensible		119,43	126,00	
AP1662853		Dossier souple largeur 390 mm		78,67	83,00	
AP1662854		Dossier souple largeur 440 mm		78,67	83,00	
AP1662855		Dossier souple largeur 490 mm		78,67	83,00	
AP1672076		Dossier souple largeur 540 mm		78,67	83,00	
AP1662850		Plaque de dossier rigide largeur 390 mm		78,67	83,00	
AP1662851		Plaque de dossier rigide largeur 440 mm		78,67	83,00	
AP1662852		Plaque de dossier rigide largeur 490 mm		78,67	83,00	
AP1671961		Plaque de dossier rigide largeur 540 mm		78,67	83,00	
AP1667773		Dossier réglable en tension largeur 390 mm avec poignées de poussée		173,46	183,00	
AP1667774		Dossier réglable en tension largeur 440 mm avec poignées de poussée		173,46	183,00	
AP1667775		Dossier réglable en tension largeur 490 mm avec poignées de poussée		173,46	183,00	
AP1671960		Dossier réglable en tension largeur 540 mm avec poignées de poussée		173,46	183,00	
<div><div><div>Plot d'abduction</div></div><div><div>Tablette amovible</div></div><div><div>Demi- tablette et coussin</div></div></div>						
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 <div>1654128</div>
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00	 <div>1654129</div>
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 <div>1654130</div>