

Platinum[®] 9



Concentrateur d'oxygène
à haut débit



Yes, you can.

Invacare **Platinum 9** est un concentrateur d'oxygène à haut débit. L'appareil procure une concentration d'oxygène jusqu'à 95,6% pour des débits d'oxygène supérieur à 5 L/min et inférieur ou égal à 9 L/min.

Caractéristiques et options



Trappe d'accès au filtre d'admission



Technologie SensO₂

Le **SensO₂** contrôle en permanence la pureté de l'oxygène pour le bien être et la tranquillité des patients.



Verrouillage du débitmètre Flow Lock

Verrouille le débitmètre afin de prévenir tout changement intempestif du débit. Référence 1580295

Performance et sécurité au quotidien

- Une technologie innovante et une électronique de pointe.
- Assure une concentration d'oxygène jusqu'à 95,6% à 9L/min.
- Système d'auto-diagnostic identifié par des leds lumineuses et des alarmes visuelles et sonores.

Economique

La maintenance est simplifiée grâce à :

- Seulement 4 vis pour accéder aux composants internes.
- La trappe d'accès au filtre d'admission.
- La mémorisation des codes erreurs sur la carte électronique identifiée par des leds lumineuses pour aider le diagnostic du technicien.

Caractéristiques techniques

Pour plus d'informations concernant le produit, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation du fabricant Invacare.

	Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Poids	Chargeur	Consommation électrique	Débit continu	Pression de sortie
Platinum 9	 365 mm	 467 mm	 670 mm	 24 kg	 230 V, 50 Hz	 475 W	 1 - 9 l/min	 9 PSI (62 kPa)
Platinum 9	 < 47 dB(A)	 87-96%	 Jusqu'à 1230m	 ISO8359, AMD1	 DEEE PRO www.reylum.com ADHÉRENT	   YouTube		

Technologie SensO₂

Concentration d'Oxygène	
à 85% - Led verte - Normale	
Entre 73% et 85% - Led jaune - Vérifier les filtres et le débit	
< à 73% - Led rouge - Contactez le Service Technique	

La prescription

CODE LPPR	Désignation
1148130	Oxygénothérapie à long terme, concentrateur, INVACARE, INVACARE PLATINUM 9, OLT 1.31



Référence produit : IRC9LX02AWQ-S

Document destiné aux professionnels de Santé

- Nom du produit : Invacare Platinum 9
- Code LPPR 1148130 : Oxygénothérapie à long terme par concentrateur haut débit, Invacare Platinum 9
- Concentrateur d'oxygène fixe dans le traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme en poste fixe en débit continu
- Numéro de document interne : 1669453 • Classe IIa
- Organisme notifié SGS
- Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
- Distribué par Invacare
- Prise en charge par l'assurance maladie en nom de marque depuis le 24 mars 2011
- **IMPORTANT** : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.

Maintenance et Entretien

Le concentrateur **Platinum 9** est doté d'une fonction d'auto-diagnostic qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'appareil.