

# Platinum<sup>®</sup> 9



Concentrateur d'oxygène  
à haut débit



Invacare **Platinum 9** est un concentrateur d'oxygène à haut débit. L'appareil procure une concentration d'oxygène jusqu'à 95,6% pour des débits d'oxygène supérieur à 5 L/min et inférieur ou égal à 9 L/min.

## Caractéristiques et options



### Trappe d'accès au filtre d'admission



### Technologie SensO<sub>2</sub>

Le **SensO<sub>2</sub>** contrôle en permanence la pureté de l'oxygène pour le bien être et la tranquillité des patients.



### Verrouillage du débitmètre Flow Lock

Verrouille le débitmètre afin de prévenir tout changement intempestif du débit. Référence 1580295

## Performance et sécurité au quotidien

- Une technologie innovante et une électronique de pointe.
- Assure une concentration d'oxygène jusqu'à 95,6% à 9L/min.
- Système d'auto-diagnostic identifié par des leds lumineuses et des alarmes visuelles et sonores.

## Economique

La maintenance est simplifiée grâce à :

- Seulement 4 vis pour accéder aux composants internes.
- La trappe d'accès au filtre d'admission.
- La mémorisation des codes erreurs sur la carte électronique identifiée par des leds lumineuses pour aider le diagnostic du technicien.

## Caractéristiques techniques

Pour plus d'informations concernant le produit, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation du fabricant Invacare.

	<b>Largeur totale</b>	<b>Profondeur totale</b>	<b>Hauteur totale</b>	<b>Poids</b>	<b>Chargeur</b>	<b>Consommation électrique</b>	<b>Débit continu</b>	<b>Pression de sortie</b>
<b>Platinum 9</b>	365 mm	467 mm	670 mm	24 kg	230 V, 50 Hz	475 W	1 - 9 l/min	9 PSI (62 kPa)
	<b>Niveau sonore</b>	<b>Pureté oxygène</b>	<b>Altitude</b>	<b>Conforme à la norme ISO</b>				
<b>Platinum 9</b>	< 47 dB(A)	87-96%	Jusqu'à 1230m	ISO8359, AMD1				

## Technologie SensO<sub>2</sub>

Concentration d'Oxygène	
	à 85% - Led verte - <b>Normale</b>
	Entre 73% et 85% - Led jaune - <b>Vérifier les filtres et le débit</b>
	< à 73% - Led rouge - <b>Contacter le Service Technique</b>

## La prescription

CODE LPPR	Désignation
1148130	Oxygénothérapie à long terme, concentrateur, INVACARE, INVACARE PLATINUM 9, OLT 1.31



## Référence produit : IRC9LXO2AWQ-S

### Document destiné aux professionnels de Santé

- Nom du produit : Invacare Platinum 9
- Code LPPR 1148130 : Oxygénothérapie à long terme par concentrateur haut débit, Invacare Platinum 9
- Concentrateur d'oxygène fixe dans le traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme en poste fixe en débit continu
- Numéro de document interne : 1669453 • Classe IIa
- Organisme notifié SGS
- Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
- Distribué par Invacare
- Prise en charge par l'assurance maladie en nom de marque depuis le 24 mars 2011
- **IMPORTANT** : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.

## Maintenance et Entretien

Le concentrateur **Platinum 9** est doté d'une fonction d'auto-diagnostic qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'appareil.