



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Invacare® Esprit Action

Fauteuil électrique pliant et démontable

Pour une livraison plus rapide, privilégiez le dossier crémaillère



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



NOUVELLE GENERATION avec gyroscope de série

- Fauteuil électrique pliant par croisillon et démontable sans outils avec de série :
- Ajustement automatique des accélérations grâce à un gyroscope intégré
- Roues arrière 14" pneu noir de série avec poignées de préhension pour faciliter le démontage
- Roues avant 8" pneu ou bandage noir
- Vitesse 6 km/h ou 8 km/h
- Batterie Gel, autonomie 15 km
- Manipulateur avec écran couleur, ordinateur de bord et lumière
- Encombrement réduit grâce à un empattement raccourci de 50 mm
- Poids : à partir de 40,3 kg complet - élément le plus lourd : à partir de 13,8 kg
- Garantie 2 ans hors batterie et pièces d'usure.



Gyroscope

8 km/h offert jusqu'au 31 Mai

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

Options sans supplément de prix


CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	
SPC0110	<input type="checkbox"/> Invacare® Esprit Action Code LPPR 9125967		3 306,11	3 487,95	3 487,95
			+ 1,67 € HT d'éco-participation		
SPC0120	<input type="checkbox"/> Invacare® Esprit Action PACK - Facilitez le démontage ! - inclut double commande intuitive simple (une poignée) et roulettes anti-bascule fonction béquille - Code LPPR : 9125967 et 9326022	NC: 0440, 0450, 0460, 0640, 8000, 8010	3 983,14	4 202,21	4 202,21
			+ 1,67 € HT d'éco-participation		
CHÂSSIS					
SPC0200	<input type="checkbox"/> Simple croisillon (Largeur d'assise de 305 mm à 380 mm / Profondeur de 325 à 375 mm) - Poids max. utilisateur : 80 kg.	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040	○	○	
SPC0210	<input type="checkbox"/> Double croisillon (Largeur d'assise de 380 mm à 605 mm / Profondeur de 400 à 500 mm) - Poids max. utilisateur : 125 kg.	NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020	◆	◆	
COMMANDES ELECTRONIQUES					
Manipulateur avec écran couleur, indicateur de charge, d'autonomie et de vitesse, éclairage intégré et appui palmaire					
Commande principale - type de support					
SPC0300	<input type="checkbox"/> Escamotable vers l'extérieur		◆	◆	
SPC0310	<input type="checkbox"/> Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multiréglable (type E-Fix E35)		297,63	314,00	
Commande principale - côté du montage					
SPC0400	<input type="checkbox"/> Escamotable côté droit	NC : 4020	◆	◆	
SPC0410	<input type="checkbox"/> Escamotable côté gauche	NC : 4120	○	○	
Double commande intuitive					
SPC0440	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive à droite, 2 poignées	NC : 0640	677,02	714,26	714,26
SPC0450	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive à gauche, 2 poignées	NC : 0640	677,02	714,26	714,26
SPC0460	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive simple, une poignée (ajustable droite/gauche)	NC : 0640	677,02	714,26	714,26




anti-bascule fonction béquille



0310

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
VITESSE							
SPC0500	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆		
SPC0510	<input type="checkbox"/>	8 km/h - Non compatible avec une programmation personnalisée		331,75	350,00	Offert jusqu'au 30 Avril	
BATTERIES							
SPC0600	<input type="checkbox"/>	Batterie Gel - Autonomie 15 km		◆	◆		
OPTIONS ELECTRIQUES							
SPC0610	<input type="checkbox"/>	Batterie Gel additionnelle		426,54	450,00	 0630	
SPC0630	<input type="checkbox"/>	Protection de manipulateur		65,40	69,00		
SPC0640	<input type="checkbox"/>	Prise de charge déportée additionnelle (rallonge)		93,84	99,00		
ASSISE							
Largeur d'assise pour simple croisillon (SPC0200 / réglable entre accoudoirs)							
SPC1000	<input type="checkbox"/>	305 mm - Réglable de 305 mm à 355 mm		○	○		
SPC1010	<input type="checkbox"/>	330 mm - Réglable de 330 mm à 380 mm		○	○		
SPC1020	<input type="checkbox"/>	355 mm - Réglable de 355 mm à 405 mm		○	○		
SPC1030	<input type="checkbox"/>	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm		○	○		
Largeur d'assise pour double croisillon (SPC0210 / réglable entre accoudoirs)							
SPC1040	<input type="checkbox"/>	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1240, 1250, 2100, 5046	○	○		
SPC1050	<input type="checkbox"/>	405 mm - Réglable de 405 mm à 455 mm	NC : 1240, 1250	○	○		
SPC1060	<input type="checkbox"/>	430 mm - Réglable de 430 mm à 480 mm	NC : 5042	◆	◆		
SPC1070	<input type="checkbox"/>	455 mm - Réglable de 455 mm à 505 mm	NC : 5042	○	○		
SPC1080	<input type="checkbox"/>	480 mm - Réglable de 480 mm à 530 mm	NC : 2100, 2330, 5042, 5044	○	○		
SPC1090	<input type="checkbox"/>	505 mm - Réglable de 505 mm à 555 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048	○	○		
SPC1100	<input type="checkbox"/>	555 mm - Réglable de 555 mm à 605 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200	378,20	399,00		
SPC1110	<input type="checkbox"/>	605 mm - Réglable de 605 mm à 655 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200	378,20	399,00		
Profondeur d'assise							
SPC1200	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 325 à 375 mm, pour simple croisillon (réglé à 350 mm)		○	○		
SPC1210	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5085, 5090	◆	◆		
SPC1220	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 400 à 450 mm	NC : 5090	22,75	24,00		
SPC1230	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5042, 5080, 5090	○	○		
SPC1240	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 450 à 500 mm	NC : 5042, 5080	165,88	175,00		
SPC1250	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080	142,18	150,00		
Hauteur d'assise sol-siège							
SPC1300	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
SPC1310	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○		
Toile d'assise							
SPC1400	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch - réglable en largeur et en profondeur (pour simple croisillon uniquement)		○	○		
SPC1410	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch (pour double croisillon uniquement)		◆	◆		
DOSSIER							
Dossier inclinable							
SPC2040	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (-15° à +15°) et rabattable - hauteur 425 mm - avec poignées longues et tendeur de dossier à mi-hauteur pliant	NC : 2330	385,78	407,00		
SPC2050	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330	55,92	59,00		
SPC2060	<input type="checkbox"/>	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	○	○		
SPC2070	<input type="checkbox"/>	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	◆	◆		
SPC2080	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	249,29	263,00		

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
SPC2090	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	249,29	263,00	
SPC2100	<input type="checkbox"/>	Par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm pour dossier confort Passad 2	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030	249,29	263,00	
Dossier Matrx - La largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex: largeur d'assise 430 = dossier Matrx Elite largeur 430 mm						
Délai de livraison : +5 jours						
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
SPC2200	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,98	757,47	
SPC2210	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,98	757,47	
SPC2220	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 , hauteur 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,98	757,47	
SPC2230	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 , hauteur 455 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,98	757,47	
Attention - Perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins						
Toile de dossier - NOUVEAU design						
SPC2300	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré	NC : 5130	◆	◆	
SPC2310	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré (pour double croisillon uniquement)	NC : 5130	46,45	49,00	
SPC2320	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (10 sangles), nylon noir et tissu aéré	NC : 5130	116,59	123,00	
SPC2330	<input type="checkbox"/>	Dossier confort Passad 2 revêtement PU biextensible noir, hauteur 510 mm (pour double croisillon uniquement)	NC : 5130, 5140	264,45	279,00	
REPOSE PIEDS/REPOSE-JAMBES						
Potence, repose-jambe droite						
SPC3000	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)	NC : 3110	○	○	
SPC3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm	NC : 3100	◆	◆	
SPC3020	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	156,40	165,00	
SPC3030	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3200, 3210, 3220	156,40	165,00	
Potence, repose-jambe gauche						
SPC3100	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)		○	○	
SPC3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm		◆	◆	
SPC3120	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	156,40	165,00	
SPC3130	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3220, 3300, 3310	156,40	165,00	
Palette relevable droite						
SPC3200	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPC3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		26,43	27,88	
SPC3220	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 3300, 3310	188,63	199,00	
Palette relevable gauche						
SPC3300	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPC3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		26,43	27,88	
ACCOUDOIRS						
Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté droit						
SPC4000	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPC4010	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		33,18	35,00	



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130











3210 / 3310



3220

4000 / 4100
4010 / 4110

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
SPC4020	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	133,65	141,00		 4020 / 4120
Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, en profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté gauche							
SPC4100	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆		
SPC4110	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		33,18	35,00		
SPC4120	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	133,65	141,00		
OPTIONS D'ASSISE							
SPC5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse Essential junior, hauteur 50 mm	NC : 5080, 5085, 5090	○	○		
SPC5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse, housse en nylon noir avec base anti-dérapante, épaisseur 50 mm		◆	◆		
SPC5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Lite épaisseur 78 mm	NC : 5090	○	○		
SPC5030	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Image (gel) épaisseur 60 mm	NC : 5090	174,88	184,50		
SPC5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour ViscoNG épaisseur 100 mm, poids max. utilisateur 100 kg	NC : 5090	76,78	81,00	81,00	
SPC5042	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	76,78	81,00	81,00	
SPC5044	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	65,40	69,00	69,00	
SPC5046	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm	NC : 5080, 5085, 5090	65,40	69,00	69,00	
SPC5048	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	76,78	81,00	81,00	
SPC5050	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm	NC : 5090	279,62	295,00		
SPC5060	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi épaisseur 82 mm		293,84	310,00		
SPC5070	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra épaisseur 70 mm		293,84	310,00		
Profondeur du coussin							
SPC5080	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○		
SPC5085	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○		
SPC5090	<input type="checkbox"/>	500 mm		○	○		
Autres options							
SPC5100	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque, incluant tendeur de dossier.		71,09	75,00		 5100  5110  5120  5140  5130
SPC5110	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec oreillettes réglables, incluant tendeur de dossier.		153,55	162,00		
SPC5120	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec oreillettes longues réglables, incluant tendeur de dossier.		165,88	175,00		
SPC5130	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation (seulement pour dossier Matrx)		323,22	341,00		
SPC5140	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		174,41	184,00		
SPC5150	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		8,53	9,00		
COLORIS DE CHASSIS							
SPC6000	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○		
SPC6010	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		○	○		
SPC6020	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua	Simple croisillon uniquement	○	○		
SPC6030	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop	Double croisillon uniquement	○	○		
SPC6040	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise	Double croisillon uniquement	○	○		
SPC6050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			

Invacare® <i>Esprit Action</i>			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
TOUCHES DE COULEUR						
SPC6100	<input type="checkbox"/>	Noir		◆	◆	
SPC6120	<input type="checkbox"/>	Jaune Citron (Fourches+support de dossier - Non disponible sur la canne de dossier en cas d'accroche taxi)	65,40	69,00		
ROUES AVANT						
SPC7000	<input type="checkbox"/>	8" x 2"- 200 x 50 mm, Bandage noir		○	○	
SPC7010	<input type="checkbox"/>	8" x 2"- 200 x 50 mm, Pneumatique noir		○	○	
ROUES ARRIERE						
SPC7100	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - Bandage noir	206,64	218,00		
SPC7110	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - Pneumatique noir	◆	◆		
OPTIONS DE SECURITE						
SPC8000	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule		◆	◆	 8000 8010
SPC8010	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule avec fonction béquille	378,20	399,00		
SPC8020	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
SPC8030	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, les batteries sont à retirer lorsque le fauteuil est utilisé en tant que siège dans le véhicule	65,40	69,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS DIVERSES						
SPC8100	<input type="checkbox"/>	Porte-canne	36,02	38,00		 8200
SPC8200	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente escamotable - côté opposé au manipulateur	238,86	252,00		
<p>Découvrez aussi notre nouveau fauteuil roulant électrique pliant Invacare® <i>Kompas</i> ! Simple d'utilisation, pliable facilement et se logeant parfaitement dans le coffre d'une voiture, il est aussi très facile à stocker. Batterie lithium-ion de 11,4 Ah.</p> <p>Manipulateur P&G offrant une conduite très agréable. Vitesse max : 6,4 km, autonomie 12 km.</p> <p>Largeur d'assise : 46 cm - Profondeur d'assise : 42 cm.</p>						
						
Rampes en accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00		 1654130