

ERIVO



LES POINTS FORTS !

Pliant
Motorisation Alber
Suspensions des roues arrière
Accoudoirs relevables

NOUVEAU

Prix Public TTC

100% LPPR
2702,81 €



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 620 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 450 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h
	Batteries 11 Ah de série jusqu'à 17 km d'autonomie ou 30,15 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 12,5"
	Roues avant 8"
	Poids max utilisateur 150 kg
	Poids du fauteuil 27,3 kg (sans batterie)
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Alber® ERIVO			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC		
Alber® Erivo®						
1594813		Alber® Erivo® - 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur à droite, réversible droite/gauche, batterie 11 Ah Code LPPR : 9125944	2 561,91	2 702,81	2 702,81	NOUVEAU 100 % LPPR
			+1,75 € HT d'éco-participation			
1594814		Alber® Erivo® Premium - 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur à droite, réversible droite/gauche, batterie 30,15 Ah et équipement route - Code LPPR : 9125944	3 222,75	3 400,00	2 702,81	Prix en baisse
			+1,75 € HT d'éco-participation			
Accessoires Alber® Erivo®						
1602792 + 1594974		Double commande avec fixation	677,02	714,26	714,26	
1594975		Kit équipement route (2x lumières avant, 2x lumières arrière, 2x réflecteurs blancs)	142,18	150,00		
1594679		Batterie supplémentaire 11 Ah (non compatible avec le chargeur de la batterie 30,15 Ah)	639,81	675,00		
1594680		Batterie supplémentaire 30,15 Ah	1000,00	1200,00		
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						



Rampes				Euros		
				Prix Public		
CODE	Quantité	DESIGNATION	NC : Non compatible	HT	TTC	
Rampes						
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	NC : Fauteuils roulants électriques 6 roues et scooters 3 roues	402,84	425,00	 1654128
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	NC : Fauteuils roulants électriques 6 roues et scooters 3 roues	805,69	850,00	 1654129
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130

	Rampe Basic	Rampe Quick2go Compact	Mono rampe pliante en aluminium	Mono rampe pliante en fibre de verre
Références	1654128	1654129	1654130	1440530
Performances				
Longueur dépliée	210 cm	200 cm	182,40 cm	200 cm
Longueur repliée	121 cm	87 cm	182,40 cm	200 cm
Largeur totale	19,40 cm	23,72 cm	71,40 cm	82 cm
Largeur intérieure	14,5 cm (pièce)	18 cm (pièce)	69 cm	78 cm
Capacité maximum	270 kg	260 kg	300 kg	300 kg
Hauteur obstacle maximum*	13 cm	12 cm	11 cm	12 cm
Hauteur obstacle maximum**	42 cm	40 cm	36 cm	40 cm
Caractéristiques				
Hauteurs (flancs)	4,4 cm	5 cm	3,5 cm	8 cm
Poids produit	8,8 kg (la paire)	13,6 kg (la paire)	13,9 kg	16,3 kg
Surface anti-dérapante	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de verrouillage	Oui	Oui	Non	Oui
Système de pliage	Télescopique	Télescopique	Portefeuille	Accordéon