

ERIVO FRE Classe A

ERIVO Premium FRE Classe B



Adjonction disponible

Double commande
(LPPR/PLV 1500,00€)

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

Classe A 3161,21 €

Classe B 3882,08 €

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes



UNIQUE
Designed by you. Built by us.








| Informations client | Caractéristiques produit |
|--------------------------|---|
| Date : | Largeur hors tout 620 mm |
| Référence d'achat : | Hauteur d'assise à partir de 450 mm |
| Code client : | Moteurs 250W |
| Cachet du distributeur : | Vitesse 6,4 km/h |
| | Batteries 11 Ah (2,4 kg) jusqu'à 15 km d'autonomie 30,15 Ah (4,6 kg) jusqu'à 25 km d'autonomie |
| | Electronique Linx |
| | Roues motrices 12,5" |
| | Roues avant 8" |
| | Poids max utilisateur 150 kg |
| | Poids du fauteuil 27,3 kg (sans batterie) |
| | Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure |

Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare[®]. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

| Alber® ERIVO FRE Classe A/B | | | | Euros | | | |
|--|-------------------|--|---|--|---|---------------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR/PLV | |
| CODE | Quantité | DESIGNATION | | HT | TTC | | |
| Accessoires Alber® Erivo® & Alber® Erivo® Premium | | | | | | | |
| 1602792 + 1594974 | | Double commande avec fixation | | 1421,80 | 1500,00 | 1500,00 (1) |   |
| 1594679 | | Batterie supplémentaire 11 Ah pour Erivo FRE Classe A (non compatible avec le chargeur de la batterie 30,15 Ah) | | 639,81 | 675,00 | Sur devis (2) | |
| 1594680 | | Batterie supplémentaire 30,15 Ah pour Erivo Premium FRE Classe B | | 1000,00 | 1200,00 | Sur devis (2) | |
| Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. | | | | | | | |
| Rampes | | | | | | | |
| 1654128 | | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | NC : Fauteuils roulants électriques 6 roues et scooters 3 roues | 402,84 | 425,00 | Sur devis (2) |  1654128 |
| 1654129 | | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | NC : Fauteuils roulants électriques 6 roues et scooters 3 roues | 805,69 | 850,00 | Sur devis (2) |  1654129 |
| 1654130 | | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | | 426,54 | 450,00 | Sur devis (2) |  1654130 |
| (1) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ | | | | | | | |
| (2) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis | | | | | | | |
| | | Rampe Basic | Rampe Quick2go Compact | Mono rampe pliante en aluminium | Mono rampe pliante en fibre de verre | | |
| Références | 1654128 | 1654129 | 1654130 | 1440530 | | | |
| Performances | | | | | | | |
| Longueur dépliée | 210 cm | 200 cm | 182,40 cm | 200 cm | | | |
| Longueur repliée | 121 cm | 87 cm | 182,40 cm | 200 cm | | | |
| Largeur totale | 19,40 cm | 23,72 cm | 71,40 cm | 82 cm | | | |
| Largeur intérieure | 14,5 cm (pièce) | 18 cm (pièce) | 69 cm | 78 cm | | | |
| Capacité maximum | 270 kg | 260 kg | 300 kg | 300 kg | | | |
| Hauteur obstacle maximum* | 13 cm | 12 cm | 11 cm | 12 cm | | | |
| Hauteur obstacle maximum** | 42 cm | 40 cm | 36 cm | 40 cm | | | |
| Caractéristiques | | | | | | | |
| Hauteurs (flancs) | 4,4 cm | 5 cm | 3,5 cm | 8 cm | | | |
| Poids produit | 8,8 kg (la paire) | 13,6 kg (la paire) | 13,9 kg | 16,3 kg | | | |
| Surface anti-dérapante | Oui | Oui | Oui | Oui | | | |
| Système de verrouillage | Oui | Oui | Non | Oui | | | |
| Système de pliage | Télescopique | Télescopique | Portefeuille | Accordéon | | | |