

---

## Invacare **Cadiz KD H291 1637295**

---



- Châssis en aluminium : 100% anti-corrosion, 2,4 kg
- Réglable en hauteur sans outils de 405 à 505 mm sur 5 paliers
- Assise ergonomique percée pour faciliter l'écoulement
- Pieds amovibles pour un stockage et un transport aisés
- Stabilité renforcée grâce aux 4 pieds caoutchouc légèrement biseautés qui épousent les déformations du sol ou les joints de carrelage de sol
- Poids max utilisateur 143 kg
- Facile à nettoyer
- Profondeur hors tout 395 - 405 mm
- Hauteur hors tout 450 - 550 mm

---

### Données techniques

---

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	<b>H291</b>
Poids (kg)	2,4
Poids max. utilisateur (kg)	143


**AQUATEC®**

Tabourets pour la douche



Yes, you can.®

## Aquatec **Sorrento**



### Tabouret de douche 100% anti-corrosion

- Assise Soft Confort
- Pieds réglables en hauteur
- Disponible avec ou sans découpe intime, avec ou sans accoudoirs


**1532660** Tabouret avec accoudoirs et découpe intime

**1532661** Tabouret sans accoudoirs avec découpe intime

**1532729** Tabouret avec accoudoirs sans découpe intime

**1532728** Tabouret sans accoudoirs sans découpe intime

## Invacare **I-Fit 9780E**



### Tabouret de douche en plastique traité.

- Assise réglable en hauteur de 380 à 550 mm (au cm près)
- Larges pieds pour une grande stabilité
- Assise grainée large et profonde
- Montage sans outils

#### Pièces détachées

① Embout caoutchouc	1121530
② Pied et rallonge	1116872



## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	<b>Sorrento</b>	<b>9780E</b>
Poids (kg)	3,5 ou 4	3,7
Poids max. utilisateur (kg)	135	180