

UNIQUE

Designed by you. Built by us.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



SOMMAIRE

Parce que chaque personnalité est **UNIQUE**.

Notre équipe d'experts repousse les limites de la personnalisation vous offrant un choix illimité de possibilités : anodisation, couleur de châssis simple ; bicolore ; tricolore..., garniture de dossier brodée ou floquée, surpiqure des assises, construction sur-mesure et plein d'autres choses...

La seule limite que vous trouverez à la personnalisation : c'est **VOUS !**

PERFORMANCE

CHASSIS 3

ROUES AVANT 5

ROUES ARRIÈRE 5

ESTHÉTIQUE

GARNITURES 8

COLORIS 9

DÉCALCOMANIES 11

PROTÈGE-VÊTEMENTS 12

REPOSE-PIEDS 13

ROUES AVANT 14

FOURCHES 14

ANODISATIONS 15

MAINS-COURANTES 18

EXEMPLES 19

Alors osez exprimer votre personnalité à travers votre fauteuil et adoptez le style qui vous convient.



PERFORMANCE CHÂSSIS



KSL TOUT SOUDÉ UN1673623

Dossier soudé
Repose-pied soudé
Barre de préhension incluse
Barre de carrossage soudée,
possibilité de régler l'angle de
carrossage 0-3°

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 880.00 €



KSL ASSISE ERGONOMIQUE UN1673622

Préciser les hauteurs d'assise avant
et arrière
Préciser la longueur de l'assise
ergonomique souhaitée

Délai : 3 semaines

Tarif conseillé TTC : 1003.00 €



KSL DOSSIER RABATTABLE TYPE K-SERIES UN1673798

Avec protège-vêtements
rabattables sur l'assise ou garbe-
boue amovibles

Pas de poids additionnel

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 681.00 €

CHÂSSIS



SYSTÈME DE PLIAGE SK TYPE CHAMPION UN1673799

Flancs parallèles

Poids additionnel : +600g

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 837.00€



BARRE DE PRÉHENSION, CLAMPÉE UN1676319

Poids additionnel : +350g

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 409.00 €



BARRE DE PRÉHENSION, SOUDÉE SUR DEMANDE

Poids additionnel : +180g

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 717.00 €

PERFORMANCE ROUES AVANT



ROULEMENTS CÉRAMIQUE UN1673803

Roulements en céramique sur les
roues avant

Uniquement avec les roues avec
Froglegs

Délai : 3 semaines

Tarif conseillé TTC : 103.00 €

ROUES ARRIÈRE



ROULEMENTS CÉRAMIQUE UN1673804

Roulements en céramique sur les
roues arrière

Uniquement avec les roues avec
Spinergy

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 351.00 €

ROUES ARRIÈRE



SPINERGY XSLX 2 PERSONNALISATIONS UN1673794

Deux personnalisations :

- Rayons + Moyeux
- Rayons + Jantes
- Jantes + Moyeux

Choisir le/les coloris

Par paire

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 1222.00 €

SPINERGY XLX 2 PERSONNALISATIONS UN1673689

Deux personnalisations :

- Rayons + Moyeux
- Rayons + Jantes
- Jantes + Moyeux

Choisir le/les coloris

Par paire

Délai : 3 semaines

Tarif conseillé TTC : 1238.00 €

SPINERGY XLX 3 PERSONNALISATIONS UN1673574

Trois personnalisations : Rayons +
Moyeux + Jantes

Choisir le/les coloris

Par paire

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 1541.00 €

ROUES ARRIÈRE



SPINERGY CLX 2 PERSONNALISATION DE261585

Deux personnalisations :

- Rayons + Moyeux

Choisir le/les coloris

Par paire

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 1723.00 €



PNEUMATIQUES PRIMO SENTINEL 22" UN1673571

Pneumatiques Primo Sentinel


Pour roues Spinergy en 22"

Par paire

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 292.00 €

ESTHÉTIQUE GARNITURES



SURPIQÛRES

UN1673572

Sur garniture de dossier et/ou sur
toile d'assise

Choisir coloris des surpiqûres

Exemples :



Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 209.00 €



FLOCAGE

UN1676321

Flocage de 280x400 mm

Sur toute garniture de dossier (sauf
vinyle)

Joindre le fichier à floquer en .png /
.ai / .pdf

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 120.00 €



BRODERIE

UN1673608

Broderie de 250x250mm

Uniquement sur garniture de
dossier aéroback

Joindre le fichier à broder en .png /
.ai / .pdf

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 317.00 €

COLORIS



PEINTURE SPÉCIALE PREMIUM UN1673548

Base et vernis classique inclus
Indiquer le RAL/Pantone choisi

Délai : 4 semaines

Tarif conseillé TTC : 792.00 €



PEINTURE SPÉCIALE PREMIUM TECHNIQUE UN1673626

Base et vernis classique inclus
Indiquer la position de la démarcation
d'un coloris à l'autre
Ou coloris technique (Caméléon, Opal)
Indiquer les RAL/Pantone choisis

Délai : 4 semaines

Tarif conseillé TTC : 1385.00 €



VERNIS CÉRAMIQUE UN1676482

Vernis de haute qualité

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 679.00 €

COLORIS



PEINTURE THERMOCHROMIQUE UN1673612

Change de coloris entre 26° et 31°
Choisir le coloris de la peinture inférieure

Choisir le coloris de la peinture extérieure (rouge, bleu ou noir)

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 2963.00 €



HYDRODIPPING SUR CHÂSSIS UN1673547

Vernis classique inclus
Joindre le fichier du motif à appliquer sur le châssis

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 3181.00 €



FINITION POLI-MIRROIR UN1673801

Vernis classique inclus
Châssis et dossier

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 735.00 €

DÉCALCOMANIES



STICKER BOLD PERSONNALISÉ FLUO UN1673620

Choisir coloris fluo
ou autre coloris (préciser
RAL/Pantone)
Par paire

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 217.00 €

PROTÈGE-VÊTEMENTS



PROTÈGE-VÊTEMENTS FLUO

UN1673611

Choisir le coloris fluo (jaune, rouge, bleu, rose, vert, orange)

Épaisseur : 3 mm

Par paire

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 781.00 €



PROTÈGE-VÊTEMENTS

TRANSPARENTS IMPRESSION

UN1673624

Choisir le motif à imprimer (joindre le fichier en .eps / .ai / .pdf)


Épaisseur : 3 mm

Par paire

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 544.00 €

REPOSE-PIEDS



SOCLE DE REPOSE-PIEDS IMPRESSION

UN1673625

Choisir le motif à imprimer (joindre
le fichier en .eps / .ai / .pdf)

Délai : 3 semaines

Tarif conseillé TTC : 238.00 €

ROUES AVANT



ROUES AVANT FROGLEGS UN1673793

Roues 4"

Choisir le coloris anodisé (6 coloris: rose, orange, bleu, violet, rouge, doré)

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 253.00 €



ROUES AVANT FROGLEGS UN1673573

Roues 5"

Choisir le coloris anodisé (6 coloris: rose, orange, bleu, violet, rouge, doré)

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 253.00 €

FOURCHES



FOURCHES MONO UNI-TINE FROGLEGS UN1673619

Fourches monobras

Par paire

Taille S

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 419.00 €

ANODISATIONS



ANODISATION FUN

UN1673549

Peinture phosphorescente
Choisir le coloris parmi :
bleu, blanc, orange, turquoise, vert,
rouge, jaune, violet
Choisir l'élément (fourche, dossier,
support de roues ...)

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 869.00 €




ANODISATION MAINS-COURANTES

UN1673612

Choisir le coloris parmi : rouge,
violet, cuivre, bleu, orange, doré,
champagne, rose, poli-miroir

Délai : 3/4 semaines

Tarif conseillé TTC : 391.00 €



ANODISATIONS



ANODISATION MAINS-COURANTES CARBOLIFE UN1676320

Uniquement possible sur les modèles :
Gekko / Gekko S
Curve / CURve L
Choisir le coloris parmi : rouge, violet, cuivre, bleu, vert, orange, doré, champagne, rose, poli-miroir

Délai : 3 semaines

Tarif conseillé TTC : 449.00 €




KIT 1 ANODISATION UN1673688

Fourches et capuchons de tête de fourches
Choisir le coloris parmi : rouge, violet, cuivre, bleu, vert, orange, doré, champagne, rose, poli-miroir

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 208.00 €



KIT 2 ANODISATION UN1673776

Fourches, capuchons de tête de fourches, support de dossier, mains-courantes
Choisir le coloris parmi : rouge, violet, cuivre, bleu, vert, orange, doré, champagne, rose, poli-miroir

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 582.00 €

ANODISATIONS



KIT 3 ANODISATION UN1676887

Fourches, capuchons de tête de fourches, support de dossier, mains-courantes et tubes porte-palette

Choisir le coloris parmi : rouge, violet, cuivre, bleu, vert, orange, doré, champagne, rose, poli-miroir

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 822.00 €

MAINS COURANTES



MAINS-COURANTES CARBOLIFE GEKKO S SILVER UN1673775

Taille S

24"

Coloris Silver

Par paire

Délai : 3 semaines

Tarif conseillé TTC : 472.00 €



MAINS-COURANTES SURGE LT 24" UN1673802

24"

Par paire

Délai : 2 semaines

Tarif conseillé TTC : 706.00 €

EXEMPLES - FAUTEUILS


Découvrez quelques exemples de fauteuils déjà réalisés.



LISTE DES RÉFÉRENCES UNIQUE UTILISÉES :

- UN1673623 - KSL tout soudé
- UN1673799 - Système de pliage SK type Champion
- UN1673798 - Dossier rabattable type K-series
- UN1673608 - Broderie
- UN1673572 - Surpiqûres sur dossier : blanc
- UN1673572 - Surpiqûres sur toile d'assise : blanc
- UN1673619 - Mono fourche Uni-Tine Froglegs
- UN1673793 - Roues avant Froglegs 4"
- UN1673803 - Roulements céramiques roues avant
- UN1673804 - Roulements céramiques roues arrière
- UN1673574 - Roues Spinerger XLX 3 personnalisations (rayons : noirs, moyeux : poli-miroir, jantes : poli-miroir)
- UN1673775 : Mains-courantes Gekko S peinte couleur châssis
- UN1673624 - Protège-vêtements transparents avec impression
- UN1673548 - Coloris Spécial Premium : Sage Green 733
- UN1676404 - Vernis céramique

FAUTEUILS



LISTE DES RÉFÉRENCES UNIQUE UTILISÉES :

- UN1673623 - KSL tout soudé
- UN1673799 - Système de pliage SK type Champion
- UN1673622 - Assise ergonomique (12 cm)
- UN1673798 - Dossier rabattable type K-series
- UN1673608 - Broderie
- UN1673572 - Surpiqûres sur dossier : bleu
- UN1673572 - Surpiqûres sur toile d'assise : bleu
- UN1673619 - Mono fourche Uni-Tine Froglegs
- UN1673793 - Roues avant Froglegs 5"
- UN1673803 - Roulements céramiques roues avant
- UN1673804 - Roulements céramiques roues arrière
- UN1676887 - Kit 3 anodisation : bleu
- UN1673689 - Roues Spinergy XLX 2 personnalisations (rayons : noir, moyeux : bleu, jantes : bleu)
- UN1673611 - Protège-vêtements transparents fluo bleu
- UN1673548 - Coloris Spécial Premium : Noir à paillettes
- UN1676404 - Vernis céramique

FAUTEUILS



LISTE DES RÉFÉRENCES UNIQUE UTILISÉES :

UN1673623 - KSL tout soudé

UN1673799 - Système de pliage SK type Champion

UN1673622 - Assise ergonomique (12 cm)

UN1673798 - Dossier rabattable type K-series

UN1673608 : Broderie

UN1673572 - Surpiqûres sur dossier : jaune fluo

UN1673626 - Peinture Spéciale Premium Technique - OPAL Blanc

UN1676404 - Vernis céramique

UN1673624 - Protège-vêtements jaune fluo avec impression

UN1673625 - Socle repose-pieds jaune fluo avec impression

UN1673619 - Mono fourche Uni-Tine Froglegs

UN1673793 - Roues avant Froglegs 5"

UN1673803 - Roulements céramiques roues avant

UN1673804 - Roulements céramiques roues arrière

UN1673549 - CPS fun : jaune phosphorescent, sur la barre de dossier

UN1673689 - Roues Spinergy XLX 3 personnalisations (rayons : blancs, moyeux : violet, jantes : violet)

FAUTEUILS



LISTE DES RÉFÉRENCES UNIQUE UTILISÉES :

UN1673623 - KSL tout soudé

UN1673799 - Système de pliage SK type Champion

UN1673622 - Assise ergonomique (12 cm)

UN1673798 - Dossier rabattable type K-series

UN1673548 - Peinture Spéciale Premium - Blanc et paillettes

UN1673572 - Surpiqûres sur dossier : bleu

UN1673608 - Broderie

UN1673619 - Mono fourche Uni-Tine Froglegs

UN1676320 - Mains-courantes Gekko S anodisées : bleu

UN1676887 - Kit 3 Anodisation : bleu

UN1676404 - Vernis céramique

UN1673793 - Roues avant Froglegs 5"

UN1673803 - Roulements céramiques roues avant

UN1673804 - Roulements céramiques roues arrière

UN1673689 - Roues Spinergy XLX 3 personnalisations (rayons : blanc, moyeux : bleu, jantes : bleu)

FAUTEUILS



LISTE DES RÉFÉRENCES UNIQUE UTILISÉES :

- UN1673548 - Peinture Spéciale Premium - Rouge et or
- UN1673572 - Surpiqûres sur dossier et toile d'assise : Or
- UN1673608 - Broderie
- UN1673619 - Mono fourche Uni-Tine Froglegs
- UN1673573 - Roues avant Froglegs 5"
- UN1673688 - Kit 1 Anodisation
- UN1673803 - Roulements céramiques roues avant
- UN1673804 - Roulements céramiques roues arrière
- UN1673794 - Roues Spinergy XSLX 2 personnalisations (rayons : noir, moyeux : Or, jantes : Or)

FAUTEUILS



LISTE DES RÉFÉRENCES UNIQUE UTILISÉES :

- UN1673799 - Système de pliage SK type Champion
- UN1673622 - Assise ergonomique
- UN1673798 - Dossier rabattable type K-series
- UN1673548 - Peinture Spéciale Premium - Gris et rouge
- UN1673608 - Broderie
- UN1676887 - Kit 2 Anodisation : rouge
- UN1673793 - Roues avant Froglegs 5"
- UN1673803 - Roulements céramiques roues avant
- UN1673804 - Roulements céramiques roues arrière
- UN1673689 - Roues Spinergy XLX 3 personnalisations (rayons : rouge, moyeux : rouge, jantes : rouge)

FAUTEUILS



LISTE DES RÉFÉRENCES UNIQUE UTILISÉES :

UN1673799 - Système de pliage SK type Champion

UN1673798 - Dossier rabattable type K-series

UN1673548 - Peinture Spéciale Premium - Rose

UN1673608 - Broderie

UN1673619 - Mono fourche Uni-Tine Froglegs

UN1676887 - Kit 3 Anodisation : Rose

EXEMPLES - BRODERIES

Découvrez quelques exemples de broderies déjà réalisés.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

1.

BEAUTÉ SAKURA

2.

SMILEY

3.

AVENTURIER

4.

**KUSCHALL SUR TOILE EN
CUIR**

5.

CACTUS SOURIANT

6.

**LOGOS KUSCHALL &
UNIQUE**



Contact : alberactif@invacare.com

UNIQUE

Designed by you. Built by us.

Tarifs publics conseillés TTC. Liste de fabrications spéciales non exhaustives. Certaines de ces possibilités sont disponibles en option montée. Pour tout renseignement ou demande, n'hésitez pas à contacter notre service clients.

Dans le cadre d'un perfectionnement continu des produits, Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés sans préavis.

