



Code LPPR :

- 9225634 - VHP, POUSETTE OU FAUTEUIL NON
REGLABLE, DOSSIER OU SIEGE RIGIDES OU NON, INVACARE
: 356,94 €

Action² NG Family



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	CE	Type de châssis	Fauteuil à pousser pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Hauteur d'assise	485 mm, réglable à 510 mm
		Dossier	Pliant à mi-hauteur, hauteur 430 mm
Cachet du distributeur :		Profondeur d'assise	400 mm
		Largeur hors-tout	Largeur d'assise + 100 mm
		Roues avant	7" bandage noir
		Roues arrière	12" bandage avec fixes
		Accoudoirs	Crantés, relevables et amovibles
		Freins	A câble tierce-personne avec fonction parking et freins utilisateur
		Accessoires	Tubes basculeurs et ceinture de maintien de série
		Crash-testé	Oui
		Poids total	A partir de 13,4 kg
		Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure		

Commandes

 Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

Quantité	Euros		
	Prix Public		LPPR *
	HT	TTC	

Invacare® Action² NG Transit Lite - Dossier pliant à mi-hauteur - Code LPPR 9225634

Roues arrière 12" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

BR1673114	405 mm	338,33	356,94	356,94
BR1673115	430 mm			
BR1673116	455 mm			
BR1673117	480 mm			

ACCESSOIRES (livrés séparément)

Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise

1564267	405 mm / 430 mm (412 mm x 412 mm)	33,08	34,90
1564268	455 mm / 480 mm (462 mm x 412 mm)	33,08	34,90

Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Sélectionner une largeur - Livrés avec sangles

1573661	405 mm / 430 mm	200,49	211,52
1573692	455 mm / 505 mm	200,49	211,52

Porte-canne

AP0572-02056	Kit porte canne	37,91	40,00
--------------	-----------------	-------	-------

Support amputé

AP1442990	Support amputé droit	118,48	125,00
AP1442991	Support amputé gauche	118,48	125,00

Anti-bascule (la paire)

AP1673828	Paire d'anti-bascule	58,77	62,00
AP1680189	Paire de roulettes anti-bascule avec tube basculeur, réglable en hauteur et amovible	80,57	85,00

Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :

AP1673830	405 mm	AP1673832	455 mm	60,10	63,41
AP1673831	430 mm	AP1673833	480 mm	60,10	63,41

Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

AP1673836	405 mm	AP1673838	455 mm	97,63	103,00
-----------	--------	-----------	--------	-------	--------

AP1673837		430 mm	AP1673839		480 mm	97,63	103,00	
-----------	--	--------	-----------	--	--------	-------	--------	--