



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare[®] Action^{®2} NG Transit Lite



Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 485 / 510 mm
- Dossier pliant à mi-hauteur livré hauteur 430 mm
- Profondeur d'assise 400 mm
- Largeur HT = largeur d'assise + 100 mm
- Longueur HT 995mm
- Roues arrière 12" bandage noir axes fixes
- Roues avant 7" bandage noir
- Freins à câble tierce-personne avec fonction parking et freins utilisateurs
- Accoudoirs crantés, relevables et amovibles
- Tubes basculeurs et ceinture de maintien de série
- Poids : 13,4 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièce d'usure

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare[®].

Date :

Nom de l'utilisateur :

Code client :

Cachet du distributeur :

		Euros		
		Prix Public		LPPR *
		HT	TTC	
	Quantité			
Invacare[®] Action^{®2} NG Transit Lite - Dossier pliant à mi-hauteur - Code LPPR 9225634				
Roues arrière 12" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				
BR1673114		405 mm	338,33	356,94
BR1673115		430 mm		
BR1673116		455 mm		
BR1673117		480 mm		
ACCESSOIRES (livrés séparément)				
Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise				
1564267		405 mm / 430 mm (412 mm x 412 mm)	33,08	34,90
1564268		455 mm / 480 mm (462 mm x 412 mm)	33,08	34,90
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Sélectionner une largeur - Livrés avec sangles				
1573661		405 mm / 430 mm	200,49	211,52
1573692		455 mm / 505 mm	200,49	211,52
Porte-canne				
AP0572-02056		Kit porte canne	49,29	52,00
Support amputé				
AP1442990		Support amputé droit	140,28	148,00
AP1442991		Support amputé gauche	140,28	148,00
Anti-basculé (la paire)				
AP1673828		Paire d'anti-basculé	77,73	82,00
Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :				
AP1673830		405 mm	AP1673832	455 mm
AP1673831		430 mm	AP1673833	480 mm
60,10			60,10	63,41
Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				
AP1673836		405 mm	AP1673838	455 mm
AP1673837		430 mm	AP1673839	480 mm
97,63			97,63	103,00