AVIVA FX40



Portfolio





Sommaire

Informations techniques	1
Assise	5
Dossiers	6
Harnais	7
Barre de maintien	7
Tablette	8
Ceintures	8
Appui-têtes	8
Supports d'appui-têtes	9
Accoudoirs	10
Manchettes	10
Cale-tronc	13
Cale-cuisses	14
Repose-jambes	16
Commandes électroniques LiNX	17
Joysticks alternatifs, accessoires et montage	20
Électronique multifonctions LinX	22
Coloris	22
Performance	23

Informations techniques

AVIVA FX40 MPS



Largeur d'assise

405 - 510 mm



Profondeur d'assise

405 - 510 mm



Hauteur d'assise

470 / 495 mm



Hauteur de dossier

305 - 710 mm



Hauteur d'accoudoirs

241 - 330 mm



Longueur des repose-jambes

203 - 430 mm



Bascule d'assise

0 - 45°



Bascule de dossier

170° à forte compensation



Hauteur hors-tout

1115 - 1445 mm



Longueur totale avec repose-jambes

1250 - 1305 mm



Longueur totale sans repose-jambes

1070 mm

Informations techniques

AVIVA FX40 MPS		
*	Largeur base motrice	604 mm
	Poids max. utilisateur	113 kg
÷ -	Batteries	60 Ah
	Diamètre de giration	1360 mm
	Hauteur de franchissement	83 mm
	Pente max. de sécurité	9°
W	Puissance des moteurs	2 x 340W
KM/H	Vitesse	10 / 12 km/h
∑ km	Autonomie	Jusqu'à 27 km
	Poids total	190 - 210 kg

Assise

JEA0300 Bascule d'assise et inclinaison de dossier

Bascule d'assise électrique à translation MPS Maxx de 0 à 45°

Inclinaison de dossier électrique biomécanique à forte compensation de 90 à 170°



JEA0500 Élevation d'assise

Élevateur d'assise 7" (18 cm)



JEA0800 Coussin d'assise Matrx Libra

Coussin d'assise en mousse équipé d'une poche de gel fluide



Revêtements coussins

JEA0800 Housse Startex biextensible noire

JEA0860 Housse Spacetex (Mesh)



Dossier

JEA1400 Plaque de dossier

Plaque de dossier standard



JEA1500 **Dossier High back**

Revêtement Mesh micro-aéré noir



JEA1510 **Dossier Matrx Elite E2**

Revêtement Mesh micro-aéré noir



JEA1530 **Dossier Matrx Elite E2 Deep**

Revêtement Mesh micro-aéré noir



JEA1540 **Dossier Matrx Posture Back**

Revêtement Mesh micro-aéré noir



JEA1550 **Dossier Matrx Posture Back Deep**

Revêtement Mesh micro-aéré noir



Harnais

JEA0900 Harnais rembourré 2 points



Support de tronc antérieur Monoflex

JEA0910	Taille S - 75 x 395 mm
JEA0920	Taille M - 100 x 464 mm
JEA0930	Taille L - 114 x 546 mm



Support de tronc antérieur Monoflex ouveture centrale

JEA0940	Taille S - 63.5 x 395 mm
JEA0950	Taille M - 83 x 464 mm
IEA0960	Taille L - 89 x 546 mm



Barre de maintien

Barre de maintien enveloppée de mousse

JEA0970 Montage à gauche JEA0980 Montage à droite



Barre de maintien à coussin plat

JEA0990 Montage à gauche JEA1000 Montage à droite



Tablette

Tablette à hauteur réglable en plastique

533 x 305 mm

JEA1010 Montage à gauche JEA1020 Montage à droite



Ceintures

Ceinture avec bouton à pousser

JEA1030 Longueur 1220 mm JEA1040 Longueur 1524 mm JEA1050 Longueur 1803 mm



Ceinture BodyPoint sous abdominale rembourrée

JEA1060 2 points JEA1070 4 points

JEA1070



Appui-tête

Appui-tête Matrx Elan standard

JEA1100 6" JEA1110 10" JEA1120 14"



Appui-tête Matrx Elan occipital

JEA1130 9" JEA1140 12"



Appui-tête Matrx Elan 4 points

JEA1150 9" JEA1160 12"



Housse appui-tête


JEA1170 Housse noire respirante



Support d'appui-tête

Support fixe

JEA1180 Support fixe, non amovible



Support Matrx Elan

JEA1190 Standard, mutli-réglable, 38 cm de hauteur JEA1200 Rallongé multi-réglable, 38 cm de hauteur



Support Loxx

JEA1210 Standard, 38 cm de hauteur JEA1220 Mini, 28 cm de hauteur




Accoudoirs


Accourdoirs relevables et parallèles

JEA1800 Accoudoirs relevables et parallèles JEA1805 Accoudoirs relevables vers l'extérieur JEA1800



JEA1805





Manchettes

Manchette standard

JEA1850	Longue 355 mm gauche
JEA2000	Longue 355 mm droite
JEA1860	Courte 254 mm gauche
JEA2010	Courte 254 mm droite



Manchette modulaire avec coussin en mousse Soft Skin

JEA1870	Longue gauche 355 x 40 mm
JEA2020	Longue droite 355 x 40 mm
JEA1880	Standard gauche 254 x 40 mm
IEA2030	Standard droite 254 x 40 mm



Manchette modulaire avec coussin mousse Visco

JEA1890



JEA1890	Mousse viscoélastique, revêtement Startex
JEA2040	Longue gauche 355 x 40 mm
JEA1900	Longue droite 355 x 40 mm
JEA2050	Standard gauche 254 x 40 mm
	Standard droite 254 x 40 mm



Manchette mutliposition

JEA1910	Longue gauche 355 mm
JEA2060	Longue droite 355 mm
JEA1920	Courte gauche 254 mm
JEA2070	Courte droite 254 mm



Manchette gel courte

JEA1930	Gauche 51 x 305 mm
IEA2080	Droite 51 x 305 mm



Manchette gel medium

JEA1940	Gauche 89 x 305 mm
JEA2090	Droite 89 x 305 mm



Manchette gel longue

JEA1950 Gauche 89 x 355 mm JEA2100 Droite 89 x 355 mm



Gouttière

JEA1960 Gauche 114 x 330 mm JEA2110 Droite 114 x 330 mm



Appui palmaire

JEA1970 Gauche 114 x 127 mm JEA2120 Droite 114 x 127 mm



Cale-tronc


Coussin de cale-tronc MAXX fixe

Taille XS

JEA2200 Gauche 110 x 83 mm JEA2240 Droit 110 x 83 mm

Taille S

JEA2210 Gauche 135 x 90 mm JEA2250 Droit 135 x 90 mm



Taille M

JEA2220 Gauche 135 x 90 mm JEA2260 Droit 135 x 90 mm

Taille L

JEA2230 Gauche 165 x 110 mm JEA2270 Droit 165 x 110 mm



Support de cale-tronc MAXX escamotable

Fixation de cale-tronc escamotable

JEA2280 Gauche JEA2300 Droite



Support de cale-tronc rallongé

Support de cale-tronc rallongé 25 mm

JEA2290 Gauche JEA2310 Droite



Cale-cuisses

Coussin de cale-cuisse

Taille XS

JEA2400 Gauche 140 x 102 mm JEA2440 Droit 140 x 102 mm

Taille S

JEA2410 Gauche 178 x 152mm JEA2450 Droit 178 x 152 mm

Taille M

JEA2420 Gauche 229 x 102 mm JEA2460 Droit 229 x 102 mm

Taille L


JEA2430 Gauche 330 x 110 mm JEA2470 Droit 330 x 110 mm





Fixation fixe au niveau de la hanche

JEA2480 Gauche JEA2540 Droite



Fixation amovible au niveau de la hanche

JEA2490 Gauche JEA2550 Droite



Fixation à démontage rapide au niveau de la hanche

Fixation à démontage rapide, mutliréglable, montée au niveau de la hanche. Hauteur plaque d'assise -

coussin: 14cm

JEA2500 Gauche JEA2560 Droite



Fixation à démontage rapide au niveau du genou

Fixation à démontage rapide, mutliréglable, montée au niveau du genou. Hauteur plaque d'assise - coussin: 14cm

JEA2510 Gauche JEA2570 Droite



Fixation rallongée à démontage rapide au niveau de la hanche

Fixation rallongée démontage rapide, mutli-réglable, montée au niveau du genou

JEA2520 Gauche JEA2580 Droite



Fixation rallongée à démontage rapide au niveau du genou

Fixation rallongée à démontage rapide, mutli-réglable, montée au niveau du genou

JEA2530 Gauche JEA2590 Droite



Repose-jambes central

Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets

JEA2600

Synchronisé avec la verticalisation

Electrique BDC avec compensation



Coussins d'appui-mollets

JEA2640 Coussins d'appui-mollets 140 x 102 mm JEA2650 Coussins d'appui-mollets 190 x 150 mm



Palettes

Taille S

JEA2660 Palette taille S gauche JEA2690 Palette taille S droite

Taille M

JEA2670 Palette taille M gauche JEA2700 Palette taille M droite





Taille L

JEA2680 Palette taille L gauche JEA2710 Palette taille L droite



Appuis sous-rotuliens

JEA2720 Appuis-sous-rotuliens modulaires réglables en hauteur, en profondeur et en angle

JEA2730 Appuis sous-rotuliens avec réglage assymétrique





Coussins sous-rotuliens

JEA2740	Coussin de 254 mm pour genounillères
JEA2750	Coussin de 203 mm pour genouillères
IEA2760	Coussin de 150 mm pour genouillères



Commandes électroniques LiNX

Manupulateur LiNX REM211

JEA3000 REM211: Conduite et contrôle des vérins



Manupulateur LiNX REM216

JEA3010 REM216: Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage



Manupulateur LiNX REM400

REM400: Écran de couleur tacile 3.5" et bluetooth -JEA3020 Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage,

émulation souris



Manupulateur LiNX REM500

REM500: Écran de couleur tacile 3.5" et bluetooth -JEA3030

> Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - Nécessite une commande

spéciale



Interrupteurs à bascule

Interrupteurs à bascule programmables pour JEA3040

manipulatuetr REM400



Fixation non escamotable

JEA3100 Fixation non escamotable à droite Fixation non escamotable à gauche



Support de fixation *Quad Link*

Support Quad Link, escamotable à JEA3120 droite, réversible, réglable en hauteur Support Quad Link, escamotable à

gauche, réversible, réglable en hauteur



JEA3110

JEA3130

Support de fixation Maxx

JEA3140 Support Maxx, escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur

Support Maxx, escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur



Montage REM500

JEA3160 Fixation escamotable à droite, multi-réglable JEA3170 Fixation escamotable à gauche, mutli-réglable



Double commande LiNX

JEA3200 Double commande *LiNX* Compact - 3 profils de conduite dédiés

JEA3210 Fixation à droite JEA3220 Fixation à gauche



Joystick Compact LiNX

JEA3300 Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160g)

JEA3310 Joystick LinX Compact proportionnel Low Force (Force de déflexion : 212g




Commandes alternatives, accessoires et montages

Commande occipitale à capteur de proximité

JEX3500





IEX3510



Contacteurs à capteurs de proximité

JEX3600	4 contacteurs à capteur de proximité ASL106
JEX3610	Montage central sur tablette ASL619,
	escamotable à droite
JEX3620	Montage central sur tablette ASL619,
	escamotable à gauche
JEX3630	Montage personnalisé



Accessoires sans fil pour ATOM

JEX3700



JEX3700 Triple receveur ASL557-3 JEX3710 Emulation souris ASL558

JEX3710



Commande au souffle et à capteur de proximité

JEA3720

Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteur de proximité (gauche/droite). Livré avec module d'entrée, tube et embout buccal ASL301LIP





Option d'interface LiNX

Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au

souffle)

JEA3740

JEA3750 Module de sortie LiNX (DLX-OUT500)

JEA3740 JEA3750

, 50, 6,6 2,7 (52,7 66,7 66)

Accessoires LiNX

JEA3760 Chargeur USB



Joysticks BodyPoint

Embout ergonomique U

JEA3800 Joystick ergonomique en U - Largeur 76 mm (3") JEA3810 Joystick ergonomique en U - Largeur 100 mm (4")



Autre joystick

JEA3820 Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm



Électronique multifonctions LiNX

Claviers mutlifonctions

JEA4000	Clavier multifonctions 8 contacteurs
JEA4010	Clavier mutlifonctions 10 contacteurs

JEA4000



Montage sur machette droite JEA4030 Montage sur manchette gauche JEA4040

Non monté

JEA4030



Montage sur support de joystick

JEA4050




JEA4060

Coloris

JEA4050

Coloris de châssis

JEA4130	Noir Obsidien
JEA4140	Rouge Rubis
JEA4150	Bleu Jacinthe
JEA4160	Rose Flamingo
JEA4170	Violet Pourpre
JEA4180	Bleu Océan
JEA4190	Vert Citron
IEA4200	Bleu Artic




Coloris de jantes

JEA4240	Noir Obsidien
JEA4250	Rouge Rubis
JEA4260	Bleu Jacinthe
JEA4270	Rose Flamingo
JEA4280	Violet Pourpre
JEA4290	Bleu Océan



JEA4300	Vert cirton
JEA4310	Bleu Artic
JEA4320	Jaune
JEA4330	Orange
JEA4340	Gris



Coloris des garde-boue

Garde-boue assortis au châssis JEA4400

JEA4410 Noir



Performance

Fourches arrière

JEA4500 Fourches monobras



Roues arrière

8" bandage plein noir JEA4600



Roues motrices avant

14x3 pneumatiques noir à crampon JEA4700

14x3 pneumatiques anti-crevason à crampon JEA4710



Suspensions

Système de suspension à 4 barres technologie Broken Link



JEA4800

Chargeur

JEA5210 Chargeur OptiCharge 10 A



Roulettes anti-bascule

JEA5300 Roulettes anti-bascule



Eclairage

JEA5400 Équipement route LED 30 Lux

Sans éclairage





Accroche-taxi et kit de transport

JEA5500 Accroche-taxis



